

For life science research only  
Not for use in diagnostic procedures

# iMatrix-411

Product No. 892 041 350 µg  
Product No. 892 042 1,050 µg



Version 004  
Store at 2-15°C

**製品概要:** iMatrix-411 は、ヒトラミン 411 のインテグリン結合部位(E8 フラグメント)を組換えタンパク質として CHO-S 細胞(Thermo Fisher Scientific 社)に発現させ、高純度に精製した細胞培養基質です。全長ラミン 411 と同等のインテグリン結合活性を示します。培養容器にコートすることで、血管内皮細胞や胆管上皮細胞の分化誘導および維持培養を可能にします。また、ラミン 411 に接着するその他の細胞の培養にも有用です。

**内容物:** 組換えヒトラミン 411-E8 タンパク質

**形状:** 液状品 溶媒: PBS(-)

**濃度:** 0.5 mg/mL

**内容量:** 175 µg / 0.35 mL / tube

Product No. 892 041 350 µg / 2 tubes

Product No. 892 042 1,050 µg / 6 tubes

**保存方法:** 遮光して、2-15°Cで保存してください。

**使用期限:** 有効期限は、製造後 2 年です。有効期限は外箱に記載しております。上記保存方法にて保存し、有効期限内にご使用ください。

**活性:** ヒトインテグリン  $\alpha 6 \beta 1$  との結合活性が、解離定数 10 nM 以下を示します。

**使用方法:** iMatrix-411 を下記のいずれかの方法で培養容器にコートします。コーティング濃度は、細胞の種類や株、培地、目的によって異なります。コート不足の場合、細胞の剥離や細胞の状態のばらつきが見られることがあります。逆に、コート過多の場合、継代時に細胞がはがれにくくなる場合があります。そのため、最初に 0.5 µg/cm<sup>2</sup> を基準にして 0.1-1.5 µg/cm<sup>2</sup> の範囲で培養に最適なコーティング濃度を検討してください。

1) iMatrix-411 を PBS(-)で希釈します。希釈はコーティング直前に行ってください。(0.5 µg/cm<sup>2</sup> でコートする場合、面積 9.6 cm<sup>2</sup> / ウェルの 6 ウェルプレートでは、1 ウェルあたり 9.6 µL の iMatrix-411 を PBS(-) で 2 mL に希釈してコートします。)

- 2) iMatrix-411 希釈液を入れた培養容器を 37°C で 1 時間、室温で 3 時間、4°C で一晩のいずれかの条件で静置します。
- 3) コーティング液を吸引除去後、速やかに細胞を播種します。コート面を乾燥させないようにしてください。

※継代時に細胞がはがれにくい等の問題がある場合は、コーティング濃度を下げる等、条件を見直してください。

## 参考文献:

Nishiuchi R. *et al.* (2006), *Matrix Biol.* **25** (3): 189-97

Ohta R. *et al.* (2016), *Sci. Rep.* **6**: 35680

Takayama K. *et al.* (2016), *Biochem. Biophys. Res. Commun.* **474** (1): 91-6

Tang J. and Saito T. (2018), *BioMed. Res. Int.* **2018**: 9465383

**注意:** 本製品は試験研究用です。人体には使用しないでください。本製品を誤って吸飲した場合や、目に入った場合は、速やかに洗浄し医師の診察を受けてください。

**製品情報:** 参考文献や Q&A 等の最新情報を株式会社マトリクソーム Web ページ内で公開し、随時更新しております。下記 URL または QR コードよりご確認ください。

**販売元:** 株式会社 マトリクソーム

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 3-2

大阪大学蛋白質研究所共同研究拠点棟

電話: 06-6877-0222 Fax: 06-6877-0002

Contact: <https://matrixome.co.jp/contact>

URL: <https://matrixome.co.jp>



**製造元:** 株式会社 ニッピ

〒120-8601 東京都足立区千住緑町 1-1-1