
STOPPENDENDED STOPPENDED STOPPENDENDED STOPPENDENDED STOPPENDENDED STOPPENDENDED STOPPENDED STOPPENDENDED STOPPENDED STOPPEND STOPPENDED STOPPENDED STOPPENDED STOPPENDED STOPPENDED STOPPEND STOPPENDED STOPPEND ST



〔総 説〕

「炭素-炭素結合形成に便利で使い易い有機ケイ素反応剤」	檜山 魚	為次郎 2
「ナットウキナーゼの合成アミドに対する基質特異性、並びにキニン産生能(血圧降下、循環改善)」	須見	洋行 8
「新規核酸誘導体 2-CI-C.OXT-A の血管新生作用」	塚本	<mark>郁子 ······· 11</mark>
〈テクニカルレポート〉 「バイオマス糖化を効率化する酵素」 「試料前処理用固相抽出カラム Presep [®] RPP-WAX の開発」		康浩 ········ 14 智子 ······· 16
	島尾	永康 32
	1	J. 17.23

ー 檜山カップリング反応試薬「HOMSi」 ·······	7
高分子固定化オスミウム触媒「PI 酸化オスミウムⅡ型」······	36
環境・分析	
プレセップ [®] RPP-WAX ····································	17
不揮発性腐敗アミン類標準品	18
シブトラミン・シブトラミン代謝物標準品 ······	18
TRM (Traceable Reference Material)	18
高純度有機溶剤及び酸類(SC 規格) ··············	19
培養	
ES 細胞培養用試薬「StemSure [™] シリーズ」 ········	20
液体培地······	21
植物発現組換え体 ヒトトランスフェリン、ヒトアルブミン・・・	22
細胞増殖因子	23
免疫	
	19
抗ラットジアシルグリセロールキナーゼ γ, ウサギ	17
タマビジン [®] 2, 組換え体 ······	27

細胞生物・生化学

血管新生	促進剤 2-CI-C.OXT-A] ····································	13
GSK-3 阻	l害剤 ······	21
Wnt-3a,	マウス, 組換え <mark>体</mark> , 溶液······	21
病態モデノ	ル作製用試薬	24
VEGF V	セプターキナーゼ阻害剤	24
	用試薬	25
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	チノール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26
アスタキサ	ンチン	26
遺伝子		
The Person of the last	プト -1,2- プロバンジオール	27
The second second	カルボキシエチル)ホスフィン塩酸塩	27
2×RNA	コーディングバッファー	29
-	ヹップ ™RNA ······	30
RNA 抽出	試薬「ISOGEN Ⅱ」······	31

ナットウキナーゼ 10

〔お知らせ〕

耐熱性酵素有償サンプルのご案内 ····· 15	キナーゼ阻害剤ガイドブック発行のご案内 2
第 26 回 Wako ワークショップ開催のご案内 ······ 23	



炭素-炭素結合形成に便利で使い易い有機ケイ素反応剤

中央大学研究開発機構 檜山 爲次郎

はじめに

交差カップリング反応が広く使われ るようになった。通常の置換反応が難 しいsp²炭素やsp炭素での置換が遷移 金属触媒で直截的に一工程で達成でき るからであり、天然物の全合成をはじ め医薬品や農薬など生理活性物質のほ か液晶や発光材料など有機機能材料の 工業的製造にいたるまで幅広く利用さ れている。これまでMg、Zn、B、Sn 剤が多用されてそれぞれ人名反応¹⁾ に なっている。大量合成に利用されるよ うになると、コスト、金属反応剤の安 定性の欠如、大量使用の際に副生する 金属の回収や反応剤の毒性が問題に なってきた。この点、ケイ素は資源的 に豊富であるうえ、有機ケイ素化合物 は安定性や安全性に優れていて、これ らの問題を一挙に解決する望ましい特 性をもつが、反応性が低く使えなかっ た²⁾。1988年、著者らは四配位ケイ素 化合物にフッ化物イオンを作用させて 五配位シリカートを形成させるとパラ ジウムとの金属交換が円滑に進むこと を見つけ、安定な四配位有機ケイ素化 合物が一般的な交差カップリング反応 に利用できることを示した³⁾。この反 応の重要性が次第に広く認識されると ともに4)、初期型手法の欠点を改良し て、より使いやすい手法が提案されて きた。例えば、金属交換は五配位シリ カートを経る必要があるが、初期型手 法では、ケイ素原子に電気陰性基を置 換させてケイ素にルイス酸性を十分も

たせていた。これに対しシラシクロブタン構造 5 やヘテロ芳香環 6 、ベンジル基 7 、アリル基 8 を導入したりシラノラート塩を用いる方法 9 が開発された(図 1)。

この反応は、Pd(0) 錯体が基質 R^2X に酸化的付加した R^2 -Pd(II)-Xが、五配位シリカートとの間で有機基 R^1 を Siから Pd に移し(金属交換)、生じた R^1 -Pd- R^2 が還元的脱離によって生成物を生じるとともにもとの Pd(0) 錯体に戻る触媒サイク ν^{4d} で進むと理解している。


スキーム1に示すように、五配位シリカートが4中心遷移状態(ここでは飽和の六配位を経る)を経て金属交換するので、これの生成が鍵になる。2005年に2-(ヒドロキシメチル)フェニル基置換ケイ素反応剤1~5の交差カップリング反応^{10a)}を公にした。反応させる有機基と五配位シリカート形成を担う2-(ヒドロキシメチル)フェニル基を分離¹⁾することによって、テトラオルガノシランで一般性に優れた交差カップリングを実現するための理想的反応剤設計である。

ケイ素反応剤 1 ~ 5 (スキーム 2) は、普段は安定だが弱い塩基によって Pd、Cu、Rh などの後周期遷移金属錯体と金属交換して、交差カップリング¹⁰⁾ やカルボニル付加¹¹⁾ を達成する;反応後にSi部位を環状シリルエーテル 6 として回収し、ケイ素反応剤の再調製に利用できる;また、水酸基保護によりケイ素基は極めて安定になるので、保護/脱保護を経れば多段階の合成にも使える、などの特徴がある。

アルケニルシランの交差 カップリング

一例をあげる。(E)-オクテニルシランと4-ヨウ化安息香酸エチルとの反応では、溶媒DMSO中35 $^{\circ}$ でPdCl₂触媒および配位子(2-furyl) $_{3}$ P存在下、炭酸カリウムを塩基として用いるだけで、対応するカップリング体が収率97%で得られる。反応粗生成物を減圧蒸留すると、環状シリルエーテル**2**(\mathbb{R}^{2} = Me, \mathbb{R}^{3} = H) が回収できる(図 2)。

この反応では、ケイ素反応剤の活性 化にフッ化物イオンや強塩基を必要と しないので、シリル保護基や酸性水素



Scheme 1. Catalytic cycle for silicon cross-coupling reaction





Figure 1.



Scheme 2. Transition metal-catalyzed C-C bond formation with tetraorganosilane reagents via intramolecular activation




Figure 2.




Figure 3.

を有する基質を用いても収率よくカップリング体が得られる点が有利である(図3)。

(E)-および (Z)-ヨウ化オクテニルとの反応では、イミノホスフィン配位子 $(\mathbf{IP})^{12}$ が有効で、対応するジエンを立体配置を保持したまま立体特異的に収率よく得ることができる $(\mathbf{図4})$ 。

また、1-フェニルエテニルシラン1 ($R^1 = CH_2 = CPh$) もヨードアニソールと反応してipso置換体を収率よく生じる。このハロゲン化物ではしばしばcine置換体が相当量生じる $^{13)}$ が、1 は高い反応性と反応位置特異性を示すので信頼性が極めて高い。

ァリールシランの交差 カップリング

フェニルシラン $\mathbf{2}$ ($\mathbf{R}^1 = \mathbf{Ph}$) とハロゲン化アリールとの交差カップリングは、 \mathbf{Pd} 触媒 Ruphos ¹⁴⁾ 配位子とともに CuI 共存下 THF-DMF 混合溶媒中で収率よくビフェニルを生じる(図 $\mathbf{5}$)。

スタニル基やボリル基を置換する臭化フェニルとの反応でも、炭素一ケイ素結合が優先して活性化されてスタニル化あるいはボリル化ビフェニルが収率よく得られる点は注目に値する(図6)。

この交差カップリング反応は、ケイ素反応剤の水酸基を保護しておくと全くおこらない。そこで、水酸基をTHP基で保護した同シリル基を有するハロゲン化アリールを、水酸基のブロモアリールシラン反応剤と反応終了後にTHP基を放っると、末端に [(2-ヒドロキシメチル)フェニル] ジメチルシリル基を有するビアリールを合成することができる10e,10f)。この交差カップリング/脱保護を繰り返すと、オリゴアレーンをきわめて簡便に合成することができる(スキーム3)。

異なる保護基(THP、Ac、TBDPS)を三つ用いると、それぞれ独特の条件下に脱保護できる。これら三つを末端に有するオリゴアレーンも合成できる




Figure 4.

 $(Z + - \Delta 4)^{10f}$.

こうして目的分子の部分構造を構築 順に合わせて任意の保護基を選択でき る。また、生じたシリル化オリゴア レーンは、きわめて安定なので、一層 の官能基化もできる。すべて有機基で 置換されたシリル基によって分子の溶 解性が向上しているため、反応、後処 理、精製操作上のメリットも大きい。 例えば、シリルビチオフェンの5'位 臭素化が収率よく進行する。得られた 臭素化体と、脱保護した5-シリルビ チオフェンを交差カップリングさせる と、末端にシリル基を有するテトラチ オフェンが収率よく得られる。この操 作を繰り返せば、両端にケイ素官能基 をもつキンカーチオフェンが効率よく 合成できる^{10e, 10f)} (スキーム5)。これ はホログラフィー記録材料としての用 途が期待されている材料^{10h)}である。

ベンジル炭酸エステルとのカップリングでは、塩基を加えなくても進行し、ジアリールメタンを収率よく生成する10d)(図7)。

3 アルキルシランの交差 カップリング ^{10g)}

アルキルシランの交差カップリン




Figure 5.





Figure 6.



Scheme 3. Itervative cross-coupling-deprotection sequence for oligoarene synthesis

Scheme 4. Itervative cross-coupling-deprotection by orthogonal protection

Scheme 5. Convergent synthesis of silylated oligothiophene

Figure 7.

グは、これまでアルキル(トリフルオロ)シランを用いる例に限られていた¹⁵⁾。まずメチル化を検討した。Pd(OAc)₂存在下、配位子QPhos¹⁶⁾、塩基リン酸三カリウムを用いて、THF中100℃でトリメチルシラン3と4-クロロベンゾニトリルを反応させると、p-トルニトリルがNMR収率88%で得られる。3のベンジル位にメチル基がごつないと、メチル化体は全く得られず、ヒドロキシメチル基が酸化されてアルデヒドが生じ、同時にこの水素が塩化アリールを還元したものが多量生じた。各種臭化および塩化アリールのメチル化^{10g)}が収率よく進行する(図8)。

つづいてブチルカップリング^{10g)} を 検討した。反応させるアルキル基を区




Figure 8.




Figure 9.

別するために、ケイ素上に第二級アルキルであるイソプロピル基をダミーとして導入した4 $(R^1 = Bu)$ を調製した。 $Pd(OAc)_2$ 、 $dppf配位子^{17}$ 、 $Cu(hfacac)_2$ とリン酸三カリウムを用い、THF中100°Cで4 $(R^1 = Bu)$ と4-ブロモアニソールを1時間反応させたところ、ブチル化体が収率よく得られることがわかった。Cu(II) 共触媒が共存しないとブチル化は全くおこらず、水酸基のアリール化とシリル基のBrook転位がおこるだけであった。いろいろな官能基を有するアルキルシランの交差カップリング反応も収率よく進行する(図9)。

第二級アルキルシランの交差カップリングは、溶媒t-BuOHを用いると、ハロゲン化アリールのイソプロピル化、シクロペンチル化やシクロヘキシル化を実現できる。ケイ素反応剤を用いて第二級アルキル基をカップリングさせる方法として、クロチルシランの γ 位選択的な交差カップリング 9d,18 以外には例がない(図10)。

4 交差カップリングの 反応機構

パラジウムおよび銅触媒を用いる交差カップリング反応では、求電子剤のPd(0)への酸化的付加に続く金属交換反応では、まずR¹のSiからCuへの金属交換が起こり、生じた有機銅とPdに金属交換すると考えている。アルケニルシランやメチルシランの反応では、SiからPdに直接金属交換が円滑に進行していると考えている。

ロジウム触媒による カルボニル付加 ¹²⁾

1997年に報告されたロジウム触媒を用いる有機ホウ素反応剤のカルボニル付加反応は、官能基許容性にきわめて優れた炭素一炭素結合形成反応として注目され、翌年エナンチオ選択的反応が達成されて、広く利用されるようになった。この反応に有機ケイ素反応剤を利用する研究も、2001年から公になるが、反応に利用できるケイ素反




Figure 10.

応剤はシラノールやアルコキシシラン、クロロシランなど電子求引基をケイ素にもつため、反応剤の安定性が乏しいうえ、反応条件が比較的過酷であった。2-(ヒドロキシメチル)フェニル基置換ケイ素反応剤のロジウム触媒反応 19.20 への応用を検討したところ、フェニルシラン $2(R^1=Ph)$ は、汎用されているフェニル(トリメトキシ)シランと比べると格段に反応活性であり、フェニルボロン酸とほぼ同等の反応性を示すことがわかった。

アルケニルシラン 1 とシクロヘキサノンとのグラム規模の反応も当量反応でも収率よく進行し、環状シリルエーテル 2 ($R^2 = Me$ 、 $R^3 = H$) も良好な収率で回収できる(図 11)。

林 民生教授と共同で光学活性ジエン配位子²¹⁾ を用いる不斉合成を検討した結果、高いエナンチオ選択性で共役付加体が得られることがわかった。 医薬中間体であるピペリジン誘導体を高エナンチオ選択的に合成することができる^{11b)} (図12)。

 α 位に置換基を有するビニルボロン酸は不安定で使えないが、対応するアルケニル型 HOMSi 反応剤は高いエナンチオ選択性で進行する。これを β -シリル置換エノンとの反応に適用すると光学活性アリルシランの新しい合成法 11b が可能になる(図13)。

イミンへのアルケニル型 HOMSi 反応剤の1,2-付加も良好なエナンチオ選択性で進行し、合成中間体として有用な光学活性多置換アリルアミン 11d が得られる(図14)。




Figure 11.




Figure 12.




Figure 13.

Me NNs
$$[Rh(OH)((R,R)-Ph-bnd^*)]_2$$
 NHNs $[Rh(OH)((R,R)-Ph-bnd^*)]_2$ NHN

Figure 14.

おわりに

ケイ素反応剤1~5は、安定なテト ラオルガノシラン構造をしていてもア ルコール酸素の分子内求核攻撃によっ て遷移金属錯体との金属交換を穏和な 条件で円滑におこし、交差カップリン グやカルボニル付加などの反応に利用 できる。このケイ素反応剤の保護型 は、いろいろな官能基変換に耐えるの で、種々分子変換と水酸基の保護・脱 保護を随時おこなう合成計画に大きな 柔軟性を与える。しかもケイ素部は回 収・再使用が可能であり、グリーンケ ミストリーの視点からも有利である。 2010年になって和光純薬から各種が 市販されている。今後幅広い有機合成 に利用されるだろう。最近ホウ素とは 異なる立体選択性を示す例が報告され た22)。炭素--炭素結合形成の新反応へ の利用が大いに期待できる。同様の分 子内活性化を利用するケイ素反応剤が 玉尾²³⁾ やBrown ²⁴⁾ らも報告している ことに注目したい。

謝 辞

ここで述べた研究は、京都大学大学 院工学研究科材料化学専攻中尾佳亮助 教を中心とする引用文献記載の諸氏の 努力と創意の賜物であり、彼らの貢献 に感謝する。研究助成をいただいた、 京都大学、日本学術振興会および文部 科学省に御礼申しあげる。また市販に 際して広田知紀氏にご尽力いただいた ことに深謝している。

〔参考文献〕

- 1) (a) "Metal-Catalyzed Cross-Coupling Reactions" ed. by de Meijere, A., Diederich, F., Willey-VCH, Weinheim (1998); (b) "Metal-Catalyzed Cross-Coupling Reactions, 2nd ed." ed. by de Meijere, A., Diederich, F., Willey-VCH, Weinheim (2004).
- 2) 有機ペンタフルオロシリケートが交差カッ プリング反応に利用されたが,限定的であっ た。 Yoshida, J., Tamao, K., Yamamoto, H., Kakui, T., Uchida, T. and Kumada, M.: Organometallics, 1, 542 (1982).
- 3) Hatanaka, Y. and Hiyama, T. : J. Org. Chem., 53, 918 (1988).
- 4) (a) Hiyama, T. and Shirakawa, E.: Top. Curr. Chem., 219, 61 (2002); (b) Denmark, S. E. and Sweis, R. F.: "Metal-Catalyzed Cross-Coupling Reactions, 2nd ed." ed. by de Meijere. A., Diederich, F., Willey-VCH, Weinheim, p 163 (2004); (c) Tsuji, J.: "Palladium Reagents

and Catalysts", Wiley, Chicheter, p 338 (2004); (d) ケイ素反応剤による交差カップ リング反応機構の理論的考察が榊らによっ てなされている。Sugiyama, A., Ohnishi, Y., Nakaoka, M., Nakao, Y., Sato, H., Sakaki, S., Nakao, Y. and Hiyama, T.: J. Am. Chem. Soc., 130, 12975 (2008); (e) 最新の総説: 檜山爲次郎:有合化, 68, 729 (2010).

- 5) Denmark, S. E. and Choi, J. Y.: J. Am. Chem. Soc., 121, 5821 (1999).
- 6) (a) Itami, K., Nokami, T. and Yoshida, J.-i.: J. Am Chem. Soc., 123. 5600 (2001); (b) Hosoi, K., Nozaki, K. and Hiyama, T.: Proc. Japan Acad. Ser. B, 78, 154 (2002); (c) Katayama, H., Taniguchi, K., Kobayashi, M., Sagawa, T., Minami, T. and Ozawa, F.: J. Organomet. Chem., 645, 192 (2002); (d) Anderson, J. C. and Munday, R. H.: J. Org. Chem., 69, 8971 (2005).
- 7) Trost, B. M., Machacek, M. R. and Ball, Z. T.: Org. Lett., 5, 1895 (2003).
- 8) Sahoo, A. K., Oda, T., Nakao, Y. and Hiyama, T.: Adv. Synth. Catal., 346, 1715 (2004).
- 9) (a) Denmark, S. E. and Kallemevn, I. M.: L. Am. Chem. Soc., 128, 15958 (2006); (b) Denmark, S. E., Smith, R. C. and Tymonko, S. A.: Tetrahedron, 63, 5730 (2007); (c) Denmark, S. E., Baird, J. D. and Regens, C. S.: J. Org. Chem., 73, 1440 (2008); (d) Denmark, S. E. and Wemer, N. S.: J. Am. Chem. Soc., 130, 16382 (2008); (e) Denmark, S. E., Smith, R. C., Chang, W. T. T. and Muhuhi, J. M.: J. Am. Chem. Soc., 131, 3104 (2009).
- 10) (a) Nakao, Y., Imanaka, H., Sahoo, A. K., Yada, A. and Hiyama, T.: J. Am. Chem. Soc., 127, 6952 (2005); (b) Nakao, Y., Sahoo, A. K., Yada, A., Chen, J. and Hiyama, T.: Sci. Technol. Adv. Mater., 7, 536 (2006): (c) Nakao, Y., Imanaka, H., Chen, J., Yada, A. and Hiyama, T.: J. Organomet. Chem., 692, 585 (2007); (d) Nakao, Y., Ebata, S., Chen, L. Imanaka, H. and Hiyama, T.: Chem. Lett., 36, 606 (2007); (e) Nakao, Y., Chen, J., Tanaka, M. and Hiyama, T.: J. Am. Chem. Soc., 129, 11694 (2007); (f) Chen, J., Tanaka, M., Takeda, M., Sahoo, A. K., Yada, A., Nakao, Y. and Hiyama, T.: Bull. Chem. Soc. Jpn, 83 (5), 554-569 (2010); (g) Nakao, Y., Takeda, M., Matsumoto, T. and Hiyama, T.: Angew. Chem. Int. Ed., 49, 4447

- (2010); (h) Shimizu, M., Schelper, M., Mochida, K., Hiyama, T., Adachi, M., Sasaki, Y., Akiyama, S., Maeda, S., Kanbara, H., Mori, Y. and Kurihara, T.: *Adv. Mater.*, **19**, 1826-1829 (2007)
- (a) Nakao, Y., Chen, J., Imanaka, H., Hiyama, T., Ichikawa, Y., Duan, W. L., Shintani, R. and Hayashi, T.: J. Am. Chem. Soc., 129, 9137 (2007); (b) Shintani, R., Ichikawa, Y., Hayashi, T., Chen, J., Nakao, Y. and Hiyama, T.: Org. Lett., 9, 4643 (2007); (c) Nakao, Y., Takeda, M., Chen, J., Hiyama, T., Ichikawa, Y., Shintani, R. and Hayashi, T.: Chem. Lett., 37, 290 (2008); (d) Nakao, Y., Takeda, M., Chen, J. and Hiyama, T.: Synlett, 774 (2008)
- 12) Shirakawa, E., Yoshida, H. and Takaya, H.: *Tetrahedron Lett.*, **38**, 3759 (1997).
- Hatanaka, Y., Goda, K.-i. and Hiyama, T.: J. Organomet. Chem., 465, 97 (1994).
- 14) Milne, J. E. and Buchwald, S. L. : *J. Am. Chem. Soc.*, **126**, 13028 (2004).
- Matsuhashi, H., Asai, S., Hirabayashi, K., Hatanaka, Y., Mori, A. and Hiyama, T.: Bull. Chem. Soc. Jpn, 70, 437 (1997).
- Kataoka, N., Shelby, Q., Stambuli, J. P. and Hartwig, J. F. : *J. Org. Chem.*, **67**, 5553 (2002)
- 17) Hayashi, T., Konishi, M., Kobori, Y., Kumada, M., Higuchi, T. and Hirotsu, K.: *J. Am. Chem. Soc.*, **106**, 158 (1984).
- 18) Hatanaka, Y., Ebina, Y. and Hiyama, T.: J.

- Am. Chem. Soc., 113, 7075 (1991).
- 19) Sakai, M., Hayashi, H. and Miyaura, N.: *Organometallics*, **16**: 4229 (1997).
- Takaya, Y., Ogasawara, M., Hayashi, T., Sakai, M. and Miyaura, N.: *J. Am. Chem. Soc.*, 120, 5579 (1998).
- 21) Shintani, R. and Hayashi, T.: Aldrichimica Acta, 42, 31 (2009).
- 22) (a) Saito, N., Yamazaki, T. and Sato, Y.: Tetrahedron Lett., 49, 5073 (2008); (b) Saito, N., Yamazaki, T. and Sato, Y.: Chem. Lett., 38, 594 (2009).
- 23) Son, E.-C., Tsuji, H., Saeki, T. and Tamao, K.: *Bull. Chem. Soc. Jpn*, **79**, 492 (2006).
- 24) Rauf, W. and Brown. J. M.: *Angew. Chem. Int. Ed.*, 47, 4228 (2008).

.............

株式会社ワコーケミカル 檜山カップリング反応試薬(HOMSi) HOMSi p-Bromophenyl HOMSi p-Chlorophenyl HOMSi Phenvl HOMSi p-Fluoropheny HOMSi m-Chlorophenyl HOMSi p-Cyanophenyl Γ947515-73-3**1** [853955-69-8] 350-17921 353-17891 1g 5g 356-17401 5 500 357-17431 6 500 22 000 21 000 17,000 353-17433 355-18233 353-17813 356-17923 33.000 359-17893 35,000 HOMSi o-Methylphenyl HOMSi p-Methylphenyl HOMSi p-(Methylthio)phenyl HOMSi o-Methoxyphenyl HOMSi m-Methoxyphenyl HOMSi p-Methoxyphenyl [944064-51-1] Γ853955-71-21 356-17901 6,500 21,000 6,000 355-18331 6,500 21,000 21,000 358-18343 359-17413 19.000 355-17993 19,000 352-17903 351-18333 HOMSi 2,4-Dimethoxyphenyl HOMSi 3,4-Dimethoxyphenyl HOMSi 2,4,6-Trimethylphenyl HOMSi p-Ethoxycarbonylphenyl HOMSi 4-Biphenylyl HOMSi p-Morpholinylphenyl [947515-76-6] 356-18241 352-18243 7,000 23,000 357-17931 356-18001 352-18003 353-18011 351-17451 1g 5g 1g 5g 23,000 359-18253 353-17933 21,000 35,000 357-17453 18,000 35,000 359-18013 HOMSi 1-Naphthyl HOMSi 4-Methoxynaphthalene HOMSi p-Phenoxyphenyl HOMSi p-(4-HOMSi p-(4-HOMSi p-(4-Morpholinylmethyl)phenyl Morpholinylcarbonyl)phenyl Methylpiperazine)phenyl 6,000 19,000 353-17911 7 000 357-18271 358-18061 9.500 350-18021 9.500 355-18071 359-17913 23,000 353-18273 354-18063 356-18023 25,000 35,000 35,000 HOMSi 5,6-Dihydro-4H-HOMSi p-(Diphenylamino)phenyl HOMSi Thienvl HOMSi 3-Pyridine HOMSi 6-Methoxypyridin-3-yl HOMSi 1.3-Benzodioxol-5-vl pyran-2-vl [853955-72-3] 350-17421 356-17423 9 500 354-17821 8 000 356-18361 1g 5g 9 500 24,000 22,000 35,000 26,000 352-18363 35,000 HOMSi 1-Methylindol-5-vl HOMSi 2-(Tetrahydropyran-2-HOMSi Fluoren-2-vl HOMSi 9.9-Dimethylfluoren-HOMSi n-(Carbazol-9-vl)phenyl HOMSi 9-Methylcarbazol-3-vl yl)pyrazol-3-yl 2-yl 359-18091 10.000 352-18101 11,000 11.000 352-18221 9.500 350-18261 9.300 354-18281 8.000 39,000 358-18223 35,000 356-18263 33,000 350-18283 25,000 355-18093 36,000 358-18103 HOMSi 9-Phenylcarbazol-3-yl HOMSi 9-Benzylcarbazol-3-vl HOMSi p-Benzeneboronic Acid 352-18081 357-18031 359-18111 11,000 1g 5g 11,000 11,000 39,000 358-18083 38,000 353-18033



ナットウキナーゼの合成アミドに対する基質特異性、並びにキニン 産生能(血圧降下、循環改善)

倉敷芸術科学大学生命科学部生命科学科 須見 洋行

Bacillus subtilis natto (納豆菌)は世界的に一般的安全性 (generally accepted as safe)が認められている菌株で、ナットウキナーゼとはその菌株が産生する血栓溶解 (線溶)酵素である¹)。これが一般の定義である。その分子構造はすでに決まっており 275残基が一本鎖でつながったポリペプチド構造である (分子量 27,724、pI 8.7)²³³。ナットウキナーゼはそのまま経口摂取しても強い線溶効果を持つ³³。また、ナットウキナーゼはプロテアーゼの中でも特に強いアミロイド分解能を有するとされる⁴³。

その力価検定にはフィブリンをよく 切るためフィブリン平板法 $^{1)}$ が用いられてきた(図 1)。CLT法やFU法などいくつかの方法があるが、いずれもフィブリンを用いており種々の間違いを犯しやすいので注意をしなくてはならない $^{5)}$ 。重要なことは線溶酵素の基質フィブリンは水に溶けにくいため、Km、Kcat 値などを正確には測れないことである。


以下、ナットウキナーゼに特異的な 合成アミド基質を用いた力価検定法(国 際単位:IU)、並びにその性質を示す。


試 薬


- ・ナットウキナーゼ標準品(250IU/g 以上)は和光純薬で購入可能
- ·BSB: 0.17Mホウ酸 生食緩衝液 (pH7.8)
- ・パラニトロアニリン (pNA)
- ・合成アミド基質: Bz-Ile-Glu-(OR)-Gly-Arg-pNA(I)、Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA(I)等。合成基質は 5×10⁻³Mになるようにジメチルスルホキシド (DMSO) に溶解し、凍結保存する。

方 法

遊離するpNAの濃度を決定するため、pNAを溶液 (DMSO: BSB = 1:9) で任意に希釈し、405nmの吸光度を測定する。得られた結果から検量線を作成し、pNA 1 μmol/mlの吸光度 (AN) を算







ナットウキナーゼ

サブチリシン

トリプシン

図1. 標準フィブリン平板法による血栓溶解能

試料を BSB (pH7.8) に溶解させフィブリン平板に置き、37℃、18 時間後の溶解面積を比較(ナットウキナーゼ、サブリチシンとしてオリエンターゼ、トリプシンを各1 mg/ml)。いずれの酵素でもよく溶解することが分った。フィブリンを基質に用いると、特異性に大きな差はみられないことが分る。

出する。

- 2. 酵素液は精製水で適宜希釈する。
- 3. 基質溶液100 μ1とBSB 800 μ1を 光路長1 cmの石英セル内でよく 混合し、37℃、2分間予備加温し た後に吸光光度計にセットする。
- 4. 酵素液 $100 \mu l$ を加えピペットでよく混合してすぐに吸光度測定を開始する。吸光度測定対照として、DMSO $100 \mu l$ 、BSB $800 \mu l$ および精製水 $100 \mu l$ を混合したものを用いる。
- 5. 405nmの吸光度を250秒間測定し、直線的に吸光度が上昇する時間帯について、1分間あたりの吸光度の変化率(dA)を算出する。

計算

本法は、フィブリンに比べ性状が安 定している合成ペプチドを基質として ナットウキナーゼを作用させたとき、遊離するパラニトロアニリン(pNA)の濃度を405nmの吸光度を測定することで、合成基質に対する分解活性を定量化するものである。本法のとおりに測定を行い、1分間に1 μ molのpNAを生成する酵素活性を1国際単位(IU)とする。

力価:合成アミド基質 I を分解した ときの活性で規定する。

 $(IU/g) = (dA/AN) \times D$ ただしdA: 合成アミド基質 I のときの 1 分間当りの A405 増加量

> AN: pNA1 μmol/mlの吸光度 D: 石英セル内のナットウ キナーゼの希釈率

成績

図2はナットウキナーゼの分子構造を示す。ナットウキナーゼはプラスミ

図2. ナットウキナーゼの分子構造

ナットウキナーゼは S-S 結合のない 1 本鎖のセリン酵素で、275 残基からなる。 計算分子量 27,724。 *active site

表 1. ナットウキナーゼ標準品の合成アミド基質分解能

基質	分解量 μ mol/min
Bz-Ile-Glu-(OR)-Gly-Arg-pNA(I)	423.12
Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA(II)	215.03
MeO-Suc-Arg-Pro-Tyr-pNA(Ⅲ)	61.04
H-D-lle-Pro-Arg- ρ NA (\mathbb{N})	1.46
H-D-Val-Leu-Lys-pNA(V)	1.59
pyro-Glu-Pro-Val- <i>p</i> NA	0.13
Suc-Ala-Ala-Ala-pNA	0
H-D-Phe-Pip-Arg- <i>p</i> NA	0
pyro-Glu-Gly-Arg-pNA	0
H-D-Pro-Phe-Arg-pNA	0
H-D-Val-Leu-Arg- <i>p</i> NA	0
Z-D-Arg-Gly-Arg-pNA	0

基質濃度 5 × 10⁻⁴M、BSB pH7.8。

ンと同じくフィブリンを直接分解し、 プラスミノーゲン活性化能は持たない。 最近この酵素の基質特異性が分っ てきた。

12種類の合成アミド基質を用い標 準ナットウキナーゼによる分解能を調 べた結果、最もよく反応したのは合成 基質 I (Bz-Ile-Glu-(OR)-Gly-Arg-pNA) であり、残りの II ~ V、あるいはその 他に対しては非常に弱いことが分る (表1)。この特異性を生かしナットウ キナーゼと市販納豆の力価検定を行っ た(表2)。ナットウキナーゼ標準品 1 gは423.12 国際単位(IU)であった。 また、スターター(種菌)で既に納豆 菌と認められている宮城野菌、高橋 菌、成瀬菌を用いた市販の納豆製品も 全て同様であった。ナットウキナーゼ 標準品は納豆に比べて約200倍(乾燥 重量当り)純化されていることが分 る。このナットウキナーゼ標準品を Linewerver-Burkの式に当てはめて みると、例えば0.50mg/mlの酵素を 用いた場合、きれいな直線関係が得 $5 h Km = 6.38 \times 10^{-4} M$, Vmax = 0.034μmol/min となった。

一方、Bacillus subtilis(枯草菌)は ナットウキナーゼと相同性の高い酵素 (サブチリシン) であるCarlsbergや BPN'(70.2%および85.5%) を作る。両 者は合成基質Ⅱ(Suc-Ala-Ala-Pro-PhepNA)に対して強く働き、また他のサ

表2. ナットウキナーゼの力価検定

	製品	力価(IU/g)
市販	納豆	
Α	製品	1.87
В	製品	1.25
С	製品	0.69
D	製品	0.83
ナッ	トウキナーゼ	
ナ	ットウキナーゼ標準	ҍ品 423.12

納豆は wet、ナットウキナーゼ標準品は dry 当りの力価を示す。

きるのではないかと思われた⁶⁾。

さて、一般的に心筋梗塞や脳梗塞は明け方から午前中にかけて起りやすいとされている。ナットウキナーゼの血栓溶解作用は体の中で6~8時間続くと考えられているので、夜に摂れば寝ている間にもこの働きが期待できる³。ナットウキナーゼの経口化で血漿中のt-PAが増え、ELT短縮、FDP増加が起こるのである²³。また、ナッ

ブチリシン類、工業用の麹菌のプロテアーゼも合成基質 I に対して非常に活性が低いことが分った(図3、4)。つまり、納豆菌と枯草菌が持つ基質特異性は全く異なる。少なくともナットウキナーゼの有無が両者の判別に応用で




図3. 市販のサブチリシン6種類による合成アミド基質分解能 I:Bz-lle-Glu-(OR)-Gly-Arg-pNA II:Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA




図4. 市販の麹類酵素4種類による合成アミド基質分解能

I:Bz-lle-Glu-(OR)-Gly-Arg-pNA II:Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA その多くは産業用、即ち洗濯用洗剤、繊維、検査、飼料用などに使われているのであるが、フィ ブリンに対しても納豆菌と共通の特異性を持つものがある。





図5. ナットウキナーゼの作用 ビーグル犬のアンギオグラフィーの結果である。ナットウキナーゼ を経口投与後にフィブリン塊が消失し再開通しているのが分かる。

トウキナーゼは $in\ vitro$ であるが、ウロキナーゼの前駆体に働き活性化する能力を持っている $^{7.8)}$ 。ナットウキナーゼは $in\ PAI-1$ を分解する能力 $^{9)}$ 、また、血管内皮細胞の $in\ PA$ を高めるように働く $^{10)}$ 。同じく納豆菌が作り出すジピコリン酸はナットウキナーゼ量をコントロールしていることも分ってきた 11 。

また、最近ナットウキナーゼはキニン形成酵素の一種でもあることが分ってきた^{12,13)}(図6)。キニノーゲンに働きブラジキニンを遊離するのである。特にそうして生じたBradykininは lng/ml以下でも生体で強い活性を持つ。納豆に古くから知られていた降圧効果がこれで説明がつくかもしれない。ナットウキナーゼは血圧降下作用、循環改善効果という面で、今後大いに利用される可能性があるものと思われた。

〔参考文献〕

1) Sumi, H., Hamada, H., Tsushima, H., Mihara, H. and Muraki, H.: "A novel fibrinolytic enzyme

- (nattokinase) in the vegetable cheese Natto; a typical and popular soybean in food of the Japanese diet", *Experientia*, **43**, 1110-1111 (1987)
- Sumi, H. and Yatagai, C.: "Fermented soybean components and disease prevention", Soy in Health and Disease Prevention, Taylor & Francis, pp251-278 (2005).
- Sumi, H., Hamada, H., Nakanishi, H. and Hiratani, H.: "Enhancement of fibrinolytic activity in plasma by oral administration of nattokinase", Acta. Haematol., 84, 139-143 (1990)
- Hsu, R. L., Lee, K. T., Wang, J. H., Lee, L. Y. L. and Chen, R. P.: "Amyloid-degrading ability of nattokinase from *Bacillus subtilis* natto", J. Agric. Food. Chem., 57, 503-508 (2009).
- 5) 政田正弘:ナットウ抽出物の血栓溶解活性の 定量法について, Food Style 21, 8, 92-95 (2004).
- 6) 須見洋行、大杉忠則、矢田貝智恵子、内藤佐和、丸山眞杉、齋藤丈介:納豆菌と枯草菌の違いはナットウキナーゼの有無で判別可能,薬理と臨床, 19, 255-260 (2009).
- Sumi, H.: "Structure and fibrinolytic properties of nattokinase", Basic and Clinical Aspects of Japanese Traditional Food Natto 1, Japan Technology Transfer Association, pp.49-56 (1994).
- 8) Sumi, H., Banba, T. and Kishimoto, N.: "Strong pro-urokinase activators proved in

0 - 00 - 00 - 0




図6. ナットウキナーゼによるキニン産生能

A: Bradykinin (1ng/ml)

B:ヒト血漿希釈液+water (control)

 $C \sim H$: ヒト血漿希釈液+ナットウキナーゼ5-250 μ g/ml

- Japanese soybean cheese natto", Nihon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi, **43**, 1124-1127 (1996).
- 9) Urano, T., Ihara, H., Umemura, K., Suzuki, Y., Oike, M., Akita, S., Fukumoto, Y., Suzuki, I. and Takeda, A.: "The prodibrinolytic enzyme subtilisin NAT purified from Bacillus subtilis cleaves and inactivates plasminogen activator inhibitor Type 1", J. Biol. Chem., 276, 24690-24696 (2001).
- Yatagai, C., Maruyama, M., Kawahara, T. and Sumi, H.: "Nattokinase-promoted tissue plasminogen activator release from human cells", *Pathophysiol. Haemost. Thromb.*, 36, 227-232 (2009).
- Sumi, H., Ikeda, S. and Ohsugi, T.: "Increasing the production of nattokinase and vitamin K₂ in natto with dipicolinic acid", *The Open Food Sci, J.*, 3, 10-14 (2009)
- 12) Ikeda, S., Naito, S., Ohsugi, T. and Sumi, H.: "Substrate specificity and kinin-producing activity of nattokinase, 2"d International symposium and kallikrein-related peptidases", p.63, Santorini Island, Greece (2007).
- 13) 須見洋行、矢田貝智恵子、内藤佐和、丸山 眞杉: "キニン産生系の酵素ナットウキナー ゼーカリクレインにかわる納豆の降圧・循 環改善作用 –", New Food Industry. 50, 55-60 (2008).

高活性で安価なナットウキナーゼ



コード No.	品 名	規 格	容量	希望納入価格(円)
147-08801	Nattokinase	生化学用	5g	6,000
145-08802	Ivattorii iase	土儿子用	25g	18,000



新規核酸誘導体 2-CI-C.OXT-A の血管新生作用

香川大学医学部 薬物生体情報学講座 塚本 郁子

はじめに

血管新生とは既存の血管から新しい 血管を構築するプロセスであり、胎児 の成長や創傷治癒、腫瘍の増殖や転移 など、さまざまな場面で重要な役割を 果たしている。特に、ガンの成長や転 移に必須の現象であることから、昨今 は血管新生の阻害剤を抗がん剤として 用いる研究開発が盛んである1,2,0血 管新生の促進剤はと言えば、こちらも 血流不足による諸症状の治療に必要と されているものの、その応用は極めて 少ない。これは主に、その作用を有す る物質が生体由来の増殖因子以外にほ とんど知られていないためと考えられ る。血流不足は糖尿病患者における慢 性閉塞性動脈硬化症やバージャー病の 他、動脈硬化による各種の血管閉塞等 によって引き起こされる。創傷治癒も 含めて、血管新生治療の望まれる領域 は広い。しかし現在行われている血管 新生治療は増殖因子の患部への注射や 遺伝子療法などに限定されており350、 これに代わる安定で安価な低分子の開 発が期待されるところである。本稿で は、筆者らが発見した新規低分子化合 物2-Cl-C.OXT-Aの血管新生作用につ いて紹介したい。

2-CI-C.OXT-A の活性 発見の経緯

従来筆者らは希少糖⁶⁾を中心とする 単糖の生理活性の探究を行ってきた。 色々な生理活性が報告される中、筆者 らが検討しているのは血管内皮細胞の 管腔形成に及ぼす効果である。血管内 皮細胞による管腔形成は、生体におけ る血管新生のモデルである。この実験 系を用いて40種類を越える単糖の効 果をスクリーニングしたところ、一部 の希少糖やリボース、2-デオキシリ ボースに管腔形成抑制作用があること が判明した⁷⁾。リボース、2-デオキシ リボースは言うまでもなく、生体内における核酸の構成成分である。そこで検討対象を単糖誘導体である核酸に広げて生体由来のヌクレオシドやヌクレオチド、核酸医薬品、合成核酸とその誘導体などの活性もスクリーニングした。検討した核酸類は30余種に及ぶ。期待通り、核酸類の多くは管腔形成を抑制したが、その中で唯一、強力な促進作用を示した物質があった。それが今回紹介する2-Cl-C.OXT-Aである8)。

2-CI-C.OXT-A について

2-Cl-C.OXT-Aの構造式をその類似 化合物と共に図1に示した。これは Basacchi 等の方法⁹⁾ に準じて徳島文 理大学香川薬学部の丸山徳見教授に合 成していただいた。2-Cl-C.OXT-Aは 2位が塩化されたアデニンに、リボー スや2-デオキシリボースではなく2 つのヒドロキシメチル基を持つシクロ ブタン環が結合した構造をしている。 同じシクロブタン環に核酸塩基グアニ ンが結合しているC.OXT-GはLobucavir の名前で抗ウィルス薬として開発され た物質であり、現在よく用いられる抗 ウィルス薬Ganciclovirと類似の構造 をしている¹⁰⁾。2-Cl-C.OXT-Aの活性 について構造活性相関を検討するた め、図1に示した化合物の活性を比較 することにした。

管腔形成促進と構造活 性相関

ヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)を ヒト線維芽細胞と共培養するとHUVEC は管腔を形成する。この系における添 加物の効果を検討した。培地に2-CI-C. OXT-A ε 1 μ M, 10 μ M, 100 μ M σ 濃度で添加した場合に形成された管 腔の写真を図2に示した。positive controlである VEGF (vascular endothelial growth factor A) はもちろん であるが、2-Cl-C.OXT-Aも明らかな、 しかもVEGFを上回るほど強力な管 腔形成の促進作用を濃度依存的に示 した。無添加コントロールにおいて 形成された管腔の面積を1とした場合 の相対値は1 µMで1.36 ± 0.40、10 µM $\mathcal{C} 2.44 \pm 0.89$, $100 \,\mu\,\mathrm{M}\,\mathcal{C} 3.78 \pm 1.09$ の値を得ている。VEGFの値が1.84 ± 0.48 (各n=9、mean ± SD) であったか ら、2-Cl-C.OXT-Aは10 µMでVEGF と同等以上、100 µMで2倍程度の作 用があると言える。

この促進作用は2-Cl-C.OXT-Aのアデニン部の塩素を除いたり(図1のC.OXT-A)、アデニンをグアニンに変える(図1のC.OXT-G)と消滅した。2-Cl-アデニンという構造がこの生理活性に必須であることがわかる。しかし、2-Cl-アデニン構造だけを有して




図1. 2-CI-C.OXT-A とそのアナログの構造




図2. 2-CI-C.OXT-A による HUVEC の管腔形成の促進

いればよいというものでもなかった。図1に示した2-Cl-アデノシンや2-Cl-2デオキシアデノシンは2-Cl-アデニン構造を有しながら全く管腔形成促進活性を示さなかったのである。活性発現のためにはハロゲン化したアデニンと2つのヒドロキシメチル基を持つシクロブタン環の両方が必要であるということになる。

2-Cl-C.OXT-Aの管腔形成促進作用 は 100μ M をピークとしてより高濃度 になるとその作用は減弱し、 1000μ M を越えると抑制作用に転じた。

増殖と遊走

生体における血管新生の際には、血管内皮細胞が管腔を形成することに前後して、血管内皮細胞の遊走や増殖が起こる。例えば癌細胞から血管新生誘発因子であるVEGFが分泌され、これが近くの血管内皮細胞に血管新生の指令を伝える。これを受けて、血管内皮細胞が指令の発信源に向かって遊走と増殖を起こしながら新たな血管を構築していくことになる。HUVECの増殖と遊走について2-CI-C.OXT-Aの効果を検討したところ、管腔形成を促進したのと同じ濃度(10-100 μM)で、増殖と遊走を促進することが明らかとなった。

シグナル伝達系の検討

生体における血管新生のプロモーターはいくつか知られているが、その中で最も強力なものがVEGFである。

血管を必要とする場所から分泌された VEGFが近隣の血管内皮細胞に存在す るレセプターに結合することから血管 新生は誘導される¹¹⁾。この間のシグナ ル伝達についての研究報告は多数あ るが、まだ不明な点も多い。筆者ら は代表的な経路のひとつであるMAP kinase cascade についてリン酸化抗体 を用いて2-CI-C.OXT-Aの影響を検討 した。図3に示したように2-Cl-C.OXT-A は添加後10-15分でHUVECのMAP kinasekinase MEK のリン酸化を促 進した他、ひとつ下流であるMAP kinaseERK1/2のリン酸化も亢進し た。MEK inhibitor PD98059は2-Cl-C. OXT-AによるERK1/2のリン酸化を 阻害しただけでなく、HUVECの管腔 形成も阻害した。従って、2-Cl-C. OXT-Aによる管腔形成促進作用には MEKの関与するシグナル伝達系の賦 活化が寄与しているものと考えられ た。一方、最上流である、VEGFレセ プターの阻害剤SU5416を添加しても 2-CI-C.OXT-AによるERK1/2活性化 に影響はなかったから、2-Cl-C.OXT-A の作用点はこれより下流でMEKより も上流という事になる。

In vivo での検証

ここまで、2-Cl-C.OXT-Aの血管新 生作用をin vitroで検証を行ってきた が、in vivoでの作用をニワトリ漿尿 膜とウサギ角膜を用いて検討した。

図4にニワトリ漿尿膜を用いた実験 (CAM assay) の結果を示した。孵化 11日目の漿尿膜に添加物を加えた $20~\mu$ L の Matrigelを置き、更に42-48時間培養を続けた後の漿尿膜の様子である。添加物は写真の下に示したが、VEGF や2-Cl-C.OXT-Aを添加した gelの際には無添加 gelには見られない新生血管がたくさん見られ、また周辺の血管が引き寄せられているのが観察できる。

ウサギの角膜を使う方法 (corneal micropocket assay) では片眼の角膜内に作ったポケットにφ3mm×厚さ0.5mmのEVA (Ethylene vinyl ace-




図3. HUVEC における 2-CI-C.OXT-A による MEK, ERK1/2 の活性化




図4. CAM (chorioallantoic membrane) assay における 2-CI-C.OXT-A の促進作用 Matrigel 20 μL 中の添加物を写真下に示した。

tate copolymer) フィルムに添加剤を含有させたものを埋め込み、7日後に観察をおこなった。コントロールは無添加フィルムを埋め込んだ対眼とした。Positive controlにはbFGF(basic fibroblast growth factor)を用いた。フィルムに向かって伸びる新生血管の長さの合計で評価したが、コントロールが 1.62 ± 0.85 mm、bFGFが 6.96 ± 1.18 mmそして2-Cl-C.OXT-Aが 5.72 ± 0.46 mm(各n=5、mean \pm SE)であり、positive control 同様、有意に血管新生が増加することが確かめられた。

2-CI-C.OXT-A の応用の可能性

以上のように2-Cl-C.OXT-Aは*in vitro* においてHUVECの管腔形成と増殖、遊走を促進した。この作用にはMAP kinase cascadeのMEKのリン酸化(活性化)が関与していることが示唆された。ニワトリ漿尿膜やウサギ角膜を用いた*in vivo*実験でも血管新生作用を確

認することができた。2-Cl-C.OXT-Aは 分子量284の合成低分子化合物である。 化学的に非常に安定であり、粉末のま ま常温での保存が可能である。筆者は 2 mMの生理食塩水水溶液をストック に作り、念のため冷蔵庫に保管しなが ら数ヶ月にわたって使用しているが変 質を感じたことはない。284という分 子量は薬剤学的には経皮・経粘膜吸収 が可能な分子サイズである。現在、化 学的、生物学的に安定とは言えない VEGFやFGF (Fibroblast growth factor)等の血管新生促進物質を注射や遺 伝子導入の手法で治療に用いているこ とを鑑みれば、塗り薬、貼り薬、ロー ション剤も可能な2-Cl-C.OXT-Aの優 位性は明らかである。また、HUVEC において活性化が確認されたMAP kinase cascade は多くの細胞に存在す るシグナル伝達系である。血管内皮細 胞における血管新生だけでなく、別の 細胞の別の機能に影響する可能性は十 分考えられる。このたび、2-Cl-C.OXT-A は和光純薬から研究用試薬として販売 される運びとなった。今後の研究の広 がりに期待したい。

謝辞

2-CI-C.OXT-Aの研究に際し、本体とそのアナログの合成は徳島文理大学香川薬学部の丸山徳見教授に、シグナル伝達系の検討は香川大学医学部の五十嵐淳介准教授に、CAM assayは(財)東京都医学研究機構・東京都臨床医学総合研究所の芦野洋美博士に、ウサギ角膜を用いての検討には帝國製薬株式会社の川田光裕博士等に多大な協力をいただいた。この場を借りて、心から御礼申し上げます。

〔参考文献〕

- Ferrara, N., Hillan, K. J. and Novotny, W.: Biochem. Biophys. Res. Commun., 333, 328-335 (2005).
- 2) D'amato, R. J. et al.: Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., **91**, 4082-4085 (1994).
- Bobek, V. et al.: Vascul. Pharmacol., 44, 395-405 (2006).
- 4) Collinson, D. J. and Donnelly, R.: Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg., 28, 9-23 (2004).
- O'Toole, G. et al.: Br. J. Plast. Surg., 54, 1-7 (2001).
- 6) 塚本郁子:薬剤学, 67, 314-322 (2007).
- 7) 塚本郁子ら:第27回日本糖質学会年会, P2-101.
- 8) Tsukamoto, I., Maruyama, T. *et al.*: *Biochem. Biophys. Res. Commun.*, **399**, 699-704 (2010).
- 9) Basacchi, G. S. et al.: J. Med. Chem., **34**, 1415-1421 (1991).
- 10) Tenney, D. J. et al.: Antimicrob. Agents Chemother., 41, 2680-2685 (1997).
- 11) Ferrara, N.: Endocr. Rev., 25, 581-611 (2004).

新規血管新生促進剤



2-CI-C.OXT-A

(特長)

●血管新生促進作用が見出された低分子化合物 HUVEC (ヒト臍帯静脈内皮細胞) における管腔形成促進。CAMアッセイ (ニワトリ漿尿膜)、ウサギ角膜における血管新生促進

0 - 00 - 00 - 0

●HUVECにおいてVEGFR-2の活性化は起こさないが、MEK (MAPKK)、ERK1/2 (MAPK) の活性化(りん酸化)を促進

	コード No.	品名	規 格	容量	希望納入価格(円)
	032-21541	2-CI-C.OXT-A	細胞生物学用	1mg	15,000
NEW	038-21543	2-UI-U.UXI-A	和旭生物子用	5mg	60,000

echnical Report

バイオマス糖化を効率化する酵素

株式会社耐熱性酵素研究所 鹿島 康浩

近年の二酸化炭素排出削減のために 世界的に様々な技術開発が行われてい ます。その中でもセルロース系バイオ マス(リグノセルロース)を原料とし たバイオ燃料の生産技術、特にリグノ セルロースを酵素分解して液体燃料の 原料(グルコースやキシロースなどの 糖)を生産する技術は、①酵素の価格 が高い、②産生される糖溶液の濃度が 低い、等の理由でなかなか実用化には 至っていません。また、リグノセル ロースの糖化用に用いられる酵素は主 として糸状菌を培養して生産されます が、原料となるバイオマスの種類、前 処理法によって最適な酵素の生産方法 は異なります。これは各酵素に含まれ る種々の糖化酵素の存在割合の微妙な 変化が、最終的な糖化効率に影響する ためであろうと考えられます。セル ロース系バイオマスをバイオマス糖化 用酵素によって酵素分解する際に、特 定の酵素を補填することにより糖化効 率を上昇させるための補填用糖化酵素 についてご紹介します。

① B - グルコシダーゼ

 β -グルコシダーゼは、水溶性のセロオリゴ糖を末端から加水分解し、単糖であるグルコースを生産する反応を触媒します。一般に β -グルコシダーゼは、反応生成物であるグルコースによっていわゆる生成物阻害を受けます。糖化反応溶液中の最終的なグルコース濃度を上げるためには、なるべく生成物による阻害を受けにくい酵素を使用する必要があります。

耐熱性 β - グルコシダーゼと一般的 な糸状菌由来の β - グルコシダーゼの グルコースによる反応阻害曲線(図 1)を見ると、阻害のカーブが緩やか であり、グルコースによる反応阻害が かかりにくい酵素であることが分かります。

②キシロシダーゼ

キシロシダーゼはキシロースオリゴ マーを末端から加水分解するエキソ型 の反応を触媒します。本キシロシダー




図1. グルコースによる耐熱性 β - グルコシダーゼの阻害 β - グルコシダーゼを種々濃度のグルコース存在下で β - フェニル β - D - グルコピラノシドを 基質として酵素活性を測定した。 A, 耐熱性 β - グルコシダーゼ、B, 糸状菌由来 β - グルコシダーゼ。




図2. キシロースによる耐熱性キシロシダーゼの阻害 キシロシダーゼを種々濃度のキシロース存在下で*p*-ニトロフェニルβ-D-キシロピラノシドを基質として酵素活性を測定した。A, 耐熱性キシロシダーゼ、B, 糸状菌由来キシロシダーゼ。

ゼは耐熱性が非常に高く、一般のバイオマス糖化用酵素(セルラーゼ)を使用した糖化反応を行うような温度域では長期間活性が低下しません。

本酵素に関しても耐熱性 β -グルコシダーゼと同じく、糸状菌由来のキシロシダーゼと比較してキシロースによる反応阻害を受けにくく、リグノセルロース中のキシランの効率的な分解の補助剤として有用です。

実際に耐熱性キシロシダーゼと糸状 菌由来のキシロシダーゼのキシロース による阻害曲線(図2)を見ると、阻 害のカーブが緩やかであることが分か ります。

キシロシダーゼの糸状菌セルラーゼへ の添加の影響

実際のバイオマス分解の際に用いる 糸状菌セルラーゼに、キシロシダーゼ を添加することによって、糖化力の増 強などの効果を検討しました。様々な 糖質分解酵素の混合物である糸状菌セ ルラーゼに、耐熱性キシロシダーゼを 加えるだけで、キシロース生成量の有 意な上昇が認められました(図3)。




図3. バイオマス糖化に対するキシロシ ダーゼ添加の影響

バイオマス懸濁液に糸状菌セルラーゼの み(-)、糸状菌セルラーゼに加えてキシ ロシダーゼを添加(+)し、50℃ 20 時間反 応後に遊離したキシロース量を測定した。 このように、キシロシダーゼだけで なく糸状菌由来のセルラーゼに加え て、エンド型グルカナーゼ(セルラー ゼ)、セロビオハイドロラーゼ、 β -グルコシダーゼ、キシラナーゼなどを適宜補填することにより、これまでより

も高い糖収率、糖濃度を得ることの一 助になるものと考えます。

Wako

有償サンプルのご案内

耐熱性酵素

■ *β*-1,4-グルコシダーゼ,組換え体,溶液

●由来: *E. coli* expressed β -1, 4-glucosidase

●組成: 20mmol/ℓ Sodium acetate (pH 6.0), 10mmol/ℓ NaCl, 1mmol/ℓ DTT

■活性:ラベルに記載(100 units/mℓ以上)

●単位の定義:1mmol/ℓ p-nitrophenyl-β-D-glucopyranosideから 60℃、1 分間に1 μmolのp-

nitrophenolを遊離する酵素量を1unitとする。

反応温度:30~60℃

●反応 pH: pH 4.5 ~ 5.5

●保存条件: - 20℃

■ β-1,4-キシロシダーゼ、組換え体、溶液

●由来: *E. coli* expressed β -1, 4-xylosidase

●組成:20mmol/ℓ Sodium acetate (pH 6.0)

■活性:ラベルに記載(100 units/mℓ以上)

●単位の定義:1mmol/ℓ p-nitrophenyl-β-D-xylopy-ranosideから95℃、1 分間に1μmolの

p-nitrophenolを遊離する酵素量を1unit

とする。

反応温度: 40 ~ 95℃反応 pH: pH 5.5 ~ 6.5

●保存条件: - 20℃

品名	容量	希望納入価格(円)
eta -1,4-Glucosidase, recombinant, Solution	1mℓ	30,000
β-1,4-Xylosidase, recombinant, Solution	1mℓ	30,000

※詳しくは、当社営業員または当社販売代理店までお問合せ下さい。

関連商品

耐熱性酵素

■セルラーゼ

- 70℃以上で高い活性を示し、90~100℃でも活性を 維持
- ●結晶性セルロースなどの不溶性セルロースを分解

■キチナーゼ

- ●85℃でも活性を維持

■イノシトール 1-りん酸合成酵素

- ●85℃でも活性を維持
- ●高効率な合成が可能

■ DNA リガーゼ

- ■100℃で1時間、95℃では3時間以上にわたり活性を 維持
- ●高いライゲーション効率

■一本鎖 DNA リガーゼ

- ●高い熱安定性
- ●高いライゲーション効率
- ●一本鎖RNAのライゲーションも可能
- 至適温度:60~65℃

コード No.	品名	規 格	容量	希望納入価格(円)
030-19871	030-19871 Cellulase, thermostable, recombinant, Solution 生化学用		1mℓ	30,000
034-19891	034-19891 Chitinase, thermostable, recombinant, Solution 生化学用 $1 \mathrm{m} \ell$		1mℓ	30,000
090-05381	381 Inositol 1-Phosphate Synthase, thermostable, recombinant, Solution 生化学用 1mℓ		1mℓ	35,000
294-64201	94-64201 DNA Ligase, thermostable, recombinant, Solution		25 μℓ	32,000
298-65103	Cingle Strong DNIA Ligage they meetable recombinant Colution	遺伝子研究用	200units	43,000
292-65101 Single Strand DNA Ligase, thermostable, recombinant, Solution		退伍丁伽九用	500units	87,000

試料前処理用固相抽出カラム Presep® RPP-WAX の開発

和光純薬工業株式会社 試薬研究所 竹中 智子

分析試料の精製・濃縮などの前処理として用いられる固相抽出法(SPE)は、従来の液-液抽出法に比べて簡便かつ、多検体の同時処理が可能などの利点をもち、医薬・食品・環境分析など幅広い分野で採用されています。Presep®(プレセップ®)シリーズは、ディスポーザブルタイプのシリンジ型ボディにSPE用担体を充てんしたカラムであり、目的成分に対する高い捕集率と回収率が得られるように設計されています。

この度、このPresep®シリーズに新製品として Presep® RPP-WAXを開発しましたので、その特長・製品仕様、カラム性能についてご紹介します。

(1) Presep[®] RPP-WAXの特長・製品 仕様

本品は親水性基と疎水性基を併せも つ粒子径60 μmのジビニルベンゼン-




図1. Presep® RPP-WAX

メタクリレート系ベースポリマーに弱陰イオン交換基(第三級アンモニウム基)を導入した担体60mgを3mℓシリンジに充てんしたSPEカラム(図1)です。逆相モードとイオン交換モードの機能を持ち、おもに強酸性化合物を選択的に回収し、しかも、ベースポリマーが親水性であることから水

系試料での高い捕集効果が期待できま す。

(2)カラム溶出条件の検討

カラム溶出条件は、2-ナフタレンス ルホン酸、サリチル酸及びケトプロ フェンを生理食塩水で調製した標準試 料の添加回収率から評価しました。そ の結果、カラムのコンディショニング



[HPLC条件]

Column: Wakopak®Wakosil-II 5C18 RS、4.6×150mm(W) Eluent : A)10mmol/ℓ NaH₂PO₄ (pH 2.6)、B)CH₃OH

Gradient: 0-10min.B=33%、10-25min.B=70%、25-35min.B=33%

Inj. Vol. : $10\,\mu\ell$ Detection : UV210nm Flow rate : $1m\ell$ /min. at 35° C

図2. 前処理メソッドとHPLC条件




図3. 有機溶媒の影響

アンモニア濃度を2%に固定し、アセトニトリル100%からメタノール100%まで混合比率を変化させた時の回収率の変化を測定した。




図4. アンモニア濃度の影響

メタノール100%の時のアンモニア濃度の影響を測定した。

条件や溶出の際の有機溶媒の種類(アセトニトリル/メタノール)と混合比率やアンモニア濃度により、2-ナフタレンスルホン酸、サリチル酸及びケトプロフェンの回収率が変動することが判りました。その結果を図3、4に示しましたが、溶出時のアンモニア濃度は1%、溶媒種はメタノールが至適であると判断しました。この時の至適メソッドを図2に示しました。

(3)カラム性能の比較

図 2 に示した前処理メソッドに従ってPresep® RPP-WAXとA社製品 (60mg/3mℓ:親水性逆相 – 弱陰イオン交換基混合ポリマー)、B社製品 (100mg/1mℓ:弱イオン交換基結合シリカ)、C社製品 (60mg/3mℓ:弱イオン交換基結合ポリマー) の性能をベンゼンスルホン酸、トルエンスルホン酸、

表 1. 添加回収率

成分名	Presep® RPP-WAX	A社製品	B社製品	C 社製品
ベンゼンスルホン酸	93	83	_	20
トルエンスルホン酸	93	90	_	24
2- ナフタレンスルホン酸	100	94	34	22
サリチル酸	93	95	24	33
ケトプロフェン	100	88	21	36

(一:未測定)

2-ナフタレンスルホン酸、サリチル酸 及びケトプロフェンの回収率の比較で 検討しました。

その結果を表1に示しましたが、Presep® RPP-WAXは溶出液としてメタノールのみの使用で高い回収率が得られるなどの利点があり、既に他社製品でメソッドを組まれている場合で

も、溶出条件を僅かに変更することで 良好な回収率が得られると考えます。

Presep® RPP-WAX は近日発売を予定しております。先に発売しましたPresep® RPP-SAX (強陰イオン交換基)と使い分けることで固相抽出法の応用が広がれば幸いです。

Products



コード No.	品 名	規 格	容 量	希望納入価格(円)
291-33941	Presep® RPP-WAX (60mg/3ml)	試料前処理用	10 本× 10	照 会

関連商品

コード No.	品 名	規 格	容 量	希望納入価格(円)
297-33301	Presep® RPP-SAX (60mg/3mℓ)	試料前処理用	10 本× 10	45,000

分析用カラム

コード No.	品 名	タイプ	容 量	希望納入価格(円)
238-51471	Waltenak® Walteal HEC10DC 4 Ctt 1 F0rara	D	1本	45,000
234-51473	Wakopak® Wakosil-II5C18RS 4.6 * 150mm	W	1本	45,000

HPLC用溶媒

コード No.	品 名	タイプ	容量	希望納入価格(円)
046-16971	Distilled Water	HPLC 用	1 ℓ	1,500
042-16973	Distilled Water	прес д	3ℓ	2,600
138-06473	Methanol	HPLC 用	1 ℓ	1,400
132-06471	ivieti ai ioi	прес д	3 ℓ	3,400
019-08631	Acetonitrile	HPLC 用	1 ℓ	6,700
015-08633	Acetoritine	прес д	3ℓ	16,000
197-12135	0.25 mol/£ Sodium Dihydrogenphosphate Solution	HPLC 用	500m ℓ	3,700



食品などの分析に

Wako

健康食品などの食品分析用標準品を新たに追加しました。

不揮発性腐敗アミン類

■カダベリン二塩酸塩標準品

化学名:1,5-Pentanediamine Dihydrochloride CAS No.:1476-39-7 含量(Ti):98.0%以上

外 観: 白色~うすい褐色、結晶性粉末~ 粉末

溶解性:水に可溶。熱エタノールにほとんど溶けない。

H₂N NH₂ · 2HCI C₅H₁₄N₂ · 2HCI=175.10

■ヒスタミン二塩酸塩標準品

化学名:2-(4-Imidazolyl) ethylamine Dihydrochloride CAS No.: 56-92-8

含量(Ti): 98.0% 以上 外 観: 白色〜わずかにうすい褐色、結晶〜 結晶性粉末 溶解性: 水、エタノールに可溶。 $NH_2CH_2CH_2$ NH_2CH_2 NH_2CH_2 NH_2CH_2 NH_2CH_2 NH_2CH_2 NH_2CH_2 NH_2CH_2 NH_2 NH_2

■プトレシン二塩酸塩標準品

化学名: 1,4-Butanediammonium Dichloride

CAS No.: 333-93-7 含量(Ti): 99.0%以上

外 観:白色~ほとんど白色、結晶性粉末~

粉末又は塊

溶解性:水に可溶。メタノールに不溶。

H_2N NH_2 ·2HCI $C_4H_{14}CI_2N_2 = 161.07$


■スペルミジン標準品

化学名:N-(3-Aminopropyl)-1,4-butanediamine CAS No.: 124-20-9 含量(Ti): 97.0%以上

外 観: 白色~うすい褐色、塊、又は融解時、 無色~わずかにうすい褐色、澄明の

液体


溶解性:水、エタノールに可溶。



■チラミン塩酸塩標準品

化学名: 4-(2-Aminoethyl)phenol Hydrochloride CAS No.: 60-19-5 含量(HPLC): 98.0%以上

外 観: 白色~うすい褐色、結晶性粉末~粉末 溶解性: 水、エタノールに可溶。アセトンにほ とんど溶けない。



	コード No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
亚 <u>国</u>	033-21451	Cadaverine Dihydrochloride Standard	食品分析用	100mg	照 会
NEW	081-09151	B1-09151 Histamine Dihydrochloride Standard 食		100mg	12,000
NEW	164-24411	Putrescine Dihydrochloride Standard	食品分析用	100mg	10,000
亚 <u>贝</u>	193-15731	Spermidine Standard	食品分析用	100mg	照会
NEW	202-18131	Tyramine Hydrochloride Standard	食品分析用	100mg	10,000

シブトラミン・シブトラミン代謝物

■脱 N- ジメチルシブトラミンくえん酸塩標準品

化学名: 1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutylamine Citrate

CAS No.: 1067620-90-9 含量(HPLC): 98.0%以上

外 観:白色~ほとんど白色、結晶性粉末~

粉末

溶解性:ほとんどの有機溶媒に可溶。 備 考:シブトラミンの主要代謝物

$$\begin{array}{c} \text{CH}_{_{2}\text{COOH}} \\ \text{CI} \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{CH}_{_{3}} \\ \text{CH}_{_{3}} \end{array} \begin{array}{c} \text{CH}_{_{2}\text{COOH}} \\ \text{CH}_{_{2}\text{COOH}} \\ \text{CH}_{_{2}\text{COOH}} \end{array}$$

■シブトラミン塩酸塩一水和物標準品

化学名: N-1-[1-(4-Chlorophenyl) cyclobutyl]-3-methylbutyl-*N,N*dimethylamine Hydrochloride Monohydrate

CAS No.: 125494-59-9 含量(HPLC): 98.0% 以上 外 観: 白色、結晶性粉末~粉末

溶解性:水に可溶。

$$CI$$
 $H_3C^{-N}CH_3$
 CH_3
 $HCI \cdot H_2O$
 $C_{17}H_{26}CIN \cdot HCI \cdot H_2O = 334.32$

	⊐−ド No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
NEW	041-31321	N-Didemethylsibutramine Citrate Standard	高速液体クロマト グラフ用	100mg	22,000
NEW	199-15711	Sibutramine Hydrochloride Monohydrate Standard	高速液体クロマト グラフ用	100mg	22,000

SIトレーサブルな標準物質

Wako

TRM (Traceable Reference Material)

当社では、産業技術総合研究所 計量標準総合センター (NMIJ) との共同研究により、SIトレーサブルな測定法とISOガイド35に基づく不確かさの評価法を導入し、計量トレーサビリティを確保した新たな標準物質 [TRM (Traceable Reference Material)] を残留農薬試験用の農薬を中心に数多く品揃え**しております。

TRMシリーズでは、NMIJがSIトレーサブルな方法で測定した特性値[純度(質量分率)]に、小分け時の均質性及び、商品の保存安定性による不確かさを加えた信頼性の高い純度を保証した標準物質です。

※取扱い品目は順次追加しておりますのでお問合せ下さい。

計量トレーサビリティの根拠となるNMIJによる分析 結果報告書は下記ホームページにて閲覧できます。

http://www02.wako-chem.co.jp/siyaku/trm/index.asp



電子工業用薬品

Wako

高純度有機溶剤及び酸類 (SC 規格)

本品は、半導体分野などに使用できる、パーティクルや金属不純物を抑えた電子工業用高純度薬品(SC 規格品)です。

特 長

- ●パーティクル、金属不純物の低減
- ●使い易い1wayタイプ

	コード No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
NEW	018-23121	Acetone	SC	1ℓ	2,000
NEW	050-08001	Ethanol	SC	1ℓ	4,200
NEW	133-16391	Methanol	SC	1ℓ	1,500
NEW	143-08881	Nitric Acid (1.42)	SC	1kg	2,400
NEW	194-15761	Sulfuric Acid	SC	1kg	2,000

リンクタイプ

電子工業用薬品(SC規格)は、リンク容器でのセット 販売も行っています。

コード No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
711-48001	Acetone	SC	1ℓ×8	照 会
759-48001	Ethanol	SC	1ℓ×8	照 会
836-48001	Methanol	SC	1ℓ×8	照 会
848-48001	Nitric Acid (1.42)	SC	1kg×12	照 会
898-48001	Sulfuric Acid	SC	1kg×12	照会

- ※本容器は、リンク容器で繰り返し使用します。
- ※リンクタイプ商品に対するお問合せ先

TEL 大阪 (06)6203-1948 東京 (03)3244-0304

E-mail spec-chem@wako-chem.co.jp

和光純薬時報 Vol. 78 No. 3 訂正案内

和光純薬時報 Vol. 78 No. 3 の記事中に誤りがございました。下記の通り訂正をご案内させて頂くとともに深くお詫び申し上げます。

〈訂正内容〉

掲載箇所:p.15 BINAP-TMPTA ポリマー 訂正箇所:関連商品 価格表 1 行目、2 行目

訂正内容:

コード No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
025-16461 021-16463	【誤】(<i>R</i>)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-5,5'-diiodo-1,1'-binaphthyl 【正】(<i>R</i>)-2,2'-Bis(diphenylphosphinoyl)-5,5'-diiodo-1,1'-binaphthyl	有機合成用	100mg 1g	8,000 45,000
022-16471 028-16473	【誤】(S)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)- 5,5'-diiodo-1,1'-binaphthyl ↓ 【正】(S)-2,2'-Bis(diphenylphosphino <u>yl</u>)- 5,5'-diiodo-1,1'-binaphthyl	有機合成用	100mg 1g	8,000 45,000

なお、ホームページ掲載 pdf ファイルは訂正しております。

イノシトールりん脂質シグナル研究に ②Wako

抗ラットジアシルグリセロールキナーゼ γ, ウサギ

ジアシルグリセロールキナーゼ(DGK)は、イノシトールりん脂質シグナルにおいてジアシルグリセロール(DG)とホスファチジン酸(PA)の細胞内濃度を制御する酵素です。DGは、受容体刺激時に産生するホスホリパーゼCによるシグナルのセカンドメッセンジャーとしてPKCを活性化します。現在までに、哺乳類のDGKサブタイプは10種類が報告されており、 γ サブタイプ(分子量88,000)はプルキンエ細胞などの神経細胞に多く発現し、PKC γ と直接相互作用することや、EGF刺激などで上昇する低分子量G タンパク質 G Rac G 1(細胞骨格、細胞形態制御、がん浸潤に関与)の活性を抑制することが報告されています。

この度、ラットDGKγに対する抗血清を発売しました。

製品概要

●形 状:抗血清(防腐剤、安定剤は含みません)

抗 原: ラットDGK y のN末端付近の配列に相当する GST 融合タンパク質

●精 製:なし

特異性: ラット、マウス DGK γ (他はテストしていません)

●使用濃度:ウエスタンブロッティング 1:1,000 ~ 1:8,000

免疫沈降 2~20 μℓ/Test

免疫組織化学 1:10,000~1:15,000

免疫蛍光染色 1:5,000

使用例

■ ラット プルキンエ細胞の蛍光染色



固定:4% パラホルムアルデヒド、0.2% ピクリン 酸を含む 0.1mol/ℓ りん酸緩衝液 (pH 7.4)

ブロッキング: 0.3%Triton X-100 を含む 0.01mol/*l* PBS で 20 分間、 さらに 10% 正常 ヤギ血清を加えて 20 分間

一次抗体:本品(1:5,000)、4℃、16時間

二次抗体:Alexa 586-labeled goat anti-rabbit IgG

(1:2,000)、1時間

(データご提供:神戸大学バイオシグナル研究センター 斎藤尚亮先生、白井康仁先生)

[参考文献]

- 1) Adachi, N. et al.: Brain Res. Mol. Brain Res., 139, 288 (2005).
- 2) Yamaguchi, Y. et al.: J. Biol. Chem., 281, 31627 (2006).

	コード No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
NEW	018-23001	Anti Rat Diacylglycerol Kinasey, Rabbit	免疫化学用	$50\mu\ell$	20,000

関連商品

コード No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
019-22791	Anti Human Diacylglycerol	ブロッティング用	50μℓ	20,000
012-22801	Kinaseδ, Rabbit	免疫沈降用	50μℓ	20,000

ES 細胞・iPS 細胞の培養に

Wako

StemSure[™] シリーズ

StemSureTM シリーズは、マウス ES 細胞 D3 株を用いて、コロニー形成試験とアルカリホスファターゼ(ALP)染色を行い、細胞増殖と未分化能を品質保証した製品群です。今回、2-メルカプトエタノール溶液、モノチオグリセロール溶液、ゼラチン溶液の3製品をラインアップしました。

製品ラインアップ

- StemSureTM 10 mmol/ℓ 2-メルカプトエタノール溶液
- StemSureTM 50 mmol/ ℓ モノチオグリセロール溶液
- StemSure[™] 0.1 w/v% ゼラチン溶液

試験項目

- ●コロニー形成試験(マウスES細胞)
- ■ALP染色(マウスES細胞)
- ●無菌試験
- ●マイコプラズマ試験
- ●エンドトキシン試験 など

■2ME(毒物)の代替品

StemSure™ モノチオグリセロール溶液


モノチオグリセロール(MTG)は、マウスES細胞D3株の培養において培地に添加し、2-メルカプトエタノール(2ME)の代替品として使用できます。2MEは、ES細胞培養に必須の因子です。しかし、2008年の法改正により毒物に指定され、濃度による除外規定がないため、2MEを含む培地が毒物として扱われます。MTGは、毒物に指定されていないため、MTGを含む培地や廃液は一般品として扱うことができます。

特長

●2-メルカプトエタノールと同等に使用できるうえに毒物ではない

データ

■ 未分化マーカーの発現確認(RT-PCR)



〈培地組成〉

 $StemSure^{TM} \ D\text{-MEM} + 15\% \ KSR + 4mmol/\ell \ L\text{-Glutamine} +$


2×Non-essential Amino Acids + 1×Penicillin-Streptomycin に下記成分を加える

- 1:0.1mmol/£ 2-Mercaptoethanol + 1,000U LIF
- 2: 0.1mmol/ℓ Monothioglycerol + 1,000U LIF
- 3: 0.5mmol/ℓ Monothioglycerol + 1,000U LIF 4: 0.1mmol/ℓ 2-Mercaptoethanol + 50ng/mℓ Wnt-3a
- 5:0.1mmol/ℓ 2-Mercaptoethanol (胚葉体形成)

〈播種細胞数〉3,400 cells/cm²

〈培養期間〉5日間


細胞増殖能



■コロニー形成能試験

〈播種細胞数〉3,400 cells/cm²

■:添加物無し



	コード No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
NEW	198-15781	$\begin{array}{l} {\rm StemSure}^{\rm TM} {\rm 10mmol}/\ell \\ {\rm 2-Mercaptoethanol} {\rm Solution} (\times {\rm 100}) \end{array}$	細胞培養用	100mℓ	7,000
NEW	195-15791	StemSure [™] 50mmol/ℓ Monothioglycerol Solution (×100)	細胞培養用	100mℓ	8,000
NEW	190-15805	StemSure [™] 0.1w/v% Gelatin Solution	細胞培養用	500mℓ	7,000



細胞培養用製品

Wako

液体培地

当社では、D-MEM、RPMI-1640をはじめとする汎用液体培地を品揃えしています。ろ過減菌処理されていますので、培養温度(37℃付近)に温めてそのままご利用下さい。

品質試験

無菌試験、エンドトキシン試験、マイコプラズマ試験、細胞 増殖能試験 など

コード No.	品名	L-グル タミン	フェノールレッド	ピルビ ン酸	HEPES	規格	容量	希望納入価格(円)
044-29765		•	•	_	_	細胞培養用	500mℓ	1,250
043-30085		•	•	•	_	細胞培養用	500mℓ	1,250
048-30275	D-MEM (High Glucose)	•	•	_	•	細胞培養用	500mℓ	1,800
045-30285		_	•	_	_	細胞培養用	500mℓ	1,250
040-30095		_	_	_	_	細胞培養用	500mℓ	1,250
041-29775	D-MEM (Low Glucose)	•	•	•	_	細胞培養用	500mℓ	1,250
051-07615	E-MEM	•	•	_	_	細胞培養用	500mℓ	1,200
078-05525	G-MEM	•	•	_	_	細胞培養用	500mℓ	2,000
135-15175	ΜΕΜα	•	•	•	_	細胞培養用	500mℓ	1,200
189-02025						细胞丛类用	500mℓ	1,250
187-02021				_	_	細胞培養用	10	2,400
189-02145	RPMI-1640	•	•	_	•	細胞培養用	500mℓ	1,550
186-02155		•	_	_	_	細胞培養用	500mℓ	1,250
183-02165		_	•	_	_	細胞培養用	500mℓ	1,250
087-08335	Ham's F-12	•	•	•	_	細胞培養用	500mℓ	1,200
080-08565	Ham's F-12K (Kaighn's Modification)	•	•	•	_	細胞培養用	500mℓ	3,800
048-29785		•	•	•	_	細胞培養用	500mℓ	1,250
042-30555	D-MEM/Ham's	•	•	•	•	細胞培養用	500mℓ	1,600
045-30665	F-12	•	_	•	_	細胞培養用	500mℓ	6,000
042-30795		_	•	•	•	細胞培養用	500mℓ	1,600

胚発生・幹細胞などの研究に

Wako

GSK-3 阻害剤

GSK-3は、糖尿病、細胞運命の決定、がん、アルツハイマー病などへの関与が示唆されています。また、GSK-3は、Wnt/ β -catenin 経路のアゴニストとして作用します。このWnt シグナルは、種々の幹細胞の自己増殖に重要であることが判明しています。そのため、GSK-3阻害剤はES細胞・iPS細胞など種々の幹細胞研究に使用されます。


	コード No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
•	029-16241	6-Bromoindirubin-3'-oxime [BIO]	細胞生物学用	1mg	20,000
	039-20831	CHIR99021	細胞生物学用	1mg	30,000
NEW	140-08891	NSC693868	細胞生物学用	5mg	30,000
NEW	190-15741	SB216763	細胞生物学用	5mg	18,000
NEW	197-15751	SB415286	細胞生物学用	5mg	20,000
•	206-17671	TW0110	細胞生物学用	1mg	7,000
•	202-17673	TWS119	神地生物学用	5mg	23,000
NEW	241-00851	XAV939	細胞生物学用	5mg	24,000

Wnt-3a, マウス, 組換え体, 溶液

Wnt-3aは、ヒトに19種類存在するWntファミリー (Wingless-type MMTV integration site family) の1つです。Wntファミリーは分泌型の糖タンパク質で、細胞運命の調節や胚発生などの種々の発生、発がんなどに関わっており、内胚葉・中胚葉分化への初期誘導がWnt-3aにより誘導されると考えられています。

データ

TopFlash法による活性測定



	コード No.	品 名	規格		希望納入価格(円)
NEW	232-02421	Wnt-3a, Mouse, recombinant, Solution	細胞生物学用	1μg	30,000

関連商品

コード No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
231-02251	Wnt-1, Human, recombinant	細胞生物学用	10μg	39,000



アニマルフリー無血清培地の基礎成分に最適! ②Wako

トランスフェリン、ヒト、植物発現組換え体

アルブミン, ヒト, 植物発現組換え体

本品は、ヒトTransferrin遺伝子、ヒトAlbumin遺伝子を植物で発現させ、高純度に精製した組換えタンパク質です。 無血清培地に添加することにより、動物成分フリー環境下での各種細胞株やハイブリドーマの培養が可能になります。


■ヒトトランスフェリン

特長

- ●エンドトキシン測定済み
 - 0.40EU/mg (初回生産ロット)
- ●鉄:0.06%(初回生産ロット)


使用例

■ HL-60 (ヒト白血球系細胞株) の増殖効果



トランスフェリンを各濃度で添加した培地での増殖効果を確認したところ、血漿由来トランスフェリンと同等の細胞増殖効果を示した。

■ハイブリドーマ培養用培地での効果



トランスフェリンを $10 \text{mg}/\ell$ で添加した培地での増殖効果を確認したところ、血漿由来トランスフェリンと同等の細胞増殖効果を示した。

■ヒトアルブミン

特 長

- ●エンドトキシン測定済み
- 0.36EU/mg (初回生産ロット)

使用例

■ハイブリドーマの増殖活性比較




図1. 無血清培地における、血漿 HSA と本品のハイブリドーマの増殖活性比較。培養開始から72時間後の生細胞を計数したところ、いずれの無血清培地においても、本品が高効率に細胞増殖を亢進した。




図2. 無血清培地 DMEM/F12 における 10% FBS、血漿 HSA、本品とのハイブリドーマの増殖活性比較。培養開始 24 時間ごとに生細胞を計数したところ、本品が 10% FBS とほぼ同様の増殖効率を示した。

	⊐ード No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
	201-18081	Transferrin, Human, recombinant expressed		100mg	12,000
NEW	207-18083		細胞培養用	500mg	45,000
	205-18084	in plants		1g	80,000
	018-21541	Albumin, Human,		1g	11,000
	014-21543	recombinant expressed	細胞培養用	5g	45,000
	016-21542	in plants		25g	210,000



細胞培養の添加物



細胞増殖因子

細胞の増殖に関わるタンパク質です。ウシ由来やヒト由来、植物組換え体、ニュージーランド産の原料由来の製品を取揃えています。

アルブミン

	コードNo.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
	011-21271			1g	1,700
	017-21273			10g	6,000
	019-21272	Albumin, from Bovine Serum, pH 5.2	和光一級	25g	12,000
	015-21274	Albamin, nom bovine Seram, pri 5.2	イロノし ガダ	100g	30,000
	013-21275			500g	105,000
	011-21276			1kg	155,000
	013-23291			10g	6,000
ΕW	019-23293	Albumin, from Bovine Serum, Cohn	生化学用	50g	12,000
	017-23294	Fraction V, pH 7.0		100g	22,000
	015-23295			500g	68,000
	017-15146		生化学用	5g	6,000
	017-15141	Albumin, from Bovine Serum, Fatty		10g	10,000
	013-15143	Acid Free	エルテル	50g	35,500
	011-15144			100g	63,000
	017-22231	30w/v% Albumin Solution, from Bovine Serum, Fatty Acid Free	細胞培養用	50mℓ	28,500
	013-10501			1g	4,000
	019-10503	Albumin, from Human Serum	生化学用	5g	15,000
	017-10504			10g	24,000

:	コードNo.	品 名	規	格	容量	希望納入価格(円)
•	018-21541	Aller main. I be made an acceptance of			1g	11,000
. ⊮ P.22	014-21543	Albumin, Human, recombinant expressed in plants	細胞培	養用	5g	45,000
:	016-21542	CAPICOGCA III PIGITIO			25g	210,000

トランスフェリン

	コードNo.	品名	規格	容量	希望納入価格(円)
	205-18121	Transferrin(Apo), from Human	細胞培養用	100mg	14,000
NEW	201 - 18123		神 記 石 食 出	1g	92,000
NEW	201 - 18081	To refer to 11 man and the state of		100mg	12,000
[F3F]	207 - 18083		細胞培養用	500mg	45,000
P.22	205-18084	expressed in plants		1g	80,000
NEW	208-18091	Transferrin (Holo), from Bovine Blood, New Zealand Origin	細胞培養用	100mg	16,000

その他タンパク質

コードNo.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
090-03446			50mg	7,000
096-03443	Insulin, Human, recombinant	細胞培養用	100mg	12,000
090-03441			1g	70,000
094-03444			10g	照会
125-04123			100mg	2,000
123-04124	Lactoferrin, from Bovine Milk	生化学用	1g	4,500
129-04121	Lactoremii, mom bovine wiik		5g	12,000
127-04122			25g	40,000
188-02051	Landa fanda III. aan aan aan ahdaan I		50mg	9,200
184-02053	Lactoferrin, Human, recombinant expressed in plant	細胞培養用	100mg	14,000
182-02054	CAPICOSCO III PIGIIL		500mg	60,000

第26回

Wako ワークショップ

幹細胞・iPS 細胞研究の最前線

開催日:平成22年11月26日(金)10:00~17:00

開催場所:THE GRAND HALL

東京都港区港南2-16-4

品川グランドセントラルタワー 3F

TEL: 03-5463-9971 / 開催当日: 03-5463-9973

総合企画:慶應義塾大学 医学部 生理学教室

教授 岡野 栄之 先生

参加費:無料

定 員:300名(申し込み先着順にて、定員になり次第締


め切らせて頂きます。)

参加申込方法:当社ホームページよりお申し込み下さい。

URL: http://www.wako-chem.co.jp/siyaku/

お問合せ先:和光純薬工業株式会社 試薬営業本部 学術部

TEL: 03-3270-8243



ヒトiPS細胞(写真提供;慶應義塾大学 医学部 生理学教室 教授 岡野栄之 先生)

講演プログラム

10:00~ 開会挨拶 和光純薬

10:05~ はじめに 慶應大・医 岡野 栄之

10:10~ 「ES/iPS 細胞から臓器を作ることを目指す -プラナリアにその方法を学ぶ-」

京大院・理 阿形 清和

10:55~ 「生殖細胞の形成機構とその再構成」

京大院・医 斎藤 通紀

11:40~ (昼 食)

12:40~ 「ヒト人工染色体と幹細胞の出会い

-遺伝子・再生医療を目指して-」

鳥取大・染色体工学研究センター 押村 光雄

13:25~ 「マウス大脳神経幹細胞の運命制御機構」

東大・分生研 後藤 由季子

14:10~ 「疾患特異的iPS細胞を用いた神経変性疾患の研究」

京大・iPS 細胞研究所 井上 治久

14:55~ (コーヒーブレイク)

15:15~ 「iPS細胞を用いた創薬研究の新展開」

武田薬品工業 中西 淳

16:00~ 「iPS細胞技術を用いた再生医学・疾患・創薬研究」

慶應大・医 岡野 栄之 慶應大・医 岡野 栄之

16:45~ おわりに 16:50~ 閉会挨拶

和光純薬



疾患研究に

Wako

病態モデル作製用試薬

ラットやマウスをはじめとする動物に投与することにより、その動物にヒトの病態に近い状態を引き起こさせることができます。今回、新たに統合失調症モデルとパーキンソン病モデル作製に使用される試薬をラインアップしました。

■メチルアゾキシメタノール=アセタート【MAM】

統合失調症モデル作製に使用します。

CAS No.: 592-62-1

 $C_4H_8N_2O_3 = 132.12$

■ 1-メチル-4-フェニル-1,2,3,6-テトラヒドロ ピリジン塩酸塩【MPTP】

パーキンソン病モデル作製に使用します。

CAS No. : 23007 -- 85 -- 4

 $C_{12}H_{15}N \cdot HCI = 209.72$

	コード No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
NEW	136-16303	Methylazoxymethanol Acetate [MAM]	細胞生物学用	20mg	80,000
NEW	136-16381	1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6,- tetrahydropyridine Hydrochloride [MPTP]	細胞生物学用	10mg	18,000

関連商品

コード No.	品	名	病態モデル	規格	容量	希望納入価格(円)
191-15151					100mg	6,000
197-15153	Streptozo	ntocin	糖尿病	細胞生物学用	500mg	10,000
195-15154	Otropiozi	J.COCII I	TIGINNYY	神仙は土物子方	1g	18,000
191-15156					5g	70,000
194-14921	Sodium I		大腸炎	_	10g	8,000
190-14923	Sulfate 36,000 ~ 50,000		八肠火		100g	47,000
160-05191					1g	3,000
166-05193	Protamin	e Sulfate,	膀胱炎	_	5g	5,000
168-05192	from Salr	rom Salmon	防ル火	_	25g	14,500
162-05195					500g	照会
047-18863	Dexamethasone	腎細胞がん	生化学用	100mg	2,500	
041-18861	Dexame	i idooi io			1g	6,000
011-20171	Azoxyme	thane	大腸がん	細胞生物学用	100mg	50,000

血管新生・リンパ管新生などのシグナル伝達研究に ②Wako

VEGF レセプターキナーゼ阻害剤

VEGF(Vascular Endotherial Growth Factor)は、血管内皮細胞に特異的に発現する分子群であり、血管新生の分子シグナルの研究が進められています。また、近年では、VEGF レセプター(VEGFR)3がリンパ管新生に関与していることが報告されました。

Ki 8751

強力で選択的な VEGFR 2 阻害剤です。 (IC 50 = 0.9 nmol/ℓ)

含量 (HPLC): 96.0%以上 ジメチルスルホキシド溶状: 試験適合

CAS No.: 228559-41-9

 $C_{24}H_{18}F_3N_3O_4 = 469.41$

SU4312

VEGFR 2 阻害剤です。 (Ki (非活性型) = $0.04~\mu$ mol/ ℓ 、Ki (活性型) = $4~\mu$ mol/ ℓ)

含量 (HPLC): 97.0%以上 ジメチルスルホキシド溶状: 試験適合

$$C_{17}H_{16}N_2O = 264.32$$

SU5416

VEGFR 2、FGFR 1、PDGFR β の阻害剤です。 (IC $_{50}$ = 1. 3、4. 2、37. 9 μ mol/ ℓ)


含量(HPLC): 97.0%以上 エタノール溶状: 試験適合 CAS No.: 204005-46-9

$$H_3C$$
 H_3C
 $C_{15}H_{14}N_2O = 238.28$

SU6668

強力で選択的な VEGFR 2、FGFR 1、PDGFR β の阻害剤です。 $(IC_{50}=3.9,\ 3.8,\ 0.10\ \mu mol/\ell)$

含量(HPLC): 98.0%以上 エタノール溶状: 試験適合 CAS No.: 252916-29-3



[次頁に続く]



■トラニラスト

VEGF誘導性血管新生の阻害剤です。(細胞増殖、細胞 遊走、管形成のIC $_{50}$ = 22、18、193 μ mol/ ℓ)

含量(HPLC): 98.0%以上 エタノール溶状: 試験適合

CAS No.: 53902-12-8 備考: 抗アレルギー薬 HOOC $0 - CH_3$ $0 - CH_3$ $C_{18}H_{17}NO_5 = 327.33$

	コード No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
NEW	112-00891	Ki8751	細胞生物学用	5mg	22,000
NEW	190-15861	SU4312	細胞生物学用	5mg	16,000
NEW	196-15841	SU5416	細胞生物学用	5mg	18,500
NEW	193-15851	SU6668	細胞生物学用	5mg	22,000
NEW	203-18301	Tranilast	細胞生物学用	10mg	12,000

新製品のご案内

Wako

がん研究用試薬

当社では、がん・血管新生・アポトーシス関連の基礎研究 用試薬をラインナップしております。

製品リストをご用意しております。詳細は当社HPをご参照下さい。

http://www.wako-chem.co.jp/siyaku/product/life/gan_kenkyu/index.htm

■ダウノルビシン塩酸塩

アンスラサイクリン系抗生物質です。細胞の核酸合成過程に作用し、直接 DNA と結合して DNA 合成反応を阻害します。


含量(HPLC): 95.0%以上

水溶状:試験適合 CAS No.: 23541-50-6

■ドセタキセル

タキソイド系抗がん剤です。細胞内でチューブリンの重合を促進し、脱重合を阻害することにより、細胞の有糸分裂を停止します。

含量(HPLC): 98.0%以上 エタノール溶状: 試験適合 CAS No.: 114977-28-5



■ドキシサイクリン塩酸塩n水和物

テトラサイクリン系抗生物質です。他のテトラサイクリン系抗生物質と比較して、グラム陽性菌に対し強力に作用します。アミノアシルtRNAに作用し、細菌のタンパク質合成を阻害します。

含量 (HPLC): 98.3% ※初回生産ロット実績値

水溶状:試験適合

 $C_{22}H_{24}N_2O_8 \cdot HCI \cdot nH_2O$ $(C_{22}H_{24}N_2O_8 \cdot HCI = 480.90)$

■ラパマイシン

マクロライド系免疫抑制剤です。FK 506の構造類似体で、FK 506結合タンパク質(FKBP)と結合しますが、カルシニューリンの活性は阻害しません。ラパマイシン-FKBP複合体は、mTORのキナーゼ活性を阻害することにより、IL-2からのシグナルを阻害します。細胞周期G1/S期の移行を阻害します。

含量(E体)(HPLC): 97.0%

※ 初回生産ロット実績値 メタノール溶状: 試験適合 CAS No.: 53123-88-9

$$H_3C - 0$$
 CH_3
 CH_3

	コード No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
NEW	049-31241	Daunorubicin	薬理研究用	10mg	15,000
	045-31243	Hydrochloride	来任训九用	50mg	54,000
NEW	047-31281	Docetaxel	薬理研究用	5mg	22,000
	049-31121	Doxycycline	細胞生物学用	1g	6,000
NEW	045-31123	Hydrochloride n-Hydrate	神心土彻子用	5g	16,000
	180-02533	Rapamycin	細胞生物学用	10mg	54,000
NEW	188-02534	(mixture of isomers)	和旭王彻子用	50mg	180,000



フコキサンチンの代謝産物

Wako

フコキサンチノール

フコキサンチノールは、フコキサンチンのアセチル基が 遊離することによって生成されます。カロテノイドの一つ であるフコキサンチンは、経口摂取された後、消化管内で リパーゼなどによってフコキサンチノールに変換後、消化 管から吸収されると考えられています。フコキサンチンの さまざまな生理活性は、その代謝産物であるフコキサンチ ノールによるものであると考えられており、脂肪細胞に対 する脂肪蓄積抑制効果はフコキサンチンよりも高いことが 報告されています。

$$H_3$$
C CH_3 CH_3

製品概要

●含量(HPLC):94.0%以上(異性体混合)

●溶解性:メタノール、エタノール、アセトニトリル、ア

セトン、クロロホルムに可溶

OCAS No.: 7176-02-5

〔参考文献〕

1) Sugawara, T. et al.: J. Nutr., 132, 946 (2002).

2) Asai, A. et al.: Drug Metab. Dispos., **32**, 205 (2004).

3) Maeda, H. et al.: Int. J. Mol. Med., 18, 147 (2006).

	コード No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
	067-05631	F. conventhinal	勿吃生物学口	10mg	30,000
IEW	063-05633	Fucoxanthinol	細胞生物学用	100mg	260,000

関連商品

⊐ード No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
067-05511	Fucoxanthin	細胞生物学用	10mg	20,000
063-05513	FUCUXALILLIIII	和旭土初子用	100mg	150,000

高い抗酸化作用

Wako

アスタキサンチン

アスタキサンチンは、抗酸化作用を示すカロテノイドの一つで、その抗酸化作用はビタミンEの100~1,000倍と言われています。アスタキサンチンは、エビ、カニなどの甲殻類、サケ、イクラ、オキアミ、藻などの海洋生物に多く見られます。遊離の状態やエステル体のほかに、タンパク質と結合した色素タンパク質としても存在しています。色素タンパク質は不安定で、加熱、有機溶媒の作用により分解し赤色に変化します。

本品は、ヘマトコッカス藻から抽出、精製したアスタキサンチンです。

$$C_{40}H_{52}O_{4} = 596.84$$

製品概要

●由来: Haematococcus pluvialis

●含量(HPLC):94.0%以上●溶解性:クロロホルムに可溶

CAS No. : 472-61-7

	コード No.	品	名	規	格	容量	希望納入価格(円)
	013-23051	Astovanthin from Almo		勿吃牛杨兴田		10mg	15,000
W-W	019-23053	AStaxantinin	staxanthin, from Alga		細胞生物学用		90,000

キナーゼ阻害剤ガイドブック発行



-《ガイドブック掲載品目》-

- 1. プロテインキナーゼ阻害剤
- 2. プロテインキナーゼ C (PKC) 阻害剤

- 3. サイクリン依存性キナーゼ
- (CDK) 阻害剤
- 4. MAP キナーゼ阻害剤 5. プロテインチロシンキナーも
- . ブロテインチロシンキナーゼ (PTK)阻害剤
- 6. Akt 阻害剤

ライフサイエンス研究における主要な阻害剤を集約した〈和光 純薬工業のガイドブックシリーズ〉の第一弾として「キナーゼ 阻害剤ガイドブック」を発行しました。

プロテインキナーゼ阻害剤71種をはじめ、約230種のキナーゼ阻害剤を分野別に掲載。作用機序、特長、用途、 IC_{50} 値をわかりやすくまとめました。

持ち運びにも便利なB5サイズ。研究活動において実用的にご活用いただけます。

ガイドブックシリーズ第二弾「抗生物質ガイドブック」も近日 発行予定!

カタログ請求先:http://wako-chem.co.jp/siyaku/catalog.htm



耐熱性 Avidin 様タンパク質

Wako

タマビジン®2、組換え体

本品は、キノコの一種であるタモギタケ(Pleurotus cornucopiae)からクローニングしたアビジン様タンパク質の可溶性組換えタンパク質です。アビジン及びストレプトアビジンと同様に、アビジン-ビオチン結合を用いた免疫学的検出法に使用できます。

製品概要

●構 造:4つのサブユニット(約15.5 k)からなる四量体。各サブユニットは1つのビオチン結合部位を有し、5つのチロシン残基をもつ。

●起 源:E. coli expressed Pleurotus cornucopiae Tamavidin®2

●活 性:ラベルに記載(8~14 units/mg(HABA 法, pH 5))


●分子量:約60 k (四量体)

■耐熱性:蛍光標識ビオチンを用いたアッセイ系で測定。

 $Tm = 85^{\circ}C$

使用例

■各アビジン様タンパク質固定化疎水プレートにおけるヒト血清の非特異結合



アビジンコートプレートよりも、Tamavidin[®]2 コートプレートの 方がヒト血清 IgG の非特異吸着は少なかった。

(Tamavidin®2 に対する t-test: *p<0.001, n = 8)

t-test:統計学的検定法

p<0.001 著明な有意差あり

〔参考文献〕

1) Takakura, Y. et al.: FEBS J. 276(5), 1383 (2009).

[ライセンスについて]

Tamavidini®は日本たばこ産業㈱の登録商標です。本品は、日本たばこ産業 ㈱からライセンスを受けて製造販売しております。

	コード No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
N/SW	209-18261	Tamavidin [®] 2, recombinant	4 位が 一	1mg	照 会
	205-18263	ramavidiri 2, recombinant	儿技儿子用	5mg	照会

2-メルカプトエタノールに代わる還元剤 ()Wako

3- メルカプト - 1 , 2- プロパンジオール トリス(2- カルボキシエチル)ホスフィン塩酸塩

毒物及び劇物取締法に指定されている2-メルカプトエタノールに代わる還元剤を新たに発売しました。3-メルカプト-1,2-プロパンジオール、トリス(2-カルボキシエチル)ホスフィン塩酸塩ともに2-メルカプトエタノールと同程度の性能を有することをSDS-PAGEにより確認しております。また、分子生物学用グレードとして、DNase活性、RNase活性確認済みです。

物性比較

品 名	外 観	香り
2-メルカプトエタノール	無色澄明液体	不快臭
3-メルカプト -1, 2- プロパンジオール	無色澄明液体	わずかに硫黄臭
(±)-ジチオトレイトール	白色粉末	わずかに硫黄臭
トリス(2-カルボキシエチル)ホスフィン塩酸塩	白色粉末	無臭

使用例



	コード No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
	139-16452		分子生物学用	25mℓ	5,000
NEW	131-16451	3-Mercapto-1,2-propanediol	万丁王彻子用	100mℓ	14,000
	201-18221	Tris(2-carboxyethyl)phosphine	分子生物学用	1g	照会
是最	207-18223	Hydrochloride [TCEP-HCI]	刀丁工物于用	5g	照会

関連商品

	ード No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
131	1-14572	2-Mercaptoethanol,99%	分子生物学用	25mℓ	2,500
133	3-14571	2-iviercaptoetriarior,9976	刀] 工物于用	100mℓ	5,600
044	4-29221			100mg	2,800
040	0-29223	(±)-Dithiothreitol	分子生物学用	1g	4,200
048	3-29224	(±)-Ditrilotrireitor		5g	10,000
042	2-29222			25g	35,000



新製品追加ラインアップ!!

Wako

抗 6×His, モノクローナル抗体

6×His タグを認識するモノクローナル抗体は、現在4クローン由来の製品を販売しております。目的に応じた選択が行えるよう、セレクションガイドを作成しましたのでご活用下さい。なお、目的の融合タンパク質の性質(分子量、高次構造など)によっては、抗原抗体反応が影響を受け、ガイドと異なる結果になる場合もありますのでご了承下さい。

セレクションガイド My Best His タグ抗体を選ぼう!!

N末端6×His			C末端6×His				
N-	6×His	目的タンパク質	-c	N-	目的タンパク質	6×His	-C

■セレクションテーブル

クローン No.	タグの位置	ウエスタンブロット(WB)		免疫沈降(IP)		ELISA	
7H 7 NO.	メノの位直	N 末端	C 末端	N 末端	C 末端	LLIGA	
9F2	C末端	ND	+++++	ND	++	ND	
9C11	N・C末端	+++++	++++	+++++	++	0	
21-48	N・C末端	+++	++++	+++	+++	0	
28-75	N・C末端	++	++	+++++	+++++	0	
9F2(HRP)	C末端	ND	+++++			ND	
9C11 (HRP)	N・C末端	+++++	++++			0	

ND: Non Detection

性能の詳細データの開示に関しましては、当社お客様相談室までお問合せ下さい。上記表は当社内での検討によるもので、すべての6×His融合タンパク質に共通の性能を示すものではありません。

■セレクション Q&A

- Q:N末端6×Hisの検出に最適なクローンは?
- A: 9C11 (WB) 9C11 (IP), 28-75 (IP)
- Q:C末端6×Hisの検出に最適なクローンは?
- A:9F2 (WB) 28-75 (IP)
- Q: N·C 両末端 6×His を認識できて WB に最適なクローンは? A: 9C11
- Q:N·C 両末端 6×His を認識できて IP に最適なクローンは? A: 28-75
- Q:WB·IPに使用できるオールマイティーなクローンは?
- A: 21-48
- Q:WBで高感度なクローンは?
- A:9C11
- Q:IP で高感度なクローンは?
- A: 28-75
- Q:C末端6×Hisを認識する最も安価なクローンは?
- A:9F2
- Q:N末端6×Hisを認識する最も安価なクローンは?
- A: 21-48


使用濃度・希釈倍率

	使用濃度・希釈倍率			
クローン No.	ウエスタンブロット(WB)	免疫沈降(IP)		
9F2	1:1,000 ~ 1:10,000	$5\sim 10\mu \mathrm{g/assay}$		
9C11	1:1,000 ~ 1:10,000	$2\sim 10\mu \mathrm{g/assay}$		
21-48	1:500 ~ 1:5,000	$5\sim 10\mu \mathrm{g/assay}$		
28-75	1:500 ~ 1:2,000	$1\sim 10\mu \text{g/assay}$		
9F2(HRP)	1:4,000 ~ 1:16,000	_		
9C11(HRP)	1:4,000 ~ 1:16,000	_		


使用例

■ ウエスタンブロットにおけるバンド強度の定量結果 (Multi Gauge)





■ 免疫沈降におけるバンド強度の定量結果 (Multi Gauge)





•					
	コード No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
	010-21861	Anti 6×His, Monoclonal Antibody (9F2)	免疫化学用	200μg	30,000
NEW	011-23091	Anti 6×His, Monoclonal Antibody (9C11)	免疫化学用	200μg	40,000
NEW	017-23211	Anti 6×His, Monoclonal Antibody (21-48)	免疫化学用	200μg	35,000
NEW	014-23221	Anti 6×His, Monoclonal Antibody (28-75)	免疫化学用	200μg	40,000
NEW	013-23171	Anti 6×His, Monoclonal Antibody (9F2), HRP	免疫化学用	100μℓ	36,000
NEW	010-23181	Anti 6×His, Monoclonal Antibody(9C11), HRP	免疫化学用	100μℓ	45,000

新製品追加ラインアップ!!

Wako

タグ抗体ビーズ

タグペプチド

HA タグまたは c-Myc タグを認識する高品質なアフィニティービーズと、ペプチド溶出用の高純度精製ペプチドを大好評の DYKDDDDK タグに続きラインアップしました。

[次頁に続く]



タグ抗体ビーズ一覧

	DYKDDDDK タグ抗体ビーズ	HA 抗体ビーズ	c-Myc 抗体ビーズ	
組 成	1×PBS (pH 7.4),	50% glycerol, 0.02w	v/v% sodium azide.	
使用担体		4% アガロース		
抗体結合量	7.5mg/ml	8.5mg/mℓ		
結合抗体クローンNo.	1E6	4B2	9E10	
結合抗体サブクラス		lgG1		
抗原結合容量/ 1mℓ ビーズ	約1.0mg	約1.5mg	約0.9mg	
全容量	1.8~2.1ml/ml ビーズ(50%懸濁液)			
保存条件	−20°C			

使用例

Anti DYKDDDDK tag Antibody Beads



DYKDDDDKタグ融合タンパク質(約19k)を過剰発現させた大腸菌ライセートを調製し、本品とA社品で免疫沈降後、DYKDDDDKペプチド及び、2% SDSで抗原溶出を行った。得られた抗原サンプルをSDS-PAGEにより分離し、銀染色により抗原回収効率を検出した。その結果、A社品よりも抗原回収効率が高いことが示された。

	コード No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)		
	タグ抗体と	· ーズ					
	012-22781	Anti DYKDDDDK tag		1mℓ	48,000		
	018-22783	Antibody Beads	免疫化学用	5mℓ	90,000		
	016-22784	7 Titibody Boddo		25mℓ	290,000		
NEW	014-23081	Anti HA Antibody Beads	免疫化学用	1mℓ	65,000		
WEW	010-23083	Anti Lia Antibody Deads	儿汉儿子用	5mℓ	150,000		
NEW	017-23071	Anti c-Myc Antibody Beads	免疫化学用	1mℓ	65,000		
WEW	013-23073	Anti c-Myc Antibody Beads	元1又11于用	5mℓ	150,000		
	タグペプチド						
	044-30951	DYKDDDDK Peptide	遺伝子研究用	5mg	18,000		
	040-30953	DTRUDDUK Peptide	退伍丁伽九用	25mg	80,000		
NEW	088-09161	HA Peptide	遺伝子研究用	5mg	30,000		
WEW .	084-09163	TIA Feptide	退以 1 侧 九 用	25mg	120,000		
NEW	132-16361	c-Myc Peptide	遺伝子研究用	5mg	25,000		
NEW	138-16363	c-iviyo reptide	退以丁伽九州	25mg	100,000		

RNA サンプルの電気泳動に!! **②Wako**

2×RNA ローディングバッファー

本品は、RNAサンプルの電気泳動時に使用します。2種類の色素(ブロモフェノールブルー、キシレンシアノールFF)と変性剤としてホルムアミドが含まれています。ホルムアミドが含まれているため未変性ゲル電気泳動でもRNAを分離できます。

臭化エチジウムは転写効率を下げることが知られている ため、ノーザンブロットには臭化エチジウムを含まない ローディングバッファーをご使用下さい。

■2×RNAローディングバッファー(臭化エチジウム含有)

組成:95 v/v% Formamide, Deionized, 0.025 w/v% SDS, 0.025 w/v% Bromophenol Blue, 0.025 w/v% Xylene Cyanol FF, 0.025 w/v% Ethidium Bromide, 0.5 mmol/ℓ EDTA

■2×RNAローディングバッファー(臭化エチジウム不含)

組成: $95\,\text{v/v}$ % Formamide, Deionized, $0.025\,\text{w/v}$ % SDS, $0.025\,\text{w/v}$ % Bromophenol Blue, $0.025\,\text{w/v}$ % Xylene Cyanol FF, $0.5\,\text{mmol}/\ell$ EDTA



変性アガロースゲル電気泳動において、ブロモフェノールブルー、 キシレンシアノールFFが確認できた。

	コード No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
NEW	185-02561	2×RNA Loading Buffer with Ethidium Bromide	遺伝子研究用	lmℓ	6,000
NEW	182-02571	2×RNA Loading Buffer without Ethidium Bromide	遺伝子研究用	1mℓ	5,500

関連商品

	コード No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
P:30	194-15881	SuperSep™ RNA, 15%, 17well	電気泳動用	5枚	12,000
P.31	311-07361	ISOGEN II	ニッポンジーン	100mℓ	28,000



RNA 分離用

Wako

スーパーセップ ™ RNA

本品は、4 mol/ℓ 尿素入りの変性ポリアクリルアミド ゲルです。Ready-to-use のプレキャストゲルですので、尿 素の溶解やゲル作製の手間が省けます。アクリルアミド濃 度は15%です。

特 長

- Ready-to-use のプレキャストタイプ
- ■4 mol/ℓ 尿素入り 15% 変性ゲル

仕様・泳動条件

- ●アクリルアミド濃度:15%
- ■尿素濃度:4mol/ℓ
- ■プレートサイズ: 100 × 100 × 3 (mm)
- ●ゲルサイズ:90×85×1 (mm)
- ●ウェル数:17ウェル
- ・ウェル容積:25 μℓ
- ●使用期限:製造日から6ヶ月
- ●ローディングバッファー:80% Formamide, Deionized

0.025 w/v% Bromophenol Blue 0.025 w/v% Xylene Cyanol FF

10 mmol/ℓ EDTA (pH 8.0)

- ●ランニングバッファー:TBE ■電気泳動槽: EasySeparetor[™]
- ●電流:10mA/枚






SuperSep[™] RNA


 $\mathsf{EasySeparator}^{\mathsf{TM}}$


使用例

■RNA Marker の電気泳動



■ ISOGEN II で抽出した RNA の電気泳動





従って、HeLa細胞から RNA を抽出し、ポリアクリルアミ ドゲル電気泳動を行った。

(1) ISOGEN II のプロトコールに (2) ISOGEN II を用いてさまざまな サンプルからsmall RNAを抽出 し、ポリアクリルアミドゲル電 気泳動を行った。

	コード No.	品 名	規格		希望納入価格(円)	l
9	194-15881	SuperSep [™] RNA, 15%, 17well	電気泳動用	5枚	照 会	

関連商品

	INA	-VHH			
	コード No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
	SuperSep	っ™ 専用電気泳動槽			
	058-07681	EasySeparator™	電気泳動用	1セット	45,000
	RNA 抽出	試薬			
₽.31	311-07361	ISOGEN II	ニッポンジーン	100mℓ	28,000
	315-90291	Acid Phenol, pH 4.2	ニッポンジーン	100mℓ	6,400
	318-90203	DEPC treated Water	ニッポンジーン	100mℓ×6	15,600
	312-01791	Ethachinmate	ニッポンジーン	0.2 mℓ	15,000
	077-05311	Glycogen Solution (abt. $20 \text{mg/m} \ell$), from Mussel	分子生物学用	lmℓ	11,500
	RNase 阻	害剤			
	183-02481 189-02483	Ribonuclease Inhibitor(Super)	遺伝子研究用	2,500units 10,000units	30,000 80,000
	180-01891	RNAstabilizer, Irrevesible RNase Inactivation Reagent	遺伝子研究用	50 テスト	13,000
	サイズマー	ーカー			
		RNA Ladder (0.125-6.0 kb)	ニッポンジーン	$25 \mu \ell \times 2$	16,000
		グバッファー			
	318-90041	5×TBE	ニッポンジーン	1,000mℓ	9,000
	ローディ	ングバッファー			
P.29	185-02561	2×RNA Loading Buffer with Ethidium Bromide	遺伝子研究用		6,000
P.29	182-02571	2×RNA Loading Buffer without Ethidium Bromide	遺伝子研究用	lmℓ	5,500
	染色剤				
	051-07811	Ethidium Bromide	遺伝子研究用	lg	5,000
	057-07813			5g	14,200
		EtBr Solution	ニッポンジーン	10mℓ	9,000
	311-03961	CLEAR STAIN Ag	ニッポンジーン	20 枚用	35,000
	519-20301	GelRed™ Nucleic Acid Gel Stain, 10,000× in Water	Biotium	0.5mℓ	28,400
	518-24031	GelRed™ Nucleic Acid Gel Stain, 10,000× in DMSO	Biotium	0.5mℓ	27,000
	517-53333	GelGreen™ Nucleic Acid Gel Stain, 10,000× in Water	Biotium	0.5mℓ	28,000
	551-93331	GelGreen™ Nucleic Acid Gel Stain, 10,000× in DMS0	Biotium	0.5mℓ	23,000
	エチジウ.	ムブロマイド分解剤			
	303-89321	EtBr Destroyer Bag	FAVORGEN	20 個	25,400
	300-89331	EtBr Destroyer Sprayer	FAVORGEN	200mℓ×2本 スプレーヘッド	12,000
	RNA 合成				
	307-13531	CUGA® 7 in vitro Transcription Kit	ニッポンジーンテク	20 反応	30,000



ISOGEN II


ISOGEN Ⅱ(アイソジェンⅡ)は、動物組織及び培養細胞からtotal RNA やsmall RNA を抽出する試薬です。

フェノールとグアニジンを含む均一な液体であり、細胞成分との相互作用により、シングルステップでRNAを単離できます。従来法の試薬(ISOGEN、ISOGEN-LS)のようにクロロホルムを用いた液相分離の必要がありません。試料にISOGEN II を加えて溶解またはホモジナイズした後、水を添加すると、DNA、タンパク質、ポリサッカライドなどは沈殿(不溶化)するため、遠心分離によって除去できます。上清をエタノール沈殿、洗浄、溶解すると、高純度なRNAが単離できます。

特 長

- クロロホルムを使用しない
- ●従来法の試薬(ISOGEN など)よりも small RNA の抽 出効率が良い
- ●高分子 RNA (> 200 bases) と small RNA (< 200 bases) を分画できる(分画しない方法もある)
- DNA の混入が少なく、抽出した RNA はそのまま RT-PCR や定量 RT-PCR に使用できる
- ●約1時間でRNAが抽出できる


操作フロー



詳細はホームページをご覧下さい。 http://www.nippongene.com

使用例

■ total RNAの抽出



収量及び純度

使用キット	OD値 260/280	OD値 260/230	回収量 (µg)
ISOGEN	2.175	2.099	105
ISOGEN II	2.169	2.087	81.6
A 社	2.148	1.898	114

※ISOGEN II の total RNA 回収量が他と比べて少ないが、これは ISOGEN II プロトコルで上清の回収量を $1 \, \text{m} \, \ell$ (上清全量の 75%) としているためです。

ISOGEN、ISOGEN II 及び A 社 small RNA 抽出用キットを用いて 1×10^6 cells の HeLaS3 子宮頸がん細胞株から total RNA を抽出。 $8 \text{mol}/\ell$ UREA 変性ポリアクリルアミドゲル(7.5%)にて電気泳動を行った。

ISOGEN II は A 社 small RNA 抽出用キットと比較して、遜色ない抽出効率で small RNA を含む total RNA を抽出できる事が確認できた。

(データご提供:東京大学医科学研究所 感染免疫部門・宿主寄生体学分野 水谷壮利先生)

miRNAの検出





ISOGEN 及びISOGEN II を用いて抽出したtotal RNA を、"3D-Gene" Human miRNA Oligo chip(東レ株式会社)にて解析した。
ISOGEN、ISOGEN II のどちらの試薬で抽出したtotal RNA も、miRNA が検出できたが、ISOGEN II の方が、得られた有効スポット数が多かった。

	コード No.	品 名	容 量	希望納入価格(円)
	317-07363	ISOGEN II	10mℓ	9,000
NEW	311-07361	ISOGLN II	100mℓ	28,000

関連商品

DNase活性、RNase活性チェック済み

	コード No.	品 名	規格	容量	希望納入価格(円)
NEW	027-16801	<i>p</i> -Bromoanisole	分子生物学用	1mℓ	7,000

※夾雑物が多いサンプルの場合、オプション操作で使用します。

ロバート・ボイル (1627.1.25~1691.12.30)

科学史家 島尾 永康

リチャード・ボイル

イギリスはテューダー期(1485-1603) からステュアート期 (1603-1714) にかけて、アイルランドに冒険 者を送り込み、征服と植民によってア イルランドをイギリス最初の植民地と した。現地の反乱者から没収した土地 は、イギリス女王の側近、商人、法律 家などにきわめて低廉な免役地代で永 代借地として配分された。イギリスの カンタベリー生まれのリチャード・ボ イル (1566 - 1643) は、22歳で徒手 空拳アイルランドに渡り、没収地管理 官となり、エリザベス女王の時代にア イルランドに来たもののうち最大の成 功者となった。最初の妻が死ぬと、ア イルランド大臣、サー・ジョフリー・ フェントンの娘、キャサリンと再婚 し、その持参金でエリザベス朝の有名 な廷臣、サー・ウォルター・ローリー の42000エーカーの領地を買った。や がて初代コーク伯爵となり、1630年 代には、年収2万ポンド、アイルラン ドの最富裕者で最有力者の一人となっ ていた (図2)。

ロバート・ボイルの生い立ち

ロバート・ボイルは1626/7年1月25日(当時はユリウス暦で、新年は春分の日に始まったから、このように記す)に、キャサリンを母として、アイルランド、マンスターのリズモア域で生まれた。リチャードの14人の子の末っ子で、7男。当時の風習で生まれるとすぐ、丈夫に育つよう3,4年ほどアイルランドの農家に里子にだされた。母はロバートが3歳のとき死んだ。母を知らずじまいだった。支配的で、子供たちには畏怖の的だった父



図2. リチャード・ボイルの肖像。



図1. ロバート・ボイル肖像 (37歳)。銅版画、1664年、ウィリアム・フェイソーン作。当時の肖像画の背景としては異例の、ボイルの空気ポンプが、「実験哲学者」としての名声を象徴する。

は、多数の子供をアイルランドの有力な地主やイングランドの貴族と政略結婚させた。ロバートは末っ子として父から特別に可愛がられ、遺産としてイングランドのドーセットのストールブリッジの城館をもらった。成人したロバート・ボイルは年収3千ポンド、17世紀でこの収入は大富豪であるという。この財力とアングロ・アイリッシュのすべての大家族との血縁関係を背景として、ボイルは17世紀中葉のイギリス科学の指導的存在となった(図1)。

ロバートは8歳のとき、5歳年長の 兄フランシスとともにイートンス人家庭教師 同伴でスイスに行き、ジュネーブなく 育を受けた。大学で学ぶことなイルな 音を受けた。大学で学がたボイの でも異例である。他の兄弟の政治 市でも異なり、ロバートはつかとは異なり、ロががあった。 11歳のときもなうおこり(マラリンさん がをともなうおこり(マラリンとととなった。 にたいなど死にかけたこととで 再発し、ほとんど死にかけたことをで もごとを口走る癖にも悩まされた。 27 歳のときの大病の後遺症として視力が 低下した。一時的なものと思っていた ら、その後の生涯、弱視に悩んだ。血 液循環の原理の発見で有名なハーヴェ イに診てもらったこともある。眼が悪 かったにもかかわらず科学、哲学、神 学に関する膨大な著作をのこしたが、 すべて口述筆記だった。生涯長い時期 にわたって実験をしたが、実験結果の 観察と記録も助手が頼りだった。幼少 からの吃音も生涯残った。父のつよい 圧力や母の早死など、複雑な幼少期の トラウマに起因すると言われる。後 年、王立協会の代表的科学者ボイルと 面会した、ある外国の賓客はボイルの 吃音を記録している。生涯独身だった。

1642年、アイルランドに内乱が起 こりリズモア城が包囲されたという知 らせに兄は急きょ帰国したが、若年の ロバートは大陸に残った。父は翌年に 死んだ。王党・国教派と議会派・ ピューリタンとが戦った内戦(イギリ ス革命)では、ボイルの一族はほとん どが王党側だった。2年後帰国したロ バートは、幼児のころから母親代わり だった姉キャサリンと再会した。嫁し て子爵夫人、レディ・ラネラーとなっ ていた12歳年長の、聡明なその姉は、 政治問題にも明確な態度をもってお り、ロンドンとアイルランドで政治活 動をしていた (図3)。王党につこう としたロバートを議会派に転向させ、 その有力者に紹介して、父からの遺産 の領地を確保したのはこの姉である。 彼女の友人には詩人ミルトンを始め、 指導的なピューリタン知識人たちがい たが、それらを紹介してボイルの人脈



図3. 姉キャサリンの肖像。

形成に大きな役割を果たした。ボイル は遺産の城館の経営に過ごしつつ、ボ イルのいわゆる「インヴィジブル・カ レッジ」の知識人たちと交流し、化学 実験や動物の解剖をおこなった。

科学研究の中心地オクスフォードへ

活気あふれるイングランドの科学の 中心地オクスフォードへ移転したの は、ボイルの生涯の重要な転機となっ た(1655)。そこにはピューリタン革 命期に多くの科学者がロンドンから 移ってきて、実験哲学グループを形成 しており(1651)、オクスフォードの 長い歴史でも稀に見る活況を呈してい た。ボイルは財力に任せて、自宅に研 究設備を整え、助手を雇い(フックも その一人である)、新しい科学機器を つくった。それは人々が集うリサー チ・センターになった。しかしやがて 国内は政治的混乱のうちに1660年に 王政復古となり、オクスフォードの議 会派の科学者たちは追放されてロンド ンへ移り、そこの科学者たちと合流し て、王党と議会派を問わず、科学を推 進するための組織の設立を発議した (1660)。ボイルもその発起人の一人と なった。それは国王チャールズ2世の 認可を得て王立協会となった。ボイル は大ボイル家の代表として、また科学 界の代表者としてしばしば宮廷を訪れ た。国王は貴族の爵位か高位の僧職の いずれかを与えようとしたが、いずれ も受けず、受けたのはアイルランドと 新世界へプロテスタントのキリスト教 を伝道する、ニュー・イングランド伝 道協会総裁の地位だった(図4)。



図4. ボイルが総裁(1662-1689)を 務めた、ニュー・イングランド伝道 協会の封印。インディアンが弓矢を 捨てて、聖書を手にしている。

空気ポンプと空気学

ボイル兄弟が大陸遊学中にフィレ ツェに滞在した1641 - 42年の冬、ガ リレオが死んだ。そのガリレオについ て学んだトリチェリが上端を密封して 水銀中に沈めたガラス管を起こすと、 管内に29.75インチ(約76センチ) の水銀柱が作られ、その上は空になる ことを示した(1643)。その水銀柱を 支えているのは空気の層の重さ、すな わち大気圧であるとした。「われわれ は空気の深海の底で生活している」と 表現した (トリチェリ、1644)。 真空 と大気圧の発見こそはガリレオの望遠 鏡観察に匹敵する発見であり、また 16世紀の地動説に次ぐ発見とも言わ れる。パスカルはトリチェリの実験を 追試して、山頂と山麓での水銀柱の高 さを比較した。空気ポンプ(真空ポン プ)を発明したのはドイツの自由都市 マグデブルグの市長オットー・フォ ン・ゲーリケである。二つの金属の半 球からなる球を排気すると、16頭の 馬でも大気圧に抗して半球を引き離せ なかったという有名な公開実験をおこ なった (1654)。

ゲーリケの空気ポンプの発明を知っ たボイルは、それが有力な科学機器に なりうると見て取り、助手フックに受 器をガラス球として、その中に実験対 象物を入れられるような空気ポンプを 設計させた。1年ほどで新しい空気ポ ンプの製作に成功した(1658)。ガラ ス球の容量は30クオート(約34.08 リットル)である(図5)。新しい科 学機器である空気ポンプの製作には莫 大な費用がかかり、相当な資金力が あって初めて可能だった。ドイツの ゲーリケも、イギリスのボイルもいず れも裕福だった。その技術は複雑で困 難なものだった。空気ポンプは当時の ビッグ・サイエンスであり、いわば 17世紀のサイクロトロンだった。空 気ポンプは王立協会の科学機器の目玉 として耳目を惹いた。王立協会の見学 に訪れたチャールズ2世は、「一日中、 空気の重さを測っているだけとは!」



図5. ボイルの最初の空気ポンプ。『空気 の弾力』(1600) の図版。

と笑った。

王立協会の設立と同年に、ボイルは最初の科学書、『空気の弾力とその効果に関する物理学的・力学的な新実験』(1660)(『空気の弾力』と略称する)をオクスフォードで出版した。ボイルの従兄弟への手紙の形で書かれており、空気の弾性を巧みな実験によって証明した、画期的な書物である。これによって一挙に名声を確立した。しかし真空の存在を認めず、水銀柱を支えているのは大気圧ではなく、別の力だとするリヌスやホッブスの批判が現れ、ボイルはこれに反論しなければならなかった。

空気ポンプは真空空間を創りだす手 段である。真空の利用が可能になっ た。ボイルはこれによって空気の諸性 質を研究した。空気学(pneumatics) の創始である。ボイルがとくに興味を もったのは、空気の弾力であり、その 大きな圧縮性と膨張性である。上記の 著書で最初に述べた実験は、子羊の2 個の膀胱の一方にいくらかの空気を入 れ、他方は空にして、ともに口を縛 り、真空中に入れると、わずかに空気 を入れたほうは膨張するという実験で ある。より重要なのは空気ポンプ内で のトリチェリの実験である。その他、 真空中の落体の実験、真空中では音は 伝播しないこと、空気が呼吸と燃焼に

不可欠であること、果実や野菜の中に空気(二酸化炭素)が含まれていることなど、次々に実験を考案した。空気を排気しても、真空中にはなお空気より微細な物質が残っているのではないかという見地から、微細物質の検証実験もおこなわれたが、その存在を確認するにいたらなかった。

空気の弾性については、空気の構成 粒子のひとつひとつが羊毛の一片のように弾性をもつという考え方と、空間 全体に充満しているデカルトのいう微 細なエーテルの運動によって空気の粒 子が運動し、その結果、空気全体とし て膨張するという考え方があったが、 空気の弾性を説明するのではなくて、 空気に弾性があることを示すことだけ が目的である、とボイルは記している。

ボイルの法則

閉じ込められた気体の定温における 圧力と体積の関係の法則は、ボイルの 法則と呼ばれるのが普通である。たし かにそれを最初に発表したのはボイル である。それは上記のボイルの最初の 科学書、『空気の弾力』ではなく、そ の第2版(1662)の付録、「リヌスと ホッブスの反論に対する、空気の弾力 と重さの理論の弁護」の第V章、「圧 縮された空気と膨張した空気の弾力の 度合いについての二つの実験」で発表 された。ボイルは真空中でのトリチェ リの水銀柱の観察から、丁字管の先に 閉じ込められた空気の量と、水銀柱の 高さ、重さ、体積との関係に、ある仮 説があるのではないかと考えた。まず I 字管の先にできた空間へ、管を傾け て少量の空気を送りこみ、それを大気 圧と同じにした。閉じられた空気の体 積が半分になるときは、開いた方の水 銀柱は29インチになるはずだった。 「水銀の注入をつづけていき、短い方 の空気が半分になったとき、長い方の 水銀の高さが29インチだったのを見 て、喜びと満足を禁じえなかった、」 とボイルは記している。ボイルは管の 両方の水銀面の差が88インチになる まで実験した。こうして「圧力と膨張 は反比例する」ことを確認した。そこ につけられた加圧と減圧の二つの場合 の測定値の表は、科学書に測定値が現 れた最初の例と言われる(図6)。

圧縮した空気の実験をしたボイル は、タウンレーの膨張した空気の実験 に言及している。タウンレーとパウ ワーは1653年にハリファックスの丘 を上下してトリチェリの実験の追試 (ということはパスカルの追試)をし た。1600年にボイルの著書が出ると、 空気に弾力(圧力)があるという考え に刺激されて再実験し、大気圧以下の 異なる圧力での実験によって、圧力と 体積の積が一定という関係をつかん だ。1661年4月、かれらはその草稿を ロンドンの協会(王立協会の前身)の 記録係に連絡した。当時の習慣ではそ れは関心のある者に回されることに なっており、ボイルの手に入った。 (1665年にオルデンブルグが王立協会 の『フィロソフィカル・トランザク ションズ』を創刊して、科学論文が投 稿できるようになる前のことである。) ボイルはこれをタウンレーの想定とし て言及している。そこでボイルの圧倒 的な名声の陰に隠れたこのマイナーな 研究者たちにも、この法則の発見の先 取権が与えられてしかるべきではない かという議論がある。

しかしボイルはさらに言う。「タウンレーの想定の話をある人にしたところ、かれはその実験なら自分も昨年同じ目的の実験をやって、タウン

A Table of the Condenfation of the Air.

46 11 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	27

図6. ボイルの法則を示す図表。大気圧以 下の実験の実測値。

レーの理論とよく一致するのを認め たと言った、」と。ここである人とは フックのことである。フックによれ ば、圧縮の実験を先におこない、タ ウンレーの仮説を耳にする1年以上 前の1660年夏に、膨張の実験もおこ なったという。そこでフックこそボ イルの法則の発見者ではないかとい う論者もいる。フックがボイルの助 手を辞めたのち、ボイルには定量的 研究はない(ボイルは1662年11月、 フックを王立協会の実験主任に推薦 した。)そもそも定量的法則はボイル 的よりもフック的である。フックを ひどく嫌っていたニュートンでさえ も、これをフックの法則と2度も言っ ているが、ボイルの法則とは一言も 言っていない。ではなぜフックは先 取権を主張しなかったのか。雇い主 と使用人の関係だったからであろう か。フックも少し遅れてではあるが 著書、『ミクログラフィア』(1665) で、「圧力と膨張の積はつねに一定」 と明確に発表している。ボイルの装 置と類似のものを使い(J字管はフッ クが先に使い始めたという)、同じよ うに圧縮と膨張の二つの表を出して いる。アンドレード、バーナル、コー エンなど、物理学者や物理学出身の 科学史家は、フックこそこの法則の 真の発見者と断定している。ボイル が主張できるのは発表の先取権だけ だとコーエンは言う。しかし先取権 は発表によって確立されるものであ る。この法則の発見者といわれるも のには、ボイル、ブラウンカー、フッ ク、パウワー、タウンレー、マリオッ トの6人がいる。このうちマリオッ トの発表(1676) は明らかに遅い。 王立協会の初代会長ブラウンカーの 研究については詳しくは分からない。 この仮説を着想し、それを検証する 巧妙な実験を考えだしたボイルの功 績を否定するなどはもってのほかで あり、ボイルの法則は正当な命名で あるという見解は勿論ある。マート ンのいわゆる多重同時発見の一つと

いうことであろう。

その後のボイルの空気学研究

『空気の希薄化』(1671)は、ボイル の単行本の中では最も短い(53ペー ジ)。水中の気泡への温度と圧力の影 響を観察している。しかし気体の熱膨 張係数は130年後のドルトンを待たね ばならなかった。『空気の隠された質』 (1674) は、オクスフォード出身の ジョン・メイヨー (1641 - 79) の『医 学的・自然学的研究』(1674) と同時 に出版された。空気には2種類の粒子 が含まれており、燃焼と呼吸ではその 一つが空気から取られる、とほぼ同じ ことが述べられている。『続編、空気 の弾力と重さ』(1669) には、「創意に 富んだフック氏の示唆によって」改良 された空気ポンプ2号機(図7)の説 明がある。ドニ・パパン(1647-1712) がフランスで空気ポンプ3号機 を製作し、それを携えて、ロンドンの 姉の邸宅内にボイルがつくった研究室 のリサーチ・グループに参加した。そ の成果が『続編第二、空気の弾力と重 さ』(1680) である。死後出版である 『空気の総説』(1692) は、空気に関す るかれの最後の著書で、最終的な結論 を要約している点で興味深い。たとえ ば空気について次のような定義があ る。「私は空気を次のように理解して




図7. ボイルの空気ポンプ2号機(『ボイル著作集』、第三巻)。ピストンの革を湿らせておくためポンプは水中に沈めてある。(『ボイル著作集』、第三巻)。

いる。希薄で、流動的で、透明で、圧縮性と膨張性があり、われわれはその中で息をし、動いている。それは地球のすべての面を、いかに高い山よりも高く包んでいる。しかしそれは天体間または惑星間の空間のエーテル(または真空)とも異なり、月やその他の意くの発光体の光線を屈折させる。」ボイルは、化学、色、光、電気、医薬、血液、錬金術など、扱わなかったものはないほど、広範な研究をした。しかしボイルの科学研究は空気に始まり、空気に終わっている。

新しい伝統の先駆

ボイルは三つの点で科学研究の新し い伝統の先駆者となった。第一は、迅 速な発表である。『空気の弾力』は、 真空実験でボイルに先行したトリチェ リ、パスカル、ゲーリケらのいずれの 著作よりも早く出版された。すべてが 死後出版という著者もあるが、ボイル の著作はほとんど原稿のインクが乾か ないうちに出版された。第二は謝辞で ある。他の研究者の功績を承認し、謝 辞を書く習慣は1660年以前にはな かった。ガリレオ、デカルト、パスカ ルらは自分が依拠した先人の業績には 言及しなかった。言及・謝辞によって 先取権が制度化されることになる。と はいえそのボイルも気体法則に関して は、タウンレーとブラウンカーへの言 及はあるが、パウワーには言及せず、 フックについても不明確な言及しかな い。第三は、論文を帰納的な形式で詳 細に書くことである。ステヴィン、ガ リレオ、パスカルの著書は、幾何学的 な命題の形式で書かれており、述べら れている実験が実際におこなわれた か、またはありうる証明なのか、分か らないことが多い。これに対してボイ ルは、実験の失敗例まで記した、異常 なまでに詳しい実験レポートの形の論 文を書いた最初の科学者である。

1668年、ボイルはオクスフォードをきっぱりと去り、ロンドンへ移った。すでに有力な科学者たちの多くがロンドンに移っていたという事情もあ



図8. ロバート・ボイル肖像 (62歳)、油彩、 1689年ヨーハン・ケルゼボーム画。 遺影として遺すため、死の2年前に 描かせた。少なくとも7点の複製が ある。引く手あまたで、その配布は もめたという。

るが、最大の理由は、さまざまな関心事を共有できる姉キャサリンがいたからである。姉と同居すること23年間、病気になるのも一緒だった。キャサリンの死の1週間後、その後を追うようにボイルも死んだ(図8)。

〔参考文献〕

"The Works of Robert Boyle", ed. by Birch, T., 6 vols. (1772).; Fulton, J. F.: "A Bibliography of Robert Boyle", Oxford University Press (1961).; Hooke, R.: "Micrographia", (1665), Dover edition (1961).; Conant, J. B.: "Robert Boyle's Experiments in Pneumatics", Harvard University Press (1950).; Webster, C.: "Richard Townley and Boyle's Law", Nature, 197, 226-228 (1963).; Cohen, I. B.: "Newton, Hooke, and Boyle's Law", Nature, 204, 618-621 (1964).; Hall, M. B.: "Robert Boyle on Natural Philosophy", Indiana University Press (1965).; Webster, C.: "The Discovery of Boyle's Law, and the Concept of the Elasticity of Air in the Seventeenth Century", $Archive\ hist.\ of\ exact$ science, 441-502 (1965).; Agassi, J.: "Who discovered Boyle's Law?", Stud. Hist. Phil. Sci., 8, 189-250 (1977).; "Robert Boyle rediscovered", ed. by Hunter, M., Cambridge University Press (1994).; Hunter, M.: "Boyle Between God and Science", Yale University Press (2009).; 山本義 隆・『熱学思想の中的展開』 現代数学社 (1987) 文庫版 (2008).; 中島秀人: 『ロバート・フッ ク』, 朝倉書店 (1997).;ヴァイグル著、三島憲 一訳:「十七世紀のサイクロトロン」, 『現代思 想』, 1988年3月号, 8-21.;『ボイル』、科学の 名著、第Ⅱ期、8、朝日出版社(1989).;大野真 弓編:『イギリス史』, 山川出版社 (1965).

高分子固定化オスミウム触媒





PI 酸化オスミウムⅡ型


四酸化オスミウムの高分子カルセランド(Polymer-Incarcerated)型触媒の新タイプを発売しました。本品は、オスミウムをポリマーに担持させるマイクロカプセル化技術とそれに続くポリマーの架橋反応によって調製された固定化触媒です(下図参照) 1 。

四酸化オスミウムはオレフィンのジヒドロキシル化反応に用いられています。しかし、昇華性があり、毒性が強いため 取扱いに注意を必要とします。また、回収が困難であることから環境に与える影響も懸念されています。

現在、これらの問題点を解決するため、高分子カルセランド型触媒 [PI Os] を販売しています。今回紹介するPI Osmium Oxide Type II [PI Os II] は、オスミウムを担持させるポリマーの分子量を大幅に増大させたことにより、従来品のPI Osに比べて高い耐溶剤性を有しています。スチレン誘導体で不斉ジヒドロキシル化反応を行うと、従来の触媒よりオスミウムの漏れ出しをさらに抑制し、高収率かつ高選択的に反応が進行します 2 。








特 長

- 反応生成物または原料との分離が容易 (触媒の回収が容易)
- ●繰り返し使用が可能

- ■昇華性抑制による毒性、刺激臭の低減
- ●耐溶剤性向上によるオスミウムの漏れ出しを抑制

反 応 例



触媒の回収・再使用を α - メチルスチレンを用いて 5 回実施。活性の低下を伴うことなく高収率かつ高選択的にジヒドロキシル化体が得られます。また、さまざまなスチレン誘導体でも高収率かつ高選択的に目的物を与えます。

〔参考文献〕

- 1) 秋山良、小林修:日本化学会第90春季年会 1F6-39.
- 2) 三宅寬、秋山良、小林修:日本化学会第90春季年会 1F6-40.

	コード No.	品 名	規格	容 量	希望納入価格(円)
NEW	160-24491	PI Osmium Oxide Type II [PI Os II]	有機合成用	1g	25,000

関連商品

コード No.	品 名	規格	容 量	希望納入価格(円)
163-24121	PI Osmium (VIII) Oxide [PI Os]	有機合成用	1g	25,000
153-02081	Osmium(VIII) Oxide, Microencapsulated	有機合成用	1g	15,000
158-02411	Osmium(VIII) Oxide, PEM-Microencapsulated	有機合成用	1g	20,000

収載されている試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。

記載希望納入価格は本体価格であり消費税などが含まれておりません。

和光純薬時報 Vol. 78 No. 4 2010 年 10 月 15 日 発行 発行責任者 糸 博之 編集責任者 大西礼子

発 行 所 和光純薬工業株式会社

〒 540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号

TEL.06-6203-3741 (代表)

URL http://www.wako-chem.co.jp

印 刷 所 共進社印刷株式会社

●和光純薬時報に対するご意見・ご感想はこちらまでお寄せ下さい。 E-mail jiho@wako-chem.co.jp

- ●製品に対するお問合せはこちらまでお寄せ下さい。 Please contact us to get detailed information on products in this journal.
- ■和光純薬工業株式会社(Japan) http://www.wako-chem.co.jp フリーダイヤル(日本のみ)0120-052-099/Tel 81-6-6203-3741 フリーファックス(日本のみ)0120-052-806/Fax 81-6-6201-5964 E-mail labchem-tec@wako-chem.co.jp
- Wako Overseas Offices :
 - Wako Chemicals USA, Inc. http://www.wakousa.com Toll-Free (U.S. only) 1-877-714-1920

Head Office (Richmond, VA): Tel 1-804-714-1920 / Fax 1-804-271-7791 Los Angeles Sales Office (Irvine, CA): Tel 1-949-679-1700 / Fax 1-949-679-1701 Boston Sales Office (Cambridge, MA): Tel 1-617-354-6772 / Fax 1-617-354-6774

• Wako Chemicals GmbH http://www.wako-chemicals.de European Office (Neuss, Germany) : Tel 49-2131-311-0 / Fax 49-2131-311100