

演題番号

P2-114

○鈴木 仁<sup>1)</sup>, 嶋根 和毅<sup>1)</sup>, 大西 由美<sup>1)</sup>, 水永 真吾<sup>1)</sup>,  
岡本 孝史<sup>2)</sup>, 片岡 悠輝<sup>2)</sup>, 辻谷 久美子<sup>2)</sup>

1) 富士フイルム富山化学(株) 富山研究開発センター バイオ解析研究部  
2) 丸石製薬(株) 研究本部

**FUJIFILM**  
富士フイルム 富山化学株式会社

**丸石製薬株式会社**

## 背景・目的

ヒトノロウイルス（HuNoV）は感染力が強く、環境中でも長時間生存するため、感染防止対策として消毒剤による環境清掃が重要である。近年まで、HuNoVの*in vitro*培養系は確立しておらず、消毒剤の評価は類縁のネコカリシウイルス（FCV）、マウスノロウイルス（MNV）を代替とする方法が主流であった。本研究では、ヒトiPS細胞由来腸管上皮細胞（F-hiSIEC™）及びHuNoV陽性ヒト便検体を用いて、「*in vitro* HuNoV培養系」を検討した。さらにこの培養系を用いて、ノンエンベロープウイルスへの有効性が報告されている被験物質（消毒剤及び成分）のHuNoVに対する消毒効果を検討し、「FCV, MNVを用いた消毒剤の評価」と比較することで、*in vitro* HuNoV培養系での評価の有用性を考察した。

## まとめ

✓ FCVは塩基性条件、MNVは75%エタノール作用により感染性が低下した。（塩基性条件と75%エタノール作用はHuNoVに対しては有効ではなかった。）

✓ 本検討に用いた被験物質は、FCV, MNV両方に有効である場合、HuNoVに有効であった。

✓ FCV, MNV両方に有効であるウエルセプト®は、HuNoVに有効であった。

✓ HuNoV培養系の検討から、ウイルス増殖曲線及び熱処理による不活化が確認され、本培養系でのウイルス複製が示唆された。

**【結語】FCV, MNVに対する評価系に加え、F-hiSIEC™の*in vitro* HuNoV培養評価系を用いることで実環境でのHuNoVへの消毒効果予測の精度が高まることが期待される。**

### ◆表1. 評価結果一覧

被験物質はFCV及びMNVに対する有効性が報告されている成分及び既販品から選定した。コントロールとして大塚蒸留水を設定した。


HuNoVの評価はRNAコピー数が定量下限未満の場合「○」、定量下限以上の場合「×」  
FCV, MNVの評価はウイルス力価（logTCID<sub>50</sub>/mL）が大塚蒸留水に対してΔ3log以上低下した場合「○」、Δ3logより低下していない場合「×」  
FCV, MNVの評価は消毒反応時間が5分の評価結果を記載した。 注釈 a):細胞毒性による検出下限未満であったため、判定不能

No.	被験物質名	pH	溶媒	FCV	MNV	HuNoV	
						GII.3 [P12]	GII.4 [P31]
1	75%エタノール水溶液	7	エタノール	×	○	×	×
2	0.1%次亜塩素酸ナトリウム水溶液	-	大塚蒸留水	○	○	○	○
3	10%ポビドン-よう素水溶液	-	大塚蒸留水	○	○	○	○
4	0.1%塩化ベンザルコニウム水溶液	7	大塚蒸留水	×	×	×	×
5	重炭酸緩衝液	11	大塚蒸留水	○	×	×	×
6	0.1%塩化ベンザルコニウム添加重炭酸緩衝液	11	大塚蒸留水	○	※a)	×	×
7	1%クエン酸水溶液	1	大塚蒸留水	×	×	×	×
8	1%クエン酸添加75%エタノール水溶液	1	エタノール	○	○	○	○
9	1%クエン酸及び0.1%亜鉛添加水溶液	1	大塚蒸留水	×	×	×	×
10	ウエルセプト®	-	-	○	○	○	○

## 消毒評価方法


### ◆図1. FCV, MNVに対する消毒剤の評価方法

試験ウイルス	ネコカリシウイルス（FCV）
細胞	マウスノロウイルス（MNV S99）




### ◆図2. HuNoVに対する消毒剤の評価方法


試験ウイルス	HuNoV陽性便検体溶液（遺伝子型 GII.3 [P12]及びGII.4 [P31]）
細胞	ヒトIPS細胞由来腸管上皮細胞 F-hiSIEC™



## 各種消毒成分の評価結果




## 製品評価結果




## HuNoV培養系の検討

### ◆図3. 増幅曲線及び熱処理による不活化の検討概要



### ◆図4. 増幅確認




✓ 本培養系でのHuNoVの複製が示唆された。

富士フイルム富山化学では、ヒトノロウイルス（HuNoV）に対する消毒効果を評価するサービスを実施いたします。 サービス詳細はこちら⇒




### ◆図5. 増幅曲線



✓ 経時的なウイルスRNAコピー数の増加を確認し、ウイルスの生活環を示す増幅と考えられた。

### ◆図6. 熱処理による不活化



両遺伝子型にて非熱処理群に対して熱処理群の培養5日後のRNAコピー数の有意な低下を確認した（student's t-test p<.05）。

✓ 熱処理によるRNAコピー数の低下はウイルスの感染性低下に起因と考えられた。

非熱処理群に対して熱処理群の感染液中のウイルスのRNAコピー数が10分の1も減少していないにも関わらず、培養5日後のRNAコピー数において非熱処理群に対して熱処理群が有意な低下を示すことから、RNA分解に至らない熱処理条件でも、ウイルスの表面タンパク質の変性などで感染性が損なわれ、不活性化が起きていることが示唆された。

✓ RNA分解の起こらない熱処理条件でも、ウイルスの不活性化が起きていることを確認した。