

LabAssay™ GLDH Control

Please, read this instruction carefully before use.

【Intended Use】

This product is used as a control for LabAssay™ GLDH (AA-type).
(Code No. 291-97801).

【Volume】

LabAssay™ GLDH Control 500 μ L/bottle
(The displayed value of GLDH differs for each lot.)

【How to Use】

Allow the reagent to thaw completely at room temperature before use. Use the solution undiluted as the detection sample exclusively for LabAssay™ GLDH (AA-type).

After thawing, gently mix by inversion to avoid foam formation; use of a rolling mixer or gentle pipetting is recommended.

Avoid vigorous agitation, as it may result in decreased enzyme activity.

Use the reagent on the day of thawing. Repeated freeze-thaw cycles are strictly prohibited.

When measuring LabAssay™ GLDH Control as a sample, the expected measurement value falls within $\pm 15\%$ of the stated value.

【Important Notice in the Treatments】

1. This product is a control for use with LabAssay™ GLDH (AA-type) only. Do not use it with other companies' kits or reagents.
2. Please store this product under the specified conditions and do not use it after the expiration date.
3. Do not use this product for any purpose other than those described in this manual.
4. The displayed value of GLDH differs for each lot.
5. Do not repeat freezing and thawing.

【Precaution】

1. Avoid contact with skin. In case of contact, wash it thoroughly with water and seek medical attention if needed.
2. This product is derived from serum, therefore, handle this product as potentially bio-hazardous and treat it carefully as your samples.
3. Dispose used and unused controls in accordance with applicable national or regional regulatory rules for discard of biological wastes.

LabAssay™ GLDH Control

【Cat #】	128-07131
【Storage】	Store at -20°C.
【Displayed value】	Indicated on the label
【Expiration date】	Indicated on the label
【Lot number】	Indicated on the label
【Package】	500 μ L \times 20 bottles

FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation

1-2, Doshomachi 3-Chome, Chuo-Ku, Osaka 540-8605, Japan
Telephone : + 81-6-6203-3741
Facsimile : + 81-6-6201-5964
<http://fwk.fujifilm.co.jp>

Group Companies



Distributors



本品は研究用試薬です。体外診断用として使用できません。

Code No. 128-07131 (500 μ L×20本)

ラボアッセイ™ GLDH コントロール

本品をご使用になる前に、必ずお読み下さい。

【使用目的】

本品は、ラボアッセイ™ GLDH (AA タイプ) (Code No. 291-97801) 専用の検出用試料として使用して下さい。

【内容量】

ラボアッセイ™ GLDH コントロール 500 μ L/bottle
(GLDH の表示値はロットごとに異なります。)

【使用方法】

室温にて用時融解し、ラボアッセイ™ GLDH (AA タイプ) 専用の検出用試料として、原液のまま使用して下さい。融解後は、泡立ないように転倒混和して下さい (ローリングミキサーやピペッティングによる攪拌操作を推奨します)。激しい攪拌は、酵素活性の低下が懸念されます。

融解後は、当日中に使用して下さい。凍結融解の繰り返しは厳禁です。

ラボアッセイ™ GLDH コントロールを試料として測定した時の測定値は、表示値 \pm 15% 以内です。

【使用上の注意／厳禁事項】

1. 本品は、ラボアッセイ™ GLDH (AA タイプ) 専用の検出用試料です。他社のキット及び試薬との併用はしないで下さい。
2. 本品は指定された条件で保管し、使用期限を過ぎたものは使用しないで下さい。
3. 本品は、本説明書に記載されている用途以外には使用しないで下さい。
4. GLDH の表示値は、ロットごとに異なります。
5. 凍結融解の繰り返しは厳禁です。

【危険防止上の注意】

1. 本品が人体に接触した場合は、直ちに大量の水で洗い流し、必要に応じ医師の手当て等を受けて下さい。
2. 本品は血清成分を使用しておりますので、ウイルス感染等の危険性があるものとして、検体と同様に注意して取り扱って下さい。
3. 廃棄に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (廃棄物処理法) と排水基準に従い適切に処理して下さい。

【製品名】	ラボアッセイ™ GLDH コントロール
【英語表記】	LabAssay™ GLDH Control
【和光コード】	128-07131
【貯法】	冷凍 (−20℃ 以下)
【表示値】	ラベルに記載
【使用期限】	ラベルに記載
【ロット番号】	ラベルに記載
【包装】	500 μ L×20 本

製造発売元

富士フイルム 和光純薬株式会社
大阪府中央区道修町三丁目1番2号
Tel : 06-6203-3741