

LBIS™ Mouse/Rat Insulin ELISA Kit (Luminescent)

Please, read this instruction carefully before use.

1. Intended use

LBIS™ Mouse/Rat Insulin ELISA Kit (Luminescent) is a sandwich ELISA system for quantitative measurement of mouse/rat insulin. This is intended for research use only. Not for use in diagnostics procedure.

2. Introduction

Insulin is a peptide hormone secreted from B cells of islet of Langerhans in the pancreas with a molecular weight of about 5800 and pI 5.4. It is consisted of 2 chains, A and B. It has 3 disulfide bonds formed between A6 and A11, A7 and B7, and A20 and B19. Insulin exists as a dimer molecule in acidic to neutral solution without Zn ion, and as a hexamer including two Zn ions in neutral solution if Zn ions are present. Main targets of insulin are liver, muscle, and adipose tissue. Insulin actions in these targets are as follows. In the liver, it promotes glycogenesis, protein synthesis, fatty acid synthesis, carbohydrate utilization, and inhibition of gluconeogenesis. In the muscle, it promotes membrane permeability for carbohydrates, amino acids and K ion, glycogenesis, protein synthesis, while inhibits protein degradation. In the adipose tissue, it promotes membrane permeability for glucose and fatty acid synthesis.

A precursor of insulin, called proinsulin with a single polypeptide chain, is first synthesized in the cell, then sulfide bonds are formed, and finally by enzymatic cutting at two sites, active insulin and c-peptide (connecting peptide) are formed. Potency of an insulin preparation was originally determined by bioassay. However, whole body bioassay inevitably shows poor precision owing to individual variation.

WHO issued 1st International Standard for human insulin in 1986 which has the potency of 26 IU/mg (0.038 mg/IU). In the same year, 1st International Standard of bovine insulin, the potency of which is 25.7 IU/mg, and Porcine insulin 1st International Standard, 26 IU/mg, were provided. Before these standards, in 1974, 1st International Reference Preparation of human insulin for immunoassay was provided as 3 IU/ampoule. Based on the above data, if the biological activity of insulin per molecule is the same among various animal species, potencies of animal insulin might be calculated from their molecular weights. But, so far, we do not have experimental proof about this. As the molecular weights of insulin of various animals are nearly the same, and the differences are within 1%, there may be no critical fault if we think that the general potency of insulin is 26 IU/mg. Rat and mouse have two molecular species of insulin, type 1 and type 2. Amino acid sequences of these molecular species are same between rat and mouse. But as their ratios are different between these two animal species, it is recommended to use standard preparation derived from each animals.

3. Assay Principle

In FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation's LBIS™ Mouse/Rat Insulin ELISA Kit (Luminescent), Peroxidase-conjugated Antibody Solution, and standard or sample are incubated in monoclonal anti-insulin-coated wells to capture insulin bound with Peroxidase-conjugated Antibody Solution. After 2 hours' incubation and washing, HRP remaining in wells are reacted with a luminescent reagent. Finally, peroxidase activity in each well is measured to determine insulin in the sample. The Relative Light Units (RLU) is proportional to insulin concentration. The standard curve is prepared by plotting RLU against standard insulin concentrations. Insulin concentrations in unknown samples are determined using this standard curve.

4. Performance Characteristics

- Assay Range ; The assay range of the kit is 0.0391 ng/mL - 20.0 ng/mL.

1 IU=0.038 mg, 26 IU/mg

• Precision of assay (Within assay variation) 3 samples, 5 replicated assay Mouse* Serum		
n/ID	Sample1 (ng/mL)	Sample2 (ng/mL)
1	5.23	0.776
2	5.27	0.768
3	5.36	0.844
4	5.38	0.782
5	5.35	0.809
mean	5.31	0.795
SD	0.065	0.031

• Reproducibility (Between assay variation) 3 samples, 4 days, assayed in triplicate Mouse* Serum			
Day/ID	Sample1 (ng/mL)	Sample2 (ng/mL)	Sample3 (ng/mL)
Day 0	2.48	0.664	0.175
Day 1	2.52	0.642	0.171
Day 2	2.55	0.618	0.160
Day 3	2.42	0.621	0.163
mean	2.49	0.636	0.167
SD	0.056	0.021	0.0069
CV (%)	2.2	3.3	4.1

• Recovery Test

Standard insulin was added in 6 concentrations to 3 samples and were assayed.

The recoveries were 93.3% - 97.7%, 93.8% - 97.8%



Mouse* Serum			
Added (ng/mL)	Found (ng/mL)	Recovered (ng/mL)	Recovery (%)
–	0.294	–	–
0.256	0.544	0.250	97.7
0.640	0.891	0.597	93.3
1.60	1.85	1.56	97.5
4.00	4.05	3.76	94.0

Mouse* Plasma (EDTA)			
Added (ng/mL)	Found (ng/mL)	Recovered (ng/mL)	Recovery (%)
–	0.346	–	–
0.256	0.592	0.246	96.1
0.640	0.949	0.603	94.2
1.60	1.85	1.50	93.8
4.00	4.26	3.91	97.8

• Dilution Test

Two serum samples were serially diluted by 3 steps.

The dilution curves showed linearity with $R^2 = 0.9932 - 0.9994$, $R^2 = 0.9912 - 0.9998$.



* : Mouse : Male CD-1 (ICR), Rat : Male Sprague Dawley

5. Precautions

- For professional use only, beginners are advised to use this kit under the guidance of experienced person. In manual operation, proficiency in pipetting technique is recommended.
- Wear protective gloves, clothing, eye, and face protection.
- Avoid contact of skin and mucous membranes with kit reagents or specimens. If any reagents come in contact with eyes, skin, or mucous membranes, wash with copious amounts of water and contact a physician.

- Do not drink, eat, or smoke in a place where this kit is used.
- Handle the sample with proper care, being aware that the sample may have an infection risk. This kit contains animal-derived ingredients.
- Do not use reagents with different lot numbers together.
- It is recommended to store the sample frozen at -35°C or lower if long-term storage is intended. Avoid repeated freezing and thawing. Thaw the frozen sample just before assay and thoroughly agitate. Prepare the sample before use.
- Do not use a sample with hemolysis or containing high lipid.
- Centrifuge the sample to remove turbidity or insoluble matters where necessary before use for the assay.
- If presence of interfering substances is suspected for the sample, dilute the concerned one at multiple dilution ratios to check the dilution linearity. Dilute the prepared sample with the Diluent Buffer.
- When allowing the plate to stand in each step, always affix a plate sealer to protect the wells from drying, contamination with foreign matters, uneven temperature, and evaporation of a dispensed reagent.
- In order to avoid dryness of wells, contamination of foreign substances and evaporation of dispensed reagents, never forget to cover the well plate with a plate seal supplied, during incubation.
- The materials must not be pipetted by mouth.
- Residual samples and used tips should be sterilized before disposal.
- Dispose consumable materials and unused contents in accordance with applicable regional/national regulatory requirements.

6. Reagents supplied

Components	Use Status	Amount
(A) Antibody-coated Plate	Use after washing.	96 wells/1 plate
(B) Mouse/Rat Insulin Standard	Concentrated. Use after dilution.	50 μ L/1 bottle
(C) Buffer	Ready to use.	60 mL/1 bottle
(D) Peroxidase-conjugated Antibody Solution	Concentrated. Use after dilution.	100 μ L/1 bottle
(E) Luminescent Reagent 1	Mix (E) Luminescent Reagent 1 and (F) Luminescent Reagent 2 in 1 : 1 (vol./vol.)	6 mL/1 bottle
(F) Luminescent Reagent 2		6 mL/1 bottle
(I) Wash Solution (10 $\times$)	Concentrated. Use after dilution.	100 mL/1 bottle
(J) Plate Seal	—	1 sheet

(D) Peroxidase-conjugated Antibody Solution : Vials contain more than volumes shown in the list. You can easily take out 100 μ L, respectively, from vials.

【Storage and Stability】

[(A) Antibody-coated Plate]

If seal is not removed, put the strip back in a plastic bag with zip-seal originally used for well-plate container and store at 2°C - 10°C.

[(B) Mouse/Rat Insulin Standard (200 ng/mL)]

Standard solutions prepared above should be used as soon as possible, and should not be stored.

[(C) Buffer]

If not opened, store at 2°C - 10°C. Once opened, we recommend using as soon as possible to avoid influence by environmental condition.

[(D) Peroxidase-conjugated Antibody Solution]

If the kit is divided for multiple assays, prepare these solutions just after taking out of the refrigerator, immediately close the cap tightly, and store at 2°C - 10°C. Unused working solution (already diluted) should be disposed.

[(E) Luminescent Reagent 1, (F) Luminescent Reagent 2]

If the kit is divided for multiple assays, prepare these solutions just after taking out of the refrigerator, immediately close the cap tightly, and store at 2°C - 10°C. Discard the remaining mixed luminescent reagent.

[(I) Wash Solution (10 $\times$)]

The rest of undiluted buffer : stored tightly closed at 2°C - 10°C. Dispose any unused diluted buffer.

7. Equipments or supplies required but not supplied ☐ Use as a check box

☐ Deionized water (or Distilled water). ☐ Test tubes for preparation of standard solution series.

☐ Glassware for dilution of Wash Solution (10 $\times$) (a graduated cylinder, a bottle). ☐ Pipettes (disposable tip type). One should be able to deliver 5 μ L precisely, and another for 50 μ L - 100 μ L, 100 μ L - 1000 μ L.

☐ Syringe-type repeating dispenser like Eppendorf multipette plus which can dispense 50 μ L. ☐ Paper towel to remove washing buffer remaining in wells. ☐ A vortex-type mixer. ☐ A shaker for 96 well-plate (500 rpm - 1200 rpm). ☐ An automatic washer for 96 well-plate (if available), or a wash bottle with a jet nozzle. ☐ A 96 well-plate reader for luminescence detection ☐ Software for data analysis.

8. Preparation of Samples

This kit is intended to measure insulin in mouse/rat serum, plasma (preferably obtained with EDTA or heparin), culture medium and tissue/cell extracts. The necessary sample volume for the standard procedure is 5 μ L. Samples should be immediately assayed or stored below -35°C for several days. Defrosted samples should be mixed thoroughly for best results. Hemolytic and hyperlipemic serum samples are not suitable.

*To avoid influence of blood (high lipid or hemolysis, etc.), if your original samples have heavy chyle or hemolysis, do not use them for assay.

If presence of interfering substance is suspected, examine by dilution test at more than 2 points. Dilution of a sample should be made in a test tube using Buffer prior to adding them to wells. Turbid samples or those containing insoluble materials should be centrifuged before testing to remove any particulate matter.

Storage and Stability

Insulin in samples will be inactivated if stored at 2°C - 10°C. If it is necessary to store sample in refrigerator (2°C - 10°C), add aprotinin at final concentration of 100 KIU/mL - 500 KIU/mL (KIU : kallikrein inhibitor unit).

If you have to store assay samples for a longer period, snap-freeze samples and keep them below -35°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.

9. Preparation of Reagents

◆ Bring the reagents to room temperature (20°C - 25°C) about 2 hours prior to use.

◆ Reagents described as "Use after dilution" in [6. Reagents supplied] shall be prepared as follows.

◆ Prepare reagent solutions in appropriate volume for your assay. Do not store the diluted reagents.

[Concentrated reagents]

[(B) Mouse/Rat Insulin Standard (200 ng/mL)]

Make a serial dilution of master standard (200 ng/mL) solution to prepare each standard solution (0.0391 - 20.0 ng/mL).

*Unit reduction for μ IU/mL is 26 IU/mg. (Refer to 2. Introduction.)

Volume of standard solution	Buffer	Concentration (ng/mL)	Concentration (μ IU/mL) *
Original solution : 10 μ L	90 μ L	20.0	520
20.0 ng/mL solution : 50 μ L	75 μ L	8.00	208
8.00 ng/mL solution : 50 μ L	75 μ L	3.20	83.2
3.20 ng/mL solution : 50 μ L	75 μ L	1.28	33.3
1.28 ng/mL solution : 50 μ L	110 μ L	0.400	10.4
0.400 ng/mL solution : 50 μ L	110 μ L	0.125	3.25
0.125 ng/mL solution : 50 μ L	110 μ L	0.0391	1.02
0 (Blank)	110 μ L	0	0

[(D) Peroxidase-conjugated Antibody Solution]

Prepare working solution by dilution of (D) with the Buffer (C) to **1 : 100**.

6 mL of the diluted solution is enough for 96 wells.

[(E) Luminescent Reagent 1] & [(F) Luminescent Reagent 2]

Mix Luminescent Reagent 1 and Luminescent Reagent 2 in **1 : 1 (vol./vol.)** and incubate for 15 - 30 minutes before use.

Keep in the dark. Dispose any unused mixed luminescent reagent.

6 mL of the diluted solution is enough for 96 wells.

[(I) Wash Solution (10 $\times$)]

Dilute 1 volume of the Wash Solution (10 $\times$) to 10 volume with deionized water (or distilled water) to prepare working solution. Example : 100 mL of concentrated washing buffer (10 $\times$) and 900 mL of deionized water (or distilled water).

10. Assay Procedure

Remove the cover sheet of the anti-Insulin-coated plate after bringing up to room temperature.

- (1) Wash the (A) Antibody-coated Plate by filling the wells with 300 μ L of washing buffer and discard 4 times (*①), then strike the plate upside-down onto several sheets of paper towel to remove residual buffer in the wells.
- (2) Pipette 50 μ L of (D) Peroxidase-conjugated Antibody Solution to all wells. Shake the plate gently on a plate shaker (*②).
- (3) Pipette 5 μ L of standard solution to the wells designated for standards.
- (4) Pipette 5 μ L of sample to the designated sample wells.
- (5) Shake the plate gently on a plate shaker (*②).
- (6) Stick a Plate Seal (*③) on the plate and incubate for 2 hours at room temperature (20°C - 25°C).


- (7) Discard the reaction mixture. Rinse wells by filling the wells with 300 μ L of washing buffer and discard 4 times (*①), then strike the plate upside-down onto several sheets of paper towel to remove residual buffer in the wells.
 - (8) Pipette 50 μ L of mixed luminescent reagent to all wells, and shake for 1 minute using a plate shaker (*②).
 - (9) After agitation, determine the luminescent intensity using a 96-well microplate reader (for luminescence measurement).
It is recommended to perform the measurement 10 to 20 minutes after addition of the luminescent reagent.
- *Refer to 14. Summary of Assay Procedure for notes of *①, *② and *③.

11. Technical Tips

- Be careful to avoid any contamination of assay samples and reagents. We recommend the use of disposal pipette tips, and 1 tip for 1 well.
- The reagents are prepared to give accurate results only when used in combination within the same box. Therefore, do not combine the reagents from kits with different lot numbers. Even if the lot number is the same, it is best not to mix the reagents with those that have been preserved for some period.
- Optimally, the reagent solutions of the kit should be used immediately after reconstitution. Otherwise, store them in a dark place at 2°C - 10°C.
- Time the reaction from the pipetting of the reagent to the first well.
- Dilution of the assay sample must be carried out using the Buffer provided in the kit.
- To avoid denaturation of the coated antibody, do not let the plate go dry.
- As the Antibody-coated Plate is module type of 8 wells $\times$ 12 strips, each strip can be separated by cutting the cover sheet with a knife and used independently.
- When ELISA has to be done under the airstream velocity over 0.4 m/sec. and the humidity less than 30%, seal the well plate with a plate seal and place the well plate in an incubator or a styrofoam box in each step of incubation.

12. Calculations

- (1) Prepare a standard curve for each assay. Prepare a standard curve using two-way logarithmic section paper by plotting RLU (Y-axis) against insulin concentration (ng/mL) on X-axis.
- (2) Using the standard curve, read the insulin concentration of a sample at its RLU, and multiply the assay value by dilution factor if the sample has been diluted. Though the assay range is wide enough, in case the RLU of some samples is higher than that of the highest standard, please repeat the assay after proper dilution of samples with the Buffer.
- We recommend the use of 3rd order regression curve for log-log plot, or 4 or 5 parameters method for log-normal plot in computer calculation.



13. Trouble Shooting

- Low RLU in all wells
Possible explanations :
 - 1) The standard or samples might not be added.
 - 2) Wrong reagents related to luminescence might have been added. Wrong dilution of Peroxidase-conjugated Antibody Solution.
 - 3) Contamination of peroxidase enzyme inhibitor(s).

- 4) Influence of the temperature under which the kits had been stored.
- 5) Excessive hard washing of the well plate.
- 6) Addition of luminescent reagent soon after taking out from a refrigerator might cause poor luminescence owing to low temperature.

• Intense luminescence in all wells including blank

Possible explanations :

- 1) Improper or inadequate washing. (Change washing frequency from 4 times to 5 - 6 times at the constant stroke after the reaction with Peroxidase-conjugated Antibody Solution/sample.)
- 2) Too high incubation temperature. Adjust the temperature to 20°C - 25°C.

• High coefficient of variation (CV)

Possible explanation :

- 1) Improper or inadequate washing.
- 2) Improper mixing of standard or samples.
- 3) Pipetting at irregular intervals.

• Q-1 : Can I divide the plate to use it for the other testing?

A-1 : Yes, cut off the clear seal on the plate with cutter along strip. Put the residual plate, which is still the seal on, in a refrigerator soon


• Q-2 : I found there contains liquid in 96 well-plate when I opened the box. What is it?

A-2 : When we manufacture 96 well-plate, we insert preservation stabilizer in wells.

14. Summary of Assay Procedure ☐ : Use as a check box

*First, read this instruction manual carefully and start your assay after confirmation of details.

- ☐ Bring the well-plate and all reagents back to room temperature at 20°C - 25°C for 2 hours.
- ☐ Wash Solution (10×) must be diluted to 10 times by deionized water (or distilled water) that returned to 20°C - 25°C.
- ☐ Standard mouse/rat insulin solution dilution example :



☐ (D) Peroxidase-conjugated Antibody Solution : Dilute to **100 times** by using (C) Buffer and use.

- ☐ Antibody-coated Plate
- ☐ ↓ Washing 4 times (*①) *④
- ☐ Peroxidase-conjugated Antibody Solution 50 µL
- ☐ ↓ Shaking (*②)
- ☐ Samples/Standards 5 µL
- ☐ ↓ Shaking (*②), Incubation for 2 hours at 20°C - 25°C. (Standing (*③))
- ☐ Mix (E) Luminescent Reagent 1 and (F) Luminescent Reagent 2 in 1 : 1 (vol./vol.) and incubate for 15-30 minutes before use. Keep in the dark.
- ☐ ↓ Washing 4 times (*①) *④
- ☐ Mixed luminescent reagent 50 µL
- ☐ ↓ Shaking for 1 minute (*②)
- ☐ Measurement of luminescence intensity.
- ☐ It is recommended to perform the measurement 10 to 20 minutes after addition of the luminescent reagent.

*① After dispensing wash buffer to wells, lightly shake the plate on your palm for 10 seconds and remove the buffer. Guideline of washing volume : 300 μ L/well for an automatic washer and for a pipette if the washing buffer is added by pipette. In case of washing by using 8 channel pipette, sometimes the back ground tends to be high. If so, change washing frequency from 4 times to 5 - 6 times at the constant stroke after the reaction with Peroxidase-conjugated Antibody Solution/sample.

Standard of plate-washing pressure : 5 - 25 mL/min. (Adjust it depending on the nozzle's diameter.)

*② Guideline of shaking : 500 rpm - 1200 rpm 3 times for 10 seconds.


*③ Seal the plate during the reaction after shaking. Peel off the protective paper from the seal and stick the seal on the plate. Do not reuse the plate seal used once.

*④ After removal of wash buffer, immediately dispense the next reagent.

Worksheet Example

	Strip 1&2	Strip 3&4	Strip 5&6	Strip 7&8	Strip 9&10	Strip 11&12
A	20.0 ng/mL	Sample 1	Sample 9	Sample 17	Sample 25	Sample 33
B	8.00 ng/mL	Sample 2	Sample 10	Sample 18	Sample 26	Sample 34
C	3.20 ng/mL	Sample 3	Sample 11	Sample 19	Sample 27	Sample 35
D	1.28 ng/mL	Sample 4	Sample 12	Sample 20	Sample 28	Sample 36
E	0.400 ng/mL	Sample 5	Sample 13	Sample 21	Sample 29	Sample 37
F	0.125 ng/mL	Sample 6	Sample 14	Sample 22	Sample 30	Sample 38
G	0.0391 ng/mL	Sample 7	Sample 15	Sample 23	Sample 31	Sample 39
H	0 (Blank)	Sample 8	Sample 16	Sample 24	Sample 32	Sample 40

Assay Worksheet



15. Storage and Expiration

The complete kit is stored at 2°C - 10°C (Do not freeze). Opened reagents should be used as soon as possible to avoid less than optimal assay performance caused by storage environment.

LBIS™ Mouse/Rat Insulin ELISA Kit (Luminescent)

[Storage] Store at 2°C - 10°C (Do not freeze).

[Expiration date] Indicated on the label.

[Package] For 96 tests

[Cat #] 296-89301

FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation

1-2, Doshomachi 3-Chome, Chuo-Ku, Osaka 540-8605, Japan
Telephone : + 81-6-6203-3741
Facsimile : + 81-6-6201-5964
<http://fkw.fujifilm.co.jp>

FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation

1600 Bellwood Road
Richmond, VA 23237
U.S.A.
Telephone : + 1-804-271-7677
Facsimile : + 1-804-271-7791
<http://www.wakousa.com>

FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH

Fuggerstrasse 12
D-41468 Neuss
Germany
Telephone : + 49-2131-3111-0
Facsimile : + 49-2131-311100
<http://www.wako-chemicals.de>

レビス™ マウス/ラットインスリン ELISA キット (発光系)

1. イントロダクション

インスリンは膵臓のランゲルハンス島（膵島）のβ細胞から分泌されるホルモンで、分子量は約 5800、等電点 5.4 付近の蛋白質です。A6-A11、A7-B7、A20-B-19 で S-S 結合を形成し、酸性或いは Zn の存在しない中性水溶液では 2 量体を形成しますが、中性で Zn 存在下では Zn 2 個を含む 6 量体を形成します。

肝、筋肉、脂肪組織が主要な標的組織ですが、それぞれに次のような作用を示します。

肝：グリコーゲン合成促進、蛋白合成促進、脂肪酸合成促進、糖利用の促進、糖新生抑制。

筋肉：糖、アミノ酸、K の細胞膜透過性増大、グリコーゲン合成促進、蛋白合成促進、蛋白分解抑制。

脂肪組織：グルコースの細胞膜透過性増大、脂肪酸合成促進。

インスリンは細胞内で 1 本鎖のプロインスリンの形で合成された後、S-S 結合が形成され、酵素分解による活性化がおこって C-ペプチドとインスリンが分離します。

*WHO はヒトインスリンの 1st International Standard、1986 として 26 IU/mg (0.038mg/IU) の精製品を提供しています。同時にウシインスリンについて 1st International Standard、1986、25.7 IU/mg、ブタインスリン 1st International Standard、1986、26 IU/mg を提供するようになりました。ヒトの場合、治療用に用いられますので、それに合わせてヒトの臨床検査での測定値も IU で表現する方が便利ですが、動物では重量で扱った方が良いでしょう。

上記のように精製インスリンはヒトで 26 IU/mg、ウシで 25.7 IU/mg、ブタで 26 IU/mg となっていますので、大体種を問わず 26 IU/mg 程度であると考えても良いでしょう。

本キットはマウス/ラットインスリンを定量的に測定するためのサンドイッチ酵素免疫測定法です。本キットは体外診断用に用いることはできません。研究のみにご使用下さい。

◆製品の特長

- ・全反応時間は約 2 時間です。
- ・マウス/ラット血清または血漿 (EDTA またはヘパリン血漿を推奨します)、培養上清、細胞抽出液中のインスリンを測定します。
- ・微量な検体 (標準操作法は 5 μL) で測定可能です。
- ・1 キットは 96 ウェルです。
- ・全ての試薬は溶液タイプです。

2. 測定原理

本キットはペルオキシダーゼ結合抗体溶液、標準品、検体を抗インスリンモノクローナル抗体固相化マイクロプレートウェル中で 2 時間インキュベートします。ウェル中のペルオキシダーゼ活性を測定することにより、検体中のマウス/ラットインスリンの濃度を求めることができます。発光強度 (RLU) はインスリン濃度にほぼ比例します。標準品濃度に対して発光強度をプロットし標準曲線を作成し、この標準曲線から未知検体中の濃度が決定されます。

3. キットの性能

・測定範囲

マウス/ラットインスリンを 0.0391ng/mL ~ 20.0ng/mL の範囲で測定できます。

1 IU=0.038mg, 26 IU/mg

・精度試験 (アッセイ内変動) 正常血清に異なる濃度のインスリンを添加した 2 検体を 5 重測定 (マウス血清*)		
n/ID	Sample1 (ng/mL)	Sample2 (ng/mL)
1	5.23	0.776
2	5.27	0.768
3	5.36	0.844
4	5.38	0.782
5	5.35	0.809
mean	5.31	0.795
SD	0.065	0.031



・再現性試験 (アッセイ間変動) 正常血清に異なる濃度のインスリンを添加した 3 検体を 4 日間 3 重測定 (マウス血清*)			
Day/ID	Sample1 (ng/mL)	Sample2 (ng/mL)	Sample3 (ng/mL)
Day 0	2.48	0.664	0.175
Day 1	2.52	0.642	0.171
Day 2	2.55	0.618	0.160
Day 3	2.42	0.621	0.163
mean	2.49	0.636	0.167
SD	0.056	0.021	0.0069
CV (%)	2.2	3.3	4.1

・添加回収試験（正常血清または血漿検体に異なる4濃度のインスリンを添加した測定）回収率は93.3%～97.8%

マウス正常血清*			
Added (ng/mL)	Found (ng/mL)	Recovered (ng/mL)	Recovery (%)
—	0.294	—	—
0.256	0.544	0.250	97.7
0.640	0.891	0.597	93.3
1.60	1.85	1.56	97.5
4.00	4.05	3.76	94.0

マウス正常血漿（EDTA）*			
Added (ng/mL)	Found (ng/mL)	Recovered (ng/mL)	Recovery (%)
—	0.346	—	—
0.256	0.592	0.246	96.1
0.640	0.949	0.603	94.2
1.60	1.85	1.50	93.8
4.00	4.26	3.91	97.8

・希釈直線性（マウスまたはラット正常血清に異なる濃度のインスリンを添加した2検体を連続的に緩衝液で3段階希釈し測定）



*マウス：CD-1（ICR） ♂、ラット：SD ♂

4. ご使用前にご確認頂きたい技術上のヒント及び注意事項

- ・ELISA 法は測定環境により影響を受けます。測定操作、静置反応場所の室温：20℃～25℃（実験台上またはインキュベータ内温度）を厳守して下さい。また、風速（エアコンの風も含む）：0.4m/sec 以上、湿度 30% 未満の環境下での測定は避けて下さい。やむを得ず、測定操作を風速：0.4m/sec 以上、湿度 30% 未満の環境下で実施する場合には、静置反応時、プレートシールをすることに加え、下記のような方法をご検討下さい。
- 例）インキュベータ内、発泡スチロール製箱内で静置反応させる等。測定室の環境条件により対策方法が異なる場合がありますので、詳細はお問い合わせ下さい。
- ・各ステップでの静置反応時には、ウェルの乾燥、異物の混入、温度の偏り、分注試薬の蒸発を防止する為、必ずプレートシールを貼って下さい。
- ・検体と試薬に不純物が混ざらないように気をつけて下さい。1 ウェル／1 チップのご使用をお薦めします。
- ・発光試薬 1, 2 および混合液は 96 ウェルプレートに使用するまでは光を避けて保存して下さい。
- ・本キットは ELISA 法の研修を修了した方、または指導者の方でご使用下さい。用手法操作で測定する際にはピペッティング操作の再現性が安定した方がご使用下さい。
- ・準備並びに本キット操作中は手袋、眼鏡、保護用着衣を身につけて下さい。
- ・試薬類を皮膚に付けないで下さい。本キットの試薬が誤って、目、口、傷口、皮膚等に付着した場合は直ちに水道水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要な場合は医師の手当てを受けて下さい。
- ・本キットを使用している場所では飲食や喫煙をしないで下さい。
- ・試薬類は口でピペッティングしないで下さい。
- ・ロット番号の違う試薬とは混ぜて使わないで下さい。
- ・検体は感染の危険性があるものとして充分注意して取り扱って下さい。本キットは動物由来の成分を含んでいます。
- ・使用済みの検体、使用した消耗品等は定法に従い滅菌処理して廃棄して下さい。処理した検体、使用した消耗品や試薬溶液、未使用の薬品類は所属施設の規定並びに各地域の法令に従って廃棄して下さい。

5. 構成品

構 成 品	状 態	容 量
(A) Antibody-coated Plate 抗体固相化プレート	洗浄後使用	96wells (8×12) / 1 枚
(B) Mouse/Rat insulin Standard マウス / ラットインスリン標準品	希釈後使用	50 μ L / 1 本
(C) Buffer 緩衝液	そのまま使用	60mL / 1 本
(D) Peroxidase-conjugated Antibody Solution ペルオキシダーゼ結合抗体溶液	希釈後使用	100 μ L / 1 本
(E) Luminescent Reagent 1 発光試薬 1	(E) と (F) を 1 : 1 に等量混合後使用	6mL / 1 本
(F) Luminescent Reagent 2 発光試薬 2		6mL / 1 本
(I) Wash Solution (10×) 洗浄液 (10×)	希釈後使用	100mL / 1 本
(J) Plate Seal プレートシール	—	1 枚

【試薬の安定性と保存方法】

(A) 抗体固相化プレート

未使用（冷蔵状態を保った状態でシールを剥がしていない）抗体固相化ストリップは同梱のジップシールバックに戻し、そのまま 2℃～10℃で保存して下さい。

(B) マウス / ラットインスリン標準品 (200ng/mL)

キットを分割して使用する際は使用する直前に冷蔵庫より取り出し希釈調製し、残りの原液は室温に戻さないで直ちに蓋をしっかりと閉め、2℃～10℃で保存して下さい。希釈した各標準溶液は直ちに使用し、保存はしないで下さい。

(C) 緩衝液及び (E) 発光試薬 1、(F) 発光試薬 2

一部の溶液を使用する際は必要量より少し多めの量を別の容器に移し、残りは室温に戻さないで直ちに蓋をしっかりと閉め、2℃～10℃で保存して下さい。

(D) ペルオキシダーゼ結合抗体溶液

キットを分割して使用する際は希釈時に冷蔵庫より取り出し希釈調製し、残りの原液は室温に戻さないで直ちに蓋をしっかりと閉め、2℃～10℃で保存して下さい。使用残りの希釈済み液は廃棄して下さい。

(I) 洗浄液 (10×)

洗浄液 (10×) を保存する場合は、蓋をしっかりと閉め、2℃～10℃で保存して下さい。使用残りの希釈済み洗浄液は廃棄して下さい。

6. キット以外に必要な器具 ☐チェックリスト

☐精製水（蒸留水） ☐標準溶液希釈用試験管 ☐洗浄液希釈用器具（メスシリンダー・ビーカー・瓶） ☐チップ交換型ピペット（使い捨てチップで 5 μ L を正確にピペッティングできるもの、及び 50 μ L～100 μ L、100 μ L～1000 μ L を正確にピペッティングできるもの） ☐連続分注ピペット（例 Eppendorf の multipette plus）、50 μ L を連続分注できるもの ☐ペーパータオル等の吸水性のあるもの（洗浄後にプレートに残った液を取り除く） ☐攪拌器（Vortex タイプ） ☐マイクロプレート振とう器（500rpm～1200rpm） ☐96 ウェルプレート用洗浄機（あれば好ましい）または噴射ビン ☐96 ウェルプレートリーダー（発光測定用） ☐データ計算用ソフトウェア

7. 検体の調製

本キットはマウス / ラット血清または血漿（EDTA またはヘパリン血漿を推奨します）、培養上清、細胞抽出液中のインスリンを測定します。

- ・検体は定法に従い採血、分離したマウス / ラット血清または血漿を使用して下さい。
- ・血清分離促進剤等を使用する際は事前にその影響を確認して下さい。
- ・検体は採取後すぐに測定するか、-35℃以下で凍結保存して下さい。凍結した検体は測定する直前に解凍し十分に攪拌して下さい。繰り返しの凍結融解は避けて下さい。正しい結果が得られない原因になります。
- ・溶血した検体や高脂質検体は使わないで下さい。
※血液成分の影響（高脂質・溶血等）を抑制する為に原検体中の脂質（乳び）・溶血が高い場合は異常値発生の原因となる場合がありますので測定に使用しないで下さい。
- ・濁り及び不溶物のある検体は遠心分離等で除去後測定に用いて下さい。
- ・妨害物質の影響が疑わしい検体は、同一検体において、異なる 2 ポイント以上の希釈率で希釈直線性を確認して下さい。

- ・検体を希釈する場合は、あらかじめ試験管（PP、PE）等を用いて緩衝液で希釈し測定ウェルに分注して下さい。検体希釈は用時調製して下さい。

【検体の安定性と保存方法】

インスリン分解酵素等のプロテアーゼの働きを抑えるため、採血時に最終濃度が100KIU/mL～500KIU/mLのアプロチニンを添加して保管することをお薦めします。また、長期に保管する場合は、-35℃以下での凍結保管を推奨します。繰り返しの凍結融解は避けて下さい。（KIU：kallikrein inhibitor unit）

8. 試薬の調製

- *キットの試薬は使用前に必ず室温（20℃～25℃）に戻して下さい（2時間位が目安です）。
- *5.で「そのまま使用」とある試薬は室温化後そのままの状態で使用できます。「希釈後使用」とあるものについては下記の要領で調製して下さい。
- *測定に必要な分だけ試薬を調製して下さい（ご不明な際にはお問い合わせ下さい）。

【濃縮された試薬類】

（B）マウス／ラットインスリン標準品（200ng/mL）；標準曲線作成用

（B）マウス／ラットインスリン標準品（200ng/mL）（原液）と（C）緩衝液を使って標準溶液を調製して下さい。下記は一例です。※ μ IU/mL換算は26 IU/mgで行っております（イントロダクション参照）

標準溶液の容量	（C）緩衝液	濃度（ng/mL）	濃度（ μ IU/mL ※）
標準溶液原液 10 μ L	90 μ L	20.0	520
20.0ng/mL 溶液 50 μ L	75 μ L	8.00	208
8.00ng/mL 溶液 50 μ L	75 μ L	3.20	83.2
3.20ng/mL 溶液 50 μ L	75 μ L	1.28	33.3
1.28ng/mL 溶液 50 μ L	110 μ L	0.400	10.4
0.400ng/mL 溶液 50 μ L	110 μ L	0.125	3.25
0.125ng/mL 溶液 50 μ L	110 μ L	0.0391	1.02
0(Blank)	110 μ L	0	0

（D）ペルオキシダーゼ結合抗体溶液

100 μ L を充分分取できる量をご提供しています。濃縮液を（C）緩衝液で **100 倍** に希釈して下さい。

（E）発光試薬 1 及び（F）発光試薬 2

使用する 15 分～30 分前に、（E）発光試薬 1 及び（F）発光試薬 2 を **1：1（vol.：vol.）** で混合して下さい。使用するまで遮光しておいて下さい。使用残りの混合液は廃棄して下さい。

（I）洗浄液（10×）

洗浄液（10×）を室温化された精製水（蒸留水）で **10 倍** に希釈して下さい。

例：100mL の洗浄液（10×）+ 900mL の精製水（蒸留水）（96 ウェル全てを使用する場合）

9. 測定操作法


洗浄操作を始める前に次に分注する試薬を前もって用意して下さい。

（A）抗体固相化プレートのシールは、プレートが充分に室温に戻ってから剥がして下さい。

- （1）あらかじめ調製した洗浄液を各ウェルに満し 4 回洗浄（*①）します。その後ペーパータオルなどの上でプレートを逆さにし、軽く叩きつけるようにしてウェルに残った液を取り除きます。
- （2）各ウェルに（D）ペルオキシダーゼ結合抗体を 50 μ L ずつ分注します。マイクロプレート振とう器などを用いて攪拌（*②）します。
- （3）標準品測定ウェルに各濃度の標準品を 5 μ L 分注します。
- （4）検体測定ウェルに検体を 5 μ L ずつ分注します。
- （5）マイクロプレート振とう器などを用いて攪拌（*②）します。
- （6）プレートシールを貼り、室温（20℃～25℃）で 2 時間静置（*③）します。
- （7）反応終了後、反応液を捨て洗浄液を各ウェルに満し、4 回洗浄（*①）します。その後、ペーパータオルなどの上でプレートを逆さにし、軽く叩きつけるようにしてウェルに残った液を取り除きます。
- （8）各ウェルに混合した発光試薬を 50 μ L ずつ分注します。マイクロプレート振とう器などを用いて 1 分間攪拌（*②）します。
- （9）攪拌後マイクロプレート用プレートリーダー（発光測定用）で発光強度を測定します。
発光試薬添加後、10 分～20 分の間で測定することを推奨します。
（*①）、（*②）、（*③）は、12. 測定手順概要とチェックリストをご参照下さい。

10. 計算

- (1) 測定毎に標準曲線を作成します。両対数を使用し X 軸を標準溶液濃度 (ng/mL)、Y 軸を発光強度の標準曲線グラフを作成して下さい。
- (2) 標準曲線より、検体の発光強度に対応する濃度 (ng/mL) を読み取ります。
 - * 検体の発光強度が標準曲線発光強度より外れた場合は (C) 緩衝液にて適当倍率に調製し再度測定を実施して下さい。
 - * 演算処理では、3 次多項式または 4 または 5 パラメーターの使用をお薦め致します。



グラフは標準曲線例です（発光強度は、測定環境により変動します）。
* プレートリーダーは Infinite f200 (TECAN) を使用


11. トラブルシューティングと Q&A

- ・すべてのウェルでの反応が弱い
原因として考えられること
 - 1) 標準品や検体の入れ忘れ。
 - 2) 発光に関連する試薬溶液の入れ忘れ。
 - 3) 発光に関連する試薬溶液の取り違いや希釈調製不良。
 - 4) ペルオキシダーゼ酵素阻害剤の混入。
 - 5) キット保管温度の影響（凍結した場合）。
 - 6) プレーートの過剰な洗浄。
 - 7) 発光試液の温度が低かった。
- ・最小標準溶液濃度 (0.0391ng/mL) の発光強度 (RLU) よりブランク RLU 値が高くなる
原因として考えられること
洗浄が不適当、不完全であった。（ペルオキシダーゼ結合抗体／検体と反応後の洗浄回数 4 回を同じ流速で 5 回～6 回に増やして下さい。）
- ・変動係数 (C.V.) が大きい
原因として考えられること
 - 1) 洗浄が不適当、不完全であった。
 - 2) 標準品や管理血清、または検体の攪拌が不十分であった（凍結検体の攪拌は充分に行って下さい）。
 - 3) ピペティング操作が一定ではなかった。
- ・Q-1: キットは分割して使用することができますか？
A-1: できます。プレートに貼られた透明シールをストリップの間にそってカッターなどで切り離してご使用下さい。使用しないプレートはシールを貼った状態で冷蔵庫に保管して下さい。
- ・Q-2: プレートを取り出したらウェルの中に液体が入っていましたが何ですか？
A-2: 出荷時には保存安定液が充填してあります。

12. 測定手順概要とチェックリスト

必ず取扱説明書を一読して検体条件、測定条件、測定方法を確認後測定操作を行って下さい。

- ☐ ウェルプレート、試薬類を十分に室温（20℃～25℃）に戻して下さい。**室温化には2時間位必要**
- ☐ 洗浄液の希釈：室温化された精製水で、**10倍**に希釈して下さい。
- ☐ 標準品の希釈（例）：室温化された緩衝液で、希釈して下さい。



- ☐ ペルオキシダーゼ結合抗体溶液の希釈
室温化された緩衝液で **100倍** に希釈して下さい。

各操作注意事項並びに関連情報

- | | |
|---|-------------------------|
| ☐ 抗体固相化プレート | |
| ☐ ↓ 洗浄 4 回 （洗浄液除去後、直ちに次の試薬分注） | *① |
| ☐ ペルオキシダーゼ結合抗体溶液 | 50 µL |
| ☐ ↓ 攪拌 | *② |
| ☐ 検体 または マウス / ラットインスリン標準品 | 5 µL |
| ☐ ↓ 攪拌、室温（20℃～25℃）、2 時間反応、静置 | *②、*③ |
| ☐ 室温化した（E）発光試薬 1 及び（F）発光試薬 2 を 1：1（vol.：vol.）で混合して下さい。 | 使用する15分～30分前に混ぜておいて下さい。 |
| ☐ ↓ 洗浄 4 回 （洗浄液除去後、直ちに発光試薬を分注） | *① |
| ☐ 発光試薬 | 50 µL |
| ☐ ↓ 攪拌 1 分間 | *② |
| ☐ 発光強度測定 | |
| 10 分～20 分の間で測定することを推奨します。 | |

（*①）洗浄液をウェルに分注後、手のひらの上で10秒ほど軽く振り廃棄します。4回連続洗浄後、ペーパータオル上にプレートを逆さにして叩き洗浄液を完全に除去します。洗浄液除去後の乾燥に注意して次の溶液を直ちに分注します。洗浄液をピペットで添加する際の液量目安は300 µL / ウェルです。万一、最小標準溶液濃度（0.0381 ng/mL）のRLU値よりブランクRLU値が高くなる場合は解決方法の1つとして、ペルオキシダーゼ結合抗体溶液 / 検体と反応後の洗浄回数4回を同じ流速で5回～6回に増やして下さい。プレート洗浄機ご使用の場合の圧力目安は5 mL / 分～25 mL / 分（ノズルの径により異なります）です。第一反応後の初回の洗浄のみウェル間のコンタミに注意して下さい。


（*②）攪拌の目安は500rpm～1200rpm 10秒間、3回。

（*③）攪拌終了後プレートシールを貼り静置して下さい。

プレートシールは保護紙を剥がして、粘着面をプレート側にして貼り付けて下さい。一度使用したプレートシールは再使用しないで下さい。

ワークシート (例)

	Strip 1&2	Strip 3&4	Strip 5&6	Strip 7&8	Strip 9&10	Strip 11&12
A	20.0ng/mL	検体 1	検体 9	検体 17	検体 25	検体 33
B	8.00ng/mL	検体 2	検体 10	検体 18	検体 26	検体 34
C	3.20ng/mL	検体 3	検体 11	検体 19	検体 27	検体 35
D	1.28ng/mL	検体 4	検体 12	検体 20	検体 28	検体 36
E	0.400ng/mL	検体 5	検体 13	検体 21	検体 29	検体 37
F	0.125ng/mL	検体 6	検体 14	検体 22	検体 30	検体 38
G	0.0391ng/mL	検体 7	検体 15	検体 23	検体 31	検体 39
H	0 (Blank)	検体 8	検体 16	検体 24	検体 32	検体 40



13. キットの保存と使用期限

キットは2℃～10℃で保存して下さい（凍結厳禁）。使用期限の過ぎた試薬は使用しないで下さい。開封した各試薬につきましては、保管状態により影響を受ける可能性がありますので早めのご使用を推奨します。

【測定名】	
【所属】	
【測定者】	【測定日】
【ロット番号】	【使用期限】
【備考】	

【製品名】	レビス TM マウス / ラットインスリン ELISA キット（発光系）
【和光コード】	296-89301
【英語表記】	LBIS TM Mouse/Rat Insulin ELISA Kit (Luminescent)
【貯法】	2 ～ 10℃ 保存
【使用期限】	ラベルに記載
【包装】	96 回用

製造発売元

富士フイルム 和光純薬株式会社
 大阪府中央区道修町三丁目1番2号
 Tel : 06-6203-3741