



高純度TAG試薬 受託合成サービス



高純度トリアシルグリセロール (TAG) 例

TAG構造	名称	HPLC純度
ABA型	β -POP	99% ↑
	β -OPO	
	β -StOSt	
	β -OStO	
AAB型 ※鏡像異性体も 合成可能です。	rac-PPO	99% ↑
	rac-OOP	
	rac-StStO	
	rac-OOSt	

TAG構造	名称	HPLC純度
ABC型	rac-POSt	99% ↑
AAA型	OOO	99% ↑
	StStSt	
	PPP	

St:ステアリン酸 P:パルミチン酸 O:オレイン酸

脂肪酸の結合位置を制御して調製したTAG試薬をご提供します。
上記以外の脂肪酸を導入した各種TAG試薬の受託合成も承っております。

高純度TAG試薬 合成見積依頼書

脂肪酸の結合位置を制御して調製した高純度のトリアシルグリセロール(TAG)をご提供します。お客様のご要望に応じてさまざまな脂肪酸を導入した各種TAG試薬の合成も承ります。下記にご記入の上お申し込みください。

受託合成 ご希望の化合物 (構造式)	
	
下記略号もご利用可能です。 St:ステアリン酸 P:パルミチン酸 O:オレイン酸	
ご希望容量 (□にチェックまたは括弧内にご記入ください。)	ご希望純度 (□にチェックまたは括弧内にご記入ください。)
<input type="checkbox"/> 100mg <input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> 99% <input type="checkbox"/> その他()

■お客様情報

氏名			
企業名/学校名			
部署名/学部名			
研究室名			
住所			
TEL		FAX	
E-mail			
販売代理店			

ご希望の試薬およびお客様情報をご記入いただき、弊社代理店または担当営業員までお渡しください。

- 本文に記載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所 ● 中国営業所
- 東海営業所 ● 横浜営業所
- 筑波営業所 ● 東北営業所
- 北海道営業所

 フリーダイヤル 0120-052-099
試薬URL : <https://labchem-wako.fujifilm.com>

■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation
600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA
TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791

■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH
Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany
TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

■ 富士フイルム和光(香港)有限公司
Room 1111, 11/F, International Trade Centre,
11-19 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
TEL: +852-2799-9019 FAX: +852-2799-9808

■ 富士フイルム和光(広州)貿易有限公司
广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼3002-3003室
TEL: +86-20-8732-6381 (广州)
TEL: +86-21-6288-4751 (上海)
TEL: +86-10-6413-6388 (北京)