

再生医療分野の培地添加物 MF登録低分子化合物

原薬等登録原簿（マスターファイル：MF）のその他（培地添加物）区分に登録されています。
製造工程や分析法のバリデーション、変更管理を実施し、恒常的に安定した品質の製品を得られる体制で製造しています。



Y-27632, MF

**ROCK
阻害剤**

- 外観：白色～うすい黄色、結晶性粉末～粉末
- 含量(HPLC)：98.0%以上
- 溶解性：水に可溶
- 比旋光度 $[\alpha]_D^{20}(c=1.0, CH_3OH)$ ：+2.0°～+10.0°
- エンドトキシン※：0.25EU/mg未満
- マイコプラズマ否定試験済み※
- 生菌数試験済み※
- ▶ CAS RN®. 331752-47-7
- ▶ $C_{14}H_{21}N_3O \cdot 2HCl \cdot H_2O=338.27$

A-83-01, MF

NEW!

**ALK4,5,7
阻害剤**

- 外観：白色～黄色、結晶性粉末～粉末又は塊
- 含量(HPLC)：98.0%以上
- 溶解性：DMSOに可溶
- エンドトキシン※：0.01EU/mg未満
- マイコプラズマ否定試験済み※
- 生菌数試験済み※
- ▶ CAS RN®. 909910-43-6
- ▶ $C_{25}H_{19}N_5S=421.52$

SB431542, MF

**ALK4,5,7
阻害剤**

- 外観：白色～黄褐色、結晶性粉末～粉末
- 含量(HPLC)：98.0%以上
- 溶解性：DMSOに可溶
- エンドトキシン※：0.05EU/mg未満
- マイコプラズマ否定試験済み※
- 生菌数試験済み※
- ▶ CAS RN®. 301836-41-9
- ▶ $C_{22}H_{16}N_4O_3=384.39$




※ マイコプラズマ試験、エンドトキシン試験、生菌数試験は製品規格試験として
毎ロット実施しますが、MF登録項目ではありません。

※ 原薬等登録原簿（マスターファイル）への登録は、厚生労働省（独立行政法人医
薬品医療機器総合機構）による、品質および安全性に関する確認または評価が行
われたことを意味するものではありません。



製品価格


NEW!

コードNo.	品名	登録番号	規格	容量	希望納入価格(円)
010-26741 018-26742	A-83-01, MF 	229MF40005	細胞培養用	5mg 25mg	40,000 135,000
193-18031 199-18033	SB431542, MF 	228MF40016	細胞培養用	5mg 25mg	24,000 84,000
259-00613 257-00614	Y-27632, MF 	227MF40013	細胞培養用	5mg 25mg	50,000 200,000

関連製品


MF登録済み bFGF

科研製薬株式会社が販売する褥瘡・皮膚潰瘍治療剤「フィブラスト®スプレー」の有効成分である組換え型ヒトbFGFを科研製薬株式会社より供給を受けています。

コードNo.	品名	登録番号	規格	容量	希望納入価格(円)
062-06661 068-06663	bFGF Solution, MF 	228MF40013	細胞培養用	50μl 50μl x 4	80,000 260,000

再生医療等製品材料適格性相談中 アクチビンA

本品は、味の素株式会社が製造しています。信頼の国内製造、管理体制で安定供給できます。生産ロットのサイズが大きく、またロット間の変動が少ない製品です。

コードNo.	品名	規格	容量	希望納入価格(円)
014-27621 010-27623 018-27624	Activin A Solution, Human, recombinant 	細胞培養用	10μg 50μg 50μg x 5	44,000 154,000 照会

その他関連製品も多数取り揃えています！




http://www.wako-chem.co.jp/siyaku/product/life/ES_iPS/












iPS 試薬






検索してみてください！！




 2～10℃保存
  -20℃保存
  -80℃保存
 表示が無い場合は室温保存です。

特定  Ⅰ…特定毒物
  Ⅰ  Ⅱ…毒物
  Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ…劇物
  …毒薬
  …劇薬
  …危険物
  …向精神薬
  …特定麻薬向精神薬原料
 カルタヘナ…カルタヘナ

 Ⅰ…化審法 第一種特定化学物質
  Ⅱ…化審法 第二種特定化学物質
 化氏1…化学兵器禁止法 第一種指定物質
 化氏2…化学兵器禁止法 第二種指定物質

覚せい剤取締法…「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要です。

国民保護法…生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。

上記以外の法律及び最新情報は、siyaku.com (<https://www.siyaku.com/>) をご参照下さい。

- 本文に記載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所
- 中国営業所
- 東海営業所
- 横浜営業所
- 筑波営業所
- 東北営業所
- 北海道営業所



フリーダイヤル 0120-052-099
 フリーファックス 0120-052-806
 試薬URL: <https://labchem.wako-chem.co.jp>

■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation
 1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA
 TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791

■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH
 Fuggerstraße 12, 41468 Neuss, Germany
 TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

Online Catalog: www.e-reagent.com

18801 培₀₁J