

Wakogel® 60N シリーズ

ただいま、お試用サンプル(500g)を配布中です。なくなり次第終了となります。
ご希望の方は当社営業員または代理店までお申し付け下さい。

Wakogel® シリーズに新製品 Wakogel® 60N を追加しました。分取・精製用に最も用いられている、細孔径 6nm の破砕状シリカゲルです。保持性能が高く、大スケールでの分取精製に適しています。


シリカゲルの物性

製品名	形状	粒子径	細孔径	細孔容量	比表面積	pH
Wakogel® 60N, 150~425 μ m	破砕状	150~425 μ m	6nm	0.85mL/g	550m ² /g	6.5~7.5
Wakogel® 60N, 63~212 μ m		63~212 μ m				
Wakogel® 60N, 38~100 μ m		38~100 μ m				

(参考値)

使用例(アゾベンゼンと *p*-メトキシアゾベンゼンの分離)

< Wakogel® 60N, 63~212 μ m > < Wakogel® C-200 > < M社同等品(63~200 μ m) >



Wakogel® 60N, 63~212 μ m: M社同等品と比べて保持が大きく、バンドもシャープ

Wakogel® C-200: 溶出が早く、短時間で分取・精製する際に最適

コード No.	品 名	規 格	容 量
235-02695	Wakogel® 60N, 150~425 μ m	カラムクロマトグラフ用	500 g
239-02693			2 kg
231-02697			10 kg
239-02698			25 kg
238-02705	Wakogel® 60N, 63~212 μ m	カラムクロマトグラフ用	500 g
232-02703			2 kg
234-02707			10 kg
232-02708			25 kg
235-02715	Wakogel® 60N, 38~100 μ m	カラムクロマトグラフ用	500 g
239-02713			2 kg
231-02717			10 kg
239-02718			25 kg

※価格については販売代理店までお問い合わせ下さい

関連製品

球状の Wakosil[®]シリーズ、破砕状の Wakogel[®]シリーズなど、様々な物性のシリカゲルを販売しております。

形状	コード No.	品 名	粒子径 (μm)	細孔径 (nm)	細孔容量 (mL/g)	比表面積 (m^2/g)	pH	容 量	希望納入価格 (円)
球状	235-02455	Wakosil [®] HC-N	35~63	3	0.6	780	6.5~7.5	500g	8,000
	233-02451							2kg	25,000
	231-02457							10kg	照 会
	230-01665	Wakosil [®] C-200	64~210	6	0.75	475		500g	5,500
	238-01661							2kg	16,000
	236-01667							10kg	照会
	237-01675	Wakosil [®] C-300	40~64					500g	7,000
	235-01671							2kg	22,000
	233-01677							10kg	照会
破碎状	230-00065	Wakogel [®] C-100	150~425	7	0.8	450	5.5~7.0	500g	4,800
	238-00061							2kg	13,500
	236-00067							10kg	照会
	236-01427	Wakogel [®] C-100E	75~150				5.5~7.5	10kg	照会
	237-00075	Wakogel [®] C-200					5.5~7.0	500g	4,600
	235-00071							2kg	13,500
	233-00077							10kg	照会
	233-01437	Wakogel [®] C-200E					5.5~7.5	10kg	照会
	234-00085	Wakogel [®] C-300	45~75	7	0.8	450	5.5~7.5	500g	4,500
	232-00081							2kg	13,500
	230-00087							10kg	照会
	230-01447	Wakogel [®] C-300E	5.5~7.5				10kg	照会	
	238-01465	Wakogel [®] C-300HG	40~60				—	500g	5,000
	236-01461							2kg	15,000
	234-01467							10kg	照会
	235-01475	Wakogel [®] C-400HG	20~40					500g	5,000
	233-01471							2kg	14,200
	231-01477							10kg	照会
	232-01485	Wakogel [®] C-500HG	5~20	500g	5,500				
	232-00905	Wakogel [®] LP-60	40~60	500g	6,300				
	239-00915	Wakogel [®] LP-40	20~40	500g	10,500				
	236-00925	Wakogel [®] LP-20	10~20	500g	18,700				
	239-00895	Wakogel [®] FC-40	20~40	500g	10,500				
	235-00897			10kg	照会				
	232-00885	Wakogel [®] FC-40FM		500g	15,700				
	239-02311	Wakogel [®] 50NH ₂	38~63	6.5	0.7	8.5~11.5	100g	8,000	
	231-02315	(シリカゲル NH ₂)					500g	28,000	

※…2~10℃保存

※…20℃保存

※…80℃保存

表示がない場合は室温保存です。

特定毒物

毒物

劇物

化審法 第一種特定化学物質

化審法 第二種特定化学物質

毒薬

劇薬

化学兵器禁止法 第一種指定物質

化学兵器禁止法 第二種指定物質

向精神薬

特定麻薬向精神薬原料

カルタヘナ法

収載されている試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるものであり、「医薬品」、「食品」、「家庭用品」などとしては使用できません。

希望納入価格は本体価格であり消費税などが含まれておりません。

掲載内容は、2013 年 12 月時点での情報です。上記以外の法律および最新情報は、siyaku.com (<http://www.siyaku.com/>)をご参照下さい。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL：06-6203-3741（代表）

東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL：03-3270-8571（代表）

●九州営業所 ●中国営業所

●東海営業所 ●横浜営業所

●筑波営業所 ●東北営業所

●北海道営業所



フリーダイヤル 0120-052-099
フリーファックス 0120-052-806

試薬URL：<https://labchem.wako-chem.co.jp>