

再生医療等製品材料適格性確認書取得済

SELBORNE社製 FBS

SELBORNE社は、BSE非発生国であるオセアニア産のウシ胎児血清(FBS)をはじめとしたウシ由来製品を取扱う会社です。屠畜場と連携した徹底した個体管理を行うことで、最終製品であるウシ胎児血清(FBS)は、どの農場のウシから採取したかトレースすることが可能です。

特長




- 再生医療等製品材料適格性確認書 取得済み
- EDQM、FDA認可のc GMP製造施設で製造
- 0.1μmのフィルタを用いて3回のろ過滅菌を実施
- 9CFR品質規格に則した品質試験を実施
- BVDV陰性であることを確認

再生医療等製品材料適格性相談確認書


CoA(見本)

SELBORNE BIOLOGICAL SERVICES			
PRODUCT: AUSTRALIAN FOETAL BOVINE SERUM TRIPLE 0.1 MICRON STERILE FILTERED			
Certificate of Analysis			
Batch No: CA-FBS-0495			
Catalogue No: FBS-04			
EDQM Certificate No: RS-CEP-2021-099 Rev 01			
Batch Volume: 200.0 Litres			
Date of Manufacture: March 2016			
Expiry Date: March 2021			
Identification	Test	Specification	Result
Organism Source	Canine	Canine	Canine
Species	Bovine	Bovine	Bovine
Supplier	Not Detected	Not Detected	Not Detected
Identity	Not Detected	Not Detected	Not Detected
Microbiology	Not Detected	Not Detected	Not Detected
Mycoplasma	Not Detected	Not Detected	Not Detected
Adenovirus	Not Detected	Not Detected	Not Detected
Bovine Adenovirus	Not Detected	Not Detected	Not Detected
Bovine Herpesvirus	Not Detected	Not Detected	Not Detected
Bovine Respiratory Syncytial Virus	Not Detected	Not Detected	Not Detected
Bovine Rotavirus	Not Detected	Not Detected	Not Detected
Bovine Virus	Not Detected	Not Detected	Not Detected
Bovine Herpesvirus 1/2	Not Detected	Not Detected	Not Detected
Rotavirus	Not Detected	Not Detected	Not Detected
Reovirus	Not Detected	Not Detected	Not Detected
Bovine Virus	Not Detected	Not Detected	Not Detected
Bovine Virus	Not Detected	Not Detected	Not Detected
Phage	Not Detected	Not Detected	Not Detected
pH	6.8 - 7.2	6.8 - 7.2	7.0
Conductivity	200 - 1200 µS/cm	200 - 1200 µS/cm	230 µS/cm
Clarity	Not Information	Not Information	Not Information
Colour	Not Information	Not Information	Not Information
Microscopic	Not Information	Not Information	Not Information
Substrate	Not Information	Not Information	Not Information
Protein	Not Information	Not Information	Not Information



屠畜場と連携した徹底した個体管理

SELBORNE社 FBS 提出書類 → 再生医療等製品材料適格性相談確認書



メーカーコード	品名	容量	希望納入価格（円）
FBS-004	FBS(Fetal Bovine Serum), Triple 0.1 Micron Filtered(AU Origin)	500mL	照会

Refrigerator…2～10℃保存 F…-20℃保存 -80…-80℃保存 表示が無い場合は室温保存です。
 特定 毒-I…特定毒物 毒-II…毒物 劇-I…劇物 劇-II…劇物 毒薬…毒薬 劇薬…劇薬 危…危険物 向精神薬…向精神薬 特麻薬…特定麻薬向精神薬原料 カルタヘナ…カルタヘナ法
化審法1…化審法 第一種特定化学物質 化審法2…化審法 第二種特定化学物質 化武1…化学兵器禁止法 第一種指定物質 化武2…化学兵器禁止法 第二種指定物質
 覚せい剤取締法…「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要です。
 国民保護法…生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。
 上記以外の法律及び最新情報は、siyaku.com (https://www.siyaku.com/) をご参照下さい。

- 本文に記載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所
- 中国営業所
- 東海営業所
- 横浜営業所
- 筑波営業所
- 東北営業所
- 北海道営業所



フリーダイヤル 0120-052-099
 フリーファックス 0120-052-806
 試薬URL: <https://labchem.wako-chem.co.jp>

■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation
 1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA
 TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791
 ■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH
 Fuggerstraße 12, 41468 Neuss, Germany
 TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

Online Catalog: www.e-reagent.com