

## Autumn Campaign

# R&D Systems ELISA構築用キット DuoSet ELISA シリーズ

# 30% OFF

価格例	5Plate容量	<del>59,000円</del>	▶	41,300円
	15Plate容量	<del>155,000円</del>	▶	108,500円

2020. 9.1 Tue ~ 2020. 9.30 Wed

ELISAを構築してコスト削減しませんか？

### キット構成品(例)

- ・ 固相化抗体
- ・ ビオチン標識検出抗体
- ・ スタンダード
- ・ ストレプトアビジン-HRP

### キット以外でご用意頂く試薬類(例)※

- ・ 96wellプレート
- ・ プレートシーラー
- ・ PBS
- ・ Wash Buffer (0.05% Tween in PBS)
- ・ 試薬希釈液 (1% BSA in PBS)
- ・ 発色基質 (過酸化水素、TMB)
- ・ 反応停止液 (2N 硫酸)

※上記試薬のセット品 (DuoSet Ancillary Reagent Kit) もラインアップしています。

# ELISAを構築してコスト削減しませんか？

DuoSet ELISAは、対象因子測定用のサンドイッチイムノアッセイを構築するために必要な基本試薬(抗体、スタンダード)がセットされています。他試薬は別途ご用意頂く必要がありますが、1キットで2、5または15 Plate 分の容量が含まれており、ELISAキットを多く使用される方のコスト削減におすすめです。

## 測定項目

Duoset ELISAシリーズは1,000種類以上の測定項目があります。下記は一例です。  
価格などの詳細は弊社ホームページをご参照下さい。

因子	Human	Mouse	Rat
Adiponectin/Acrp30	DY1065	DY1119	DY3100
Amphiregulin	DY262	DY989	-
CCL2/MCP-1	DY279	DY479	DY3144
CCL3/MIP-1	DY270	DY450	-
CCL4/MIP-1	DY271	DY451	-

因子	Human	Mouse	Rat
CCL5/RANTES	DY278	DY478	-
CXCL1/GRO alpha	DY275	DY453	DY515
CXCL2/GRO beta	DY276	DY452	DY525
CXCL10/IP-10	DY266	DY466	-
CRP	DY1707	DY1829	DY1744

因子	Human	Mouse	Rat
GDNF	DY212	-	-
IL-1 alpha/IL-1F1	DY200	DY400	DY500
IL-1 beta/IL-1F2	DY201	DY401	DY501
IL-2	DY202	DY402	DY502
IL-4	DY204	DY404	DY504

DuoSet ELISA 和光

検索

## 製品例

Human ACE-2 DuoSet ELISA(メーカーコード : DY933-05)

### キット構成(5 Plate容量)


- Human ACE-2 Capture Antibody 1本
- Human ACE-2 Detection Antibody 1本
- Human ACE-2 Standard 2本
- Streptavidin-HRP 1本

希望納入価格 59,000円

30%  
off

キャンペーン価格 41,300円

### 検量線例※



※ご用意頂く試薬（BSA、基質など）、実験条件により検量線の吸光度は変わる可能性があります。

## 調製済み試薬

DuoSet Ancillary Reagent Kit はDuoSet ELISA と合わせて使用できる試薬セットです。  
DuoSet ELISAに必要な試薬がセットとなっています。こちらの製品もキャンペーン対象です。

### キット構成(例) (メーカーコード : DY007)

- 96well プレート
- プレートシーラー
- 発色試薬 A
- 発色試薬 B
- 反応停止液
- ELISAプレートコーティングバッファー
- 試薬希釈バッファー1 (濃縮)
- 試薬希釈バッファー3 (濃縮)
- 洗浄バッファー (濃縮)
- PBS (濃縮)



製品名	メーカーコード	希望納入価格(円)	キャンペーン価格 (円)
DuoSet Ancillary Reagent Kit 1	DY007	41,000	28,700
DuoSet Ancillary Reagent Kit 2	DY008	41,000	28,700
DuoSet Ancillary Reagent Kit 3	DY009	41,000	28,700

※1キットあたり 5 Plate分の容量となります。DuoSet ELISAごとに適切な製品が異なります。  
DuoSet ELISAの製品データシートをご確認のうえ、適切なAncillary Reagent Kit を選択下さい。

- 本文に記載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格、キャンペーン価格には消費税等が含まれていません。
- 本キャンペーンは富士フイルム和光純薬(株)の代理店・特約店から購入した場合のみ適用されます。

## 富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)  
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所 ● 中国営業所
- 東海営業所 ● 横浜営業所
- 筑波営業所 ● 東北営業所
- 北海道営業所



フリーダイヤル 0120-052-099  
試薬URL : <https://labchem-wako.fujifilm.com>

■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation  
1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA  
TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791

■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH  
Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany  
TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100