

コストカットシリンジフィルター



- ◆豊富なラインナップでお客様の分析をサポート
- ◆品質を損なうことなくコストダウンを実現
- ◆色分けや印字内容にて、取り間違いを防止
- ◆実務環境に合わせて試供サンプルでお確かめください

- ◆コストカットシリンジフィルターに新材質が登場！！
- ◆タンパクの吸着が極めて少なく、幅広い有機溶媒に耐性を示すPVDF（ポリフッ化ビニリデン）
- ◆疎水性、親水性の2ラインナップを追加！

NEW

フィルター材質：PVDF（ポリフッ化ビニリデン）



- 疎水性
- 有機溶媒用

コードNo.	メーカーコード	仕様	入数	希望納入価格
636-51871	TLVD13022	シリンジフィルター、PVDF、直径13mm、孔径0.22μm	100個	¥8,800
633-51881	TLVD13045	シリンジフィルター、PVDF、直径13mm、孔径0.45μm	100個	¥8,800
630-51891	TLVD25022	シリンジフィルター、PVDF、直径25mm、孔径0.22μm	100個	¥11,000
633-51901	TLVD25045	シリンジフィルター、PVDF、直径25mm、孔径0.45μm	100個	¥11,000

NEW

フィルター材質：親水性PVDF（ポリフッ化ビニリデン）



- 親水性
- 水溶液・有機溶媒 両用

コードNo.	メーカーコード	仕様	入数	希望納入価格
630-51911	TLVDH13022	シリンジフィルター、親水性PVDF、直径13mm、孔径0.22μm	100個	¥9,000
637-51921	TLVDH13045	シリンジフィルター、親水性PVDF、直径13mm、孔径0.45μm	100個	¥9,000
634-51931	TLVDH25022	シリンジフィルター、親水性PVDF、直径25mm、孔径0.22μm	100個	¥12,000
631-51941	TLVDH25045	シリンジフィルター、親水性PVDF、直径25mm、孔径0.45μm	100個	¥12,000

フィルター材質：NYLON（ナイロン）

- 親水性
- 水溶液・一部有機溶媒にも適用
(強酸・強アルカリには不適)



コードNo.	メーカーコード	仕様	入数	希望納入価格
634-50571	TLNY13022	シリンジフィルター、NYLON、直径13mm、孔径0.22μm	100個	¥5,900
631-50581	TLNY13045	シリンジフィルター、NYLON、直径13mm、孔径0.45μm	100個	¥5,900
638-50591	TLNY25022	シリンジフィルター、NYLON、直径25mm、孔径0.22μm	100個	¥9,000
631-50601	TLNY25045	シリンジフィルター、NYLON、直径25mm、孔径0.45μm	100個	¥9,000

フィルター材質：PES（ポリエーテルスルホン）

- 親水性
- イオンクロマトグラフィー用



コードNo.	メーカーコード	仕様	入数	希望納入価格
634-50451	TLES13022	シリンジフィルター、PES、直径13mm、孔径0.22μm	100個	¥8,800
631-50461	TLES13045	シリンジフィルター、PES、直径13mm、孔径0.45μm	100個	¥8,800
638-50471	TLES25022	シリンジフィルター、PES、直径25mm、孔径0.22μm	100個	¥11,400
635-50481	TLES25045	シリンジフィルター、PES、直径25mm、孔径0.45μm	100個	¥11,400

フィルター材質：PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)

- 疎水性
- 有機溶媒用



コードNo.	メーカーコード	仕様	入数	希望納入価格
638-50611	TLPT13022	シリンジフィルター、PTFE、直径13mm、孔径0.22µm	100個	¥8,800
635-50621	TLPT13045	シリンジフィルター、PTFE、直径13mm、孔径0.45µm	100個	¥8,800
632-50631	TLPT25022	シリンジフィルター、PTFE、直径25mm、孔径0.22µm	100個	¥11,000
639-50641	TLPT25045	シリンジフィルター、PTFE、直径25mm、孔径0.45µm	100個	¥11,000

フィルター材質：親水性PTFE

- 親水性
- 水溶液・有機溶媒 両用



コードNo.	メーカーコード	仕様	入数	希望納入価格
635-46691	TLPTH13022	シリンジフィルター、親水性PTFE、直径13mm、孔径0.22µm	100個	¥9,000
638-46701	TLPTH13045	シリンジフィルター、親水性PTFE、直径13mm、孔径0.45µm	100個	¥9,000
635-46711	TLPTH25022	シリンジフィルター、親水性PTFE、直径25mm、孔径0.22µm	100個	¥12,000
632-46721	TLPTH25045	シリンジフィルター、親水性PTFE、直径25mm、孔径0.45µm	100個	¥12,000

フィルター材質：MCE（混合セルロースエステル）

- 親水性
- 水溶液全般



コードNo.	メーカーコード	仕様	入数	希望納入価格
636-50531	TLMC13022	シリンジフィルター、MCE、直径13mm、孔径0.22µm	100個	¥5,800
633-50541	TLMC13045	シリンジフィルター、MCE、直径13mm、孔径0.45µm	100個	¥5,800
630-50551	TLMC25022	シリンジフィルター、MCE、直径25mm、孔径0.22µm	100個	¥7,500
637-50561	TLMC25045	シリンジフィルター、MCE、直径25mm、孔径0.45µm	100個	¥7,500

フィルター材質：GF（ガラスファイバー）

- 汚染度の高い液体の濾過などに



コードNo.	メーカーコード	仕様	入数	希望納入価格
632-50491	TLGF13070	シリンジフィルター、GF、直径13mm、孔径0.70µm	100個	¥6,500
635-50501	TLGF13100	シリンジフィルター、GF、直径13mm、孔径1.00µm	100個	¥6,500
632-50511	TLGF25070	シリンジフィルター、GF、直径25mm、孔径0.70µm	100個	¥7,800
639-50521	TLGF25100	シリンジフィルター、GF、直径25mm、孔径1.00µm	100個	¥7,800

◆ サンプル・御見積のご用命は下記弊社代理店へお問合せください ◆

発売元



テクノラボエスシ株式会社

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島5-16-15
TEL:06-6453-2012 FAX:06-6453-2013

販売元

富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所 ●中国営業所
- 東海営業所 ●横浜営業所
- 筑波営業所 ●東北営業所
- 北海道営業所



フリーダイヤル 0120-052-099
フリーファックス 0120-052-806
試薬URL : <https://labchem.wako-chem.co.jp>