

医薬品試験やイオンクロマト等の
計量器樹脂化をお考えの方や**サンプル希釈**にお困りの方、必見です！

極小!!

PMP製メスフラスコ

- ◆ **ガラス吸着で試験精度が出ず困っている案件**に是非ご使用ください！
- ◆ **既製品になかった容量(5mL/20mL)**で、希釈倍率の選択肢が増えます！
(他社既製品の最小容量は10mL)
付随する作業時間も短縮可
- ◆ **抜き取り校正にて品質精度確認済!**
- ◆ **高透明性により気泡の確認も容易に!**
- ◆ **希少サンプル・高価サンプルの節約・溶媒削減**でSDGsにも配慮!

材質：PMP（ポリメチルペンテン）
容量：5mL/20mL
フタ材質：PP（ポリプロピレン）
規格：クラスA相当（ISO 1042）

対象分野☆ **製薬業界**
☆ **受託分析**
環境分析 など



JCSS校正にて**製造数20本に1本**の割合で抜き取り校正しております。

ご希望いただけましたら、抜き取り校正した分の校正証明書・校正結果の写しを送付させていただきます

校正付製品が必要な際は別途お問合せ願います



◆ PMPの高い透明性と成形の難しさから、**見た目は少々難がありますが**、品質には自信があります！まずは**数量限定の無償試供品(※)**で使い勝手や相性をお確かめください。裏面のお申込みフォームからお申込み願います。(※ご使用目的の記載やご使用後のフィードバックをいただく事を前提に提供させていただきます)

【製品ラインナップ】

コードNo.	テクノラボコード	仕様	希望納入価格 (税抜)
639-58441	TL05-MF	PMPメスフラスコ 5mL (PPフタ付)	¥6,800
633-58461	TL20-MF	PMPメスフラスコ 20mL (PPフタ付)	¥7,800
636-58451	TL05-MF-C	JCSS校正付 PMPメスフラスコ 5mL (PPフタ付)	¥18,800
630-58471	TL20-MF-C	JCSS校正付 PMPメスフラスコ 20mL (PPフタ付)	¥19,800

数量限定!! 無償試供品(※)お申込みフォーム (TL05-MF / TL20-MF どちらか1本)

フリガナ		
氏名 ※必須		
所属 ※必須	会社名 / 学校名	
	部署名 / 学部名	
	役職 / 研究室名	
会社住所		
TEL ※必須		
メールアドレス ※必須		
代理店名 / 担当者名		
ご連絡先 (TEL又はメールアドレス)		
ご希望製品コード 又は 仕様 ※必須		
使用目的/使用予定数量 ※必須		

※ 無償試供品ご使用後はお手数ですが、①ご使用感や②購入希望可否などのフィードバックをお願い申し上げます。

お問合せ、お申し込みの際は、当社営業員または販売代理店までお申しつけ下さい。
または右記FAXまで送付ください。(FAX送付先 ⇒ 03-3270-8547)

発売元



テクノラボエスシ株式会社

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島5-16-15
TEL:06-6453-2012 FAX:06-6453-2013

販売元

富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所
- 中国営業所
- 東海営業所
- 横浜営業所
- 筑波営業所
- 東北営業所
- 北海道営業所



フリーダイヤル 0120-052-099

試薬URL : <https://labchem-wako.fujifilm.com>

※ご用命は下記代理店まで