


…… 5色パステルカラー遠沈管  新製品

awairo™

使いやすさ × 見やすさ × かわいさ
ラボに華やかな彩りを添えます



サンプル・試薬等の調製や保管に便利な自立型遠沈管25mLに、かわいいパステルカラー5色が仲間入りしました。淡い色合いのキャップは、赤・青・黒など、どの色のマーカーで書いても識別しやすく、キャップカラーとマーカー記載の両方でサンプルを識別できます。サンプル管理に非常に便利で、取り違いリスクの低減に効果的です。

-自立型遠沈管25mLの特長-

- ①作業スペースを効率よく使用できる自立形状
- ②サンプル注入しやすい広口形状
- ③冷蔵庫の狭いスペースにも保存しやすいサイズ




ノンバイロジェニック 放射線滅菌済

品種コード	品名	内袋入数 (個)	箱入数 (個)	標準価格 (円/箱)
2364-025	awairo™ 遠沈管Mini 25mL (自立型,レーザー目盛付)	20 (色別梱包)	100 (20個×5色)	9,800

材質：本体ーポリプロピレン，キャップー高密度ポリエチレン
DNase/RNase/DNAフリー

-カラーバリエーション-



-遠沈管Mini 25mLの許容遠心強度 1,800 × g-

水を最大容量（25mL）入れ、5分間遠心した場合の弊社試験値であり、保証値ではありません。

遠心力は遠心機のローターとのクリアランスなどによって変化します。必ずご使用前に予備試験を行ってください。

遠心アダプターを装着して遠心できます。
(9362-025のみ使用、もしくは9362-025・9330-050組み合わせの使用)

品種コード	品名	箱入数 (個)	標準価格 (円/箱)
9362-025	遠沈管Mini用遠心アダプター	4	4,800
9330-050	遠沈管50mL用遠心アダプター	4	4,200



IWAKI 遠沈管 製品ラインナップ



●自立型遠沈管 25mL, 100mL

容量	品種コード	本体材質 / 包装	内袋入数 (個)	箱入数 (個)	標準価格 (円/箱)
25mL	2362-025N	ポリプロピレン / バルク包装	20	260	20,100
	2363-025N	ポリプロピレン / ラック包装	25	150	13,400
100mL	2355-100N	ポリプロピレン / バルク包装	5	80	19,200

- ・ サンプルの調製および保存に便利な形状
- ・ キャップ上面がフラットで書き込みが容易
- ・ DNase/RNase/DNAフリー
- ・ 液漏れ防止構造のトリプルシールキャップ
- ・ 遠沈管外側へのレーザー目盛加工により内面が滑らか

●遠沈管 15mL

品種コード	本体材質 / 包装	内袋入数 (個)	箱入数 (個)	標準価格 (円/箱)	特長
2322-015N	ポリスチレン / ラック包装	50	300	24,200	<ul style="list-style-type: none"> ・ 液漏れ防止構造のトリプルシールキャップ ・ キャップ上面がフラットで書き込みが容易 ・ 耐薬品性の高い黒色インク目盛 ・ DNase/RNase/DNAフリー
2323-015N	ポリプロピレン / ラック包装	50	300	25,100	
2324-015N	ポリスチレン / バルク包装	25	300	22,300	
2325-015N	ポリプロピレン / バルク包装	25	300	21,200	
2425-015	ポリプロピレン / バルク包装	25	500	17,700	<ul style="list-style-type: none"> ・ リーズナブルな価格 ・ 白色インク目盛 ・ DNase/RNase/Human DNAフリー

●遠沈管 50mL

品種コード	本体材質 / 包装	内袋入数 (個)	箱入数 (個)	標準価格 (円/箱)	特長
2342-050N	ポリスチレン / ラック包装	25	200	23,400	<ul style="list-style-type: none"> ・ 液漏れ防止構造のトリプルシールキャップ ・ キャップ上面がフラットで書き込みが容易 ・ 耐薬品性の高い黒色インク目盛 ・ DNase/RNase/DNAフリー
2343-050N	ポリプロピレン / ラック包装	25	200	18,800	
2344-050N	ポリスチレン / バルク包装	10	200	19,100	
2345-050N	ポリプロピレン / バルク包装	10	200	19,200	
2445-050	ポリプロピレン / バルク包装	10	300	14,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ リーズナブルな価格 ・ 白色インク目盛 ・ DNase/RNase/Human DNAフリー

箱入数を少なくしたMyPack®シリーズも品揃えしています。

詳細は弊社ウェブサイトをご覧ください。

- 本リーフレットに記載されている標準価格は、2026年6月5日現在のメーカー希望小売価格を示します。消費税は含まれておりません。価格及び製品仕様に関しましては、予告なく変更する場合がございます。
- 本リーフレットに記載の標準価格等の表現は、代理店・販売店の自由な価格設定を拘束・指示するものではありません。実際の納入価格に関しましては、代理店・販売店へお見積をご依頼ください。

