


分岐異性体を低減した高純度PFAS！

新成化学 PFAS分析用試薬


PFOS/PFHxS 単品標準品

独自の合成・精製法により、分岐異性体を低減した単品標準品です。

- 規格値：純度(直鎖体かつ酸として) > 95% (HPLC)、直鎖比率 > 99.5% (LC/MS)




他社品 PFOS (LCMS)



他社品 PFHxS (LCMS)



新成化学品 PFOS (LCMS)




新成化学品 PFHxS (LCMS)

コードNo.	メーカーコード	品名	容量	希望納入価格 (円)
632-63061	SCHEM09103	PFOS(linear) potassium salt	1mg	65,700
639-63071	SCHEM09108	PFHxS(linear) potassium salt	1mg	65,700

PFAS 4種混合標準液

本製品は、農林水産省消費・安全局が令和6年8月に策定した「農産物中のPFOS、PFOA、PFHxS、PFNAの分析法」対象の4種PFAS(PFOS/PFOA/PFHxS/PFNA)の混合標準液です。



成分#	成分名	略称	CAS RN®	濃度
①	Perfluorooctanoic acid	PFOA	335-67-1	10 µg/mL
②	Perfluorohexanesulfonic acid	PFHxS	355-46-4	10 µg/mL
③	Perfluorononanoic acid	PFNA	375-95-1	10 µg/mL
④	Perfluorooctanesulfonic acid	PFOS	1763-23-1	10 µg/mL

コードNo.	メーカーコード	品名	容量	希望納入価格(円)
636-63081	SMIX06475	PFAS Mix-I(4種混合) 各10ug/ml(as free) in methanol	1.5mL×2	38,000

