

PEG・脂質・ADC等を豊富に品揃え

# BroadPharm社製品


米国所在のBroadPharm社は、高純度のPEGリンカー・クリックケミストリー用試薬・ドラッグデリバリー用脂質をはじめとするバイオコンジュゲーション技術に特化した研究用試薬を製造・販売しています。

## 特長

- ・ バイオコンジュゲーションに特化したラインナップ
- ・ LC/MSやNMRで品質保証
- ・ ISO9001取得済み




## 製品ラインアップ




**PEG Linkers**  
Over 8,000 high-purity PEG linkers are in stock to empower your bioconjugation, labeling, pharmaceutical and biotech R&D.

### PEGリンカー




**Click Chemistry Reagents**  
Over 2,000 high-purity Click Chemistry tools are in stock with a range of functional groups: DBCO, BCN, Azide, Alkyne, TCO, Tetrazine, etc.

### クリックケミストリー




**ADC Linkers**  
Cleavable & non-cleavable linkers; Val-Cit-PAB-PNP, Val-Cit-PAB-Payload; PEGylated linker, maleimide, click chemistry linker; Custom linker Synthesis.

### ADCリンカー




**Lipids**  
Over 3,000 lipids in stock for overnight shipping. Ionizable lipids, Cationic lipids, Phospholipids, Cholesterol, PEG lipids, and Branched lipids.

### 脂質



**Nucleoside, Nucleotide, Amidite**  
Nucleosides, nucleotides, amidites for synthesis of oligonucleotide & RNA; Click chemistry nucleotides, biotin & fluorescent nucleotides. Click chemistry amidites, biotin & fluorescent amidites.


### 核酸・アミダイト



**Amino Acid, Peptides, API**  
Thousands of high-purity amino acids & peptides, Peptide APIs for R&D use

### アミノ酸・ペプチド

## 製品ラインアップ(続き)




**Polymer PEG**

High quality molecular weight selection:  
1k, 2k, 5k, 10k, 20k

Attached with a variety of functional groups for R&D applications.


### PEGポリマー



**Fluorescent Dye**

Cy3, Cy5, Cy7, Alexa Fluor 488, 647, 680, BDP, Fluorescein, Rhodamine, 800CW, and unique PEGylated dyes.


### 蛍光色素



**Biotinylation reagents**

Amine reactive, thiol-reactive, azide, DBCO, TCO linked, photoreactive, and cleavable linkers.

### Biotin化試薬




**Antibody Drug Conjugates, Oncology API**

ADC conjugation services; ADC conjugation kits; Protein-drug conjugates for antibody screening

Antibody, linker, payload; Oncology APIs


### ADC コンジュゲーション



**Conjugation Kits**

Dye antibody labeling kits, Biotin antibody labeling kits, Oligonucleotide conjugation kits

### コンジュゲーションキット



**PROTAC**

PROTAC linkers, PEG linkers, hydrophobic & hydrophilic linkers, E3 Ligand, BET Inhibitors, BTK Kinase Inhibitors

### PROTAC



Refr…2~10℃保存 F…-20℃保存 -80…-80℃保存 -150…-150℃保存 表示が無い場合は室温保存です。  
 特定 毒-I…特定毒物 毒-II…毒物 劇-I…劇-II…劇-III…劇物 毒薬…毒薬 劇薬…劇薬 危…危険物 向精神薬…向精神薬 特麻原…特定麻薬向精神薬原料 カルタヘナ…カルタヘナ法  
化審1…化審法 第一種特定化学物質 化審2…化審法 第二種特定化学物質 化武1…化学兵器禁止法 第一種指定物質 化武2…化学兵器禁止法 第二種指定物質  
 覚せい剤取締法…「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要です。覚  
 国民保護法…生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。毒素等  
 上記以外の法律及び最新情報は 弊社試薬サイト (<https://labchem-wako.fujifilm.com>) をご参照下さい。

- 本文に収載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

## 富士フイルム 和光純薬株式会社

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号  
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号

- 北海道営業所 ● 東北営業所 ● 筑波営業所 ● 横浜営業所
- 東海営業所 ● 中国営業所 ● 九州営業所

試薬URL : <https://labchem-wako.fujifilm.com>

#### ■ FUJIFILM Irvine Scientific

1830 E. Warner Avenue, Santa Ana, CA 92705-5505, U.S.A.  
 TEL: +1-949-261-7800 FAX: +1-949-261-6522

#### ■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH

Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany  
 TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

#### ■ 富士胶片和光(广州)贸易有限公司

广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼3002-3003室  
 TEL: +86-20-8732-6381 (广州)  
 TEL: +86-21-6288-4751 (上海)  
 TEL: +86-10-6413-6388 (北京)

#### ■ 富士胶片和光(香港)有限公司

Room 1111, 11/F, International Trade Centre,  
 11-19 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong  
 TEL: +852-2799-9019 FAX: +852-2799-9808