

2024年12月吉日

お客様各位

オリエンタル酵母工業株式会社  
長浜ライフサイエンスラボラトリー

## 尿生化学検査用 自動分析装置 変更のお知らせ

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、このたび尿生化学検査に使用する自動分析装置を下記の通り変更させて頂くことになりましたのでご案内申し上げます。これに伴いまして必要検体量も変更となりますこと、ご了承ください。

今後もより良いサービスの提供に努めさせて頂きますので、変わらぬお引き立てのほど、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

敬具

記

1. 実施日

2025年4月7日(月) 検査分より

2. 変更内容

変更前：日立自動分析装置 7180 (株式会社日立ハイテク)

変更後：生化学自動分析装置 JCA-BM6050 (日本電子株式会社)

3. 対象項目

電解質項目：U-Na、U-K、U-Cl

電解質以外の項目：U-TP、U-UN、U-CRE、U-UA、U-Ca、U-IP、U-Mg、U-GLU、U-ALB(マウス用)、U-ALB(ラット用)、NAG

4. 必要検体量 (原液測定をご希望の場合)

①：電解質項目(U-Na、U-K、U-Cl)のみ：120  $\mu$ L

②：電解質以外の項目のみ(1～10項目まで)：120  $\mu$ L

③：①と②の組み合わせ：170  $\mu$ L

※電解質項目はその他の項目とサンプリング機構が異なりますので、検体をご準備いただく際はご注意ください。

5. 本件に関するお問合せ先

長浜ライフサイエンスラボラトリー Tel：0749-64-2347 Mail：n-lsl@nisshin.com

以上