




糖鎖受託解析サービス

糖鎖解析のアウトソーシングにより研究開発の効率化に寄与します

住友ベークライト

受託サービスの特長

- ▶ 最短2週間でレポート速報
- ▶ 目的に応じてリーズナブルな費用をご提案
- ▶ 事前・事後の技術的相談に応じます




LC-MS解析サービスご報告例




弊社受託サービスの実績

糖タンパク質、バイオ医薬品、SDS-PAGEバンド(Coomassie染色)、血清、血漿、エクソソーム、細胞・細胞破碎液、培養上清、ヒト組織、粘膜、動物組織、植物組織、藻類細胞




例えばこんなことはありませんか？ **お気軽にご相談ください**

発現したタンパク質の電気泳動バンドがシングルにならない or 毎回異なる



疾患マーカー探索をしているが、タンパク質の差が無い



タンパク質の活性が以前と変わった or 毎回変わる





※詳しいサービス情報につきましては、こちらのQRコードにアクセスしてください。

ツープラスワンキャンペーン

【対象期間】2024年11/1 ▶ 2025年2/28

【キャンペーン内容】

サンプル2検体の糖鎖受託解析をご注文をいただけたら、更に**無料で追加1検体**（計3検体）を受託解析させていただきます。



糖鎖イメージ図

品番	メニュー名	内容	参考価格 (円/検体)	検体数	貴社 ご注文番号
BS-X4914	N型糖鎖LC-MS 解析サービス	・PNGase FによるN型糖鎖遊離 ・キットを用いた糖鎖精製・ラベル化 ・LC測定およびLC主要10ピークのMS解析 ・GlycoMod Toolsによる糖鎖組成推定	343,000		
BS-X4989	O型糖鎖LC-MS 解析サービス	・O型糖鎖調製キットによる糖鎖精製・ラベル化 ・LC測定およびLC主要10ピークのMS解析 ・GlycoMod Toolsによる糖鎖組成推定	458,000		

※いずれか一方のサービスを2検体ご依頼いただいた場合、追加1検体を無償解析致します(組み合わせご希望の場合は別途応相談)

【キャンペーンのご利用方法】

「キャンペーンご注文用紙」にご注文数量と下記ご施設名等をご記入の上、**ご利用販売店にご注文ください。**
他の方法及び出荷後のご対応はお受けできませんので、予めご了承お願いいたします。

ご施設名		ご所属	
お名前		E-mail	

ご記入頂きました個人情報は、弊社および弊社グループ会社の取扱製品やサービスについての提案、その他情報提供（カタログ等の送付を含む）のために利用させていただきます。
弊社のプライバシーポリシーについては以下をご確認ください。
<https://www.sumibe.co.jp/product/s-bio/all/index.html>

製造元 住友ベークライト株式会社

S-バイオ事業部 マーケティング・営業部
〒140-0002
東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル

販売元 富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号

●北海道営業所 ●東北営業所 ●筑波営業所 ●横浜営業所
●東海営業所 ●中国営業所 ●九州営業所

試薬URL: <https://labchem-wako.fujifilm.com>

代理店