

R&D Systems 社 Luminex 試薬使用

# Luminex Assay

## 年度末受託解析キャンペーン

2020.10.19 ~ 2021.01.15 お申込み分まで

サンプル到着後切：2021年1月22日 締め切り日にご依頼の場合は3月末に解析結果報告予定)

**20%  
OFF!**

このような用途におすすめです

- ・複数のサイトカインの同時定量に
- ・少量のサンプルでの定量に
- ・解析装置の導入前のデータ確認に
- ・多数のタンパク質のスクリーニング検査に

### 特長

#### ● 選べる2種類のアッセイ系

安価 & パネルの制限なく自由に測定項目を選択可能！(最大 50 項目)

#### “Luminex Assay”

高性能で ELISA との相関が高い


#### “Luminex High Performance Assay”

- 36 サンプル(N=2 の場合)を一度に測定  
(サンプルに使用できるウェル数は 72 です)

- わずか 80  $\mu$ Lのサンプル量 (N=2の場合)


同様の試験を ELISA で行う場合...

- ・サンプル量：3 mL 以上が必要
- ・コスト：200 万円以上



R&D SYSTEMS  
a biotechne brand

### 解析報告例



#### マーカーの濃度データ

※ サンプルの状態等によって測定不可となる場合や、検出限界以下となる場合があります。あらかじめご了承ください。

**コスト、必要サンプル量に優れた本サービスをお試しください!**

### キャンペーン価格例

1項目からご希望の測定項目数を選択できます(最大50項目)

アッセイ系 (測定項目数)	生物種 or パネル	希望納入価格※	キャンペーン価格※
Luminex Assay (10 plex)	ヒト、マウス、ラット共通	560,000円 →	<b>448,000 円</b>
Luminex Assay (20 plex)	ヒト、マウス、ラット共通	864,000円 →	<b>691,200 円</b>
High Performance Assay (10 plex)	Human Cytokine Panel A	<del>855,000円</del> →	<b>684,000 円</b>

※価格は1プレートの場合です。測定項目の組合せによっては、プレートが分かれる場合があります。

詳細は[https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/custom\\_service/products/95156.html](https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/custom_service/products/95156.html)もしくは富士フイルム和光純薬の営業担当者または販売代理店までお問い合わせ下さい。

# Luminex Assay 受託解析 お見積り依頼書

お客様情報	ご依頼日：                      年                      月                      日	お名前：
ご所属・研究室名：		
ご住所： 〒		
E-mail：		
TEL：		販売代理店：
依頼内容	アッセイ系： <input type="checkbox"/> Luminex Assay (旧名：Screening Assay) <input type="checkbox"/> Luminex High Performance Assay	
※ Luminex Assay のみ 生物種： <input type="checkbox"/> Human <input type="checkbox"/> Mouse <input type="checkbox"/> Rat		
※ High Performance Assay のみ パネル名： _____		
測定項目：ご希望の項目を下記に記入下さい。確認のため右下に測定項目の合計数をご記入ください。  測定項目リスト↓ <a href="https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/custom_service/docs/95156_pamphlet.pdf">https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/custom_service/docs/95156_pamphlet.pdf</a>  <div>計 _____ 項目</div>		
サンプル： <input type="checkbox"/> 細胞培養上清 <input type="checkbox"/> 血清 <input type="checkbox"/> 血漿(ヘパリン) <input type="checkbox"/> 血漿(EDTA) <input type="checkbox"/> その他 ( _____ ) ※要相談		
サンプル数： _____ 検体	n 数： <input type="checkbox"/> 1重測定 <input type="checkbox"/> 2重測定 <input type="checkbox"/> 3重測定 ※ サンプルに使用できるのは1kitあたり72ウェルです	
測定後の余剰サンプルの取り扱い： <input type="checkbox"/> 廃棄 <input type="checkbox"/> 返却(発払いで対応いたします)		検体の発送予定日：
その他ご要望：		
【納品までの流れ】		

1. 見積り依頼：本ページ(お見積り依頼書)に必要事項をご記入の上、下記の【お問い合わせ先】にお渡しください。
2. 見積り提示・申込書送付：ご依頼の測定項目が同時測定可能か確認し、販売代理店よりお見積書を提示いたします。また、申込書・仕様書をお送りいたします。
3. 申込書の提出：確認事項のチェック、納品方法、サンプルの送付・扱い等を申込書にご記入の上、弊社営業担当者または販売代理店へお渡しください。
4. 発注・サンプル送付：販売代理店へご発注の上、サンプルをドライアイスを十分量詰めた発泡スチロールの箱で融解のないよう冷凍便でお送りください。
5. 測定：ジェネティクスラボ社よりLuminex試薬を発注、ご依頼の項目を測定、報告書を作成いたします。
6. 納品：納期は4週間～です。  
※ Luminex試薬の納入状況、受注時期によりお時間をいただくことがあります。年度末は混雑が予想されますので、詳細はお問い合わせ下さい。

## 【お問い合わせ先】

富士フイルム和光純薬の営業担当者または販売代理店へご連絡頂くか、下記宛先へご連絡ください。

- 希望納入価格、キャンペーン価格には消費税等が含まれていません。
- 本キャンペーンは富士フイルム和光純薬(株)の代理店・特約店から購入した場合のみ適用されます。

## 富士フイルム 和光純薬株式会社

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)  
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所
- 中国営業所
- 東海営業所
- 横浜営業所
- 筑波営業所
- 東北営業所
- 北海道営業所



フリーダイヤル 0120-052-099  
フリーファックス 0120-052-806  
試薬URL: <https://labchem.wako-chem.co.jp>

■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation 1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA  
TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791  
■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH Fuggerstraße 12, 41468 Neuss, Germany  
TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100