

次世代シーケンシング受託サービス 2026年 ウィンターキャンペーン

2026年3月31日受注分まで！



プロモーションコード: JNGS26-WINQ2



GENEWIZ™だからこそ、国内外の幅広いリソースを活用し、迅速かつリーズナブルな次世代シーケンシングサービスを提供できます。グローバルサービスプロバイダーならではの体制で、高品質な解析を安定してお届けします。

📢 忙しい時期だからこそGENEWIZにお任せください！

- ✓ 迅速な納期で、研究をスピーディに進めるサポート
- ✓ 納期遵守率は90%以上（2024年 & 2025年1～3月の実績）

ウィンターキャンペーン

▼ 詳細はこちら ▼



<https://web.genewiz.com/ngs-jp-fy26winter>

■ バルクRNA-Seq


GENEWIZのグローバルリソースを活用して、早い納期を実現。同時に、リーズナブルな標準納期サービスで研究をサポート。

解析仕様	納品物	キャンペーン価格（税抜）	納期
🌀 短納期 イルミナ NovaSeq	FASTQ生データ	¥ 25,300/サンプル	8-10営業日
	+ 標準解析	¥ 33,300/サンプル	10-13営業日
標準納期 イルミナ NovaSeq	FASTQ生データ	¥ 22,000/サンプル	27-32営業日
	+ 標準解析	¥ 30,000/サンプル	30-35営業日
標準納期 DNBSEQ	FASTQ生データ	¥ 20,000/サンプル	25営業日
	+ 標準解析	¥ 28,000/サンプル	30営業日

- 仕様はいずれも、RNA QC、ポリA選択法、ストランド特異的ライブラリ調製、サンプル当り6Gb (2,000万ペアエンドリード)
- 標準解析は発現比較解析やPCA解析、GO解析までが含まれます。また、基本解析（マッピングとTPM/FPKM算出まで）も、**生データ納品解析費用+ ¥ 5,000**で承ります。
- 短納期イルミナ解析の納期は、中国ラボでのQC後からの起算になります。上記価格に別途納品費用がかかります。詳細は裏面をご確認ください。

■ 調製済みライブラリ提出、シーケンスのみ解析

イルミナ準拠のシーケンシングライブラリを調製してご提出ください。
ご要望のデータ量、研究計画に合わせて最適なソリューションをご提供します。


仕様	キャンペーン価格（税抜）	納期
NovaSeq X+ 10B レーン専有 (2x150bp, ~375Gb)	¥ 239,000	10営業日
NovaSeq X+ 25B レーン専有 (2x150bp, ~1,000Gb)	¥ 530,000	10営業日
NovaSeq 相乗り (2x150bp, 90Gb単位)	¥ 99,000	10営業日
DNBSEQ G400 レーン専有 (2x150bp, ~120Gb)	¥ 88,800	20-25営業日
 短納期 DNBSEQ G400 フローセル単位 (2x150bp, ~480Gb)	¥ 368,000	15営業日

- ・ 上記価格に別途ライブラリQC費用 ¥ 5,800および納品費用がかかります。
- ・ NovaSeqシーケンスの納期は、解析を実施する中国ラボでのQCパス後からの起算になります。

■ 10x Genomics シングルセル遺伝子発現解析



シングルセル解析に短納期サービスが登場！2018年から豊富な実績がある信頼性の高いサービスで、出張解析、組織の固定・分散やCITE-Seqなどオプションも充実。

仕様	キャンペーン価格（税抜）	納期
 短納期 ユニバーサル遺伝子発現 : GEM-X 3', 20,000細胞, DNBSEQ 800Mリード, Cell Ranger解析	¥ 900,000/サンプル	15-20営業日
オンチップマルチプレックス ユニバーサル遺伝子発現 : GEM-X 3', 20,000細胞, DNBSEQ 600Mリード, Cell Ranger解析	¥ 850,000/反応	30-35営業日
遺伝子発現Flex : GEM-X, 4バーコード, 80,000細胞, DNBSEQ 1,600Mリード, Cell Ranger解析	¥ 1,450,000/反応	30-35営業日

- ・ 短納期サービスは仕様変更ができません。出張費用は地域により異なります。詳細は問い合わせください。
- ・ Flexをご注文で、凍結組織/固定組織/FFPE/固定前凍結細胞いずれかでご提出の場合は、固定・分散オプション料金が追加されます。
- ・ ハードディスク納品費用込みの価格です。

料金・納期・サンプル提出要件等の詳細：ご利用前に必ずご確認ください

- ・ 検体発送前に、弊社オンライン注文ポータルCLIMSからのお見積り依頼をお願い致します。
プロモーションコードを必ず入力ください。
- ・ 検体発送時には、CLIMSより発行される見積り番号 (60-で始まるプロジェクト番号)および検体名等の必要事項を記載した検体情報シートを同封してください。弊社海外ラボへの輸送を含め、作業開始には見積り番号および検体情報が必須となります。
- ・ キャンペーン特価は、**2026年3月末日**までにCLIMS上でご注文処理が完了されたプロジェクトについてのみ適用となります。メールでの仮見積り、ご注文処理の完了していない分につきましては対象外となります。
- ・ サンプル輸送時のトラブル（通関遅延など）によるサンプルの損失に対する責任は負いかねます。
- ・ 検体のご返却はいたしません。必要量のみをご送付ください。
- ・ 納期は、サンプルQCパス後の土日祝日を除く営業日数です。納期はサンプルの品質確認が完了してからの起算となります。
- ・ 解析サイトが中国の場合QC報告まで約1週間かかります。
- ・ 弊社中国蘇州ラボは春節（旧正月）のため**2026年2月16日～2月20日**が休業となり、この間は営業日数として含まれません。サンプルご提出時期により納品が1週間ほど遅れる可能性があります。（国内実施サービスを除く）
- ・ 別途納品費用が発生します。ダウンロード：¥3,000 (100Gbまで(税抜))、ハードディスク：¥25,000 (1Tbまで、税抜)

**CLIMS
ご利用手順**


発送方法


**検体情報シート
(エクセルファイル)**




GENEWIZ™ (アゼンタ株式会社)

〒142-0043 東京都品川区二葉二丁目9番15号
NFパークビルディング4階

電話 : 03-6628-2950 (平日 9:00~18:00)

FAX : 03-6628-2951

メール : sales.japan@azenta.com

WEB : www.genewiz.com/ja-JP

取扱店・代理店 記入欄

