

# 次世代シーケンス受託キャンペーン

● mRNA-Seq (150bp PE, PolyA精製) ライブラリー調製～シーケンスまで

データ量 リード数 (ペアエンドリード) 希望納入価格

6G 2,000万リード ￥18,000/検体

- 上記のデータ量は、一例となりますので1G単位で変更可能です。価格はお問合せください。 **2026年3月まで**
- 1検体からご利用いただけます。
- mRNA-seqでは、ストランド特異的シーケンスもオプション料金で選択可能です。
- RNA調製方法はrRNA枯渇法もオプション料金で選択可能です
- **全ゲノムシーケンス(WGS)、全エクソームシーケンス(WES)**等、上記に記載のないシーケンスも割引価格でご提供いたします。
- データはFastq形式でクラウドまたはHDD納品（オプション料金）となります。
- \*解析が必要な場合は、cBioinformatics社のサービスをご提供しております。詳しくは裏面をご確認ください。

## 提出検体推奨条件

サンプルの状態	タンパク質除去・Dnase処理後のTotal RNA	OD260/280	1.8~2.2	備考	サンプルには有機物やたんぱく質の混入がないものとする (ナノドロップでの測定を推奨)
RNA量	≥2 μg	OD260/230	1.8~2.2		
容量	≥10 μL	28S: 18S	≥1.2		
濃度	≥100 ng/μL	RIN	≥7		

※ご提出いただく検体が、推奨条件を満たさない場合は、お問い合わせください。

- シーケンスは、全てNovaSeqXplusを使用して行います。
- シーケンスは、**中国で実施いたします。発送したサンプルは、返却することができませんのでご了承ください。**
- ご不明点は、販売代理店にお問い合わせください。

## 見積依頼方法

下記内容を記載の上、[jutaku@fujifilm.com](mailto:jutaku@fujifilm.com)までご連絡をお願いいたします。

- ① 解析種：例) mRNA-seq      ② 検体数：例) 6検体      ③ 提出検体：例) ライブラリー調製済検体、Total RNA、DNA
- ④ 生物種：例) ヒト、バクテリア      ⑤ データ量：例) 6G      ⑥ ご利用代理店

※本紙記載の価格は全て税別価格になります。

## 富士フイルム 和光純薬株式会社

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)  
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所 ●中国営業所
- 東海営業所 ●横浜営業所
- 筑波営業所 ●東北営業所
- 北海道営業所

 フリーダイヤル 0120-052-099  
試薬URL: <https://labchem-wako.fujifilm.com>

■FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation  
1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA  
TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791

■FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH  
Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany  
TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

■富士フイルム和光(香港)有限公司  
Room 1111, 11/F, International Trade Centre,  
11-19 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong  
TEL: +852-2799-9019 FAX: +852-2799-9808

■富士フイルム和光(広州)貿易有限公司  
广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼3002-3003室  
TEL: +86-20-8732-6381 (广州)  
TEL: +86-21-6288-4751 (上海)  
TEL: +86-10-6413-6388 (北京)