

# PSカラムを使用したエクソソーム大量精製サービス お試しキャンペーン

## キャンペーン内容（記載の金額は税抜金額です）

① 1 mLカラム使用の場合（スタートサンプル200 mL程度を想定）：600,000円  
→**420,000円（30%OFF）**


② 5 mLカラム使用の場合（スタートサンプル1 L程度を想定）：900,000円  
→**630,000円（30%OFF）**

※（オプション）限外ろ過でのバッファー置換：100,000円

→カラムキットの溶出バッファーは高濃度のキレート剤を含んでおりますので、キレート剤が影響する場合はバッファー置換をお勧めいたします。

- ・ キャンペーン期間：2024年10月28日～2025年1月31日受注分まで
- ・ キャンペーン対象者：1ユーザー様に対し、① or ②のどちらか1回まで  
→新規のお客様、リピートのお客様どちらも使用可能なキャンペーンです。
- ・ 納品物：試験報告書、Nanosight Analysis Report、EVs単離溶液
- ・ 納期：サンプル受領後1か月程度  
(ナノサイト解析速報やEVs溶液は得られ次第、都度送付します)

## MassivEV™ EV Purification Column PS (PSカラム) について




MassivEV™ EV Purification Column PSは大容量の細胞培養上清からエクソソームなどの細胞外小胞(EV)を単離・精製するためのカラムタイプキットです。EVの膜表面に存在するホスファチジルセリン(PS)に対してカルシウム依存的に結合するTim4タンパク質を使用した「PSアフィニティー法」によって高純度なEVを簡便に精製できます

細胞培養や単離したEVs溶液の各種解析もお任せください！

無剪断攪拌システムを使用した細胞大量培養受託サービス  
(大阪サニタリー)

エクソソーム単離  
(和光エクソソーム単離受託サービス)



単離したエクソソームの確認

ナノサイト解析  
(富士フイルム和光純薬)

ELISA解析  
(富士フイルム和光純薬)

電子顕微鏡解析  
(花市電子顕微鏡技術研究所)

単離したエクソソームの機能解析

マイクロアレイ解析  
(東レ株式会社)

Small RNA-Seq  
(AZENTA株式会社)

プロテオーム解析  
(メディカルプロテオスコープ)

メタボロミクス解析  
(インセムズテクノロジーズ)

マルチオミクス解析 (統合解析)  
(KMデータ)

必要な部分のみご依頼も可能です。  
試験内容など、[jutaku2@fujifilm.com](mailto:jutaku2@fujifilm.com) までお気軽にご相談ください！

Ref: 2~10℃保存 F: -20℃保存 80: -80℃保存 150: -150℃保存 表示が無い場合は室温保存です。  
 特定 劇-I 特定毒物 劇-II 劇-III 劇物 毒薬 劇薬 危 危険物 向精神薬 特麻原 特定麻薬向精神薬原料 カルタヘナ法  
 毒1 化審法 第一種特定化学物質 毒2 化審法 第二種特定化学物質 化兵1 化学兵器禁止法 第一種指定物質 化兵2 化学兵器禁止法 第二種指定物質  
 覚せい剤取締法 「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。 関  
 国民保護法 生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。 毒薬等  
 上記以外の法律及び最新情報は 弊社試験サイト (<https://labchem-wako.fujifilm.com>) をご参照下さい。

- 本文に記載しております試験は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

## 富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号  
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号

- 北海道営業所 ● 東北営業所 ● 筑波営業所 ● 横浜営業所
- 東海営業所 ● 中国営業所 ● 九州営業所

試験URL: <https://labchem-wako.fujifilm.com>

■ FUJIFILM Irvine Scientific  
 1830 E. Warner, Avenue, Santa Ana, CA 92705-5505, U.S.A.  
 TEL: +1-949-261-7800 FAX: +1-949-261-6522

■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH  
 Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany  
 TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

■ 富士胶片和光(广州)贸易有限公司  
 广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼3002-3003室  
 TEL: +86-20-8732-6381 (广州)  
 TEL: +86-21-6288-4751 (上海)  
 TEL: +86-10-6413-6388 (北京)

■ 富士胶片和光(香港)有限公司  
 Room 1111, 11/F, International Trade Centre,  
 11-19 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong  
 TEL: +852-2799-9019 FAX: +852-2799-9808