

スクラム 2024年 11月・12月

分子細胞生物学関連機器

# 年末キャンペーン

DeNovix

MAX  
22%  
OFF!



NEW  
Series

セルカウンター



NEW  
Series

微量分光光度計

20%  
OFF!

LICORbio™



ウェスタン  
ブロット  
イメージャー

11/5 TUE

12/20 FRI

ATS  
LIFE SCIENCES GENEVAC

遠心  
エバポレーター



20%OFF!

THOMSON  
Solutions At Work™



Standard  
フィルター  
バイアル

PTFE  
● 0.45 μm / ● 0.2 μm

20%OFF!

微量分光専用モデルから、蛍光測定一体型モデルまで  
核酸やタンパク質の濃度測定の用途を 1 台で網羅

## DS-11 Series



優れた測定性能と豊富なアプリケーション  
様々な場面での濃度測定に最適

- 操作しやすい高さに設計された大画面タッチパネルで快適測定
- 測定時間はわずか 2 秒 \*
- 微量測定ではクラス最高水準の検出感度 (dsDNA 0.75 ng/μl ~) \*
- 微量に加えてキュベット測定にも対応したモデルもラインナップ
- 蛍光測定では Qubit™ や QuantiFluor™ 等のアッセイキットにも対応

\*DS-11 シリーズのみ



この製品について  
詳しくはこちら

※価格は全て税別表記です。

	標準価格	キャンペーン価格
DS-11 微量分光光度計 ( 蛍光モジュール拡張可 )	170 万円	<b>132 万円</b>
DS-11+ 微量分光光度計 ( キュベット測定対応・蛍光モジュール拡張可 )	200 万円	<b>155 万円</b>
DS-11FX 微量分光光度計・蛍光光度計	220 万円	<b>170 万円</b>
DS-11FX+ 微量分光光度計・蛍光光度計 ( キュベット測定対応 )	250 万円	<b>195 万円</b>
DS-7 微量分光光度計	150 万円	<b>120 万円</b>
DS-7+ 微量分光光度計	180 万円	<b>140 万円</b>

なるべく安くウェスタンブロット撮影装置を導入したい？  
今がチャンスです！

## C-DiGit



こんなご要望をお持ちの方にぴったりの装置です。

- なるべく安価なケミカル撮影用イメージャーを探している
- 共通機器室に使いに行っているが、そろそろ自前で手軽に使えるイメージャーが欲しい
- X 線フィルムからデジタルへの切り替えを検討している
- 研究室の場所が狭いので、必要な時だけ出して使える小型のイメージャーが欲しい
- Windows 11 に対応



この製品について  
詳しくはこちら

※価格は全て税別表記です。

	標準価格	キャンペーン価格
C-DiGit 化学発光スキャナー	141 万円	<b>112.8 万円</b>

※ 操作用 & 画像解析用ソフトウェアが付属します。※ 別途 PC が必要となります。お持ちの PC の使用可否はお問い合わせください。

# のせて、測って、拭くだけ！ スライドいらすの自動セルカウンター

## CellDrop™



20%OFF



## 微量分光光度計の技術を応用 スライドなしで素早くセルカウントできます

- ディスポーザブルスライドのコストを削減
- クラス最高水準のダイナミックレンジ
- 優れた画像認識アルゴリズム
- これまで難しかった細胞もカウント可能に



この製品について  
詳しくはこちら

※価格は全て税別表記です。

		標準価格	キャンペーン価格
CellDrop BF-PAYG	明視野専用モデル (カウントコード購入プラン)	69 万円	<b>55 万円</b>
CellDrop BF-UNLTD	明視野専用モデル	139 万円	<b>111 万円</b>
CellDrop FLi-PAYG	明視野 + 蛍光モデル (カウントコード購入プラン)	170 万円	<b>136 万円</b>
CellDrop FLi-UNLTD	明視野 + 蛍光モデル	250 万円	<b>200 万円</b>

# 様々な溶媒・サンプル容器に対応 世界トップの卓上遠心エバポレーターがお得です！

## miVac



20%OFF

## 使い勝手の良さが好評 汎用性の高い卓上遠心エバポレーター

- 有機溶媒から水系溶媒まで
- 様々なタイプの容器に対応
  - エッペンチューブ ● 遠心チューブ ● 試験管 ● バイアル ● プレート
- 使い勝手抜群の冷却トラップ
- 熱伝達に優れ濃縮スピードがアップ
- プロテオミクス、メタボロミクス、グライコミクスから DNA/RNA ワークまで幅広く対応



この製品について  
詳しくはこちら

※価格は全て税別表記です。

		標準価格	キャンペーン価格
miVac Duo LV		239 万円	<b>191.2 万円</b>

※ 別途、サンプルローターが必要です。

# UHPLC や HPLC のサンプル前処理に最適


## Filter Vial



20%OFF

● 0.45 μm / ● 0.2 μm

### 多くのサンプルに適したスタンダードタイプ



キャップ	スクリュー式
セプタム	スリット有のみ
デッドボリューム	120 μL
最大容量	450 μL
フィルター孔径	0.2 μm、0.45 μm
フィルター素材	PTFE



この製品について  
詳しくはこちら

#### Standard フィルターバイアル(スクリューキャップ、スリット有セプタム)

※価格は全て税別表記です。

素材	孔径	100 個入		200 個入		500 個入		1000 個入	
PTFE	0.2 μm	34430-100	¥49,500	34430-200	¥99,000	34430-500	¥233,000	34430-1000	¥437,000
	0.45 μm	34440-100	<b>¥39,600</b>	34440-200	<b>¥79,200</b>	34440-500	<b>¥186,400</b>	34440-1000	<b>¥349,600</b>

## アウトレット品 (旧タイプ) 50%OFF!!

#### Standard フィルターバイアル (スナップキャップ、スリットなしセプタム)

※価格は全て税別表記です。

素材	孔径	100 個入		200 個入		500 個入		1000 個入	
PTFE	0.2 μm	65530-100	¥49,500 <b>¥24,750</b>	65530-200	¥99,000 <b>¥49,500</b>	65530-500	¥233,000 <b>¥116,500</b>	65530-1000	¥437,000 <b>¥218,500</b>

- ※ 本製品は試験研究用です。医療や診断目的にはご使用いただけません。
- ※ 価格、外観、仕様などは、予告なしに変更することがあります。
- ※ それぞれの商標や登録商標、製品名は各社の所有する名称です。

代理店

輸入元



株式会社 スクラム

本社 〒135-0014 東京都江東区石島 2-14  
Imas Riverside 4F  
Tel. (03)6458-6696 Fax. (03)-6458-6697  
西日本営業所 〒532-0003  
大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル403  
Tel. (06)6394-1300 Fax. (06)6394-8851  
Web Site : www.scrum-net.co.jp

SCM20240920