

スクラム 2025 年 1 月 ~ 3 月

分子細胞生物学関連機器

年度末キャンペーン

MAX22%OFF!!

微量分光光度計



DeNovix

セルカウンター



DeNovix

ウェスタンブロット
イメージャー



LICORbio

リアルタイムPCR



bms
bio molecular systems

遠心エバポレーター



ATS
LIFE SCIENCES GENEVAC

フィルターバイアル



PTFE
● 0.45 μ m / ● 0.2 μ m

THOMSON
Solutions At Work

1/6 MON ~ 3/21 FRI

微量分光専用モデルから、蛍光測定一体型モデルまで
核酸やタンパク質の濃度測定の用途を 1 台で網羅

DS-11/DS-7



優れた測定性能と豊富なアプリケーション 様々な場面での濃度測定に最適

- 操作しやすい高さに設計された大画面タッチパネルで快適測定
- 測定時間はわずか 2 秒 *
- 微量測定ではクラス最高水準の検出感度 (dsDNA 0.75 ng/μL ~) *
- 微量に加えてキュベット測定にも対応したモデルもラインナップ
- 蛍光測定では Qubit™ や QuantiFluor® 等のアッセイキットにも対応

*DS-11 シリーズのみ



この製品について
詳しくはこちら

New 8chモデルもあります

※価格は全て税別表記です。

	標準価格	キャンペーン価格
DS-11 微量分光光度計 (蛍光モジュール拡張可)	170 万円	132 万円
DS-11+ 微量分光光度計 (キュベット測定対応・蛍光モジュール拡張可)	200 万円	155 万円
DS-11FX 微量分光光度計・蛍光光度計	220 万円	170 万円
DS-11FX+ 微量分光光度計・蛍光光度計 (キュベット測定対応)	250 万円	195 万円
DS-7 微量分光光度計	150 万円	120 万円
DS-7+ 微量分光光度計 (キュベット測定対応)	180 万円	140 万円

なるべく安くウェスタンブロット撮影装置を導入したい？
今がチャンスです！

C-DiGit



こんなご要望をお持ちの方にぴったりの装置です。

- なるべく安価なケミルミ撮影用イメージャーを探している
- 共通機器室に使いに行っているが、そろそろ自前で手軽に使えるイメージャーが欲しい
- X 線フィルムからデジタルへの切り替えを検討している
- 研究室の場所が狭いので、必要な時だけ出して使える小型のイメージャーが欲しい
- Windows 11 に対応



この製品について
詳しくはこちら

※価格は全て税別表記です。

	標準価格	キャンペーン価格
C-DiGit 化学発光スキャナー	141 万円	112.8 万円

※操作用 & 画像解析用ソフトウェアが付属します。※ 別途 PC が必要となります。お持ちの PC の使用可否はお問い合わせください。

のせて、測って、拭くだけ！ スライドいらすの自動セルカウンター

CellDrop™



20%OFF



微量分光光度計の技術を応用 スライドなしで素早くセルカウントできます

- ディスポーザブルスライドのコストを削減
- クラス最高水準のダイナミックレンジ
- 優れた画像認識アルゴリズム
- これまで難しかった細胞もカウント可能に



この製品について
詳しくはこちら

※価格は全て税別表記です。

		標準価格	キャンペーン価格
CellDrop BF-PAYG	明視野専用モデル（カウントコード購入プラン）	69 万円	55 万円
CellDrop BF-UNLTD	明視野専用モデル	139 万円	111 万円
CellDrop FLi-PAYG	明視野＋蛍光モデル（カウントコード購入プラン）	170 万円	136 万円
CellDrop FLi-UNLTD	明視野＋蛍光モデル	250 万円	200 万円

【ご注意】一部アプリケーションはアクティベーションコードのご購入が必要となります。詳細はお問合せください。

優れた温度制御と安定性で 正確で迅速なリアルタイムPCR

mic



20%OFF

抜群の温度均一性により 精度の高い高速 qPCR を実現

- 世界初 Magnetic Induction ヒーティング方式とアルミローターで優れた熱伝導を実現
- $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ （絶対温度）のウェル間温度均一性
- キャリブレーション不要で故障がほとんどない堅牢なシステム
- 最大 10 台のシステムを 1 台の PC で制御可能で必要に応じて拡張が可能
- 世界で 5,000 台以上が使用されている安心の実績



この製品について
詳しくはこちら

※価格は全て税別表記です。

		標準価格	キャンペーン価格
Mic リアルタイム PCR 2 チャンネル		185 万円	148 万円
Mic リアルタイム PCR 4 チャンネル		210 万円	168 万円

※ 別途 PC が必要となります。お持ちの PC の使用可否はお問い合わせください。

様々な溶媒・サンプル容器に対応 世界トップの卓上遠心エバポレーターがお得です！

miVac

20%OFF

使い勝手の良さが好評

汎用性の高い卓上遠心エバポレーター

- 有機溶媒から水系溶媒まで
- 様々なタイプの容器に対応
 - エッペンチューブ ● 遠心チューブ ● 試験管 ● バイアル ● プレート
- 使い勝手抜群の冷却トラップ
- 熱伝達に優れ濃縮スピードがアップ
- プロテオミクス、メタボロミクス、グライコミクスからDNA/RNAワークまで幅広く対応



この製品について
詳しくはこちら

※価格は全て税別表記です。

	標準価格	キャンペーン価格
miVac Duo LV	239 万円	191.2 万円

※ 別途、サンプルローターが必要です。

UHPLC や HPLC のサンプル前処理に最適

Filter Vial 20%OFF



- 0.45 μ m
- 0.2 μ m



この製品について
詳しくはこちら

Standard フィルターバイアル(スクリューキャップ、スリット有セプタム)

※価格は全て税別表記です。

素材	孔径	100 個入	200 個入	500 個入	1000 個入
PTFE	0.2 μ m	34430-100 ¥49,500	34430-200 ¥99,000	34430-500 ¥233,000	34430-1000 ¥437,000
	0.45 μ m	34440-100 ¥39,600	34440-200 ¥79,200	34440-500 ¥186,400	34440-1000 ¥349,600

アウトレット品 (旧タイプ) 50%OFF!!

Standard フィルターバイアル (スナップキャップ、スリットなしセプタム)

※価格は全て税別表記です。

素材	孔径	100 個入	200 個入	500 個入	1000 個入
PTFE	0.2 μ m	65530-100 ¥49,500	65530-200 ¥99,000	65530-500 ¥233,000	65530-1000 ¥437,000
	0.2 μ m	¥24,750	¥49,500	¥116,500	¥218,500

※ 本製品は試験研究用です。医療や診断目的にはご使用いただけません。
※ 価格、外観、仕様などは、予告なしに変更することがあります。
※ それぞれの商標や登録商標、製品名は各社の所有する名称です。

代理店

輸入元



株式会社 **スクラム**

世界の価値ある技術をあなたの元に

本社 〒135-0014 東京都江東区石島2-14 Imas Riverside 4F
Tel. (03)6458-6696 Fax. (03)6458-6697
西日本営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル403
Tel. (06)6394-1300 Fax. (06)6394-8851
Web Site : www.scrum-net.co.jp

SCM20241126