

ラボ缶 R


有機溶媒安全保管容器

溶媒の自己管理

2004年度の国立大学などの法人化に伴い、実験室の有機溶媒の取り扱いに厳格な自己管理が求められています。耐震・防災に配慮した保管容器が必要です。

引火 → ボヤ → 火災の防止

無造作・無神経に床に置いた試薬びんを蹴飛ばし、中の有機溶媒が流れ、静電気の引火でボヤを起こしてしまったら、重大事故につながります。



特長

- ステンレス製の頑丈な薬品・溶剤保管容器です。
- パッキン付きのネジフタで密閉できます。
- 270°のリング・クラッチが付いているため、持ち運び、取り扱いが簡便です。



仕様

発注記号	容量	重量	寸法 (mm)		価格 (円/税別)
			本体	開口部内径	
LC-01R	1L	0.8kg	φ 140 × H190	φ 42	19,000
LC-02R	2L	1.0kg	φ 140 × H250		20,000
LC-03R	3L	1.2kg	φ 200 × H230		21,000
LC-05R	5L	1.4kg	φ 200 × H300		22,000
LC-10R	10L	2.1kg	φ 200 × H425		26,000

- 材質 缶体：SUS-304 t1.0 / パッキン：テフロン
- 処理 外面：バフ研磨 (#300) / 内面：酸洗い