



# モレキュラーデバイス製品 年末キャンペーン

官公庁・アカデミア限定

受注対象期間：2024/12/25(水) 受注分まで

## 対象製品

### マイクロプレートリーダー

マイクロプレートリーダー  
SpectraMax ABS/ABS Plus  
SpectraMax Mini AFL  
SpectraMax iD3/iD5  
SpectraMax i3x  
オプション・アクセサリ

### クローンスクリーニング ソリューション

CloneSelect Imager  
CloneSelect Imager, DispenCell, Dispenkit

### 細胞イメージングソリューション

ImageXpress Pico  
ImageXpress Pico EC



商品詳細は  
Web サイトを  
ご覧ください。



吸光 蛍光 発光 時間分解  
蛍光 蛍光  
偏光 HTRF Alpha  
Screen

# SpectraMax Mini AFL

マルチモードマイクロプレートリーダー

## 特徴

- 設置場所を選ばないコンパクトボディ
- 測定からレポートまでワンストップ、より多くの成果を短時間で
- 多用途なマルチモードマイクロプレートリーダーをお求めやすい価格で

SpectraMax Mini

商品番号

キャンペーン特価 (税抜)

SpectraMax Mini 本体 (吸光 / 蛍光 / 発光)

SMAX MINI AFL

¥2,590,000

iD5 吸光 蛍光 発光 時間分解  
蛍光 蛍光  
偏光 HTRF Alpha  
Screen

iD3 吸光 蛍光 発光 時間分解  
蛍光 蛍光  
偏光 HTRF Alpha  
Screen



商品詳細は  
Web サイトを  
ご覧ください。



# SpectraMax iD5 / iD3

マルチモードマイクロプレートリーダー

## 特徴

- 吸光、蛍光、発光、時間分解蛍光 (iD5)、蛍光偏光 (iD5) のマルチモード測定
- デュアルインジェクターシステムを搭載可能 (オプション)
- 簡単にプロトコルを設定して測定するためのタッチスクリーン
- 近距離無線通信 (NFC) 機能で、個人設定やカスタムプロトコルをワンタッチで呼び出し
- QuickSync によるデータ送信で、施設内のどこからでもデータ取得

SpectraMax iD5

商品番号

キャンペーン特価 (税抜)

標準仕様

ID5-STD-SC-ACAD

¥4,373,200

インジェクター仕様

ID5-INJ-SC-ACAD

¥4,564,600

SpectraMax iD3

商品番号

キャンペーン特価 (税抜)

標準仕様

ID3-STD

¥3,654,000

インジェクター仕様

ID3-INJ

¥3,897,600

## ●オプション・アクセサリ

商品詳細は  
Web サイトを  
ご覧ください。



# SoftMax Pro 7

データ取得・解析ソフトウェア

## 特徴

- プレートリーダーのデータ取得から解析、結果の出力までを一貫してサポート
- 様々なアッセイプロトコルをプリセット
- 表計算ソフト不要のデータ処理能力
- 解析結果を自在にグラフ化

SoftMax Pro 7

SoftMax Pro 標準版

商品番号

SMP7 ACAD

キャンペーン特価 (税抜)

¥240,000

ライセンス数

4

ライセンス期限

無期限



## ●マイクロプレートリーダー



ブルー部：  
SpectraMax i3x マルチモード  
検出プラットフォーム  
オレンジ部：  
MiniMax 300 イメージングサイトメーター  
(オプション)

商品詳細は  
Web サイトを  
ご覧ください。



# SpectraMax i3x

マルチモード検出プラットフォーム

### 特徴

- 高感度の吸光・蛍光・発光マイクロプレートリーダー
- カートリッジを挿入するだけで簡単にアプリケーションを追加
- Spectral Fusion™ 照射を使用し、蛍光測定で高い感度と幅広い測定範囲を実現
- SpectraMax MiniMax 300 (オプション) により、明視野および蛍光による細胞イメージングが可能

SpectraMax i3x	商品番号	キャンペーン特価 (税抜)
標準仕様	I3X-SC-ACAD	¥5,124,000
インジェクター仕様	I3X-SC-ACAD 0200-7029	¥6,461,000

商品詳細は  
Web サイトを  
ご覧ください。



# SpectraMax ABS / ABS Plus

吸光マイクロプレートリーダー

### 特徴

- バンド幅 2 nm の高性能モノクロメーター
- マルチチャンネル光学ファイバーによる一括検出
- 迅速な測定
- ハイスループットな分光光度計アッセイ



SpectraMax ABS / ABS Plus	商品番号	キャンペーン特価 (税抜)
SpectraMax ABS Plus	ABS PLUS	¥1,728,000
SpectraMax ABS	ABS	¥1,338,000

## SpectraDrop

微量サンプル測定プレート



商品詳細は  
Web サイトを  
ご覧ください。

SpectraDrop™ 微量サンプル測定プレートは、当社のマイクロプレートリーダーと組み合わせて、核酸やタンパク質をハイスループットで定量できます。サンプルボリュームは最小 2 μL です。

### 特徴

- シンプルかつフレキシブルなデザイン
- 紫外 (UV) 領域を含む吸光度アッセイに対応
- 簡単な洗浄
- 蛍光 (PicoGreen) アッセイに対応
- 最大 64 サンプル同時測定

SpectraDrop	商品番号	キャンペーン特価 (税抜)
SpectraDrop Micro-Volume マイクロプレート スターターキット (24 ウェル)	0200-6262	¥432,000

## SpectraMax Detection Cartridge

SpectraMax i3x/Paradigm 用検出カートリッジ



### 特徴

- アプリケーションに最適化された光源 (LED、キセノンフラッシュランプ、半導体レーザー) と専用光学系により、高感度な検出を実現
- 20 種類以上の既存カートリッジに加え、カートリッジのカスタマイズも可能

SpectraMax Detection Cartridge	商品番号	キャンペーン特価 (税抜)
Fluorescence Polarization (FP) (fluorescein) Detection Cartridge	0200-7009	¥1,248,000
Fluorescence Polarization (FP) (rhodamine) Detection Cartridge	0200-7010	¥1,248,000
AlphaScreen 384 STD Detection Cartridge	0200-7017	¥2,328,000
HTRF Detection Cartridge	0200-7011	¥2,148,000
i3x injector module	0200-7029	¥1,337,000



商品詳細は  
Web サイトを  
ご覧ください。



## ●クローンスクリーニングソリューション

# CloneSelect Imager

高速画像取得とモノクローナリティ判定

### 特徴

- 迅速な単クローン性 (モノクローナリティ) の確認
- コンフルエンシーの自動判定
- 実証済みのスムーズな IND 申請
- 緑色・赤色蛍光測定 (CloneSelect Imager-FL)


商品番号

キャンペーン特価  
(税抜)

CloneSelect Imager	CLONESELECT IMAGER	¥10,941,000
CloneSelect Imager FL	CLONESELECT IMAGER FL	¥14,273,000

CloneSelect  
Imager との  
セット割引

商品詳細は  
Web サイトを  
ご覧ください。



# DispenCell シングルセルディスペンサー

DispenCell シングルセルディスペンサー

### 特徴

- クローナリティを追跡可能な形で判別
- 手動ピペッティングと同様の操作性
- コンパクトサイズであらゆる実験環境に適合

商品番号

バンドル  
キャンペーン特価  
(税抜)

CloneSelect Imager, DispenCell, Dispenkit	CLONESELECT IMAGER DISPENCCELL 5306092	¥19,698,000
---	--	-------------



商品詳細は  
Web サイトを  
ご覧ください。



## ●細胞イメージングソリューション

# ImageXpress Pico

高品質な細胞画像の取得と解析を数分で行えるデジタル顕微鏡システム

### 特徴

- 誰でも簡単に細胞イメージングを始められる
- 幅広い画像解析プロトコル
- 低コストで細胞イメージングを自動化

商品番号

キャンペーン特価  
(税抜)

ImageXpress Pico	IMAGEXPRESS PICO	¥6,112,000
ImageXpress Pico EC ユニット付き	IMAGEXPRESS PICO EC	¥8,656,000

### お問い合わせ

モレキュラーデバイスジャパン株式会社

Phone: 0120-993-656

Web: [www.moleculardevices.co.jp](http://www.moleculardevices.co.jp)

Email: [info.japan@moldev.com](mailto:info.japan@moldev.com)

