

薬用冷凍冷蔵庫 MediFridge

大容量タイプが加わり、ラインナップ拡充



FMS-F154GS
標準価格:335,000円(税抜)
冷凍室 174L 冷蔵室 62L

FMS-F304G
標準価格:420,000円(税抜)
冷蔵室 315L 冷凍室 113L

FMS-F404G
標準価格:620,000円(税抜)
冷蔵室 481L 冷凍室 176L



FMS-F154GSの扉開放時



FMS-F304Gの扉開放時

新マイコン採用で運転の最適化を図り、精度と省エネを両立したMediFridgeシリーズ



施錠装置標準装備
個体別の鍵を採用
1本で他の保冷庫の鍵を開けられないようセキュリティ強化

4輪自在キャスター標準装備
従来より大型化で移設もラクラク

冷凍室棚網標準装備
FMS-F154GS(1枚)
FMS-F304G(2枚)

FMS-F404G 冷凍室
バスケット 4個
棚板4枚
標準装備

6つのカラーバリエーションからお好みに合わせて色を選択

標準色(アイボリー)に加えて、ブラウン、ピンク、オレンジ、イエロー、グリーン、スカイブルーの6色からお選びいただけます。お好みに合わせてお選びください。



*あくまで参考カラーです。実際の製品カラーとは多少異なることがあります。

オプション

<p>遮光フィルム仕様</p> <p>紫外線を含めた外部からの光を遮光します。冷暗所保存薬品用として使用できます。</p> <p>FMS-F154GS 標準価格:19,000円(税抜) FMS-F304G F404G 標準価格:38,000円(税抜)</p>	<p>ガラス無し仕様</p> <p>標準価格:0円</p>	<p>麻薬金庫</p> <p>大型タイプ 標準価格:22,000円(税抜) 外形寸法:W305×D214×H363mm 重量:5.1kg [取付金具 標準価格:6,600円(税抜)]</p> <p>小型タイプ 標準価格:19,000円(税抜) ※取付金具別途必要 外形寸法:W255×D150×H215mm 重量:3.0kg [取付金具 標準価格:5,700円(税抜)]</p>	<p>サーモレコーダー</p> <p>庫内温度の履歴を自動記録できます。 ※記録紙1年分(12コ)付属 記録範囲 冷蔵室 -10~+44℃(記録精度±2℃) 冷凍室 -40~+14℃(記録精度±2℃) 標準価格:55,000円(税抜) [取付金具標準価格:7,200円(税抜)]</p>	<p>ミニ温度計 データロガー</p> <p>testo174Tセット 標準価格:16,300円(税抜) ※その他の種類もございます</p>
<p>機能的な測定孔</p> <p>センサー線等を挿入する際に、冷気もれを防げます。(冷蔵室のみ)</p> <p>標準価格:25,000円(税抜)</p>	<p>パンチングプレート</p> <p>小瓶などを置くのに最適です。 ※価格についてはお問い合わせ下さい。</p>	<p>棚網</p> <p>冷蔵室 FMS-F154GS } 標準価格:2,200円(税抜) F304G } F404G } 標準価格:2,300円(税抜)</p> <p>冷凍室 FMS-F154GS } 標準価格:2,300円(税抜) F304G }</p>	<p>保冷枕収納棚</p> <p>○FMS-F154GS用 標準価格:7,600円(税別) 保冷枕が10個収納できます</p> <p>○FMS-F304G用 標準価格:15,200円(税別) 保冷枕が20個収納できます ※保冷枕はオプションです。</p>	<p>脚用耐震固定金具</p> <p>4個セット 標準価格:15,000円(税抜)</p> <p>※耐震固定作業ご希望の場合は、弊社営業にご相談下さい。</p>
<p>外部警報接点出力</p> <p>標準価格:3,200円(税抜)</p>				

FMS-F154GS
FMS-F304G
FMS-F404G
棚間寸法(mm)

棚間寸法(mm)	冷蔵		冷凍	
	W	D	W	D
FMS-F154GS	408	411	430	420
F304G	348	411	430	420
F404G	393	561	580	573*

※棚板の大きさ

バスケット寸法
FMS-F404G

コンセント形状

単相100V 接地形
2極 15A 125V
コンセントは必ず
接地極付を
使用すること

品名	薬用冷凍冷蔵庫				
	FMS-F154GS	FMS-F304G	FMS-F404G		
外形(mm) (幅×奥行×高さ)	500×600(650)×1870	800×600(650)×1870	900×750(800)×1870		
内形(mm) (幅×奥行×高さ)	(冷蔵室)420×443×993 (冷凍室)370×443×363	(冷蔵室)720×443×993 (冷凍室)670×443×363	(冷蔵室)820×593×993 (冷凍室)770×593×363		
有効内容積(L)	(冷蔵室)174L (冷凍室)62L	(冷蔵室)315L (冷凍室)113L	(冷蔵室)481L (冷凍室)176L		
製品質量(kg)	95	132	145		
材質	外装: ポリエステル樹脂粉末塗装 内装: ポリエステル樹脂粉末塗装, 樹脂鋼板 扉: 表面: ポリエステル樹脂粉末塗装, 裏面: ポリエステル樹脂粉末塗装, マグネット式 2枚(冷蔵室はガラス扉) 断熱材: 硬質発砲ポリウレタン一体発砲				
冷却性能(無負荷、周囲温度30℃)	(冷蔵室)2~14℃ (冷凍室)-30~-20℃				
圧縮機公称出力	350W	(冷蔵室)100W (冷凍室)350W			
冷却制御方法	キャピラリチューブ				
凝縮器	フィンチューブ型強制空冷式				
冷却器	(冷蔵室)フィンチューブ型強制循環式 (冷凍室)パイオンシート型				
冷媒	R-404A	(冷蔵室)R-134a (冷凍室)R-404A			
温度制御	マイコン制御 デジタル温度表示				
霜取方式	(冷蔵室)サイクルデフロスト (冷凍室)オフサイクルデフロスト(手動式)				
適用ブレーカー	単相100V 15A 50/60Hz				
適用コンセント	接地形 2極 15A 125V				
許容電圧範囲(V)	90~110				
性能値	冷却時 (50/60Hz)	運転電流(A)	3.3/3.1	4.8/3.9	4.8/4.1
		始動電流(A)	19/18	21/21	21/21
		消費電力(W)	270/300	375/380	380/390
		効率(%)	82/97	78/97	79/95
保温ヒーター作動時 (50/60Hz)	運転電流(A)	1.3/1.3	2.2/2.2	2.2/2.2	
	消費電力(W)	128/128	215/215	215/215	
使用周囲温度(℃)	-5~35℃				
放熱量 50/60Hz	475/505W	696/720W	700/720W		
キャスター	4輪(自在)				
付属品	冷蔵室: 棚網3枚、冷凍室: 棚網1枚、籠	冷蔵室: 棚網6枚、冷凍室: 棚網2枚、籠	冷蔵室: 棚網6枚、冷凍室: 棚板4枚、バスケット4個、籠		

支店・営業所は全国に70カ所
Fukushimaのサービスネットワーク
万全のネットワークで、導入からアフターケアまで安心をサポート。
お近くの支店または事業所・営業所まで、お気軽にお問い合わせください。



富士フィルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号
TEL: 06-6203-2759 (機器営業部)
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号
TEL: 03-3270-8124 (機器営業部)

- 九州営業所 TEL: 093-622-1005 (代)
- 中国営業所 TEL: 082-569-8095 (代)
- 東海営業所 TEL: 052-772-0788 (代)
- 筑波営業所 TEL: 029-858-2278 (代)
- 東北営業所 TEL: 022-762-7725 (代)
- 北海道営業所 TEL: 011-271-0285 (代)
- 横浜営業所 TEL: 045-225-8041 (代)

URL: <https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/equipment/index.html>

本社-FMS事業部(大阪)	(06)6477-2121	大阪府大阪市西淀川区御幣島3-16-11
FMS事業部(東京)	(03)6361-1956	東京都台東区柳橋2-17-4
FMS事業部(札幌)	(011)833-1211	北海道札幌市白石区中央三條1-1-15
FMS事業部(仙台)	(022)259-1671	宮城県仙台市宮城野区中野1-5-4
FMS事業部(つくば)	(029)839-3350	茨城県つくば市高野台2-3-7
FMS事業部(名古屋)	(052)413-2331	愛知県名古屋市中村区並木2-265
FMS事業部(岡山)	(086)245-0551	岡山県岡山市北区中引道1-1-11
FMS事業部(福岡)	(092)474-5881	福岡県福岡市博多区博多駅南6-2-27
FMS事業部(沖縄)	(098)942-2788	沖縄県泉野湾市宇大謝名237-2

