

ひょう量: 220g ~ 15kg / 最小表示: 0.001g ~ 0.1g

バックライト液晶表示

専用風防

乾電池駆動

ALE series

高精度電子天びん 音叉式カセンサ


音叉センサ
5年保証

本当に必要なモノと使いやすさを
小さいボディにギュッと詰込んで

動画

製品特長

風防の組み立て方



ALE223



ALE3202

特長

- 新開発の音叉式カセンサ信号処理により安定所要時間が約1/2の高速化を実現※
- 使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズ※のコンパクト設計
- 8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載
※当社同等品比較

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ～ひょう量
- スパン調整 ALE ……外部校正分銅による手動スパン調整
ALE-R…内蔵校正分銅による半自動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+90目盛り超過時「OVER ERROR」表示
- 電源 3電源方式
AC100V…専用ACアダプタ
乾電池……単三乾電池 4本 (別売) ※
USBバスパワー (専用ドライバーのインストールが必要)
接続ケーブル (別売)
※アルカリ乾電池4本、バックライト設定値: OFF、外部入出力動作: 停止時 約150時間駆動
- 出力 RS-232C双方向出力 (Dsub 9P) 標準装備・USB出力 (TYPE B)

【ベーシックモデル】

型式	ALE223	ALE323	ALE623	ALE1502	ALE2202	ALE3202	ALE6202	ALE15001
ひょう量 (Max)	220g	320g	620g	1500g	2200g	3200g	6200g	15000g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
直線性	±0.002g	±0.002g	±0.004g	±0.02g	±0.02g	±0.03g	±0.04g	±0.3g
再現性 (σ)	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ118mm			180×160mm				
外形寸法 (WDH)	205×270×301mm (風防含む)			192×265×86mm				
税抜価格	¥72,000	¥76,000	¥108,000	¥68,000	¥72,000	¥76,000	¥108,000	¥126,000

【校正分銅内蔵型】

型式	ALE223R	ALE323R	ALE623R	ALE1502R	ALE2202R	ALE3202R	ALE6201R	ALE6202R	ALE15001R
ひょう量 (Max)	220g	320g	620g	1500g	2200g	3200g	6200g	6200g	15000g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.01g	0.1g
直線性	±0.002g	±0.002g	±0.004g	±0.02g	±0.02g	±0.03g	±0.1g	±0.04g	±0.3g
再現性 (σ)	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ118mm			180×160mm					
外形寸法 (WDH)	205×270×301mm (風防含む)			192×265×86mm					
税抜価格	¥84,000	¥89,000	¥123,000	¥79,000	¥84,000	¥89,000	¥92,000	¥128,000	¥148,000

オプション

型式	製品名	税抜価格
-LM	リレー出力 (Dsub 9P メス)	¥35,000
-RS	RS-232C双方向出力 (Dsub 9P オス)	¥20,000
-BLT	Bluetooth V2.1	¥20,000
-ETHER	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX	¥30,000
-DU	床下ひょう量 (下吊り)	¥10,000

周辺機器

型式	製品名	税抜価格
CSP-240	プリンタ	¥120,000
CSP-160II	プリンタ	¥65,000

電子天びん

個数モード

%モード

カラットモード

もんめモード

単重モード

係数モード

比重モード

動物はかり

統計演算モード

スタンバイ機能

最小表示切換機能

実目量表示機能

レンジ切換

ツインレンジ

ダブルレンジ

ダイレクトキー

コンパレータ機能

加算累計機能

バーグラフ表示

手動校正分銅内蔵

自動校正分銅内蔵

AISC機能

C R 機能

A C R 機能

RS-232C出力

プリンタ出力

ISO/GLP/GMP対応印字

時計・カレンダー機能

ブザー警告

赤外線通信

I R 通信

RTS無償ダウンロード

※ ALE-R seriesのみ