

小動物用麻酔器(麻酔器・回収装置一体型)

オールインワン小動物用麻酔器

MK-AT210D



本装置は、小動物(ラット、マウス等)の麻酔時に必要な、麻酔器、また余剰麻酔ガス回収装置を一体型にしたモデルです。

一体型にすることにより、コスト面や、設置面積の省スペース化を実現させ、より扱い易くなり、持ち運びも片手で容易にできます。

大容量タイプの麻酔ガス回収フィルタが使用可能な為、従来の装置に比べ、効率的に実験を行うことが可能です。

別売で追加取付可能な、酸素や、窒素、笑気等のガス流量計も取り扱っており別途、ポンベや室内配管等の外部エアソースと接続して使用することも可能です。

<付属品> シリコンマウスピース(2個)、接続用チューブ 5m  
麻酔薬充填用ボトルアダプタ 1個、流量計フラッシングツール 1個  
ACケーブル 1本、フィルタ取付用アダプタ 1個

※専用麻酔ガス回収フィルタ AneTrap4(4本入)は、別売になります。

本装置外寸:W235 × D330 × H310mm 重量:11kg

外観及び仕様は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承願います。

**MUROMACHI KIKAI CO., LTD.**

標準構成	
本体	1
気化器（1個選択） * ボトルアダプタ付	1
シリコンマウスピース(ラットかマウス)	任意の2個
接続チューブ、コネクタ	各1式
回収器	1

気化器（任意の1ヶ）
イソフルレン気化器
セボフルレン気化器
ハローセン気化器

※回収には別売の麻酔ガス回収フィルタ AneTrap4（4本入）が必要になります。

仕様			
流量	0.5 ~ 5 L/min (※回収器共に)	外寸	W235 × D330 × H310mm
濃度	0 ~ 5%	重量	11 kg
充填容量	250ml（最大量）	電源	100VAC 15W

オプション（別売）	
マウスピース(MP-A、MP-B、MP-C)	MP-A は動物の顔に対し、横置きでガスを吸わせませす。 MP-B、C は動物の顔に対し、縦置きでガスを吸わせませす。
エアタイトボックス MK-TB1 麻酔箱(ミニ) MK-ICXS 麻酔箱(スモール) MK-ICS 麻酔箱(ミドル) MK-ICM 麻酔箱(ラージ) MK-ICL	ボックスに入れたまま麻酔をかけられます。 約 28×28×H20cm 約 16×10×H10cm（チューブ部分含まず） 約 25×10×H10cm（チューブ部分含まず） 約 25×15×H20cm（チューブ部分含まず） 約 25×20×H20cm（チューブ部分含まず） <i>* 上記以外特注サイズはご相談下さい。</i>
麻酔ガス8分割器	1つのポートから最大8ポートまで分岐可能
酸素用フローメータ	酸素を混合する場合に必要になります。 <i>* 他種類のガス用流量計も御座います。</i>
麻酔ガス回収フィルタ	余剰麻酔ガスを回収する為のフィルタです。
麻酔ガス検知器	麻酔ガス回収フィルタ交換時期を知らせます。



AneTrap4



エアタイトボックス

麻酔箱スモール・ラージ

## 富士フィルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号

TEL: 06-6203-2759 (機器営業部)

東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号

TEL: 03-3270-8124 (機器営業部)

- 九州営業所 TEL: 092-822-1005 (代)
- 中国営業所 TEL: 082-569-8095 (代)
- 東海営業所 TEL: 052-772-0788 (代)
- 筑波営業所 TEL: 029-858-2278 (代)
- 東北営業所 TEL: 022-762-7725 (代)
- 北海道営業所 TEL: 011-271-0285 (代)
- 横浜営業所 TEL: 045-225-8041 (代)

URL : <https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/equipment/index.html>

販売代理店