





機器サポートサービスパンフレット2021 エンドトキシン測定関連装置

CONTENTS

トキシノメーター® ET-6000 / ET-7000 ·······	1
マイクロプレートリーダーエンドトキシン測定システム (ELx808IU)	1
MPRエンドトキシン測定システム for Sunrise	2
サーモステーションTS-37S/24 ····································	2
トキシノメーター® ET-Mini	2
IQOQサービス料金表/エリア区分	3

トキシノメーター® ET-6000/ET-7000

品名	内容
IQOQサービス (設置時適格性検査、稼働 性能適格性検査)	・設置場所確認 ・環境温度確認 ・電源電圧確認 ・納入物品確認 ・外観検査 ・接続確認 ・装置状態、設置状態確認 ・初期動作確認 ・システム構成確認 ・トレーサビリティー証明書 ・IQドキュメント ・OQサービス
OQサービス ^{※1} (稼働性能適格性検査)	・外観、設置環境確認 ・初期動作確認 ・温度制御機能確認(37℃) ・光学系性能確認 ・オートスタート/スイッ チ動作確認 ・タイマー精度確認 ・タイムコース確認 ・演算処理機能確認 ・トレーサビリティー証明書 ・OQドキュメント
年間保守サービス※2	・年一回のOQサービス実施 ・故障時の代替装置優先貸出し ・修理無償サービス(部品代含む。但し消耗品は除く) サービス詳細は、別途定める条件書にてご確認ください。

- ※1 OQサービスはIQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。
- ※2 年間保守サービスの費用については別途お問い合わせください。

マイクロプレートリーダーエンドトキシン測定システム(ELx808IU)

	内容
IQOQサービス (設置時適格性検査、稼働 性能適格性検査)	・設置場所確認 ・環境温度確認 ・納入物品確認 ・装置状態/設置状態確認 ・システム構成確認 ・初期動作確認 ・BioTek ELx808IUプレートリーダーIQ ・トレーサビリティ証明書 ・IQドキュメント ・OQサービス
OQサービス ^{※1} (稼働性能適格性検査)	・外観、設置環境確認、システム構成確認 ・温度制御機能確認(37℃)・タイマー精度確認 ・演算処理機能確認 ・システム通信制御確認 ・BioTek ELx808IUプレート リーダーOQ ・トレーサビリティー証明書 ・OQドキュメント
年間保守サービスA※2	・年一回のOQサービス実施 ・修理サービス(部品代を含む。消耗品は除く) サービス詳細は、別途定める条件書にてご確認ください。
年間保守サービスB*2	・年一回のOQサービス実施 ・修理サービス(部品代は特別価格(半額)でのご提供。消耗品は除く)サービス詳細は、別途定める条件書にてご確認ください。

- ※1 OQサービスはIQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。
- ※2 年間保守サービスの費用については別途お問い合わせください。

MPRエンドトキシン測定システム for Sunrise*1

品名	内容
IQOQサービス (設置時適格性検査、稼働 性能適格性検査)	・設置場所確認 ・環境温度確認 ・納入物品確認・装置状態/設置状態確認 ・システム構成確認・初期動作確認 ・トレーサビリティー証明書・IQドキュメント・OQサービス
OQサービス ^{※2} (稼働性能適格性検査)	・外観、設置環境確認、システム構成確認 ・QCPAC 2 テストプレートによる 検査 ・温度制御機能確認(37℃) ・タイマー精度確認 ・演算処理機能確認 ・システム通信制御確認 ・トレーサビリティー証明書 ・OQドキュメント

- ※1 MPRエンドトキシン測定システム for Sunriseの販売は終了しております。
- ※2 OQサービスはIQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。

サーモステーションTS-37S/24

品名	内容
IQOQサービス (設置時適格性検査、稼働 性能適格性検査)	・設置場所確認 ・環境温度確認 ・電源電圧確認 ・納入物品確認 ・外観検査 ・接続確認 ・装置状態、設置状態確認 ・トレーサビリティー証明書 ・IQドキュメント ・OQサービス
OQサービス ^{※1} (稼働性能適格性検査)	・外観、設置環境確認 ・初期動作確認 ・温度制御機能確認(37℃) ・トレーサビリティー証明書 ・OQドキュメント
点検サービス*2	・温度立ち上がり時間確認 ・30分経過後の温度、温度分布、温度計表示値の確認

- ※1 OQサービスはIQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。
- ※2 装置引取りでの対応となります。

トキシノメーター® ET-Mini

品名	内容	
IQOQサービス (設置時適格性検査、稼働 性能適格性検査)	・設置場所確認 ・環境温度確認 ・電源電圧確認 ・納入物品確認 ・外観検査 ・接続確認 ・装置状態、設置状態確認 ・初期動作確認 ・システム構成確認 ・トレーサビリティー証明書 ・IQドキュメント ・OQサービス	
OQサービス ^{※1} (稼働性能適格性検査)	・外観、設置環境確認 ・初期動作確認 ・温度制御機能確認(37℃) ・光学系性能確認 ・オートスタート/スイッチ動作確認 ・タイマー精度確認 ・タイムコース確認 ・演算処理機能確認 ・トレーサビリティー証明書 ・OQドキュメント	
年間保守サービス※2	・年一回のOQサービス実施 ・故障時の代替装置優先貸し出し ・修理無償 サービス(部品代含む。但し消耗品は除く。) サービス詳細は、別途定める条件書にてご確認ください。	

- ※1 OQサービスはIQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。
- ※2 年間保守サービスの費用については別途お問い合わせください。

IQOQサービス(設置時バリデーションなど)

機種	エリア	希望納入価格
トキシノメーター ET-6000/7000/Mini マイクロプレートリーダーエンドトキシン測定システ ム(ELx808IU)*1	Α	¥270,000
	В	¥220,000
	С	¥210,000
	D	¥200,000
	Α	¥195,000
+ T7= \$:7\TC 275/24	В	¥145,000
サーモステーションTS-37S/24	С	¥135,000
	D	¥125,000

^{※1} 初回実施時のみ別途、以下製品(別売)の購入が必要です。『635-49871 ELx808用IQ-OQ-PQ 手順書パッケージ 希望納入価格146,000円』

OQサービス(2年目以降の定期点検など)

機種	エリア	希望納入価格 (1 システム) ^{※1}	希望納入価格 (2システム)※2
トキシノメーター ET-6000/7000/Mini マイクロプレートリーダーエンドトキシン測定システ	Α	¥220,000	¥340,000
	В	¥170,000	¥290,000
ム(ELx808IU) MPRエンドトキシン測定システム for Sunrise	С	¥160,000	¥280,000
	D	¥150,000	¥270,000
サーモステーションTS-37S/24	Α	¥170,000	¥240,000
	В	¥120,000	¥190,000
	С	¥110,000	¥180,000
	D	¥100,000	¥170,000

^{※1 1}システムとは、1台のパソコンとそのパソコンのUSBポートに接続される全てのモジュールを含みます。

エリア区分

エリア	該当地域	都道府県
А	北海道、沖縄	北海道、沖縄
В	東北、九州	青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島、 福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島
С	北陸、甲信、東海、 中国、四国	静岡、山梨、長野、新潟、富山、石川、福井、愛知、岐阜、三重、岡山、鳥取、島根、広島、山口、香川、愛媛、高知、徳島
D	関東、近畿	東京、神奈川、埼玉、千葉、栃木、茨城、群馬、 大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山

 ^{% 2} 同一施設で同一日に実施の場合に適用となります。ただし、ET-6000/7000においてモジュールの合計が8台を超える場合は適用されません。



●お問い合わせ

「TEL]受付時間/9:00~17:30(土・日・祝日除く)

大阪 06-6203-3819

東京 03-6225-2130

「FAX]24時間受付

大阪 06-6201-5965

東京 03-3270-8582

●製品情報

測定装置、試薬については弊社ホームページをご覧ください。

Wako LALシステム

※2021年4月現在のサービス内容、価格となります。掲載の内容は予告なく変更となる場合があります。

Ref ···2~10℃保存 F ····-20℃保存 80 ···-80℃保存 表示が無い場合は室温保存です。 覚せい剤取締法…「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。 🗒 国民保護法…生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。 電影 上記以外の法律及び最新情報は、弊社試薬サイト (https://labchem-wako.fuiifilm.com)をご参照下さい。

- ◆本文に収載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

冨士フイルム 和光純薬株式会社

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表) 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所 中国営業所
- 東海営業所 横浜営業所
- **00** フリーダイヤル 0120-052-099
- 試薬URL: https://labchem-wako.fujifilm.com ● 筑波営業所 ● 東北営業所
- 北海道営業所

1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA TEL:+1-804-714-1920 FAX:+1-804-271-7791

■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation ■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH TEL:+49-2131-311-0 FAX:+49-2131-311-100

21400L₀₁