

# VIBRA電子天びん 感謝プライスキャンペーン

新光電子 HTGシリーズ・ALEシリーズ

# 定価より10%OFF

2025年2月28日(金)ご注文分まで ※2025年3月31日までのご納品分対象



新光電子が世界に誇るオンリーワンの技術

丈夫で長もち

省電力

ウォーミングアップ不要



音叉式力センサ

6つのメリット

音叉センサ5年保証

高ひょう量/高分解能

ノイズに強い

正確性維持

キャンペーン対象商品は裏面をご覧ください



## 分析用電子天びん HTGシリーズ

- 使い勝手と耐薬品性に優れたガラス風防
- 微量計量時に最適な応答性・安定性
- 高精度を保つ「全自動スパン調整」機能を搭載
- 校正時機を知らせるアドバイスCAL機能を搭載
- 耐振動性を強化し表示の安定性を向上\*  
※当社従来品との比較

コードNo.	633-57121	639-57101	636-57111
型式	HTG84R	HTG124R	HTG224R
ひょう量	80g	120g	220g
最小表示	0.1mg(0.0001g)	0.1mg(0.0001g)	0.1mg(0.0001g)
計量皿寸法	φ80mm		
外形寸法(WDH)	204×292×313mm(風防を含む)		
税抜価格	<del>¥152,000</del>	<del>¥172,000</del>	<del>¥182,000</del>
キャンペーン価格	¥136,800	¥154,800	¥163,800

詳細情報は  
コチラ▶



## 高精度電子天びん・取引証明用電子天びん ALEシリーズ/ALE-Rシリーズ/ALE-Hシリーズ

- 応答性・反応速度が向上し、安定所要時間が約1/2になり生産性向上に寄与\*
- 使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計\*
- 8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載(ALE、ALE-Rシリーズ)  
※当社従来品との比較

詳細情報は  
コチラ▶



### 【ベーシックタイプ】

コードNo.	635-40611	633-40651	631-40691	631-40571	635-40591	639-40631	637-40671	637-40551
型式	ALE223	ALE323	ALE623	ALE1502	ALE2202	ALE3202	ALE6202	ALE15001
ひょう量(Max)	220g	320g	620g	1500g	2200g	3200g	6200g	15000g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ118mm			W180×D160mm				
外形寸法(WDH)	205×270×301mm(風防含む)				192×265×86mm			
税抜価格	<del>¥80,000</del>	<del>¥84,000</del>	<del>¥120,000</del>	<del>¥75,000</del>	<del>¥80,000</del>	<del>¥84,000</del>	<del>¥120,000</del>	<del>¥138,000</del>
キャンペーン価格	¥72,000	¥75,600	¥108,000	¥67,500	¥72,000	¥75,600	¥108,000	¥124,200

### 【校正分銅内蔵タイプ】

コードNo.	632-40621	630-40661	634-40701	638-40581	638-40601	636-40641	639-44911	634-40681	634-40561
型式	ALE223R	ALE323R	ALE623R	ALE1502R	ALE2202R	ALE3202R	ALE6201R	ALE6202R	ALE15001R
ひょう量(Max)	220g	320g	620g	1500g	2200g	3200g	6200g	6200g	15000g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ118mm			W180×D160mm					
外形寸法(WDH)	205×270×301mm(風防含む)				192×265×86mm				
税抜価格	<del>¥93,000</del>	<del>¥98,000</del>	<del>¥135,000</del>	<del>¥87,000</del>	<del>¥93,000</del>	<del>¥98,000</del>	<del>¥102,000</del>	<del>¥140,000</del>	<del>¥162,000</del>
キャンペーン価格	¥83,700	¥88,200	¥121,500	¥78,300	¥83,700	¥88,200	¥91,800	¥126,000	¥145,800

### 【取引証明用(特定計量器)】

コードNo.	632-53551	636-53571	630-53591	638-53531	635-53541	639-53561	633-53581	631-53521
型式	ALE223H	ALE323H	ALE623H	ALE1502H	ALE2202H	ALE3202H	ALE6202H	ALE15001H
ひょう量	220g	320g	620g	1500g	2200g	3200g	6200g	15000g
最小測定量	0.02g			0.5g				5g
目量	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g	0.1g	0.1g	1g
実目量	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
精度等級	2級							
計量皿寸法	φ118mm			W180×D160mm				
外形寸法(WDH)	205×270×301mm(風防含む)				192×265×86mm			
税抜価格	<del>¥103,000</del>	<del>¥108,000</del>	<del>¥145,000</del>	<del>¥97,000</del>	<del>¥103,000</del>	<del>¥108,000</del>	<del>¥150,000</del>	<del>¥172,000</del>
キャンペーン価格	¥92,700	¥97,200	¥130,500	¥87,300	¥92,700	¥97,200	¥135,000	¥154,800

## 富士フィルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)  
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所
- 中国営業所
- 東海営業所
- 横浜営業所
- 筑波営業所
- 東北営業所
- 北海道営業所



フリーダイヤル 0120-052-099  
試薬URL: <https://labchem-wako.fujifilm.com>

