

機器サポートサービスパンフレット2022 エンドトキシン測定関連装置

CONTENTS

トキシノメーター® ET-6000 / ET-7000	1
マイクロプレートリーダーエンドトキシン測定システム (BioTek ELx808IU)	1
MPRエンドトキシン測定システム for Sunrise.....	2
サーモステーションTS-37S/24	2
トキシノメーター® ET-Mini	2
IQOQサービス料金表/エリア区分.....	3

トキシノメーター® ET-6000/ET-7000

品名	内容
IQOQサービス (設置時適格性検査、 稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> ・設置場所確認 ・環境温度確認 ・電源電圧確認 ・納入物品確認 ・外観検査 ・接続確認 ・装置状態、設置状態確認 ・初期動作確認 ・システム構成確認 ・トレーサビリティ証明書 ・IQドキュメント ・OQサービス実施
OQサービス※1 (稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> ・外観、設置環境確認 ・初期動作確認 ・温度制御機能確認 (37℃) ・光学系性能確認 ・オートスタート/スイッチ動作確認 ・タイマー精度確認 ・タイムコース確認 ・演算処理機能確認 ・トレーサビリティ証明書 ・OQドキュメント
年間保守サービス※2	<ul style="list-style-type: none"> ・年一回のOQサービス実施 ・故障時の代替装置優先貸出し ・修理無償サービス (部品代含む。但し消耗品は除く) <p>サービス詳細は、別途定める条件書にてご確認ください。</p>

※1 OQサービスはIQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。

※2 年間保守サービスの費用については別途お問い合わせください。

マイクロプレートリーダーエンドトキシン測定システム (BioTek ELx808IU)

	内容
IQOQサービス (設置時適格性検査、 稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> ・設置場所確認 ・環境温度確認 ・納入物品確認 ・装置状態/設置状態確認 ・システム構成確認 ・初期動作確認 ・BioTek ELx808IUプレートリーダーIQ ・トレーサビリティ証明書 ・IQドキュメント ・OQサービス実施
OQサービス※1 (稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> ・外観、設置環境確認、システム構成確認 ・温度制御機能確認 (37℃) ・タイマー精度確認 ・演算処理機能確認 ・システム通信制御確認 ・BioTek ELx808IUプレートリーダーOQ ・トレーサビリティ証明書 ・OQドキュメント

※1 OQサービスはIQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。

MPRエンドトキシン測定システム for Sunrise※1

品名	内容
IQOQサービス (設置時適格性検査、 稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> ・設置場所確認 ・環境温度確認 ・納入物品確認 ・装置状態/設置状態確認 ・システム構成確認 ・初期動作確認 ・トレーサビリティ証明書 ・IQドキュメント ・OQサービス実施
OQサービス※2 (稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> ・外観、設置環境確認、システム構成確認 ・QCPAC 2 テストプレートによる検査 ・温度制御機能確認 (37℃) ・タイマー精度確認 ・演算処理機能確認 ・システム通信制御確認 ・トレーサビリティ証明書 ・OQドキュメント

※1 MPRエンドトキシン測定システム for Sunriseの販売は終了しております。

※2 OQサービスはIQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。

サーモステーションTS-37S/24

品名	内容
IQOQサービス (設置時適格性検査、 稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> ・設置場所確認 ・環境温度確認 ・電源電圧確認 ・納入物品確認 ・外観検査 ・接続確認 ・装置状態、設置状態確認 ・トレーサビリティ証明書 ・IQドキュメント ・OQサービス実施
OQサービス※1 (稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> ・外観、設置環境確認 ・初期動作確認 ・温度制御機能確認 (37℃) ・トレーサビリティ証明書 ・OQドキュメント

※1 OQサービスはIQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。

トキシノメーター® ET-Mini

品名	内容
IQOQサービス (設置時適格性検査、 稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> ・設置場所確認 ・環境温度確認 ・電源電圧確認 ・納入物品確認 ・外観検査 ・接続確認 ・装置状態、設置状態確認 ・初期動作確認 ・システム構成確認 ・トレーサビリティ証明書 ・IQドキュメント ・OQサービス実施
OQサービス※1 (稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> ・外観、設置環境確認 ・初期動作確認 ・温度制御機能確認 (37℃) ・光学系性能確認 ・オートスタート/スイッチ動作確認 ・タイマー精度確認 ・タイムコース確認 ・演算処理機能確認 ・トレーサビリティ証明書 ・OQドキュメント
年間保守サービス※2	<ul style="list-style-type: none"> ・年一回のOQサービス実施 ・故障時の代替装置優先貸し出し ・修理無償サービス (部品代含む。但し消耗品は除く。) <p>サービス詳細は、別途定める条件書にてご確認ください。</p>

※1 OQサービスはIQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。

※2 年間保守サービスの費用については別途お問い合わせください。

IQOQサービス（設置時バリデーションなど）

機種	エリア	希望納入価格
トキシノメーター ET-6000/7000/Mini マイクロプレートリーダーエンドトキシン測定システム(BioTek ELx808IU) ^{※1}	A	¥270,000
	B	¥220,000
	C	¥210,000
	D	¥200,000
サーモステーションTS-37S/24	A	¥195,000
	B	¥145,000
	C	¥135,000
	D	¥125,000

※1 初回実施時のみ別途、以下製品（別売）の購入が必要です。
『635-49871 ELx808用IQ-OQ-PQ手順書パッケージ 希望納入価格146,000円』

OQサービス（2年目以降の定期点検など）

機種	エリア	希望納入価格 (1システム) ^{※1}	希望納入価格 (2システム) ^{※2}
トキシノメーター ET-6000/7000/Mini マイクロプレートリーダーエンドトキシン測定システム(BioTek ELx808IU) MPRエンドトキシン測定システム for Sunrise	A	¥220,000	¥340,000
	B	¥170,000	¥290,000
	C	¥160,000	¥280,000
	D	¥150,000	¥270,000
サーモステーションTS-37S/24	A	¥170,000	¥240,000
	B	¥120,000	¥190,000
	C	¥110,000	¥180,000
	D	¥100,000	¥170,000

※1 1システムとは、1台のパソコンとそのパソコンのUSBポートに接続される全てのモジュールを含みます。

※2 同一施設で同一日に実施の場合に適用となります。ただし、ET-6000/7000においてモジュールの合計が8台を超える場合は適用されません。

エリア区分

エリア	該当地域	都道府県
A	北海道、沖縄	北海道、沖縄
B	東北、九州	青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島、 福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島
C	北陸、甲信、東海、 中国、四国	静岡、山梨、長野、新潟、富山、石川、福井、愛知、岐阜、 三重、岡山、鳥取、島根、広島、山口、香川、愛媛、高知、 徳島
D	関東、近畿	東京、神奈川、埼玉、千葉、栃木、茨城、群馬、 大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山

[TEL]受付時間/10:00～16:30(土・日・祝日除く) [FAX]24時間受付
大阪 06-6203-3819 大阪 06-6201-5965
東京 03-6225-2130 東京 03-3270-8582

●製品情報

測定装置、試薬については弊社ホームページをご覧ください。

Wako LALシステム

検索 🔍

※2022年4月現在のサービス内容、価格となります。掲載の内容は予告なく変更となる場合があります。

※…2～10℃保存 **F** ……20℃保存 **R0** ……80℃保存 表示が無い場合は室温保存です。

特定…**I**…特定毒物 **S**…毒物 **劇I**…**劇II**…**劇III**…劇物 **H**…毒薬 **劇**…劇薬 **危**…危険物 **向精**…向精神薬 **特麻**…特定麻薬向精神薬原料 **カルタヘナ**…カルタヘナ法

第1…**化審法 第一種特定化学物質** **第2**…**化審法 第二種特定化学物質** **化禁1**…**化学兵器禁止法 第一種指定物質** **化禁2**…**化学兵器禁止法 第二種指定物質**

覚せい剤取締法、「覚せい剤原料研究者又は取組者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。**寛**

国民保護法「生物・毒素系兵器の製造、使用防止のため、『毒害等』を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。」**毒害等**


上記以外の法律及び最新情報は、弊社ウェブサイト (<https://labchem-wako.fujifilm.com>) を参照下さい。

● 本文に収載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
● 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪府中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所
- 東海営業所
- 筑波営業所
- 北海道営業所
- 中国営業所
- 横浜営業所
- 東北営業所

 フリーダイヤル 0120-052-099

試薬URL : <https://labchem-wako.fujifilm.com>

■ **FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation**
1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA
TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791

■ 富士膠片和光 (香港) 有限公司
Room 1111, 11/F, International Trade Centre,
11-19 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
TEL: +852-2799-9019 FAX: +852-2799-9808

■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH
Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany
TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

■ 富士膠片和光(廣州)貿易有限公司
 廣州市越秀區先烈中路69號東山廣場30樓3002-3003室
 TEL:+86-20-8732-6381 (廣州)
 TEL:+86-21-6288-4751 (上海)
 TEL:+86-10-6413-6388 (北京)