

2022年9月

お客様 各位

富士フイルム和光純薬株式会社

## ライセート試薬 ラベル・現説の表記変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社製品に貼付するラベルの表示内容につきまして、下記の通り変更いたしますのでご案内申し上げます。尚、ラベル等の表記変更は順次切り替えて参りますので、しばらくの間は新旧表記の製品が混在いたしますが、2022年内を目途に新旧入替を完了する見込みです。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

### 【該当製品】

	コード No.	品名	内容量
①	290-51214	カプトガニ血球抽出物 ES- II, 凍結乾燥品	50 回用 (5.2mL 用 x 1 本)
②	292-51213	カプトガニ血球抽出物 ES- II, 凍結乾燥品	100 回用 (2mL x 5 本)
③	299-51201	リムルス ES- II テストワコー	60 回用 (2mL 用 x 3 本)+CSE
④	298-81201	リムルス ES- II テストワコー 0.03	50 回用 (5.2mL 用 x 1 本) +CSE
⑤	293-35841	カプトガニ血球抽出物 ES- II, 凍結乾燥品 0.03	50 回用 (5.2mL 用 x 1 本)
⑥	298-35911	カプトガニ血球抽出物 ES- II, 凍結乾燥品 0.25	50 回用 (5.2mL 用 x 1 本)

### 【主な変更内容】

- 1) ①②③：品名に感度 0.015 を追記、他（瓶/箱ラベル・現品説明書）➡詳細は別紙参照
- 2) ④⑤：GHS 表示・取扱注意の文言を削除、力価・感度の追記（瓶/箱ラベル・印刷箱）
- 3) ⑥：天面に感度を追記（印刷箱）

※なお、製品内容および品質に変更はございません。

### 【お問合せ先】

富士フイルム和光純薬株式会社  
試薬化成品事業部 事業推進本部 LAL 推進部  
大阪本社 06-6203-3819 東京本店 03-6225-2130  
メールアドレス：[ffwk-shiyaku-lal@fujifilm.com](mailto:ffwk-shiyaku-lal@fujifilm.com)

以上

■ 290-51214 カプトガニ血球抽出物 ES- II ,凍結乾燥品

→品名に感度 (0.015) を追記

<b>Reagent 試薬</b> 290-51214	for Endotoxin Detection エンドトキシン検出用	Wako
Lot.	<b>Limulus Amebocyte Lysate ES- II (LAL ES- II), lyophilized</b>	■ 現品説明書に記載の用途以外には使用しないで下さい。
Exp. Date	<b>カプトガニ血球抽出物ES- II, 凍結乾燥品</b>	
	<b>5.2mL用</b>	
Sensitivity:0.015EU/mL (Calibrated to Japanese Pharmacopoeia Reference Standard Endotoxin)	Store at 2~10°C.	Made in USA
力価:0.015EU/mL(日局エンドトキシン標準品で検定)		
KA1	<b>FUJIFILM</b> FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation 1-2, Doshomachi 3-Chome, Chuo-Ku, Osaka 540-8605, Japan	富士フイルム和光純薬株式会社 大阪府中央区道徳町三丁目1番2号 Tel: 06-6203-3741
	See SDS For Laboratory Use Only 試験研究用	

<b>Reagent 試薬</b> 290-51214	for Endotoxin Detection エンドトキシン検出用	Wako
Lot.	<b>Limulus Amebocyte Lysate ES- II, lyophilized 0.015</b>	■ 現品説明書に記載の用途以外には使用しないで下さい。
Exp. Date	<b>カプトガニ血球抽出物ES- II, 凍結乾燥品 0.015</b>	
	<b>5.2mL用</b>	
Sensitivity:0.015EU/mL (Calibrated to Japanese Pharmacopoeia Reference Standard Endotoxin)	Store at 2~10°C.	Made in USA
力価 : 0.015EU/mL(日局エンドトキシン標準品で検定)		
KA2	<b>FUJIFILM</b> FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation 1-2, Doshomachi 3-Chome, Chuo-Ku, Osaka 540-8605, Japan	富士フイルム和光純薬株式会社 大阪府中央区道徳町三丁目1番2号 Tel: 06-6203-3741
	See SDS For Laboratory Use Only 試験研究用	

■ 292-51213 カプトガニ血球抽出物 ES- II ,凍結乾燥品

→品名に感度 (0.015) の追記、注意書および力価情報の追記

<b>Reagent 試薬</b> 292-51213	for Endotoxin Detection エンドトキシン検出用	Wako
Lot.	<b>Limulus Amebocyte Lysate ES- II (LAL ES- II), lyophilized</b>	
Exp. Date	<b>カプトガニ血球抽出物ES- II, 凍結乾燥品</b>	
	<b>2mL用×5</b>	
力価(Sensitivity) : 0.015EU/mL	Store at 2~10°C.	Made in USA
KA1	<b>FUJIFILM</b> FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation 1-2, Doshomachi 3-Chome, Chuo-Ku, Osaka 540-8605, Japan	富士フイルム和光純薬株式会社 大阪府中央区道徳町三丁目1番2号 Tel: 06-6203-3741
	See SDS For Laboratory Use Only 試験研究用	

<b>Reagent 試薬</b> 292-51213	for Endotoxin Detection エンドトキシン検出用	Wako
Lot.	<b>Limulus Amebocyte Lysate ES- II, lyophilized 0.015</b>	■ 現品説明書に記載の用途以外には使用しないで下さい。
Exp. Date	<b>カプトガニ血球抽出物ES- II, 凍結乾燥品 0.015</b>	
	<b>2mL用×5</b>	
力価 : 0.015EU/mL(日局エンドトキシン標準品で検定)	Store at 2~10°C.	Made in USA
Sensitivity : 0.015EU/mL(Calibrated to Japanese Pharmacopoeia Reference Standard Endotoxin)		
KA2	<b>FUJIFILM</b> FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation 1-2, Doshomachi 3-Chome, Chuo-Ku, Osaka 540-8605, Japan	富士フイルム和光純薬株式会社 大阪府中央区道徳町三丁目1番2号 Tel: 06-6203-3741
	See SDS For Laboratory Use Only 試験研究用	

■ 299-51201 リムルス ES- II テストワコー

→品名に感度 (0.015) の追記、注意書および力価情報の追記

<b>Reagent 試薬</b> 299-51201	for Endotoxin Detection エンドトキシン検出用	Wako
Lot.	<b>Limulus ES- II Test Wako</b>	
Exp. Date	<b>リムルスES- II テストワコー</b>	
力価(Sensitivity) : 0.015EU/mL	<b>60回用</b>	
Store at 2~10°C.		Made in USA
■ 現品説明書に記載の用途以外には使用しないで下さい。		
KA1	<b>FUJIFILM</b> FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation 1-2, Doshomachi 3-Chome, Chuo-Ku, Osaka 540-8605, Japan	富士フイルム和光純薬株式会社 大阪府中央区道徳町三丁目1番2号 Tel: 06-6203-3741
	See SDS For Laboratory Use Only 試験研究用	

<b>Reagent 試薬</b> 299-51201	for Endotoxin Detection エンドトキシン検出用	Wako
Lot.	<b>Limulus ES- II Test Wako 0.015</b>	■ 現品説明書に記載の用途以外には使用しないで下さい。
Exp. Date	<b>リムルスES- II テストワコー 0.015</b>	
力価(Sensitivity) : 0.015EU/mL	<b>60回用</b>	
Store at 2~10°C.		Made in USA
Contents: 1) Limulus Amebocyte Lysate ES- II, lyophilized 0.015 for 2mL×3 2) Control Standard Endotoxin (CSE) from <i>Escherichia coli</i> UKT-B 500ng×1		
KA2	<b>FUJIFILM</b> FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation 1-2, Doshomachi 3-Chome, Chuo-Ku, Osaka 540-8605, Japan	富士フイルム和光純薬株式会社 大阪府中央区道徳町三丁目1番2号 Tel: 06-6203-3741
	See SDS For Laboratory Use Only 試験研究用	