

2023 年 6 月

お客様 各位

富士フイルム和光純薬株式会社

ライセート試薬 ラベル・現説の表記変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社製品に貼付するラベルの表示内容につきまして、下記の通り変更いたしますのでご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【該当製品】

コードNo.	品名	内容量
295-51301	リムルスES-Ⅱ シングルテストワコー 0.015	25回用

【主な変更内容】

- 1) 品名に感度0.015を追記（箱ラベル・取扱説明書）
- 2) 取扱注意の文言を削除、他（箱ラベル・CSEラベル）
- 3) Contentsの追記（箱ラベル）
 - ・ LAL ES-Ⅱ0.015 for 0.2mLx25
 - ・ Control Standard Endotoxin(CSE) from Escherichia coli UKT-B 500ngx1
- 4) その他、LAL試薬共通のラベルデザイン変更により、製造元・販売元の表記を追記

※なお、製品内容および品質に変更はございません。
※詳細は別紙ご参照ください。

【適用】

2023年6月以降新規在庫分より

【お問合せ先】

富士フイルム和光純薬株式会社
試薬化成品事業部 R&Dマーケティング本部 LAL推進部
大阪本社 06-6203-3819 東京本店 03-6225-2130
メールアドレス：ffwk-shiyaku-lal@fujifilm.com

以上

【箱ラベル】

(変更前)

Reagent 試薬	for Endotoxin Detection エンドトキシン検出用	Wako	
295-51301			
Lot.	Limulus ES-II Single Test Wako		
Exp. Date	リムルスES-II シングルテストワコー		
	力価(Sensitivity) : 0.015EU/mL		25回用
	Store at 2~10°C.		
	■ 現品説明書に記載の用途以外には使用しないで下さい。		
	FUJIFILM FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation 1-2, Doshomachi 3-Chome, Chuo-Ku, Osaka 540-8605, Japan 富士フイルム和光純薬株式会社 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 Tel: 06-6203-3741		
KA4		See SDS For Laboratory Use Only 試験研究用	4



(変更後)


Reagent 試薬			
for Endotoxin Detection エンドトキシン検出用			
Limulus ES-II Single Test Wako		0.015	Wako
リムルスES-II シングルテストワコー			
力価(Sensitivity) : 0.015EU/mL			
295-51301			
Lot.	Exp. Date		
Store at 2~10°C.			
Contents: 1) LAL ES- II 0.015 for 0.2mL×25 2) Control Standard Endotoxin (CSE), from <i>Escherichia coli</i> UKT-B 500ng×1		25回用	4
		FUJIFILM 製造元 FUJIFILM Healthcare Manufacturing Corporation 2613-2, Ogohara, Komono-Cho, Mie-Gun, Mie 510-1222, Japan 富士フイルムヘルスケアマニュファクチャリング株式会社 三重県三重郡菟野町大字大強原2613-2 販売元 FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation 1-2, Doshomachi 3-Chome, Chuo-Ku, Osaka 540-8605, Japan 富士フイルム和光純薬株式会社 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 Tel: 06-6203-3741 See SDS / 試験研究用 For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. MADE IN JAPAN	
			KN1

<変更点>

- 1) 製品名に感度0.015を追記 (箱ラベル)
- 2) 取扱注意の文言を削除 (箱ラベル)
- 3) Contentsの追記 (箱ラベル)
 - LAL ES- II 0.015 for 0.2mLx25
 - Control Standard Endotoxin (CSE) from *Escherichia coli* UKT-B 500ngx1

【CSE ラベル】

(変更前)

Reagent 試薬 292-51311 Lot. Exp. Date	for Endotoxin Detection エンドトキシン検出用 Control Standard Endotoxin (CSE), from <i>Escherichia coli</i> UKT-B コントロールスタンダードエンドトキシン <i>E. coli</i> UKT-B製 (精製LPSとして) 500ng	 ■ 現品説明書に記載の用途以外には使用しないで下さい。
Store at 2~10°C.		
Potency..... EU/vial		
FUJIFILM FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation 富士フイルム 和光純薬株式会社 1-2 Doshomachi 3-Chome, Chuo-Ku, Osaka 540-8605, Japan 大阪市中央区道徳町三丁目1番2号 Tel: 06-6203-3741		
KA1 See SDS For Laboratory Use Only 試験研究用		



(変更後)

Reagent 試薬 for Endotoxin Detection エンドトキシン検出用	
Control Standard Endotoxin (CSE), from <i>Escherichia coli</i> UKT-B コントロールスタンダードエンドトキシン <i>E. coli</i> UKT-B製	
292-51311	Lot. Exp. Date Store at 2~10°C.
Potency (reference value)..... EU/vial	
500ng (精製LPSとして)	
FUJIFILM 販売元 FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation 1-2, Doshomachi 3-Chome, Chuo-Ku, Osaka 540-8605, Japan 富士フイルム 和光純薬株式会社 大阪市中央区道徳町三丁目1番2号 Tel: 06-6203-3741 See SDS / 試験研究用 For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.	
KN1	

<変更点>

- 1) 取扱注意の文言を削除、他 (CSEラベル)