

## 機器サポートサービスパンフレット2025 エンドトキシン測定関連装置

### CONTENTS

トキシノメーター® ET-7000 / ET-6000	1
サーモステーションTS-37S/24	1
トキシノメーター® ET-Mini	2
マイクロプレートリーダーエンドトキシン測定システム (EPOCH2)	2
マイクロプレートリーダーエンドトキシン測定システム (BioTek ELx808IU)	3
IQOQサービス料金表/エリア区分	4

### トキシノメーター® ET-7000 / ET-6000 ※1

品名	内容
・ IQOQサービス (設置時適格性検査、 稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設置場所確認 ・ 環境温度確認 ・ 電源電圧確認 ・ 納入物品確認</li> <li>・ 外観検査 ・ 接続確認 ・ 装置状態、設置状態確認 ・ 初期動作確認</li> <li>・ システム構成確認 ・ トレーサビリティ証明書 ・ IQドキュメント</li> <li>・ OQサービス実施</li> </ul>
・ OQサービス※2 (稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 外観、設置環境確認 ・ 初期動作確認</li> <li>・ 温度制御機能確認 (37℃) ・ 光学系性能確認</li> <li>・ オートスタート/スイッチ動作確認 ・ タイマー精度確認※4</li> <li>・ タイムコース確認 ・ 演算処理機能確認※4 ・ トレーサビリティ証明書</li> <li>・ OQドキュメント</li> </ul>
・ 年間保守サービス※3	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 年一回のOQサービス実施 ・ 故障時の代替装置優先貸出し</li> <li>・ 修理無償サービス (部品代含む。但し消耗品は除く)</li> </ul> <p>サービス詳細は、別途定める条件書にてご確認ください。</p>

※1 トキシノメーター® ET-6000は、保守対応期限の2026年6月をもちましてIQOQ・OQサービス/年間保守サービス/修理対応のサポートを終了させていただきます。

※2 OQサービスは、IQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。

※3 年間保守サービスの費用については、別途お問い合わせください。

※4 装置制御ソフトウェアがToximaster® FQC1の場合は、IQOQ/OQサービスのタイマー精度確認と演算処理機能確認の実施項目はありません。

### サーモステーションTS-37S/24

品名	内容
・ IQOQサービス (設置時適格性検査、 稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設置場所確認 ・ 環境温度確認 ・ 電源電圧確認 ・ 納入物品確認</li> <li>・ 外観検査 ・ 接続確認 ・ 装置状態、設置状態確認</li> <li>・ トレーサビリティ証明書 ・ IQドキュメント</li> <li>・ OQサービス実施</li> </ul>
・ OQサービス※1 (稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 外観、設置環境確認 ・ 初期動作確認</li> <li>・ 温度制御機能確認 (37℃) ・ トレーサビリティ証明書</li> <li>・ OQドキュメント</li> </ul>

※1 OQサービスは、IQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。

## トキシノメーター® ET-Mini

品名	内容
・ IQOQサービス (設置時適格性検査、 稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設置場所確認 ・ 環境温度確認 ・ 電源電圧確認 ・ 納入物品確認</li> <li>・ 外観検査 ・ 接続確認</li> <li>・ 装置状態、設置状態確認 ・ 初期動作確認</li> <li>・ システム構成確認 ・ トレーサビリティ証明書</li> <li>・ IQドキュメント</li> <li>・ OQサービス実施</li> </ul>
・ OQサービス※ <sup>1</sup> (稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 外観、設置環境確認 ・ 初期動作確認</li> <li>・ 温度制御機能確認 (37℃) ・ 光学系性能確認</li> <li>・ オートスタート/スイッチ動作確認 ・ タイマー精度確認</li> <li>・ タイムコース確認 ・ 演算処理機能確認 ・ トレーサビリティ証明書</li> <li>・ OQドキュメント</li> </ul>
・ 年間保守サービス※ <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 年一回のOQサービス実施 ・ 故障時の代替装置優先貸し出し</li> <li>・ 修理無償サービス (部品代含む。但し消耗品は除く。)</li> </ul> <p>サービス詳細は、別途定める条件書にてご確認ください。</p>

※<sup>1</sup> OQサービスは、IQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。

※<sup>2</sup> 年間保守サービスの費用については、別途お問い合わせください。

## マイクロプレートリーダーエンドトキシ測定システム (EPOCH2)

ソフトウェア		装置	
富士フイルム和光純薬株式会社		アジレント・テクノロジー株式会社	
Toximaster® FQC1 トキシマスター® QC8 MPR ER/ES		プレートリーダー-EPOCH2	
・ IQOQサービス※ <sup>1</sup> (設置時適格性検査、 稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設置場所確認</li> <li>・ 環境温度確認</li> <li>・ 納入物品確認</li> <li>・ 外観検査</li> <li>・ 接続確認</li> <li>・ 装置状態、設置状態確認</li> <li>・ 初期動作確認</li> <li>・ システム構成確認</li> <li>・ トレーサビリティ証明書</li> <li>・ IQドキュメント</li> <li>・ OQサービス実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ IQOQサービス (設置時適格性検査、 稼働性能適格性検査)</li> <li>・ 装置内温度確認</li> </ul>	<p>プレートリーダー本体の性能検査は、アジレント・テクノロジー社によるIQOQサービス、装置内温度確認をご提供いたします。</p> <p>費用については、別途お問い合わせください。</p>
・ OQサービス※ <sup>2</sup> ※ <sup>3</sup> (稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 外観、設置環境確認</li> <li>・ 初期動作確認</li> <li>・ タイムコース確認※<sup>4</sup></li> <li>・ 演算処理機能確認※<sup>4</sup></li> <li>・ トレーサビリティ証明書</li> <li>・ OQドキュメント</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ OQサービス (稼働性能適格性検査)</li> <li>・ 装置内温度確認</li> </ul>	

◎ ソフトウェアの点検と装置の点検は、同時発注をお願いいたします。

※<sup>1</sup> Toximaster® FQC1・トキシマスター® QC8 MPR IQOQサービスは、プレートリーダー-EPOCH2 IQOQサービスと合わせてご依頼ください。

※<sup>2</sup> Toximaster® FQC1・トキシマスター® QC8 MPR OQサービスは、プレートリーダー-EPOCH2 OQサービスと合せてご依頼ください。

※<sup>3</sup> OQサービスは、IQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。

※<sup>4</sup> 装置制御ソフトウェアがToximaster® FQC1の場合は、IQOQ/OQサービスのタイムコース確認と演算処理機能確認の実施項目はありません。

マイクロプレートリーダーエンドトキシン測定システム (BioTek ELx808IU) ※1

ソフトウェア		装置	
富士フイルム和光純薬株式会社		アジレント・テクノロジー株式会社	
トキシマスター® QC7・QC7ER/ES・QC8ER/ES MPR		プレートリーダー BioTek ELx808IU	
・ IQOQサービス※2 (設置時適格性検査、 稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 設置場所確認</li> <li>・ 環境温度確認</li> <li>・ 納入物品確認</li> <li>・ 外観検査</li> <li>・ 接続確認</li> <li>・ 装置状態、設置状態確認</li> <li>・ 初期動作確認</li> <li>・ システム構成確認</li> <li>・ トレーサビリティ証明書</li> <li>・ IQドキュメント</li> <li>・ OQサービス実施</li> </ul>	・ IQOQサービス (設置時適格性検査、 稼働性能適格性検査)	プレートリーダー本体の性能 検査は、アジレント・テクノ ロジー社によるIQOQサービス をご提供いたします。 費用については、 別途お問い合わせください。
・ OQサービス※3※4 (稼働性能適格性検査)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 外観、設置環境確認</li> <li>・ システム構成確認</li> <li>・ 温度制御機能確認 (37℃)</li> <li>・ タイマー精度確認</li> <li>・ 演算処理機能確認</li> <li>・ タイムコース確認</li> <li>・ 演算処理機能確認</li> <li>・ トレーサビリティ証明書</li> <li>・ OQドキュメント</li> </ul>	・ OQサービス (稼働性能適格性検査)	

◎ ソフトウェアの点検と装置の点検は、同時発注をお願いいたします。

- ※1 マイクロプレートリーダーエンドトキシン測定システム (BioTek ELx808IU) の販売は、終了しております。2026年 7月をもちまして IQOQサービス/修理対応のサポートを終了させていただきます。
- ※2 トキシマスター MPR IQOQサービスは、プレートリーダーBioTek ELx808IU IQOQサービスと合わせてご依頼ください。
- ※3 トキシマスター MPR OQサービスは、プレートリーダーBioTek ELx808IU OQサービスと合せてご依頼ください。
- ※4 OQサービスは、IQOQ実施済みのお客様にご提供させていただきます。

## IQOQサービス（設置時バリデーションなど）

機種	エリア	希望納入価格
トキシノメーター® ET-6000/7000/Mini マイクロプレートリーダーエンドトキシン測定システム (ソフトウェア) ※1	A	¥270,000
	B	¥220,000
	C	¥210,000
	D	¥200,000
プレートリーダー-EPOCH2※1・BioTek ELx808IU※1※2	全て	照会
サーモステーションTS-37S/24	A	¥195,000
	B	¥145,000
	C	¥135,000
	D	¥125,000

※1 マイクロプレートリーダーエンドトキシン測定システムのサービス提供は、ソフトウェアを富士フイルム和光純薬株式会社が提供し、プレートリーダー装置をアジレント・テクノロジー株式会社が提供させていただきます。

※2 マイクロプレートリーダーエンドトキシン測定システム (BioTek ELx808IU)の販売は、終了しております。  
2026年 7月をもちましてIQOQサービス/修理対応のサポートを終了させていただきます。

## OQサービス（2年目以降の定期点検など）

機種	エリア	希望納入価格 (1システム) ※1	希望納入価格 (2システム) ※2
トキシノメーター® ET-6000/7000/Mini マイクロプレートリーダーエンドトキシン測定システム (ソフトウェア) ※3	A	¥220,000	¥340,000
	B	¥170,000	¥290,000
	C	¥160,000	¥280,000
	D	¥150,000	¥270,000
プレートリーダー-EPOCH2※3・BioTek ELx808IU※3※4	全て	照会	照会
サーモステーションTS-37S/24	A	¥170,000	¥240,000
	B	¥120,000	¥190,000
	C	¥110,000	¥180,000
	D	¥100,000	¥170,000

※1 1システムとは、1台のパソコンとそのパソコンのUSBポートに接続される全てのモジュールを含みます。

※2 同一施設で同一日に実施の場合に適用となります。ただし、ET-6000/7000においてモジュールの合計が8台を超える場合は適用されません。

※3 マイクロプレートリーダーエンドトキシン測定システムのサービス提供は、ソフトウェアを富士フイルム和光純薬株式会社が提供し、プレートリーダー装置をアジレント・テクノロジー株式会社が提供させていただきます。

※4 マイクロプレートリーダーエンドトキシン測定システム (BioTek ELx808IU)の販売は、終了しております。  
2026年 7月をもちましてIQOQサービス/修理対応のサポートを終了させていただきます。

## エリア区分

エリア	該当地域	都道府県
A	北海道、沖縄	北海道、沖縄
B	東北、九州	青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島、 福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島
C	北陸、甲信、東海、 中国、四国	静岡、山梨、長野、新潟、富山、石川、福井、愛知、岐阜、三重、 岡山、鳥取、島根、広島、山口、香川、愛媛、高知、徳島
D	関東、近畿	東京、神奈川、埼玉、千葉、栃木、茨城、群馬、 大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山

フリーダイヤル 0120-052-099

[TEL]受付時間/10:00~16:30(土・日・祝日除く)

[FAX]24時間受付

大阪 050-3514-4814

大阪 06-6201-5965

東京 050-3514-4914

東京 03-3270-8582

## ●製品情報

測定装置、試薬については弊社ホームページをご覧ください。

Wako LALシステム

検索 🔍

※2025年4月現在のサービス内容、価格となります。掲載の内容は予告なく変更となる場合があります。

Ref...2~10℃保存    F<sup>o</sup>...-20℃保存    -80...-80℃保存    -150...-150℃保存    表示が無い場合は室温保存です。

特定毒-I … 特定毒物   毒-I … 毒物   劇-I … 劇物   毒-II … 毒物   劇-II … 劇物   劇-III … 劇物   毒 … 毒薬   劇 … 劇薬   危 … 危険物   向 … 向精神薬   特麻原 … 特定麻薬向精神薬原料   カルタヘナ … カルタヘナ法

審-1 ……化審法 第一種特定化学物質

覚せい剤取締法…「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。【覚

国民保護法…生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。

上記以外の法律及び最新情報は 弊社試験サイト (<https://labchem-wako.fujifilm.com>)をご参照下さい。

● 本文に収載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。

●希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

## 富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号

東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号

● 北海道営業所 ● 東北営業所 ● 筑波営業所 ● 横浜営業所

●東海営業所 ●中国営業所 ●九州営業所

試薬URL : <https://labchem-wako.fujifilm.com>

■ FUJIFILM Irvine Scientific

1830 E. Warner, Avenue, Santa Ana, CA 92705-5505, U.S.A.

TEL:+1-949-261-7800 FAX:+1-949-261-6522

■ 富士胶片 and 光(广州)贸易有限公司

广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼3002-3003室

TEL: +86-20-8732-6381 (广州)

TEL: +86-21-6288-4751 (上海)  
TEL: +86-10-6413-6388 (北京)

TEL: +86-10-6413-6388 (北京)

■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH

Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany

TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

■ 富士膠片和光(香港)有限公司

Room 1111, 11/F, International Trade Centre,

11-19 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

TEL:+852-2799-9019      FAX:+852-2799-9808