



感想をお聞かせ下さい！！

ガロン瓶ジャケット ガロテクト™ モニターキャンペーン

3Lガロン瓶専用ジャケット ガロテクト™ を使った感想をお聞かせ下さい。ご応募いただいた方から抽選で30名にガロテクト™を2つプレゼントします。

キャンペーン期間

2021年11月1日～2022年1月31日

キャンペーン条件

- ・ガロテクトの使用した感想をインタビュー可能な方。
プレゼント後、2か月後を目安に、面談のお願いをします。
- ・インタビューした感想を当社WEBページに掲載可能な方。
当社WEBページにご使用後の感想としてインタビュー内容を掲載します。




ガロン瓶専用保護ジャケット
ガロテクト™

申込方法

下記申込フォーム(Googleフォーム)から申込みをお願いします。

<https://forms.gle/zUK7T96EAX2PDtaq6>




※ 当選の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

製品紹介

ガロテクト™は、ガロン瓶専用の保護ジャケットです。「ガロン瓶を持ち上げた時にぶつけて割れた」「地震の時に転倒して転がった」などのお客様のお困りの声を受けて開発しました。日々の試験研究活動に少しの安心をプラスします。

保管庫にジャストフィット！



設計にこだわり、かさばりを徹底的に排除しました。一般的に使われているガロン瓶専用の保管庫※にもガロテクト™をつけたまま、収納できます。

※ 当社調査範囲

コードNo.	品名	容量	希望納入価格(円)
293-36321	ガロテクト™	1個	2,800

当社HPトップ>常用試薬・ラボウェア>ラボウェア>安全・保護用品>ガロテクト™

<https://labchem-wako.fujifilm.com/jp/category/02166.html>



LC/MS用溶媒をリニューアルしました！

LC/MS用溶媒はLC/MS適合性を確認した専用溶媒です。パーティクルも保証しているため、超高速液体クロマトグラフ(UHPLC)にもおすすめです。

容器には不純物の溶出を抑える特殊処理をしたガラス瓶を使用しています*。

*特許 456729号

リニューアルポイント ①

LC/MS用溶媒のキャップの素材をアルミから特殊樹脂のキャップに変更しました。


リニューアルポイント ②

製法の見直しにより、品位が向上しました。従来製品と比較し、さらにベースラインを低く抑えています。



従来のアルミキャップでは、瓶口にアルミ層が付着し、溶媒を汚染するリスクがありましたが、新しい樹脂製キャップは層の発生やキャップからの成分溶出がなく、高品質の状態が維持されます。

■アセトニトリルのベースライン比較(当社製品比較)



LC/MS用溶媒 製品一覧

コードNo.	品名	容量	希望納入価格(円)
012-19851	アセトニトリル	1L	7,400
018-19853		3L	17,000
050-09221	エタノール(99.5)	1L	6,300
056-09223		3L	17,000
062-04721	0.1vol% ぎ酸-アセトニトリル	1L	7,200
068-04723		3L	16,800
138-14521	メタノール	1L	1,950
134-14523		3L	4,000
168-25531	2-プロパノール	1L	4,300
164-25533		3L	9,800
214-01301	超純水	1L	2,300
210-01303		3L	4,500

Ref: 2~10℃保存 F: -20℃保存 80: -80℃保存 表示が無い場合は室温保存です。
 特定 劇-I …特定毒物 劇-II …劇物 劇-III …劇物 毒 …毒薬 劇 …劇薬 危 …危険物 向 …向精神薬 特麻原 …特定麻薬向精神薬原料 カルタヘナ …カルタヘナ法
 帯-1 …化審法 第一種特定化学物質 帯-2 …化審法 第二種特定化学物質 化兵1 …化学兵器禁止法 第一種指定物質 化兵2 …化学兵器禁止法 第二種指定物質
 覚せい剤取締法…「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。宛
 国民保護法…生物・毒薬兵器の製造、使用防止のため、「毒薬等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。薬等
 上記以外の法律及び最新情報は、弊社試薬サイト (<https://labchem-wako.fujifilm.com>) をご参照下さい。

- 本文に記載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医薬品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所 ● 中国営業所
- 東海営業所 ● 横浜営業所
- 筑波営業所 ● 東北営業所
- 北海道営業所

フリーダイヤル 0120-052-099
 試薬URL: <https://labchem-wako.fujifilm.com>

■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation
 1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA
 TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791

■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH
 Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany
 TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

■ 富士フイルム和光(香港)有限公司
 Room 1111, 11/F, International Trade Centre,
 11-19 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
 TEL: +852-2799-9019 FAX: +852-2799-9808

■ 富士フイルム和光(広州)貿易有限公司
 广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼3002-3003室
 TEL: +86-20-8732-6381 (广州)
 TEL: +86-21-6288-4751 (上海)
 TEL: +86-10-6413-6388 (北京)