

お客様各位

富士フィルム和光純薬株式会社
試薬化成品事業部**新製品リムルス ES シリーズの発売および
リムルス J/F シリーズ生産終了のご案内**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度、エンドトキシン検出用試薬の新製品として、新たな感度のエンドトキシン特異的試薬（ES シリーズ）を 2019 年春より発売致します。それに伴い、長年ご愛顧頂きましたエンドトキシン非特異的試薬（リムルス J/F シリーズ）は、2020 年 12 月末を以て生産を終了させていただきますこと、下記ご案内申し上げます。お客様には、引き続き弊社製品のご採用をご検討下さいますようお願い申し上げます。新製品のご評価に際し、出来る限りのサポートをさせていただきますので、ご要望やご不明な点等ございましたら、下記連絡先または弊社担当営業までお問合せ下さい。

弊社では、今後も一層の品質・サービスの向上、製品の安定供給に努めてまいります。今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

【新製品】

■エンドトキシン特異的試薬（全 9 品目）

※検体中の(1→3)-β-D-グルカンの影響を受けることなく、エンドトキシンを特異的に検出可能

290-81401	リムルス ES-II シングルテストワコー	0.03	(25 回用)
296-81501	リムルス ES-II シングルテストワコー	0.25	(25 回用)
298-81201	リムルス ES-II テストワコー	0.03	(50 回用)
293-35841	カプトガニ血球抽出物 ES-II 凍結乾燥品	0.03	(50 回用)
298-35911	カプトガニ血球抽出物 ES-II 凍結乾燥品	0.25	(50 回用)
292-81601	Limulus Amebocyte Lysate PYROSTAR™ ES-F SINGLE TEST	0.03	(25 回用)
294-81301	Limulus Amebocyte Lysate PYROSTAR™ ES-F MULTI TEST	0.03 with CSE	(50 回用)
298-35891	Limulus Amebocyte Lysate PYROSTAR™ ES-F MULTI TEST	0.03	(50 回用)
295-35921	Limulus Amebocyte Lysate PYROSTAR™ ES-F MULTI TEST	0.25	(50 回用)

【発売予定時期】

2019 年 4 月以降（品目毎に順次在庫を予定）

【生産終了品目】

■エンドトキシン非特異的試薬（全 12 品目）

※(1→3)-β-D-グルカンにも反応

292-22241	リムルス HS-J シングルテストワコー	（25 回用）
290-22041	リムルス J シングルテストワコー	（25 回用）
296-22141	リムルス HS-J テストワコー	（50 回用）
296-23241	リムルス ES-J テストワコー	（50 回用）
290-21941	リムルス J テストワコー	（50 回用）
294-22441	カプトガニ血球抽出物 HS-J, 凍結乾燥品	（50 回用）
298-22341	カプトガニ血球抽出物 J, 凍結乾燥品	（50 回用）
299-52801	リムルス HS-F シングルテストワコー	（25 回用）
297-52601	リムルス F シングルテストワコー	（25 回用）
293-52701	リムルス HS-F テストワコー	（50 回用）
290-52711	カプトガニ血球抽出物 HS-F, 凍結乾燥品	（50 回用）
298-52511	カプトガニ血球抽出物 F, 凍結乾燥品	（50 回用）

【生産終了時期】

2020 年 12 月

【お問合せ先】

富士フイルム和光純薬株式会社 試薬化成品事業部
ライフサイエンス開発本部 ライフサイエンス試薬開発部
大阪本社 06-6203-3819 東京本店 03-6225-2130
メールアドレス：ffwk-shiyaku-lal@fujifilm.com