

QuickGene Mini480/8L キャンペーン

2022.4.21(木) - 2022.6.30(木)

期間内のお申込み分まで!!

倉敷紡績から提供されていますQuickGene Mini480/8Lはコンパクトかつ革新的メンブレンを搭載した核酸抽出システムです。各種専用キットと組み合わせて使用することで様々なサンプルから高純度・高収量のDNA/RNAを短時間で回収することができます。この度、「QuickGene-Mini480」と「QuickGene-Mini8L」のキャンペーンを行います。ぜひこの機会にQuickGeneシステムを使った核酸抽出をお試しください!!

キャンペーン ①

専用の同一キット 8キット 一括購入頂いたユーザー様へ・・・

**QuickGene-Mini480/8L
1台プレゼント!!**

キャンペーン ②

専用キット 1キット 購入頂いたユーザー様へ・・・

**QuickGene-Mini480/8L
3ヶ月レンタル提供!!**

QuickGene-Mini480



希望納入価格：198,000円

↓
0円!!

QuickGene-Mini8L



希望納入価格：298,000円

↓
0円!!

キャンペーン 申込方法

- ・ 裏面の申込用紙に必要事項をご記入いただき、弊社販売代理店または弊社担当営業へお渡しください
- ・ QuickGene - Mini480及びQuickGene-Mini8Lの専用キットに関する詳細は本パンフレット2,3ページをご参照ください

卓上型でコンパクトかつ高品質な核酸抽出(最大48サンプル)が可能!!!

QuickGene-Mini480

QuickGene-Mini480は分離工程で遠心分離のいらないコンパクトな核酸分離装置です。専用キットを使用することで様々な検体（全血、組織、細胞、植物、ウイルスなど）からDNA/RNAを抽出することが可能です。

■ 多検体を簡便・迅速に操作!!

- 前処理サンプルをセットし、本体左右のスイッチを回すだけです。
- 分離工程に遠心分離は必要ありません。
- 一度に最大48検体を処理可能です。

■ 操作手順



【機器本体】

コードNo.	メーカーコード	品名	容量	希望納入価格（円）
632-31571	--	QuickGene-Mini480	1台	198,000

■ 対応サンプル



■ QuickGene-Mini480 専用キット一覧

	分離対象	コードNo. (メーカーコード)	品名	容量	希望納入価格（円）	分離例
DNA 用 キ ット	●ヒト全血 ●各種動物血液 ●血漿 ●血清	636-23541 (DB-S)	DNA全血キットS	96回用	36,000	約5μg/全血200μl
	●各種動物組織 ●植物 ●昆虫 ●魚介類 ●口腔粘膜（スワブ） ●パラフィン包埋切片 ●培養細胞 ●バクテリア ●ウイルス ●食品	633-23551 (DT-S)	DNA組織キットS	96回用	41,000	約4μg/ Balb/c マウステール 先端部5mg
	●大腸菌	630-23561 (PL-S2)	プラスミドキットS II	96回用	21,000	約12.5μg/ pBlueScript II/ GAPDH/DH5α1mLカルチャー
RNA 用 キ ット	●各種動物組織 ●昆虫 ●ウイルス	634-23601 (RT-S2)	RNA組織キットS II	96回用	47,000	約100μg/マウス肝臓30mg
	●浮遊細胞 ●接着細胞 (目安：1.0×10 ⁶ 個以下) ●植物 ●大腸菌	634-23581 (RC-S)	RNA培養細胞キットS	96回用	47,000	約10μg/HL60細胞1.0×10 ⁶ 個
	●浮遊細胞 ●接着細胞 (目安：1.5×10 ⁷ 個以下)	631-23591 (RC-S2)	RNA培養細胞HCキットS	96回用	47,000	90～150μg/HEK293細胞 10cmディッシュ
	●全血から分離した白血球	637-23571 (RB-S)	RNA血液細胞HCキットS	96回用	56,000	約4.5μg/白血球1.5×10 ⁷ 個

卓上でコンパクトかつ大容量サンプルからの核酸抽出(最大8サンプル)が可能!!!

QuickGene-Mini8L


小型で軽量のQuickGene-Mini8L は実験デスクの小さなスペースにも設置することができ、持ち運びも簡単です。また、大容量サンプル（例；2mL 全血、100mg マウス肝臓等）からのDNA 分離が可能であり、一度の処理で大量のDNA を得ることができます。



多検体を簡便・迅速に操作!!

- 前処理サンプルをセットし、本体左右のスイッチを回すだけです。
- 分離工程に遠心分離は必要ありません。
- 一度に最大48検体を処理可能です。

操作手順



【機器本体】

コードNo.	メーカーコード	品名	容量	希望納入価格（円）
624-05961	--	QuickGene-Mini8L	1台	298,000

対応サンプル



QuickGene-Mini8L 専用キット一覧

	分離対象	コードNo. (メーカーコード)	品名	容量	希望納入価格(円)	分離例
DNA 用 キ ット	●ヒト全血 ●各種動物血液 ●血漿 ●パフィーコート	639-23531 (DB-L)	DNA全血キットL	48回用	48,000	約50μg/全血2mL
	●各種動物組織 ●植物●昆虫●魚介類 ●口腔粘膜 ●パラフィン包埋切片 ●培養細胞●バクテリア ●ウイルス●食品	638-29581 (DT-L)	DNA組織キットL	48回用	68,000	約80μg/マウス肝臓100mg
	●血漿	632-47061 (CF-L)	QuickGene cfDNA Isolation Kit	48回用	89,000	血漿2mL

■ 申込方法

お申込用紙に必要事項を記入



弊社代理店 もしくは
弊社営業担当者へ

■ お申込フォーマット

お名前		
	(企業名/大学名)	(部署名/学部・学科名)
ご所属		
	(TEL)	(FAX)
ご連絡先		
	(E-mail)	代理店
お申し込みキャンペーン		
<input type="checkbox"/> 8キット購入でQuickGene-Mini480/8Lをプレゼント <input type="checkbox"/> 1キット購入でQuickGene-Mini480/8Lを3ヶ月レンタル		
ご購入製品		
<div><div><div>・ QuickGene-Mini480</div><div><input type="checkbox"/> DNA全血キットS 数量</div><div><input type="checkbox"/> DNA組織キットS 数量</div><div><input type="checkbox"/> プラスミドキットS II 数量</div><div><input type="checkbox"/> RNA組織キットS II 数量</div><div><input type="checkbox"/> RNA培養細胞キットS 数量</div><div><input type="checkbox"/> RNA培養細胞HCキットS 数量</div><div><input type="checkbox"/> RNA血液細胞HCキットS 数量</div></div></div> <div><div>・ QuickGene-Mini8L</div><div><input type="checkbox"/> DNA全血キットL 数量</div><div><input type="checkbox"/> DNA組織キットL 数量</div><div><input type="checkbox"/> cfDNA Isolation Kit 数量</div></div>		

Ref. ……2〜10℃保存 F ……−20℃保存 −80 ……−80℃保存 表示が無い場合は室温保存です。

特定 毒物 劇物 毒薬 劇薬 危険物 向精神薬 特麻原 ……特定麻薬向精神薬原料 カルタヘナ ……カルタヘナ法

審-1 ……化審法 第一種特定化学物質 審-2 ……化審法 第二種特定化学物質 化兵1 ……化学兵器禁止法 第一種指定物質 化兵2 ……化学兵器禁止法 第二種指定物質

覚せい剤取締法 ……「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要です。〔覚〕

国民保護法 ……生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。〔毒素等〕

上記以外の法律及び最新情報は、弊社試薬サイト (<https://labchem-wako.fujifilm.com>) をご参照下さい。

- 本文に記載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格、キャンペーン価格には消費税等が含まれていません。
- 本キャンペーンは富士フイルム和光純薬(株)の代理店・特約店から購入した場合のみ適用されます。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本 社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

●九州営業所 ●中国営業所
●東海営業所 ●横浜営業所
●筑波営業所 ●東北営業所
●北海道営業所

フリーダイヤル 0120-052-099
試薬URL: <https://labchem-wako.fujifilm.com>

■FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation
1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA
TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791

■富士フイルム和光(香港)有限公司
Room 1111, 11/F, International Trade Centre,
11-19 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
TEL: +852-2799-9019 FAX: +852-2799-9808

■FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH
Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany
TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

■富士フイルム和光(広州)貿易有限公司
广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼3002-3003室
TEL: +86-20-8732-6381 (广州)
TEL: +86-21-5288-4751 (上海)
TEL: +86-10-6413-6388 (北京)