

CHIRAL COLUMN  
40th  
Anniversary

IG

ID

DAICEL

IB

IC

待望の

OZタイプの耐溶剤型キラルカラム

CHIRALPAK®

IM

CHIRALCEL®  
OZ  
Series



CHIRALPAK® IMはCHIRALCEL® OZ-H/OZ-RHの耐溶剤型バージョンです。

IA/IB N/IC/ID/IE/IF/IG/IH/IJ/IK

に続く **iCHIRAL**  
第11弾

CHIRALPAK® IM

Cellulose tris  
(3-chloro-4-methylphenylcarbamate)  
immobilized to silica gel



CHIRALPAK® IM 製品ラインナップ

製品名	種 類	内径 (mm)	長さ (mm)	粒子径 (μm)	製品番号	価格 (税別)
CHIRALPAK® IM	細径カラム	2.1	50	5	92392	¥135,000
		2.1	100	5	92393	¥150,000
		2.1	150	5	92394	¥165,000
		2.1	250	5	92395	¥180,000
	分析用ガードカートリッジ※	4	10	5	92311	¥32,000
	分析カラム	4.6	50	5	92322	¥135,000
		4.6	100	5	92323	¥150,000
		4.6	150	5	92324	¥165,000
		4.6	250	5	92325	¥180,000
	セミ分取用ガードカラム	10	20	5	92337	¥180,000
	セミ分取カラム	10	250	5	92335	¥600,000
		20	250	5	92345	¥1,300,000
	分取カラム	30	250	5	92375	¥2,350,000
	分析用ガードカートリッジホルダー	4	10	—	00011	¥15,000

【SFC用】



種 類	内径 (mm)	長さ (mm)	粒子径 (μm)	製品番号	価格 (税別)
SFC用分析カラム	4.6	150	5	92424	¥165,000
	4.6	250	5	92425	¥180,000
SFC用セミ分取カラム	10	250	5	92435	¥650,000
	20	250	5	92445	¥1,800,000
SFC用分取カラム	30	250	5	92475	¥3,100,000

※：1 セット 3 個入りです。  
分析用ガードカートリッジの使用には、  
分析用ガードカートリッジホルダー  
(00011)が必要です。

SFC 用カラムの耐圧気密性試験結果を  
ご希望の際はお問い合わせください。  
・分析用カラム：15,000 円(税別)  
・セミ分取カラム：50,000 円(税別)


## CHIRALPAK® IM を用いた分離例

CHIRALPAK® IM はコーティング型カラム (OZタイプ) の分離特性を維持した耐溶剤型キラルカラムです。



CHIRALPAK® IM は耐溶剤型キラルカラムです。

コーティング型のキラルカラムでは使えなかった溶媒も使用することができ、分離の幅が広がります。



## 株式会社ダイセル CPIカンパニー

東日本: 〒108-8230 東京都港区港南2-18-1 JR品川イーストビル  
TEL: 03-6711-8222 (直) FAX: 03-6711-8228  
西日本: 〒530-0011 大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 (タワーB)  
TEL: 06-7639-7221 (直) FAX: 06-7639-7228

https://www.daicelchiral.com/ E-mail: chiral@jp.daicel.com

アメリカ問合せ先 E-mail: chiral@cti.daicel.com  
ヨーロッパ問合せ先 E-mail: cte@cte.daicel.com  
アジア問合せ先  
(中国) E-mail: chiral@dctc.daicel.com  
(インド) E-mail: chiral@chiral.daicel.com