

Code No. 01-2789

製品規格書

アミノ酸混合標準液, AN型

アミノ酸自動分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	実測値報告
実用試験	試験適合
O-ホスホ-L-セリン	0.1125~0.1375 $\mu\text{mol/mL}$
タウリン	0.1125~0.1375 $\mu\text{mol/mL}$
O-ホスホエタノールアミン	0.1125~0.1375 $\mu\text{mol/mL}$
尿素	4.500~5.500 $\mu\text{mol/mL}$
L-アスパラギン酸	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-トレオニン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-セリン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-グルタミン酸	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
サルコシン	0.5625~0.6875 $\mu\text{mol/mL}$
グリシン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-アラニン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-シトルリン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
DL-2-アミノ酪酸	0.1125~0.1375 $\mu\text{mol/mL}$
L-バリン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-シスチン	0.1125~0.1375 $\mu\text{mol/mL}$
L-メチオニン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-シスタチオニン	0.1125~0.1375 $\mu\text{mol/mL}$
L-イソロイシン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-ロイシン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-チロシン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-フェニルアラニン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
β -アラニン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
DL-3-アミノイソ酪酸	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-ヒドロキシプロリン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$
L-プロリン	0.2250~0.2750 $\mu\text{mol/mL}$

