



## ORIENTAL YEAST CO.,LTD.

## BIOINDUSTRY DIVISION

6-10, 3-CHOME, AZUSAWA, ITABASHI,  
TOKYO 174-8505, JAPAN  
https://www.oyc.co.jp/bio/  
fbi@nisshin.com

March 06, 2023

PAGE 1 of 4

## 安全データシート (SDS)

製品名 : デスマディア AN 培地

## 1. 化学品及び会社情報

## 化学品の名称

製品名 デスマディア AN 培地  
製品コード 49500000, 49510000

## 会社情報

会社名 オリエンタル酵母工業株式会社  
住所 東京都板橋区小豆沢 3-6-10  
担当部門 バイオ事業本部  
電話番号 03-3968-1192  
FAX 番号 03-3968-4863  
緊急連絡先電話番号 長浜工場 品質管理室 電話番号:0749-64-2346  
推奨用途及び使用上の制限 研究用試薬

## 2. 危険有害性の要約

## GHS 分類

物理化学的危険性 区分に該当しない  
健康に対する有害性 区分に該当しない  
環境に対する有害性 区分に該当しない

## GHS ラベル要素

絵表示 該当なし  
注意喚起語 該当なし  
危険有害性情報 該当なし  
注意書き(安全対策) 該当なし  
注意書き(応急措置) 該当なし  
注意書き(保管貯蔵) 該当なし  
注意書き(廃棄) 該当なし

他の危険有害性 情報なし

## 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物  
成分及び含量 無機塩類、糖類、寒天等  
CAS 番号 該当なし  
官報公示整理番号(化審法・安衛法) 該当なし

## 4. 応急措置

## ばく露経路による応急措置

吸入した場合 新鮮な空気のある場所へ移動させる。呼吸に異常が生じた場合には医師の手当てを受ける。

皮膚に付着した場合 付着又は接触した部分を多量の水と石鹼で十分洗浄する。皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当てを受ける。

眼に入った場合 速やかに多量の水で洗い流した後、直ちに医師の手当てを受ける。

飲み込んだ場合 速やかに多量の水を飲ませ吐き出させた後、直ちに医師の手当てを受ける。

予想される急性症状 情報なし

遅発性症状で最も重要な徴候 情報なし

症状 情報なし



## ORIENTAL YEAST CO.,LTD.

## BIOINDUSTRY DIVISION

6-10, 3-CHOME, AZUSAWA, ITABASHI,  
TOKYO 174-8505, JAPAN  
<https://www.oyc.co.jp/bio/>  
fbi@nisshin.com

March 06, 2023

PAGE 2 of 4

## 安全データシート (SDS)

製品名 : デスメディア AN 培地

応急措置をする者の保護 医師に対する特別な注意事項	救助者は、状況に応じて適切な眼、皮膚の保護具を着用する。 情報なし
5. 火災時の措置 適切な消火剤 使ってはならない消火剤 特有の危険有害性 特有の消火方法 消火を行う者の保護	制限なし なし なし なし 消火作業の際は、状況に応じて空気呼吸器、化学用保護衣を着用する。
6. 漏出時の措置 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 環境に対する注意事項 封じ込め、浄化の方法及び機材	除去中に身体的接触を避ける。作業の際は適切な保護具を着用する。 なし 速やかにふき取り、過剰の水で洗う。
7. 取扱い及び保管上の注意 <b>取扱い</b> 技術的対策 安全取扱注意事項 接触回避 衛生対策 <b>保管</b> 技術的対策 混触禁止物質 保管条件  容器包装材料	使用時は無菌的操作にて取り扱う。 取扱い時に熱をかけない。十分に換気された場所で取扱うことを推奨する。 「安定性及び反応性」を参照。 取扱い後はよく手を洗うこと。  特別に必要としない。 「安定性及び反応性」を参照。 室温(15~20℃)暗所に保存する。冷蔵保管は避けること。 急激な温度変化により水滴が発生することがあります。水滴が認められた場合にはふらん器内で十分に乾燥してご使用ください。 破損や漏れの無い密閉可能な容器を使用する。
8. 暴露防止及び保護措置 管理濃度 許容濃度(ばく露限界値、生物学的指標) 日本産衛学会(2011年版) ACGIH(2012年版) <b>設備対策</b> <b>保護具</b> 呼吸器用保護具 手の保護具 眼の保護具 皮膚及び身体の保護具	該当なし 該当なし 該当なし 制限なし  必要に応じて適切な保護マスクを着用すること。 適切な保護手袋を着用すること。 適切な眼の保護具を着用すること。 適切な保護衣を着用すること。
9. 物理的及び化学的性質 物理的状態、色 臭い	プレートに固化した培地、無色~褐色 無臭

**ORIENTAL YEAST CO.,LTD.****BIOINDUSTRY DIVISION**

6-10, 3-CHOME, AZUSAWA, ITABASHI,  
TOKYO 174-8505, JAPAN  
https://www.oyc.co.jp/bio/  
fbi@nisshin.com

March 06, 2023

PAGE 3 of 4

**安全データシート (SDS)****製品名 : デスマディア AN 培地**

融点・凝固点	データなし
沸点又は初留点及び沸騰範囲	データなし
可燃性	データなし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	データなし
引火点	データなし
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
pH	データなし
動粘性率	データなし
溶解度	データなし
n-オクタール／水分配係数	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び／又は相対密度	データなし
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし
その他	データなし

**10. 安定性及び反応性**

反応性、化学的安定性	通常取り扱いや保管条件では安定。
危険有害反応可能性	データなし
避けるべき条件	直射日光を避ける、高温を避ける。
混触危険物質	データなし
有害な分解生成物	データなし

**11. 有害性情報****製品の有害性情報**

急性毒性	データなし
皮膚腐食性／皮膚刺激性	データなし
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	データなし
呼吸器感作性又は皮膚感作性	データなし
生殖細胞変異原性	データなし
発がん性	データなし
生殖毒性	データなし
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	データなし
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	データなし
誤えん有害性	データなし

**12. 環境影響情報****製品の環境影響情報**

生態毒性	データなし
残留性・分解性	データなし
生体蓄積性	データなし
土壌中の移動性	データなし
オゾン層への有害性	データなし

**ORIENTAL YEAST CO.,LTD.****BIOINDUSTRY DIVISION**

6-10, 3-CHOME, AZUSAWA, ITABASHI,  
TOKYO 174-8505, JAPAN  
<https://www.oyc.co.jp/bio/>  
fbi@nisshin.com

March 06, 2023

PAGE 4 of 4

**安全データシート (SDS)****製品名 : デスマディア AN 培地****13. 廃棄上の注意**

残余廃棄物

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)及び排出基準に従い適切に処理する。

汚染容器及び包装

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)及び排出基準に従い適切に処理する。

**14. 輸送上の注意****国際規制**

国連番号 (UN No.)

—

陸上規制情報

ADR/RID 規制なし

海上規制情報

IMDG 規制なし

航空規制情報

ICAO/IATA 規制なし

**国内規制**

陸上規制情報

規制なし

海上規制情報

規制なし

航空規制情報

規制なし

緊急時応急措置指針番号

—

特別の安全対策

容器の破損、腐食、漏れのないことを確かめ、転倒、落下、破損のないように積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。

**15. 適用法令**

化学物質排出把握管理促進法

該当しない

労働安全衛生法

該当しない

毒劇物取締法

該当しない

消防法

該当しない

航空法

該当しない

**16. その他の情報**

上記の記載内容は現時点で入手できるデータに基づいて作成しておりますが、全てを網羅しておりませんので、取扱いに十分注意してください。

また、注意事項は通常の実施を前提としたもので、特殊な取扱いの場合には、用法・用量に応じた安全対策を実施してください。