



ORIENTAL YEAST CO.,LTD.

BIOINDUSTRY DIVISION

6-10, 3-CHOME, AZUSAWA, ITABASHI,
TOKYO 174-8505, JAPAN
<http://www.oyc-bio.jp>

February 18, 2015

PAGE 1 of 3

Material Safety Data Sheet

製品名: 酵母エキス

1. 製品及び会社情報

製品名	酵母エキス
給源	酵母
会社名	オリエンタル酵母工業株式会社
住所	東京都板橋区小豆沢 3-6-10
担当部門	バイオ事業本部
電話番号	03-3968-1192
FAX 番号	03-3968-4863
緊急連絡先	長浜研究所 生化学生産開発センター 品質管理室 電話番号: 0749-64-2346 FAX 番号: 0749-63-7910
推奨用途及び使用上の制限	食品用ではありません
製品コード	OYC42010000(10kg), OYC42008000(5kg), OYC42002000(1kg) OYC42007000(200g)

2. 組成及び成分情報

化学名又は一般名	酵母エキス
単一製品・混合製品の区別	単一製品
成分及び含量	酵母エキス、100%
化学特性	該当なし
CAS 番号:	-
官報公示整理番号(化審法・安衛法)	該当なし
労働安全衛生法	該当なし
毒物劇物取締法	該当なし

3. 危険有害性の要約

有害性	該当なし
毒性	該当なし
可燃性	該当なし
爆発性	該当なし
分類の名称(分類基準は日本方式)	該当なし

4. 応急措置

吸入した場合	鼻や喉に刺激がある時は、鼻をかませ、うがいをさせる。 症状に応じて医師の診断を受ける。
皮膚に付着した場合	多量の水で洗い流し、症状に応じて医師の診断を受ける。
目に入った場合	多量の水で洗い流し、症状に応じて医師の診断を受ける。
誤飲した場合	水で十分うがいをし、口や喉を洗い、症状に応じて医師の診断を受ける。

5. 火災時の措置

消火方法	一般火災に準ずる
使ってはならない消火剤	一般火災に準ずる



ORIENTAL YEAST CO.,LTD.

BIOINDUSTRY DIVISION

6-10, 3-CHOME, AZUSAWA, ITABASHI,
TOKYO 174-8505, JAPAN
<http://www.oyc-bio.jp>

February 18, 2015

PAGE 2 of 3

Material Safety Data Sheet

製品名: 酵母エキス

6. 漏出時の措置

人体に対する影響

必要に応じて保護メガネ、ゴム手袋、粉塵マスクを着用する。

環境に対する影響

該当なし。

除去方法

通常の清掃方法でふきとり、過剰の水で洗う。

二次的影響の防止策

除去中に身体的接触を避ける。排水処理へは多量の水と共に流す。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い注意事項

皮膚に付着したり吸入したりしないように適切な保護具を着用する。

換気装置による埃などの発生予防

十分に換気された場所で取り扱う。

混合、接触、落下などの予防

特に制限なし。

保管の注意事項

特に制限なし製品の品質劣化を防ぐため容器を密閉して保管する。

適切な保管条件

冷暗所で保管する。

保管場所

特に制限なし。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策

特に制限なし。

設備の密封性と洗浄設備

設備の密封に関して該当なし。洗浄は一般的な手法で洗浄する。

保護設備

該当なし。換気設備のある部屋を推奨します。

保護具

呼吸器の保護具

必要に応じて防塵マスクを着用する。

手の保護具

必要に応じてゴム手袋を着用し、作業後は手の洗浄を行う。

眼の保護具

必要に応じて保護眼鏡、ゴーグルを着用する。

許容濃度

該当なし。

産業健康的許容濃度

該当なし。

9. 物理的及び化学的性質

形状

微粉末

色

黄褐色

におい

腐敗臭のない特異臭

沸点、融点

該当なし。

発火点、引火点

該当なし。

爆発性

該当なし。

蒸気圧、密度

該当なし。

溶解性(水、溶媒など)

水に可溶。

化学式、構造式

該当なし

10. 安定性及び反応性

安定性

適切な保管条件下で無開封状態のとき、2年間品質劣化を認めない。

避けるべき条件

高湿、高温を避けること。

避けるべき材料

該当なし。

危険有害な生成物

該当なし。



ORIENTAL YEAST CO.,LTD.

BIOINDUSTRY DIVISION

6-10, 3-CHOME, AZUSAWA, ITABASHI,
TOKYO 174-8505, JAPAN
<http://www.oyc-bio.jp>

February 18, 2015

PAGE 3 of 3

Material Safety Data Sheet

製品名: 酵母エキス

11. 有害性情報

吸引による有害性
皮膚刺激性
目に入った場合
突然変異原の影響
生殖毒性

鼻、喉の粘膜を刺激して炎症を起こすおそれがある。
皮膚を刺激して炎症を起こすおそれがある。
粘膜を刺激して炎症を起こすおそれがある。
該当なし。
該当なし。

12. 環境影響情報

残留性/分解性
環境基準

生分解性(本製品は、天然由来物質)である。
該当なし。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法
法規制
容器の処理方法
中和、焼却の注意点

一般廃棄物に準ずる。
該当なし。
該当地域のリサイクル又は廃棄ルールに準じて廃棄する。
該当なし。

14. 輸送上の注意

航空輸送上の注意点
国際規制

制限なし。
該当なし。輸送に関する法規制に従う。

15. 適用法令

火薬類取締法
高圧ガス取締法
消防法
毒物及び劇物取締法
労働安全衛生法
化審法
船舶安全法
航空法
海洋汚染防止法
化学物質管理促進法

該当なし。
該当なし。
該当なし。
該当なし。
該当なし。
該当なし。
該当なし。
該当なし。
該当なし。
該当なし。

16. その他の情報

製造日付について
その他

分析書に記載されております。
上記の記載内容は現時点で入手できる最新の情報に基づいて作成しておりますが、全てを網羅しておりませんので、取扱いに十分注意してください。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたもので、特殊な取扱いの場合には、用法・用量に応じた安全対策を実施してください。