

(90×190mm Size)

FUJIFILM

Wako

コード No. 047-27511 (1 mL)

**10 mg/mL デオキシリボ核酸溶液,
ウシ胸腺由来**

(フェノール-クロロホルム抽出)

本品は、ウシ胸腺由来のDNAを高純度のフェノール-クロロホルムで抽出し、超音波処理を行った物です。ハイブリダイゼーション用に有効です。

形 状 : DEPC 処理済み、蒸留水に溶解。

DNA サイズ : 平均 2,000 bp 以下

〔貯 法〕 -20℃

〔包 装〕 1 mL

製造発売元

富士フイルム 和光純薬株式会社

大阪府中央区道修町三丁目1番2号

Tel : 06-6203-3741

1802KA1