

## 精製ダニ抗原 Der f II

シバヤギコード	: AGDF2-010
和光コード	: 631-20311
内容	: 大腸菌から調製した rDer f II を、1%ラクトース添加 PBS に 100 $\mu$ g/mL の濃度に溶解し 1 バイアルに 500 $\mu$ L 分注した後、凍結乾燥したもの。
純度	: SDS-PAGE、CBB 染色後、単一バンドを示す。 抗 Der f II モノクローナル抗体を使用した Western Blotting で、ダニ虫体由来 Der f II と同分子量の単一バンドを示す。
容量	: 50 $\mu$ g/本
使用方法	: 500 $\mu$ L の精製水を加え混和溶解し、100 $\mu$ g/mL に調製する。完全に溶解したことを確認してから使用する。
保管	: 2~8 $^{\circ}$ C で保管。但し復水した製品 (100 $\mu$ g/mL) は必要に応じ適当な保存剤を加え 2~8 $^{\circ}$ C で保管。(凍結融解は不可)
ロット番号	: AGDF20- $\times\times\times\times$
文献	: King TP, et al.: Allergen Nomenclature <i>Int. Arch. Allergy-Immunol.</i> 105:224-233(1994) Yuuki T, et al.: Cloning and sequencing of cDNA corresponding to mite major allergen Der f II. <i>Jan. J. Allergology.</i> 39:557-561(1990) Ichikawa S, et al.: Solution structure of Der f II, the major mite allergen for atopic diseases. <i>J. Biol. Chem.</i> 273:356-360(1998)
注意	: 本品は研究用であり、診断用、治療用に使用しないでください。アレルギー性があるので取り扱いに注意してください。復水時に濁りを生じることがあります。

## 【お問い合わせ先】

製造

富士フイルムワコーシバヤギ株式会社

〒377-0007 群馬県渋川市石原 1062-1 TEL.0279-25-0279 FAX.0279-23-0313

&lt;E-mail&gt;wksb-info@fujifilm.com

<URL> <https://www.fujifilm.com/wksb/ja>

販売

富士フイルム 和光純薬株式会社