

キャップが変更になります！！

LC/MS用溶媒

LC/MS用3Lガロン瓶に使用していたアルミ製スクリューキャップでは、「開封時にアルミ屑が瓶に付着し、使いづらい」というお客様の声をもとに、特殊樹脂製スクリューキャップへ変更致します。

樹脂由来の屑が瓶に付着しない事、有機溶媒の接液面から特殊樹脂由来の溶出がない事を確認しています。

2021年7月以降製造のロットについて、順次変更とさせていただきます。※

※ 超純水についてはすでに特殊樹脂製スクリューキャップへ変更済み(2021年6月時点)

◆変更事項

- 蓋がアルミ製スクリューキャップから、特殊樹脂製キャップへ変更
- 輸送時の衝撃吸収用に段ボール製の首枠を追加


	変更前	変更後
蓋	アルミ製スクリューキャップ	特殊樹脂製スクリューキャップ
変更イメージ		
外装イメージ		

LC/MS用溶媒製品一覧


コードNo.	品名	容量	希望納入価格(円)
012-19851	アセトニトリル 劇-II 危	1L	7,400
018-19853		3L	17,000
050-09221	エタノール (99.5) 危	1L	6,300
056-09223		3L	17,000
062-04721	0.1vol% ぎ酸-アセトニトリル 劇-II 危	1L	7,200
068-04723		3L	16,800
138-14521	メタノール 劇-III 危	1L	1,950
134-14523		3L	4,000
168-25531	2-プロパノール 危	1L	4,300
164-25533		3L	9,800
214-01301	超純水	1L	2,300
210-01303		3L [*]	4,500

LC/MS溶媒と他社のLC/MS用溶媒との比較

ポジティブモード



ネガティブモード




Ref 2~10℃保存 F -20℃保存 B -80℃保存 表示が無い場合は室温保存です。
 特定 I 特定毒物 I II 毒物 I II III 劇物 毒 毒薬 劇 劇薬 危 危険物 向 向精神薬 特麻原 特定麻薬向精神薬原料 カルタヘナ カルタヘナ法
審1 化審法 第一種特定化学物質 審2 化審法 第二種特定化学物質 化兵1 化学兵器禁止法 第一種指定物質 化兵2 化学兵器禁止法 第二種指定物質
 覚せい剤取締法…「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。
 国民保護法…生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。
 上記以外の法律及び最新情報は、弊社試薬サイト (<https://labchem-wako.fujifilm.com>) をご参照下さい。

- 本文に記載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所
- 中国営業所
- 東海営業所
- 横浜営業所
- 筑波営業所
- 東北営業所
- 北海道営業所

 フリーダイヤル 0120-052-099
 試薬URL : <https://labchem-wako.fujifilm.com>

■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation
 1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA
 TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791

■ 富士フイルム和光 (香港) 有限公司
 Room 1111, 11/F, International Trade Centre,
 11-19 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
 TEL: +852-2799-9019 FAX: +852-2799-9808

■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH
 Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany
 TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

■ 富士フイルム和光 (広州) 貿易有限公司
 广州市越秀区先烈中路69号东山广场30楼3002-3003室
 TEL: +86-20-8732-6381 (广州)
 TEL: +86-21-6288-4751 (上海)
 TEL: +86-10-6413-6388 (北京)