

実験台などの洗浄・除菌に エタノールスプレー



実験機器や実験台の除菌やよごれの清拭など、様々な場面でお使いいただける
スプレータイプの除菌用エタノールです。

★使いやすいスプレータイプ

高圧ガス（炭酸ガス）を使用した製品で
ワンプッシュで持続的噴霧が可能です。

★除菌に最適なエタノール濃度

スプレー中のエタノール溶液は、除菌効果が
最も高いといわれる濃度（77～82vol%）に
調製されています。




除菌や拭き取りに

簡単、均質、広範囲に噴霧
することができます。

実験台や実験器具の洗浄・
除菌に最適な **80%エタノール**



霧吹きタイプと比べて、
**ワンプッシュで持続的
且つ均質に噴霧**できます。



【製品紹介】

コードNo.	品名	規格	容量	希望納入価格（円）
051-09131	エタノールスプレー 危	除菌用	170mL	3,300

【関連製品】

腐食性液体の少量漏洩時に

漏洩液体吸収マット ピグ® ハズマット



New Pig Corporationのピグ® ハズマットは工場などでの液体漏洩時に使用できる各種液体吸収マットです。中でもピグ®ハズマットは高濃度の腐食性液体を吸収できるよう特殊加工が施されています。98%硫酸や30%水酸化ナトリウム水溶液などをはじめ、大半の酸・アルカリや成分不明の油性・水性液体を速やかに吸収します。

また、耐薬品性なので腐食性液体との接触による劣化や危険な化学反応が生じることはありません。



形状	メーカーコード	内容	サイズ	吸収量
パッド	MAT310	50枚/袋	縦38cm × 横51cm	836 mL/枚 (合計:41.8L)
	MAT301	100枚/袋	縦38cm × 横51cm	836 mL/枚 (合計:83.6L)
	MAT351	100枚/箱	縦33cm × 横25cm	371mL/枚 (合計:37.1L)
ロール	MAT309	1巻/袋	幅76cm × 長さ46m	152.4L
ソックス	PIG301	6本/箱	直径8cm × 長さ3m	45.4L



MAT310



MAT351



MAT309



PIG301

メーカーコード	品名	容量	希望納入価格 (円)
MAT310	ピグ® ハズマット パッド (ヘビーウェイト、 38cm x 51cm 、 50枚)	1 袋	17,000
MAT301	ピグ® ハズマット パッド (ヘビーウェイト、 38cm x 51cm 、 100枚)	1 袋	28,000
MAT351	ピグ® ハズマット ディスペンサーボックス入りパッド (ヘビーウェイト、 33cm x 25cm 、 100枚)	1箱	16,000
MAT309	ピグ® ハズマット ロール (ヘビーウェイト、 76cm x 46m)	1巻	48,400
PIG301	ピグ® ハズマット 吸収ソックス (8cm x 3m、 6本)	1箱	45,800

Refrigerator 2~10°C保存 Fridge -20°C保存 Freezer -80°C保存 表示が無い場合は室温保存です。

特定 毒物 劇物 毒薬 劇薬 危険物 向精神薬 特定麻薬向精神薬原料 カルタヘナ法
第一種特定化学物質 第二種特定化学物質 化学兵器禁止法 第一種指定物質 化学兵器禁止法 第二種指定物質

覚せい剤取締法「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。

国民保護法「生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを認める証を頂戴しております。

上記以外の法律及び最新情報は、弊社試験サイト (<https://labchem-wako.fujifilm.com>) をご参照下さい。

● 本文に記載しております試験は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。

● 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)
東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所
- 中国営業所
- 東海営業所
- 横浜営業所
- 筑波営業所
- 東北営業所
- 北海道営業所



フリーダイヤル 0120-052-099

試験URL: <https://labchem-wako.fujifilm.com>

■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation
1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA
TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791

■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH
Fuggerstr 12, 41468 Neuss, Germany
TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100