


# 球状シリカゲル Wakosil®60

カラムクロマトグラフ用の球状シリカゲル Wakosil®60 シリーズにフラッシュクロマトに最適な粒子径38-63 $\mu$ mの製品を追加しました。

Wakosil®60シリーズは分取・精製用に最も用いられている、細孔径6nmの球状シリカゲルです。

保持性能が高く、大スケールでの分取精製に適しています。



**検討用サンプルのご用意があります。  
お気軽にお問い合わせください。**

## 物性情報

品名	形状	細孔径	比表面積	pH
Wakosil® 60, 38~63 $\mu$ m	球状	6nm	450-550m <sup>2</sup> /g	6.2-7.5
Wakosil® 60, 64~210 $\mu$ m				

## 商品紹介

コードNo.	品名	規格	容量	希望納入 価格(円)
237-02775	Wakosil® 60, 38~63 $\mu$ m	カラムクロマト グラフ用	500 g	5,500
235-02771			2 kg	20,000
233-02777			10 kg	68,000
231-02778			25 kg	照会
230-02765	Wakosil® 60, 64~210 $\mu$ m	カラムクロマト グラフ用	500 g	4,600
238-02761			2 kg	13,500
236-02767			10 kg	38,000
234-02768			25 kg	照会

# カラムクロマトグラフ用シリカゲル

形状	コードNo.	品名	粒子径 (μm)	細孔径 (nm)	細孔容量 (mL/g)	比表面積 (m <sup>2</sup> /g)	pH	容量	希望納入価格 (円)		
球状	235-02455	Wakosil® HC-N	35~63	3	0.6	780	6.5~7.5	500g	8,000		
	233-02451							2kg	25,000		
	231-02457							10kg	照会		
	230-01665	Wakosil® C-200	64~210	6	0.75	475		500g	5,500		
	238-01661							2kg	16,000		
	236-01667							10kg	照会		
	237-01675	Wakosil® C-300	40~64	6	0.75	475		8.5~11.5	500g	7,000	
	235-01671								2kg	22,000	
	233-01677								10kg	照会	
	239-02671	Wakosil® 50NH <sub>2</sub> (HC)	35~63	4.5	1.0	900			100g	9,000	
	231-02675								500g	31,000	
破碎状	230-00065	Wakogel® C-100	150~425	7	0.8	450	5.5~7.0		500g	4,800	
	238-00061								2kg	13,500	
	236-00067								10kg	照会	
	237-00075	Wakogel® C-200	75~150	7	0.8	450			5.5~7.0	500g	4,600
	235-00071									2kg	13,500
	233-00077									10kg	照会
	233-01437	Wakogel® C-200E							5.5~7.5	10kg	照会
	234-00085	Wakogel® C-300	45~75	7	0.8	450		5.5~7.5	500g	4,500	
	232-00081								2kg	13,500	
	230-00087								10kg	照会	
	230-01447	Wakogel® C-300E								5.5~7.5	10kg
	238-01465	Wakogel® C-300HG	40~60	7	0.8	450	-		500g	5,200	
	236-01461								2kg	15,000	
	234-01467								10kg	照会	
	235-01475	Wakogel® C-400HG	20~40	7	0.8	450			-	500g	5,000
	233-01471									2kg	14,200
	231-01477									10kg	照会
	232-01485	Wakogel® C-500HG	5~20								500g
	232-00905	Wakogel® LP-60	40~60							500g	6,300
	239-00915	Wakogel® LP-40	20~40							500g	10,500
	236-00925	Wakogel® LP-20	10~20							500g	18,700
	239-00895	Wakogel® FC-40	20~40	7	0.8	450		-		500g	10,500
	235-00897						10kg			照会	
239-02311	Wakogel® 50NH <sub>2</sub>	38~63	6.5	0.7			8.5~11.5			100g	8,000
231-02315	(シリカゲルNH <sub>2</sub> )						8.5~11.5			500g	28,000

R…2~10℃保存 F…-20℃保存 B…-80℃保存 表示が無い場合は室温保存です。  
 特定 I…特定毒物 I II…毒物 I II III…劇物 毒…毒薬 劇…劇薬 危…危険物 精…向精神薬 特麻原…特定麻薬向精神薬原料 カルタヘナ…カルタヘナ  
第1…化審法 第一種特定化学物質 第2…化審法 第二種特定化学物質 化兵1…化学兵器禁止法 第一種指定物質 化兵2…化学兵器禁止法 第二種指定物質  
 覚せい剤取締法…「覚せい剤原料研究者又は取扱者」の免許を取得して、ご購入に際しては、譲受証及び譲渡証による受け渡しが必要となります。関  
 国民保護法…生物・毒素兵器の製造、使用防止のため、「毒素等」を試験研究用に使用することを確認する証を頂戴しております。国薬等  
 上記以外の法律及び最新情報は、siyaku.com (<https://www.siyaku.com/>) をご参照下さい。

- 本文に記載しております試薬は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医療品」、「食品」、「生活用品」などとして使用できません。
- 希望納入価格には消費税等が含まれておりません。

## 富士フイルム 和光純薬株式会社

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL 06-6203-3741 (代表)  
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL 03-3270-8571 (代表)

- 九州営業所 ● 中国営業所
  - 東海営業所 ● 横浜営業所
  - 筑波営業所 ● 東北営業所
  - 北海道営業所
- フリーダイヤル 0120-052-099  
 フリーファックス 0120-052-806  
 試薬URL : <https://labchem.wako-chem.co.jp>

■ FUJIFILM Wako Chemicals U.S.A. Corporation 1600 Bellwood Road, Richmond, VA 23237, USA TEL: +1-804-714-1920 FAX: +1-804-271-7791  
 ■ FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH Fuggerstraße 12, 41468 Neuss, Germany TEL: +49-2131-311-0 FAX: +49-2131-311-100

Online Catalog: [www.e-reagent.com](http://www.e-reagent.com)