



小分け包装で安心!ヌクレアーゼフリーの高品質バッファー



Water, Nuclease free TE (pH 8.0), Nuclease free

本品は、核酸の溶解や保存、PCR実験等によく使用される、水とTEバッファー (pH 8.0)を1 mLずつ分注した製品です。予め使い切りやすい小分け包装となっているため、使用時のDNaseやRNase等のコンタミネーションのリスクを減らすことができます。
また、オートクレーブ済み、ヌクレアーゼフリーのため、安心してご使用いただけます。

特長

- オートクレーブ済み、DNase/RNaseフリー
- クリーンルーム内で小分け分注を実施
- PCR、核酸の溶解・保存にも安心して使用可能
- 使い切りやすい1 ml包装
- 国内製造品



Water, Nuclease free

蒸留法、イオン交換法、ろ過法にて処理し、オートクレーブした高品質な水です。

Code No.	製品名	容量	希望納入価格(税別)
314-09291	Water, Nuclease free	1 ml×100本	45,000円

包装形態	100本入りキット箱
保存方法	室温
備考	オートクレーブ済、DNaseフリー、RNaseフリー

TE (pH 8.0), Nuclease free

1×濃度のため、すぐに使用できるヌクレアーゼフリーのTE バッファー(pH 8.0)です。

Code No.	製品名	容量	希望納入価格(税別)
317-09281	TE (pH 8.0), Nuclease free	1 ml×100本	46,000円

組成	10 mmol/l Tris-HCl (pH 8.0), 1 mmol/l EDTA-2Na (pH 8.0)
包装形態	100本入りキット箱
保存方法	室温
備考	オートクレーブ済、DNaseフリー、RNaseフリー



ニッポン・ジーン

ニッポンジーンでは、遺伝子工学研究に汎用される緩衝液や調製液を数多く取り揃えております。徹底した品質管理※を実施しているため、安心してご使用いただけます。



※品質管理の詳細はこちら

■ ストックバッファー（滅菌蒸留水、緩衝液など）

Code No.	製品名	容量	希望納入価格
318-90105	Distilled Water, Deionized, Sterile	500 ml	¥9,000
316-90101		100 ml	¥8,000
312-90103		100 ml × 6	¥15,600
314-90205	DEPC treated Water	500 ml	¥9,000
312-90201		100 ml	¥8,000
318-90203		100 ml × 6	¥15,600
310-90361	1M MgCl ₂	100 ml	¥8,000
316-90081	3M Sodium Acetate	100 ml	¥8,000
319-90191	10M Ammonium Acetate	100 ml	¥8,000
311-90271	10% SDS Solution	100 ml	¥8,000
313-90275		500 ml	¥9,000
319-90015	20 × SSC	500 ml	¥9,000
317-90011		5 L	¥25,000
317-90175	10 × TBS Buffer	500 ml	¥9,000
317-90371	20 × TBS (pH 7.4)	500 ml	¥9,000
314-90185	10 × PBS Buffer	500 ml	¥9,000

Code No.	製品名	容量	希望納入価格
311-90075	0.5M EDTA (pH 8.0)	500 ml	¥9,000
316-90025	TE (pH 8.0)	500 ml	¥9,000
314-90021		100 ml	¥8,000
310-90023		100 ml × 6	¥15,600
313-90415	1M Tris-HCl (pH 7.0)	500 ml	¥9,000
311-90411		100 ml	¥8,000
318-90225	1M Tris-HCl (pH 7.5)	500 ml	¥9,000
316-90221		100 ml	¥8,000
314-90065	1M Tris-HCl (pH 8.0)	500 ml	¥9,000
312-90061		100 ml	¥8,000
316-90405	1M Tris-HCl (pH 8.5)	500 ml	¥9,000
314-90401		100 ml	¥8,000
313-90395	1M Tris-HCl (pH 8.8)	500 ml	¥9,000
311-90391		100 ml	¥8,000
316-90385	1M Tris-HCl (pH 9.0)	500 ml	¥9,000
314-90381		100 ml	¥8,000

■ 電気泳動関連バッファー

Code No.	製品名	容量	希望納入価格
315-90051	EtBr Solution	10 ml	¥9,000
313-90035	50 × TAE	500 ml	¥9,000
318-90301	10 × TAE	5 L	¥18,000

Code No.	製品名	容量	希望納入価格
318-90041	5 × TBE	1,000 ml	¥9,000
312-90321	SDS-PAGE	1 L	¥9,000
318-90323	10 × Running Buffer	5 L	¥32,000

■ フェノール関連

Code No.	製品名	容量	希望納入価格
313-90091	TE Saturated Phenol 中性フェノール	50 ml	¥13,000
319-90093		250 ml	¥17,000
311-90151	Phenol/Chloroform/Isoamyl alcohol (25:24:1)	250 ml	¥19,000
315-90291	Acid Phenol 酸性フェノール(pH 4.2)	100 ml	¥10,400



■ Buffer受託調液サービス（研究用途・商業用途・OEM等）

ニッポンジーンでは、ご指定の組成、規格、容量の調製液を受託製造するサービスを行っております。お見積りのご依頼は、富士フィルム和光純薬株式会社もしくは、同社販売代理店までご相談ください。

概要 ~ご要望にお応えします~

調製容量	1 バッチあたり 数 ml ~ 500L
分注様式	容量、本数、ボトルサイズ、ボトル形状など
滅菌処理	フィルター滅菌 (0.1µm など)、オートクレーブ滅菌
ラベル	サイズ、形状、デザイン、記載項目など
品質マネジメントシステム	ISO9001



・本紙掲載の製品、サービスは試験研究用です。医薬品の用途には使用しないでください。
 ・表示価格に消費税は含まれておりません。

製造元 **株式会社ニッポンジーン**

〒930-0834 富山市問屋町二丁目7番18号
 TEL: 076-451-6548 FAX: 076-451-6547
 URL: <https://www.nippongene.com>

販売元 **富士フィルム和光純薬株式会社**

本社 〒540-8605 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 TEL: 06-6203-3741 (代表)
 東京本店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町二丁目4番1号 TEL: 03-3270-8571 (代表)
 フリーダイヤル 0120-052-099 フリーファックス 0120-052-806