



アルコフェリス® PU-10は新規開発をしたエンドトキシン除去剤(*1)にて精製した低エンドトキシン プルランです (non GMP)

開発品一覧

品 番	規 格
PU-10	<p>日本薬局方 準拠</p> <p>エンドトキシン値 10 EU/g以下</p> <p>生菌数 100 CFU/g以下</p>

マクロファージを用いた生物学的試験 (*2)



エンドトキシンを低減化することにより、炎症性サイトカイン(TNF- α , IL-6)の産生量を大幅に抑制することが確認できた

○ 局方プルラン ● Arcofeliz PU-10

想定用途

体内埋込型医療機器原料,
細胞培養基材, 医薬品原料

安全性試験データ

細胞毒性試験 陰性
急性毒性試験 陰性

(*1) 熊本大学との共同研究 (*2) 北陸先端科学技術大学院大学/松村教授よりデータご提供

商品の詳細、カタログダウンロードは
右記URLもしくはQRコードより可能です

低エンドトキシン紹介ページ カatalogダウンロード
<https://www.nagase.co.jp/low-endotoxin/>



長瀬産業コーポレートサイト
<https://www.nagase.co.jp/>

