

(90×190mm Size)

FUJIFILM


Wako

コード No. 038-14453(10 μ g)
032-14451(100 μ g)

カリクリン A

起 源：チヨコガタイシカイメン (*Discodermia calyx*)

構 造 式：



$C_{50}H_{81}N_4O_{15}P$ mol. wt. 1009.17

品質及び性状：含量 (HPLC) 95.0%以上

溶状 メタノール、エタノール、DMSO に可溶。水に不溶。

【使用上のご注意】

1. 本品は毒性の強い物質です。本品を取扱う場合は安全ピペット等を使用し、絶対に経口的に摂取しないようにして下さい。皮膚に付着した場合はただちに水で洗い流して下さい。
2. 本品は研究用試薬ですのでヒトには投与しないで下さい。

【貯 法】 - 20℃・遮光保存

【包 装】 10 μ g, 100 μ g

【参考文献】

Kato, Y., Fusetani, N., Matsunaga, S., Fujita, S., Furuya, T. and Hashimoto, K. : *J. Am. Chem. Soc.*, **108**, 2780 (1986).

製造発売元

富士フイルム 和光純薬株式会社

大阪市中央区道修町三丁目1番2号

Tel : 06-6203-3741

1801KA1