


FUJIFILM

Wako

コードNo. 084-07681 (20mL)
080-07683 (100mL)

50mg/mL ハイグロマイシン B 溶液

形 状 : 10mmol/L リン酸緩衝生理食塩水 (pH 6.8)
構 造 :



分 子 式 : $C_{20}H_{37}N_3O_{13}$ mol. wt. 527.52

pH : (25℃) 9.0 ~ 12.0

生物学的毒性 :

LD ₅₀ (ラット)	63mg/kg (腹腔内注射)
LD ₅₀ (マウス)	46,000units/kg (経口投与)
LD ₅₀ (マウス)	6mg/kg (静脈内注射)
LD ₅₀ (モルモット)	13mg/kg (腹腔内注射)

【使用上のご注意】

本品は有害な物質です。本品を取り扱う場合には、目、口、皮膚等に付着しないように、ゴーグル、マスク、手袋等を着用して下さい。

【包 装】

コード No.	包 装
084-07681	20mL
080-07683	100mL

【貯 法】

2~10℃・遮光保存

【参考文献】

- 1) Gritz, L. and Davies, J. : *Gene*, **25**, 179 (1983).
- 2) Gonzales, R., Ferrer, S., Buesa, J. and Ramon, D. : *Infect. Immun.*, **57**, 2923 (1989).
- 3) Mohr, G. : *Appl. Microbiol. Biotechnol.*, **30**, 371 (1989).

製造発売元

富士フイルム 和光純薬株式会社
大阪府中央区道修町三丁目1番2号
Tel : 06-6203-3741